

Ambu® Open Cuff Silicone Face Mask

EN

Intended Use
The Ambu® Open Cuff Silicone Face Mask is a reusable face mask intended for use with manual resuscitators, automatic resuscitators and ventilators.

For use by CPR trained personnel only.

Instructions for Use

Remove mask from package and inspect. Apply the mask firmly to the patient's face to achieve a tight seal. Hold the mask tight against the face while maintaining the correct head tilt to keep the airway open. Clean and sterilise the face mask according to instructions.

Materials:

Silicone Rubber

Cleaning-disinfection-sterilisation - Reusable Item ONLY

To ensure safety of all kinds, please clean and sterilize

- a. Between patients.
- b. Whenever the product becomes contaminated.
- c. Every 24 hours of use with the same patient.

Carry out cleaning and sterilization as follows:

- Wash the components thoroughly in warm water containing a mild detergent. Ensure that the detergent is compatible with the component materials.
- Rinse the components thoroughly in warm water to remove all traces of detergent or fluid.
- Sterilise or disinfect the components using one of the following methods:
 - a. Autoclave up to 134 °C or 273 °F.
 - b. Most common disinfecting solutions that are used for equipment coming into contact with the patient.
 - Rinse thoroughly with water after disinfection.
 - Dry all components thoroughly after disinfection.
 - Inspect all components for wear and tear or damage, and replace them as necessary.
- Then package appropriately to protect the device from soil and contamination.

Connector Size:

Ambu® Open Cuff Silicone Face Mask sizes: #0, #1: 15 mm OD connector

Ambu® Open Cuff Silicone Face Mask sizes: #2 - #5: 22 mm ID connector

Силиконова маска за лице с отворен маншет Ambu®

BG

Предназначение

Силиконовая маска за лицо с отворенным маншетом Ambu® является маской для многократного использования, предназначенной для использования с ручными кислородными аппаратами, автоматическими кислородными аппаратами и обициающими аппаратами.

За употреба само от обучен за кардиопулмонална ресусцитация (CPR) персонал.

Инструкции за употреба

Извадете маската от опаковката и я проверете. Поставете маската пътно на лицето на пациента за добро уплътняване. Дръжте маската пътно до лицето, като поддържате правилния наклон на главата, за да запазите дихателните пътища отворени. Почиствайте и стерилизирайте маската за лице в съответствие с инструкциите.

Материали:

Силиконов каучук

Почистване – дезинфектиране - САМО елементи за многократна употреба

За да осигурите безопасността, моля, почиствайте и стерилизирайте

- a. След всеки пациент.
- b. Когато продуктът се замърси.

в. Всеки 24 часа при употреба на един пациент.

Извършвайте почистване и стерилизиране, както следва:

- Извийте частите старателно с топла вода, съъръжаша мек почистващ препарат.
- Уверете се, че препарата е в съвместим с материалите на частите.
- Изплакнете частите старателно с топла вода, за да премахнете всички остатъци от почиствания препарат или течността.
- Стерилизирайте или дезинфекцирайте частите по един от следните методи:
 - a. Автоклавиране до 134 °C или 273 °F.
 - b. Най-разпространените разтвори за дезинфекция, които се използват за оборудване, влизано в контакт с пациента.
 - Изплакнете обикновено с вода след дезинфекция.
 - Проверете всички части за износване или повреда и ги сменете, ако е необходимо.
 - След това опаковайте подхъдно, за да защитите устройството от замърсяване и контаминация.

Размери на накрайника:

Размери на Силиконова маска за лице с отворен маншет Ambu®: #0, #1: 15 mm външен диаметър

Размери на Силиконова маска за лице с отворен маншет Ambu® Mask: #2 - #5: 22 mm вътрешен диаметър

Silikonová maska s otevřenou manžetou Ambu®

CS

Účel použití

Silikonová maska s otevřenou manžetou Ambu® je opakovatelně použitelná maska určená pro použití s manuálními resuscitačními, automatickými resuscitačními a ventilátory.

Pro použití pouze pracovníkem školenným v postupech neodkladné resuscitace.

Návod k použití

Odstraněte masku z obalu a zkонтrolujtejte. Aplikujte masku pevně na tvář pacienta, abyste dosáhli utěšení. Držte masku pevně proti tváři a udržujte správný sklon hlavy, aby ste zajistili otevřené dýchací cesty. Očistěte a sterilizujte masku dle pokynů.

Materiály:

Silikonová guma

Čištění – dezinfekce – sterilizace – POUZE opakovaně použitelné části

Chcete-li zajistit maximální bezpečnost, provedte, prosím, čištění a sterilizaci

- a. mezi pacienty,
- b. kdyžkoliv dojde ke kontaminaci produktu,

co každých 24 hodinách použití u stejného pacienta.

Provádějte čištění a sterilizaci následujícím způsobem:

- Omyjte součásti důkladně teplou vodou obsahující mírný detergent. Ujistěte se, že je detergent kompatibilní s komponenty materiálu.
- Důkladně opálchněte v teplé vodě a odstraňte všechny zbytky detergenty a tekutiny.
- Sterilizujte nebo dезinfikujte součásti pomocí jedné z následujících metod:
 - a. Autoklav při teplotě do 134 °C nebo 273 °F.
 - b. Nejčastěji dезinfekční roztoky, které se používají pro zařízení, které se dostavají do styku s pacientem.
 - Po desinfekci opálchněte důkladně vodu.
 - Po desinfekci všechny součásti důkladně osušte.
 - Zkontrolujte všechny části s ohledem na poškození nebo opotřebení a případně provedte výměnu. Potom odpovídajícím způsobem zabalte, abyste zářízení ochránili před znečištěním a kontaminací.

Velikost konektoru:

Velikosti masky Silikonová maska s otevřenou manžetou Ambu®: #0, #1: 15 mm OD konektor

Velikosti masky Silikonová maska s otevřenou manžetou Ambu®: #2 - #5: 22 mm ID konektor

Ambu® Silikoneansigtsmaske med åben cuff

DA

Tiltækt anvendelse

Ambu®-silikoneansigtsmaske med åben cuff er en genanvendelig ansigtsmaske, som er beregnet til bruk sammen med manuelle og automatiske genoplivningsposer og ventilatorer.

Må kun anvendes af CPR-trænet personale.

Brugervejledning

Tag masken ud af emballagen, og efterst den. Hold masken fast mod patientens ansigt for at opnå et tæt forsegling. Bliv ved med at holde masken fast på patientens ansigt, samtidig med at hovedet bøjes korrekt bagud for at holde luftvejene åbne. Rengør og steriliser ansigtsmasken i overensstemmelse med vejledningen.

Materiale:

Silicone gummi

Rengøring-desinficering-sterilisering – KUN genanvendelige genstande

For at sikre den største sikkerhed bedes masken rengøres og steriliseres

- a. Mellem patienter
- b. Når masken bliver besmettet
- c. Efter 24 timers brug med samme patient

Brug følgende rengørings- og sterilisations metode:

- Vask delene grundigt under varmt vand med et mildt vaskemiddel. Kontroller at vaskemidlet er forenlig med materialerne i masken.
- Skyl masken grundigt under rent varmt vand for at fjerne alle rester af vaskemiddel.
- Steriliser eller desinficer delene ved at bruge følgende metode:
 - a. Autoklaving op til 134 °C eller 273 °F.
 - b. De mest gengangne desinfektionsmidler som anvendes til dele der er i berøring med patienten.
 - Skyl grundigt med vand efter desinfektion.
 - Kontroller alle delene for skader, slid og brud. Udsift masken hvis nødvendigt.
 - Emballer masken passende efter rengøring for at beskytte masken mod smuds og besmittelse.

Konnektorstørrelse:

Ambu® Silikoneansigtsmaske med åben cuff-størrelser: #0, #1: konnektor med udvendig diameter på 15 mm

Ambu® Silikoneansigtsmaske med åben cuff-størrelser: #2 - #5: konnektor med indvendig diameter på 22 mm

Avoimella mansetilla varustettu Ambu®-silikoninaamari

FI

Käyttötarkoitusta

Avoimella mansetilla varustettu Ambu®-silikoninaamari on monikäytöinen naamari, joka on tarkoitettu käytettäväksi manuaalisissa ja automaattisissa resuskituotareissa sekä ventilaattoreissa.

Tarkoitetut vain painelu-/puhalluselytykskoulutuksen saaneen henkilökunnan käyttöön.

Käytööhöjeet

Poista naamari pakkauksesta ja tarkista sen kunto. Kiinnitä naamari tiiviisti potilaan kasvoille. Pitää naamari tiukasti kasvoja vasten ja kallista samalla pää oikeaan asentoon, jotta hengitystiet pystyvät auti. Puhdistusta ja steriloitua maksi ohjeiden mukaisesti.

Materiaalit:

Silikonikumi

Puhdistus-desinfointi-sterilointi - VAIN monikäyttöiset tuotteet

Puhdistaa ja steriloitaa tuoteet turvallisuuksien varmistamiseksi

- a. Aina potilaiden välliä
- b. Aina kuun tuote on kontaminointiin
- c. Joka 24. tunti samalla potilaalla käytettyän

Suorita puhdistus ja steriloointi seuraavien ohjeiden mukaan:

- Pese osat lämpimällä vedellä, johon on lisätty mieluumia pesuaineita. Varmista, että pesuaine soveltuu käytettäväksi tuoteen eri materiaaleille.
- Huuhtele osat hyvin lämpimällä vedellä, jotta kaikki pesuainejäämät poistuvat.
- Steriloit tai desinfioi osat jollakin seuraavista menetelmistä:
 - a. Autoklaavi aina 134 °C asti
 - b. Yleisesti potilaaskohteissa käytettävien desinfointiin käytetyllä desinfektionesteellä.
 - Huuhtele osat hyvin lämpimällä vedellä desinfointin jälkeen.
 - Kuivaa kaikki osat huolellisesti desinfointin jälkeen.
 - Turki kaikki osat kulumilla ja halkeamilla sekä vähäillä ne tarpeen mukaan.
- Pakkaa asianmukaisesti suojaamaan liialta ja kontaminaatioilta.

Laittimen koko:

Avoimella mansetilla varustettu Ambu®-silikoninaamari-koot: #0, #1: liittimen ulkohalkaisija 15 mm

Avoimella mansetilla varustettu Ambu®-silikoninaamari-koot: #2 - #5: liittimen sisähalkaisija 22 mm

Ambu® Siliconen gezichtsmasker met open cuff

NL

Bedoeld gebruik

Het Ambu® Siliconen gezichtsmasker met open cuff is een herbruikbaar gezichtsmasker bedoeld voor gebruik met handbeademingsballonnen, automatische beademingsballonnen en beademingsapparaten.

Uitsluitend voor gebruik door personeel dat een goede training in cardio-pulmonale reanimatie heeft gevolgd.

Gebruiksaanwijzing

Hael het masker uit de verpakking en controleer het. Breng het masker correct op het gelaat van de patiënt aan, zodat het goed afdicht. Houd het masker stevig tegen het gelaat gedrukt, terwijl in het hoofd in de correcte stand wordt gehouden om de luchtwegen vrij te houden. Reinig en steriliseer het gezichtsmasker volgens de aanwijzingen.

Materiaal:

Siliconenrubber

Reiniging/desinficte/sterilisatie - UITSLUITEND herbruikbaar artikel

Om optimale veiligheid te waarborgen, moet u het product reinigen en steriliseren

- a. tussen patiënten,
- b. in elk geval wanneer het product besmet raakt,
- c. na elke 24 uur gebruik bij dezelfde patiënt.

Reinig en steriliseer het product als volgt:

- Was de onderdelen zorgvuldig in warm water met een mild reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat het reinigingsmiddel compatibel is met de materialen van de onderdelen.
- Spoel de onderdelen zorgvuldig in warm water om alle sporen van reinigingsmiddel of vloeistof te verwijderen.
- Steriliseer of desinfecteer de onderdelen door gebruik te maken van een van de volgende methoden:
 - a. autoclaven tot max. 134 °C of 273 °F,
 - b. gangbare desinfectiemiddelen die worden gebruikt voor apparatuur die in aanraking komt met de patiënt.
 - Spoel na desinfectie zorgvuldig met water.
 - Droog na desinfectie alle onderdelen zorgvuldig af.
 - Inspector alle onderdelen op slitage of beschadiging en vervang ze indien nodig.
 - Berg het product vervolgens in een geschikte verpakking op om het te beschermen tegen verontreiniging en besmetting.

Afmetingen connector:

Afmetingen Ambu® Siliconen gezichtsmasker met open cuff: #0, #1: 15 mm OD-connector

Afmetingen Ambu® Siliconen gezichtsmasker met open

Ambu® Silikon-Gesichtsmaske mit offenem Maskenwulst

DE

Anwendungszweck

Die Ambu® Silikon-Gesichtsmaske mit offenem Maskenwulst ist eine wiederverwendbare Gesichtsmaske, die für den Einsatz mit manuellen und automatischen Beatmungsbeuteln sowie Beatmungsgeräten vorgesehen ist. Nur von Personal anzuwenden, dass in CPR geschult ist.

Hinweise zur Benutzung

Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und überprüfen Sie sie. Drücken Sie die Maske fest auf das Gesicht des Patienten, um eine dichte Versiegelung zu erreichen. Halten Sie die Maske fest auf den Kopf des Patienten, um die Atemwege frei zu halten. Reinigen und sterilisieren Sie die Maske wie vorgeschrieben.

Material:

Silikonummi

Reinigung-Desinfektion-Sterilisation - Gilt NUR für wieder verwendbare Maske

Um die Patientensicherheit zu gewährleisten, ist die Maske zu reinigen und zu sterilisieren.

- a. bei Verwendung für einen neuen Patienten
- b. sobald das Produkt verschmutzt ist
- c. alle 24 Stunden bei Verwendung am selben Patienten

Reinigung und Sterilisation sind folgendermaßen durchzuführen:

- Waschen Sie die einzelnen Teile gründlich in warmem Wasser, dem ein mildes Reinigungsmittel zugesetzt wurde. Stellen Sie sicher, dass das Reinigungsmittel für die Materialien, aus denen die einzelnen Teile gefertigt sind, geeignet ist.
- Spülen Sie die Teile gründlich mit warmem Wasser ab, um das Reinigungsmittel vollständig zu entfernen.
- Sterilisieren bzw. desinfizieren Sie die Teile auf eine der folgenden Arten:
 - a. Im Autoklaven bei bis zu 134 °C
 - b. Mit Ethylenoxid
 - c. Mit gebräuchlichen Desinfektionslösungen, die üblicherweise für Vorrichtungen, mit denen der Patient in Kontakt kommt, verwendet werden.
- Nach der Desinfektion gründlich mit Wasser abspülen.
- Alle Teile müssen nach der Desinfektion vollständig austrocknen.
- Prüfen Sie alle Teile auf Abnutzungsscheinungen oder Beschädigungen und tauschen Sie sie, falls erforderlich, aus.

Verpacken Sie danach die Maske angemessen, um sie vor Verschmutzung zu schützen.

Konnektorgroße:

Ambu® Silikon-Gesichtsmaske mit offenem Maskenwulst Größen: #0, #1: 15mm OD Konnektor

Ambu® Silikon-Gesichtsmaske mit offenem Maskenwulst Größen: #2 - #5: 22mm ID Konnektor

Μάσκα Προσώπου Σιλικόνης Ανοικτού Αεροθαλάμου

EL

Χρήση για την οποία προορίζεται

Η μάσκα προσώπου ανοικτού αεροθαλάμου πολλαπλών χρήσεων Ambu® προορίζεται για χρήση με υπαύτεμους συσκευές τεχνής αναπνοής, αυτόματες συσκευές τεχνής αναπνοής και συσκευές αερισμού.

Για χρήση μόνο από προσωπικό εκπαιδευμένο στην καρδιοπνευμονική ανάψυξη.

Οδηγίες Χρήσης

Αφαίρεστε τη μάσκα από τη συσκευασία και ελέγχετε την. Τοποθετήστε τη μάσκα σταθερά πάνω στο πρόσωπο του ασθενή για να επιτευχθεί αεροπροΐστηρης εφαρμογή. Κρατήστε τη μάσκα σταθερά και γερά πάνω στο πρόσωπο ενώ παραλλάξα διατηρήστε τη σωστή κλίση της κεραίας ώστε να προσελύεται ο αεραγωγός ανοικτός. Καθαρίστε και αποστειρώστε τη μάσκα προσώπου σύμφωνα με τις οδηγίες.

Υλικά:

Ελαστικό σιλικόνης

Καθαρισμός και Απολύμανση - MONO για επαναχρησιμοποιούμενο προϊόν

Για την ασφαλή χρήση όλων των τύπων των προϊόντων, καθαρίστε και αποστειρώστε το

- a. Κατά τη χρήση από άνων ασθενείς όπως άλλοι,
- b. Οποτεδήποτε το πρόσωπο παρουσιάσει μόλυνση,

γ. Κάθε 24 ώρες κατά την εφαρμογή στον ίδιο ασθενή.

Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό και την αποστειρώση ως ακολούθως:

- Πλύνετε τα εξαρτήματα επιεικώς με χλυτό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό είναι συμβατό με τα ιλαρά της πατούντας από την οποία προήλθε.
- Ξεπλύνετε καλά τα εξαρτήματα με χλυτό νερό, ώστε να γίνεται κάθε ίχνος απορρυπαντικού ή υγρού.
- Αποστειρώστε τα εξαρτήματα εφαρμόζοντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 - α. Σε αυτοκλέιστο μέχρι 134 °C ή 273 °F.
 - β. Με κονική απολύμαντική διάλυματα που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό με τον οποίο έρχεται σε επαφή ο ασθενής.
 - γ. Ξεπλύνετε καλά με νερό, αφού πρώτη έχετε αποστειρώσει.
 - δ. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα για να διαπιστωθεί τον υπόρρειο φθορά ή σχίσμα ή βλάβη ή αντικαταστήστε τον, αν αυτό είναι αναγκαίο.
- Υπέρτατα προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα για να διαπιστωθεί τον υπόρρειο φθορά ή σχίσμα ή βλάβη ή αντικαταστήστε τον, αν αυτό είναι αναγκαίο.

Μέγεθος Συνδέσμου:
Μεγάλη Μάσκα Προσώπου Σιλικόνης Ανοικτού Αεροθαλάμου #0, #1: 15mm εξωτερική διάμετρος συνδέσμου Αεροθαλάμου Ασφαλείας Ambu:

Μεγάλη Μάσκα Προσώπου Σιλικόνης Ανοικτού Αεροθαλάμου Ασφαλείας Ambu: #2 - #5: 22mm εσωτερική διάμετρος συνδέσμου Αεροθαλάμου Ασφαλείας Ambu:

Mascarilla facial de silicona con manguito abierto Ambu®

ES

Finalidad de uso

La mascarilla facial de silicona con manguito abierto Ambu® es una mascarilla facial reutilizable diseñada para su uso con resucitadores manuales, automáticos y ventiladores.

Para uso exclusivo de personal formado en reanimación cardiopulmonar (CPR).

Instrucciones de uso

Extraiga la mascarilla del paquete y compruébelo. Mantenga firmemente la mascarilla sobre la cara del paciente para que no haya huecos por los que pase el aire. Sujete la mascarilla con fuerza asegurándose de mantener la inclinación correcta de la cabeza para dejar abiertas las vías respiratorias. Limpie y esterilice la mascarilla facial de acuerdo con las instrucciones.

Materiales:

goma de silicona

Limpieza, desinfección y esterilización - SOLO el elemento reutilizable

Para garantizar la seguridad de todas las piezas, límpielas y esterilicelas

- a. entre pacientes,
- b. cuando el producto quede contaminado,
- c. cada 24 horas de uso con el mismo paciente.

Realice las operaciones de limpieza y esterilización de la manera siguiente:

- Lave bien todas las piezas con agua caliente y detergente suave. Asegúrese de que el detergente sea compatible con los materiales de las piezas.
- Adore bien las piezas con agua caliente para eliminar los restos de detergente o de fluido.
- Esterilice o desinfícte las piezas utilizando uno de los siguientes métodos:
 - a. Autoclave hasta un máximo de 134 °C o 273 °F.
 - b. La mayoría de las soluciones desinfectantes utilizadas para equipamiento que entre en contacto con pacientes.
 - c. Lave bien con agua después de desinfectar.
 - d. Seque bien todas las piezas después de desinfectar.
 - e. Compruebe que los componentes no estén dañados o desgastados y sustitúyalos si fuera necesario. A continuación, guarde el dispositivo en su embalaje para protegerlo del polvo y de la contaminación.

Tamaño de conector:

Tamaños de Mascarilla facial de silicona con manguito abierto Ambu: #0, #1: conector OD de 15 mm

Tamaños de Mascarilla facial de silicona con manguito abierto Ambu: #2 - #5: conector ID de 22 mm

Ambu® avatud mansetiga silikoonist näomask

ET

Kasutusotstarve

Ambu® avatud mansetiga silikoonist näomask on korduvkasutatav näomask, mis on mõeldud kasutamiseks manuaalsele elustamisseadmetele, automaatsele elustamisseadmetele ja hingamisaparaatidega.

Kasutamiseks ainult elustamiskoolitus läbinud isikutele.

Kasutusjuhind

Võtke mask pakendist välja ja kontrollige seda. Asetage mask kindlasti patsiendi näole õhutiheduse saavutamiseks. Hoidke maski tihedalt vastu nágu, säälitades samal ajal õhutiheduse avamiseks öige pakalde. Puhastage ja steriliiseerge näomask vastavalt juhistele.

Materjalid

Silikon

Puhastamine - desinfiteerimine - steriliseerimine - AINULT korduvkasutatav seade.

Ilgakultse ohutuse tagamiseks puhastage ja steriliiseerge:

- a) patiensidel kasutamiskorda valev;

b) alati kui toode saastub;

c) samal patsiendi 24-tunnise kasutamise järel.

Viige puhastamine ja steriliiseerimine läbi järgnevalt:

- Peske komponente hoolikalt soojas, leebet pesuainet sisaldavas vees. Veenduge, et pesuaine on komponendi materjalidega sobiv.
- Loputape komponente hoolikalt soosis vees, et pesuaine või vedelik täielikult eemaldada.
- Steriliiseerge või desinfiteerige komponendid, kasutades ühte järgnevatest meetoditest:
 - a) Autoklave kuni temperatuuri 134 °C.
 - b) Kõige tavaisemad desinfiteerimishused, mida kasutatakse patsiendiga kokku puutuvate vahendite korral.
 - c) Pärast desinfiteerimist loputape hoolikalt veega.
 - d) Pärast desinfiteerimist kuivitage hoolikalt komponente.
 - e) Kontrollige kõiki komponente kulumise, rebenemise või kahjustuse osas ning vahetage osad vajadusel välja.

Sejärel pakendage korrektselt, et kaitsta vahendit mustuse ja saastumise eest.

Mégyeθos Συνδέσμου:

Meyeth Ambu® avatud mansetiga silikoonist näomask: #0, #1: 15mm εξωτερική διάμετρος συνδέσμου

Meyeth Ambu® avatud mansetiga silikoonist näomask: #2 - #5: 22mm εσωτερική διάμετρος συνδέσμου

Ambu® Maschera facciale in silicone senza cuffia

IT

Uso previsto

Ambu® Maschera facciale in silicone senza cuffia è una maschera facciale riutilizzabile concepita per l'uso con rianimatori manuali, rianimatori automatici e dispositivi di ventilazione. L'utilizzo di questo prodotto è riservato a personale addestrato nelle tecniche RCP.

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la maschera dalla confezione e ispezionarla. Applicare perfettamente la maschera al viso del paziente per ottenere una salda tenuta. Fare aderire perfettamente la maschera al viso, mantenendo al tempo stesso la corretta inclinazione della testa così da rendere pervie le vie aeree. Pulire e sterilizzare la maschera facciale secondo le relative istruzioni.

Materiale:

gomma al silicone

Pulizia - disinfezione - sterilizzazione — SOLO prodotti riutilizzabili

Per assicurare una sicurezza totale, pulirli e sterilizzarli:

- a. nell'uso tra un paziente e un altro;
- b. ogni volta che il prodotto viene contaminato;
- c. dopo 24 ore di uso con lo stesso paziente.

Effettuare la pulizia e la sterilizzazione nel modo seguente.

- Lavare accuratamente i componenti in acqua calda contenente un detergente leggero. Assicurarsi che il detergente sia compatibile con i materiali dei componenti.

- Riciacquare accuratamente i componenti in acqua calda per eliminare tutte le tracce di detergente o fluidi.

- Sterilizzare o disinfettare i componenti utilizzando uno dei metodi seguenti:

a. Autoclave fino a 134 °C;

b. Le più comuni soluzioni disinfectanti che vengono utilizzate per attrezzi come entrano in contatto con i pazienti;

c. Dopo la disinfezione risciacquare accuratamente con acqua.

- Asciugare accuratamente i componenti dopo la disinfezione.

- Controllare tutti i componenti per verificare se sono presenti usure, strappi o danni e se necessario sostituirli.