

INSTRUCTIONS FOR USE

Ambu® Silicone Face Mask
Reusable face mask

Ambu



	Page
English (Instructions for use).....	3-11
Български (Указания за ползване)	12-22
Česky (Návod k použití).....	23-32
Dansk (Brugsanvisning).....	33-42
Deutsch (Bedienungsanleitung).....	43-53
Ελληνικά (δηγίες Χρήσεως)	54-64
Español (Manual de instrucciones).....	65-75
Eesti (Kasutusjuhised)	76-85
Suomi (Käyttöohje).....	86-95
Français (Mode d'emploi).....	96-106
Hrvatski (Upute za uporabu).....	107-116
Magyar (Használati útmutató).....	117-126
Italiano (Manuale d'uso).....	127-136
日本語 (使用法)	137-145
Lietuviškai (Naudojimo instrukcijos).....	146-155
Latviski (Lietošanas instrukcija).....	156-165
Nederlands (Gebruiksaanwijzing).....	166-176
Norsk (Brukerveiledning).....	177-186
Polski (Instrukcja obsługi).....	187-197
Português (Manual de instruções).....	198-207
Română (Instrucțiuni de utilizare).....	208-217
Русский (Directions for use).....	218-228
Slovenčina (Návod na použitie)	229-238
Slovenština (Navodila za uporabo)	239-248
Svenska (Instruktionshandbok)	249-257
Türkçe (Kullanım talimatları).....	258-267
中文 (使用说明)	268-275

1. Important information – Read before use

Read these safety instructions carefully before using the Ambu® Silicone Face Mask. The instructions for use may be updated without further notice. Copies of the current version are available upon request. Please be aware that these instructions do not explain or discuss clinical procedures. They describe only the basic operation and precautions related to the operation of the Ambu Silicone Face Mask.

Before initial use of the Ambu Silicone Face Mask, it is essential for operators to have received sufficient training in using the product and to be familiar with the intended use, warnings, cautions, and indications mentioned in these instructions.

There is no warranty on the Ambu Silicone Face Mask.

1.1. Intended use

The Ambu Silicone Face Mask is a reusable face mask intended for oxygenating and ventilating the airways or to direct anaesthetic gases to the upper airways.

1.2. Indications for use

The Ambu Silicone Face Mask is used for respiratory care and support. The Ambu Silicone Face Mask is also intended for use during procedures where anaesthetic gasses are being supplied.

1.3. Intended patient population

The Ambu Silicone Face Mask is intended to be used on patients of all ages and comes in 6 sizes with 7 variants to ensure that the inner shape of the dome is spacious enough for the mouth and nose.

- Ambu Silicone Face Mask, #0A
- Ambu Silicone Face Mask, #0
- Ambu Silicone Face Mask, #0 with boring
- Ambu Silicone Face Mask, #2
- Ambu Silicone Face Mask, #3/4
- Ambu Silicone Face Mask, #5
- Ambu Silicone Face Mask, #6

1.4. Intended user

The Ambu Silicone Face Mask is for use by medical professionals, rescue- and emergency personnel trained in airway management.

1.5. Intended use environment

The Ambu Silicone Face Mask is intended to be used in pre-hospital (EMS) and hospital environments including MR system rooms.

1.6. Contra indications

None known.

1.7. Clinical benefits

The Ambu Silicone Face Mask will allow for passage of air and anesthetic gases to the patient and visualization through the dome.

1.8. Warnings and cautions

Failure to observe these precautions may result in inefficient ventilation of the patient, cross-infection, or damage to the equipment.

WARNINGS



1. Only to be used by intended users who are familiar with the content of this manual, as incorrect use might harm the patient.
2. Professionals performing the procedure should assess the choice of face mask size and compatible devices (e.g. resuscitator etc.) in accordance with the patient's specific condition(s), as incorrect use may harm the patient.
3. Always ensure to remove all packaging material from the Ambu Silicone Face Mask prior to use as the pouch could block the patient's airways and prevent ventilation.
4. Always visually inspect the product after unpacking, assembly and prior to use as defects and foreign matter can lead to no or reduced ventilation of the patient or reduced delivery of anesthetic gases.
5. Do not use the product if inspection fails, as this can lead to no or reduced ventilation or reduced delivery of anesthetic gases.
6. Do not use the product if contaminated by external sources, as this can cause infection.
7. Always ensure correct positioning of the face mask on the patient by performing, with either hand, an appropriate jaw thrust through relevant hand grip strategy. Reposition if applicable, as improper sealing of the face mask could lead to insufficient ventilation of the patient or reduced delivery of anesthetic gases.

8. Always inspect the proper inflation of the Ambu Silicone Face Mask cushion before use, as poor sealing might lead to insufficient ventilation of patient.
9. Always visually inspect the inflation and sealing properties of the face mask cushion while in use on the patient, as improper sealing might lead to leakage and reduced or no ventilation of the patient or reduced delivery of anesthetic gases.
10. Always ensure correct positioning and sealing of the Ambu Silicone Face Mask, as improper sealing can lead to spreading of airborne infectious disease to the user.
11. When using the size #0 with boring, always ensure that the boring is not blocked, as blocking the boring can prevent the intended function of reducing the pressure delivered to the child, since high ventilation pressures may cause barotrauma.
12. Do not apply excessive force on the Ambu Silicone Face Mask when keeping it in position, as it might lead to pressure marks on the patient's face.
13. Always reprocess the Ambu Silicone Face Mask after each use in order to avoid the risk of infection.
14. Do not reuse the Ambu Silicone Face Mask on another patient without reprocessing it due to the risk of cross-infection.
15. Do not reuse the Ambu Silicone Face Mask if visible residues are left inside the device in order to avoid the risk of infection or malfunction.
16. Do not use the Ambu Silicone Face Mask after reprocessing a maximum of 30 times in order to avoid the risk of infection or malfunction of the device.
17. When using supplemental oxygen, do not allow smoking or use the device near an open flame, oil, grease, other flammable chemicals or equipment and tools, which cause sparks, due to the risk of fire and/or explosion.
18. Do not use the product when ventilating patients with severe facial trauma and/or eye injury due to the risk of improper sealing and aggravation of injury unless a medical assessment indicates the necessity. Switch to an alternative method for directing air to the patient, if available.

CAUTIONS

1. Never store the Ambu Silicone Face Mask in a deformed state, otherwise permanent distortion of the mask could occur, which may reduce the ventilation efficiency or delivery of anesthetic gases.

2. Please see packaging for more specific information about the expiration date, as the use of an expired device might lead to decreased performance or malfunction of the product.
3. Do not reprocess the Ambu Silicone Face Mask any other way than described in this IFU. Other procedures may cause deformation or damage to the device.
4. Always keep components from the same device together during reprocessing to avoid reassembly of components with different durability leading to the risk of product failure.
5. Do not use substances containing phenols to clean the product. Phenols will cause premature wearing and degradation of the materials resulting in a reduced product life span.
6. Only use compatible connections or adapters, as forcing non-compatible connections or adapters into the connector of the Ambu Silicone Face Mask could damage the device, rendering it unusable.
7. US federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed health care practitioner.

1.9. Potential adverse events

Potential adverse events related to use of face masks (not exhaustive): Pressure marks, hypoxia and aggravation of already existing facial and eye injuries.

1.10. General notes

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

2. Device description

The Ambu Silicone Face Mask is a non-sterile, non-conductive, reusable face mask. It functions as a means for connection between the breathing device or anaesthetic circuit and the patient's upper airways and allows for direction of air and medical gasses to the patient.


Size 0A with a 15mm connector

The mask dome is transparent. The cushion of the 0A model is filled with foam and the internal volume is not inflatable.



Sizes 0, 2, 3/4, 5 and 6 with a 22 mm connector

The mask dome is transparent. The cushion has a valve for self-inflation which is closed with a plug.



Size 0 with boring

The mask dome is transparent. The model 0 with boring is designed to limit the ventilation pressure to below 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Explanation of symbols used

Symbol indication	Description	Symbol indication	Description
	Country of Manufacturer		May not be used more than 30 times
	Medical Device		MR Safe
Rx only	Prescription use only		

A full list of symbol explanations can be found on ambu.com/symbol-explanation.

4. Product use

4.1. Inspection and preparation

1. Remove the Ambu Silicone Face Mask from its packaging and inspect for proper inflation of the cushion.
2. Inspect the cushion for any damage or leakage.

4.2. Operation

1. Apply the mask firmly to the patient's face to achieve a tight seal.
2. Hold the mask tight against the face while securing an open airway through a jaw thrust.



4.3. Reprocessing: cleaning, disinfection, sterilization

Follow these reprocessing instructions after each use to reduce the risk of cross-contamination.


Disassembly

Prior to reprocessing the Ambu Silicone Face Mask, manually disassemble the face mask according to the illustration below. Make sure to remove the plug from the inflation tube (not applicable to #0A).

Unbutton or remove mask cushion from dome.



*Example of
disassembled mask*



*Example of disassembled mask with
plug removed from the inflation tube*

Keep components from the same device together during reprocessing to avoid reassembly of components with different durability.

Recommended reprocessing cycles

For a complete reprocessing cycle of the device, use one of the cycles listed in the table below.

	Applicability to the Ambu Silicone Face Mask	
Recommended reprocessing cycles	Size 0, 2, 3/4, 5 and 6	Size 0A
Manual cleaning followed by chemical disinfection	Yes	Yes
Manual cleaning followed by steam sterilization	Yes	No
Automated cleaning, including a thermal disinfection stage, followed by steam sterilization	Yes	No
Automated cleaning, including a thermal disinfection stage, followed by chemical disinfection	Yes	Yes

Table 1: Recommended reprocessing procedures.

Product testing has shown that the Ambu Silicone Face Mask is fully functional after 30 full reprocessing cycles, as listed above.

It is the user's responsibility to qualify any deviations from the recommended cycles and methods of processing, and to monitor that the recommended number of reprocessing cycles is not exceeded.

Procedures for reprocessing

MANUAL CLEANING

1. Rinse the components under running cold utility (tap) water to remove gross soil.
2. Prepare a detergent bath using a cleaning detergent solution, e.g., Neodisher® MediClean Forte or equivalent, for the removal of residues of dried blood and other body fluids, using the detergent manufacturer's recommended concentration.
3. Fully immerse the components to keep them submerged in the solution according to the detergent's instruction label. During the soak time, thoroughly clean the components with a soft brush until all visible soil is removed.
4. Rinse the components with running utility (tap) water for one minute.
5. Dry the components with a clean lint-free cloth and compressed air.

AUTOMATED CLEANING WITH THERMAL DISINFECTION

1. Rinse the components under running cold utility (tap) water to remove gross soil.
2. Place the components onto a manifold rack or in a wire basket inside the washer.
3. Select the appropriate cycle as listed below:

Stage	Recirculation time (minutes)	Temperature	Detergent type and concentration (if applicable)
Pre-wash	02:00	Cold tap water	N/A
Wash	01:00	43 °C (110 °F) tap water	Neodisher® MediClean Forte or an equivalent detergent using manufacturer's recommended concentration
Rinse	01:00	43 °C (110 °F) tap water	N/A
Thermal disinfection	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Dry time	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

Table 2: Automated cleaning with thermal disinfection cycles.

CHEMICAL DISINFECTION

1. Equilibrate the bath of Cidex OPA, or an equivalent OPA (ortho-phthalaldehyde) disinfectant at the temperature specified in the OPA disinfectant manufacturer's instructions.
2. Ensure the minimum effective concentration (MEC) of the OPA disinfectant using the OPA test strips specified in the OPA disinfectant manufacturer's instructions.
3. Fully immerse the device in the OPA and ensure all air bubbles are removed from the device surface by agitating the device.
4. Allow the device to soak for the time specified in the manufacturer's instructions for the OPA disinfectant.
5. Thoroughly rinse the device by fully immersing it in purified water, agitating and allowing it to set for a minimum of 1 minute.
6. Repeat step 5 two more times for a total of 3 rinses using a fresh batch of purified water each time.
7. Dry the device using a sterile lint-free cloth.

STEAM STERILIZATION

Sterilize the product using a gravity steam autoclave running a full cycle at 134 – 135 °C (274 – 275 °F) with an exposure time of 10 minutes and a dry time of 45 minutes. Leave the parts to dry and/or cool completely.

Inspection of components

After reprocessing, carefully inspect all components for damage, residuals or excessive wear and replace if necessary. Some methods may cause discoloration of rubber components without impact on their lifetime. In case of material deterioration e.g. cracking, the Ambu Silicone Face Mask should be discarded.

Reassembly

Manually reassemble the mask and ensure tight assembly between dome and cushion. Make sure to insert the plug (not applicable to #0A). Refer to section 4.1 Inspection and preparation.

4.4. Disposal

Used products must be disposed of according to local procedures.

5. Technical product specifications

5.1. Specifications

Ambu Silicone Face Mask variants	0A, 0 (with boring), 0, 2, 3/4, 5 and 6.
Connector size	15 mm OD connector for size 0A according to ISO 5356-1. 22 mm ID connector for size 0, 2, 3/4, 5 and 6 compatible with ISO 5356-1.
Operation temperature limits	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) according to EN 1789 and ISO 10651-4.
Storage temperature limits	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) according to EN 1789 and ISO 10651-4.
Recommended long term storage in closed packaging at room temperature, away from sunlight.	



5.2. MRI Safety information

The Ambu Silicone Face Mask is MR Safe.

1. Важна информация – Прочетете преди употреба

Прочетете внимателно тези инструкции за безопасност, преди да използвате силиконовата лицева маска Ambu®. Инструкциите за употреба подлежат на актуализиране без допълнително предизвестие. Копия на текущата версия са налични при поискване. Имайте предвид, че тези инструкции не дават обяснения и не разглеждат клиничните процедури. Те описват само основното действие и предпазните мерки, свързани с работата на силиконовата лицева маска Ambu.

Преди първата употреба на силиконовата лицева маска Ambu е важно операторите да са получили подходящо обучение за използването на продукта и да са запознати с предназначението, предупрежденията, предпазните мерки и показанията, отбелязани в тези инструкции.

Няма гаранция за силиконовата лицева маска Ambu.

1.1. Предназначение

Силиконовата лицева маска Ambu UltraSeal е лицева маска за многократна употреба, предназначена за оксигениране и вентилиране на дихателните пътища или за насочване на анестетични газове към горните дихателни пътища.

1.2. Показания за употреба

Силиконовата лицева маска Ambu се използва за респираторни грижи и поддръжка. Силиконовата лицева маска Ambu е предназначена също за употреба по време на процедури, при които се доставят анестетични газове.

1.3. Целева пациентска популация

Силиконовата лицева маска Ambu е предназначена за използване при пациенти на всяка възраст и се предлага в 6 размера със 7 варианта, за да се гарантира, че вътрешната форма на купола е достатъчно широка за устата и носа.

- Силиконова лицева маска Ambu, #0A
- Силиконова лицева маска Ambu, #0
- Силиконова лицева маска Ambu, #0 с отвор
- Силиконова лицева маска Ambu, #2
- Силиконова лицева маска Ambu, #3/4
- Силиконова лицева маска Ambu, #5
- Силиконова лицева маска Ambu, #6

1.4. Предвидена група потребители

Силиконовата лицева маска Ambu е предназначена за използване от медицински специалисти, спасителен и спешен персонал, обучен в обезпечаване на проходимостта на дихателните пътища.

1.5. Целева среда на употреба

Силиконовата лицева маска Ambu е предназначена за използване в предболнична (център за неотложна помощ) и болнична среда, включително в помещения за МР (магнитен резонанс).

1.6. Противопоказания

Не са известни.

1.7. Клинични ползи

Силиконовата лицева маска Ambu ще позволи преминаване на въздух и анестетични газове към пациента и визуализация през купола.

1.8. Предупреждения и предпазни мерки

Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до неефективна вентилация на пациента, кръстосана инфекция или повреда на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Да се използва само от предвидената група потребители, които са запознати със съдържанието на това ръководство, тъй като неправилната употреба може да навреди на пациента.
2. Професионалистите, които извършват процедурата, трябва да оценят избора на размер на маската и съвместимите устройства (напр. ресусцитатор и т.н.) в съответствие с конкретното състояние на пациента, тъй като неправилната употреба може да навреди на пациента.
3. Винаги се уверявайте, че сте отстранили всички опаковъчни материали от силиконовата лицева маска Ambu преди употреба, тъй като опаковката може да блокира дихателните пътища на пациента и да попречи на вентилацията.
4. Винаги инспектирайте продукта визуално след разопаковане, сглобяване и преди употреба, тъй като дефектите и чуждите материали може да доведат до липсваща или намалена вентилация на пациента или до намалено доставяне на анестетични газове.

5. Не използвайте продукта, ако инспекцията е неуспешна, тъй като това може да доведе до липсваща или намалена вентилация или до намалено доставяне на анестетични газове.
6. Не използвайте продукта, ако е замърсен от външни източници, тъй като това може да причини инфекция.
7. Винаги осигурявайте правилното позициониране на лицевата маска върху пациента, като извършвате с едната ръка подходящо натискане на челюстта чрез съответната стратегия за хващане с ръка. Препозиционирайте, ако е приложимо, тъй като неправилното уплътняване на лицевата маска може да доведе до недостатъчна вентилация на пациента или до намалено доставяне на анестетични газове.
8. Винаги проверявайте правилното напомпване на възглавничката на силиконовата лицева маска Ambu преди употреба, тъй като лошото уплътняване може да доведе до недостатъчна вентилация на пациента.
9. Винаги проверявайте визуално надуването и уплътнителните свойства на възглавничката на лицевата маска, докато тя се използва върху пациента, тъй като неправилното уплътняване може да доведе до изтиchanе на въздух и намалена или липсваща вентилация на пациента или до намалено доставяне на анестетични газове.
10. Винаги осигурявайте правилно позициониране и уплътняване на силиконовата лицева маска Ambu, тъй като недоброто уплътняване може да доведе до разпространяване на въздушно-капкови инфекциозни заболявания до потребителя.
11. Когато използвате размер #0 с отвор, винаги се уверявайте, че отворът не е блокиран, тъй като блокирането на отвора може да попречи на предназначената функция за намаляване на налягането, доставяно към детето, тъй като високите вентилационни налягания може да причинят баротравма.
12. Не прилагайте прекомерна сила върху силиконовата лицева маска Ambu, когато я държите на позиция, тъй като това може да доведе до белези от натиск върху лицето на пациента.
13. Винаги повторно обработвайте силиконовата лицева маска Ambu след всяка употреба, за да избегнете риска от инфекция.
14. Не използвайте повторно силиконовата лицева маска Ambu върху друг пациент, без да я обработите повторно, поради рисък от кръстосана инфекция.

15. Не използвайте повторно силиконовата лицева маска Ambu, ако в изделието са останали видими утайки, за да избегнете риска от инфекция и неправилно функциониране.
16. Не използвайте силиконовата лицева маска Ambu след извършване на повторна обработка максимум 30 пъти, за да избегнете риска от инфекция или неправилно функциониране на изделието.
17. Когато използвате допълнителен кислород, не допускайте пушене или използване на изделието в близост до открит пламък, масло, смазка, други запалими химикали или оборудване и инструменти, които може да доведат до появата на искри, поради опасност от пожар и/или експлозия.
18. Не използвайте продукта, когато вентилирате пациенти с тежка лицева травма и/или нараняване на очите, поради риск от неправилно упътняване и влошаване на нараняването, освен ако медицинската оценка не показва необходимост от това. Преминете към алтернативен метод за насочване на въздух към пациента, ако има такъв.

ВНИМАНИЕ

1. Никога не съхранявайте силиконовата лицева маска Ambu в деформирано състояние, в противен случай може да възникне permanentна деформация на маската, като това може да понижи ефективността на вентилацията или доставянето на анестетични газове.
2. Вижте опаковката за по-конкретна информация относно срока на годност, тъй като използването на изделие с изтекъл срок на годност може да доведе до намалена ефективност или неправилно функциониране на продукта.
3. Не обработвайте повторно силиконовата лицева маска Ambu по какъвто и да било друг начин, освен описаните в тези ИЗУ. Други процедури могат да причинят деформиране или повреда на изделието.
4. Винаги дръжте компонентите от едно и също изделие заедно по време на повторната обработка, за да избегнете повторно сглобяване на компоненти с различна здравина, което да доведе до риск от несработване на продукта.
5. Не използвайте вещества, съдържащи феноли, за да почиствате продукта. Фенолите ще причинят преждевременно износване и разграждане на материалите, което ще доведе до намален експлоатационен срок на продукта.

6. Използвайте само съвместими съединения или адаптери, тъй като насилиственото свързване на несъвместими съединения или адаптери към конектора на силиконовата лицева маска Ambu може да повреди изделието, правейки го неизползваемо.
7. Федералното законодателство на САЩ налага ограничението това изделие да се продава от лекар или по поръчка на лицензиран практикуващ здравен специалист.

1.9. Потенциални нежелани събития

Потенциални нежелани събития, свързани с използването на лицеви маски (списъкът не е изчерпателен): Белези от натиск, хипоксия и влошаване на вече съществуващи наранявания на лицето и очите.

1.10. Общи бележки

Ако по време на употреба на това изделие или като резултат от неговата употреба възникнат сериозни инциденти, съобщете за тях на производителя и на националния компетентен орган.

2. Описание на изделието

Силиконовата лицева маска Ambu е нестериилна, непроводима лицева маска за многократна употреба. Тя функционира като средство за свързване между дихателното устройство или анестетичната верига и горните дихателни пътища на пациента и позволява насочването на въздух и медицински газове към пациента.


Размер 0A с 15 mm ISO конектор

Куполът на маската е прозрачен. Възглавничката на модела 0A е напълнена с пяна и вътрешният обем не може да се надува.



Размери 0, 2, 3/4, 5 и 6 с 22 mm конектор

Куполът на маската е прозрачен. Възглавничката има клапа за самонадуване, която е затворена с тапа.



Размер 0 с отвор

Куполът на маската е прозрачен. Моделът 0 с отвор е проектиран да ограничава налягането на вентилация до под 40 смH₂O (4 kPa).



3. Обяснение на използваните символи

Означение на символите	Описание	Означение на символите	Описание
	Държава на производителя		не може да се използва повече от 30 пъти
	Медицинско изделие		Безопасно за работа в магниторезонансна среда
Rx only	Само по лекарско предписание		

Пълен списък с обясненията на символите можете да намерите на адрес ambu.com/symbol-explanation.

4. Използване на продукта

4.1. Инспекция и подготовка

- Извадете силиконовата лицева маска Ambu от опаковката и инспектирайте дали възглавничката е правилно надута.
- Инспектирайте възглавничката за повреди или течове.

4.2. Експлоатация

1. Поставете маската пътно на лицето на пациента за постигане на добро уплътняване.
2. Дръжте маската пътно до лицето, като същевременно подсигурявате отворени дихателни пътища чрез натиск върху челюстта.



4.3. Повторна обработка: почистване, дезинфекция, стерилизация


Следвайте тези инструкции за повторна обработка след всяка употреба, за да намалите риска от кръстосана контаминация.

Разглобяване

Преди повторна обработка на силиконовата лицева маска Ambu ръчно разглобете лицевата маска според илюстрацията по-долу. Уверете се, че сте отстранили тапата от тръбата за надуване (не е приложимо за #0A). Разкопчайте или премахнете възглавничката на маската от купола.



*Пример за
разглобена маска*



*Пример за разглобена маска с тапа,
извадена от тръбата за надуване*

Дръжте компонентите от едно и също изделие заедно по време на повторната обработка, за да избегнете повторно сглобяване на компоненти с различна здравина.

Препоръчителни цикли на повторна обработка

За пълния цикъл на повторна обработка на изделието използвайте един от циклите, посочени в таблицата по-долу.

Препоръчителни цикли на повторна обработка	Приложимост към силиконовата лицева маска Ambu	
	Размер 0, 2, 3/4, 5 и 6	Размер 0A
Ръчно почистване, последвано от химическа дезинфекция	Да	Да
Ръчно почистване, последвано от парна стерилизация	Да	Не
Автоматично почистване, включително етап на термична дезинфекция, последвана от парна стерилизация	Да	Не
Автоматично почистване, включително етап на термична дезинфекция, последвана от химическа дезинфекция	Да	Да

Таблица 1: Препоръчителни процедури за повторна обработка.

Тестване на продукта показва, че силиконовата лицева маска Ambu е напълно функционална след 30 пълни цикъла на повторна обработка, както е посочено по-горе.

Отговорност на потребителя е да определи всякакви отклонения от препоръчителните цикли и методи на обработка и да наблюдава дали не се превишава препоръчелният брой цикли на повторна обработка.

Процедури за повторна обработка

РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ

1. Изплакнете компонентите под течаща студена чешмяна вода, за да премахнете големите частици.
2. Пригответе вана с детергент, като използвате разтвор на почистващ детергент, например Neodisher® MediClean Forte или еквивалентен, за отстраняване на остатъци от засъхнала кръв и други телесни течности, като използвате препоръчаната от производителя на детергента концентрация.

- Потопете напълно компонентите, за да ги държите потопени в разтвора в съответствие с етикета с инструкции на дeterгента. По време на накисването почиствате старательно компонентите с мека четка, докато се отстранят всички видими замърсявания.
- Изплакнете компонентите с течаща вода в продължение на една минута.
- Подсушете компонентите с чиста кърпа без власинки и сгъстен въздух.

АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ С ТЕРМИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Изплакнете компонентите под течаща студена чешмяна вода, за да премахнете големите частици.
- Поставете компонентите върху решетъчен щандар или в телена кошница в миялната машина.
- Изберете подходящия цикъл, както е посочено по-долу:

Етап	Рециркула-ционно време (минути)	Темпе-ратура	Тип дeterгент и концентрация (ако е приложимо)
Предварително измиване	02:00	Студена чешмяна вода	Не е приложимо
Измиване	01:00	43 °C, 110 °F	Neodisher® MediClean Forte или еквивалентен дeterгент с препоръчителната от производителя концентрация
Изплакване	01:00	43 °C, 110 °F	Не е приложимо
Термична дезинфекция	05:00	90 °C (194 °F)	Не е приложимо
Време на сушение	07:00	90 °C (194 °F)	Не е приложимо

Таблица 2: Автоматично почистване с цикли на термична дезинфекция.

ХИМИЧЕСКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Еквалибирайте ваната с дезинфектант Cidex OPA или еквивалентен дезинфектант с OPA (орт-фталалдехид) при температурата, посочена в инструкциите на производителя на дезинфектанта с OPA.
2. Осигурете минималната ефективна концентрация (МЕК) на дезинфектанта с OPA с помощта на тест лентите с OPA, посочени в инструкциите на производителя на дезинфектанта с OPA.
3. Потопете напълно изделието в OPA и се уверете, че всички въздушни меухрчета са отстранени от повърхността на изделието чрез разклащане на изделието.
4. Оставете изделието да се накисне за времето, указано в инструкциите на производителя за дезинфектанта с OPA.
5. Изплакнете добре изделието, като го потопите напълно в пречистена вода, разклатете го и го оставете да се адаптира за минимум 1 минута.
6. Повторете още два пъти стъпка 5 за общо 3 изплаквания с използване на прясна партида пречистена вода всеки път.
7. Подсушете изделието със стериилна кърпа без власинки.

ПАРНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизирайте продукта, като използвате гравитационен парен автоклав, изпълняващ пълен цикъл при 134 – 135 °C (274 – 275 °F) с време на експозиция от 10 минути и време на сушение 45 минути. Оставете частите да изсъхнат и/или да се охладят напълно.

Инспекция на компонентите

След повторна обработка внимателно инспектирайте всички компоненти за повреди, остатъци или прекомерно износване и подменете, ако е необходимо. Някои методи могат да доведат до обезцветяване на гumenите компоненти, без това да окаже въздействие върху техния експлоатационен живот. В случай на влошаване на материала, напр. пукнатина, силиконовата лицева маска Ambu трябва да се изхвърли.

Повторно сглобяване

Сглобете отново ръчно маската и се уверете, че куполът и възглавничката са пътно сглобени. Уверете се, че сте поставили тапата (не е приложимо за #0A). Вижте раздел 4.1 Инспекция и подготовка.

4.4. Изхвърляне

Използваните продукти трябва да се изхвърлят в съответствие с местните процедури.

5. Технически спецификации на продукта

5.1. Спецификации

Варианти на силиконова лицева маска Ambu	0A, 0 (с отвор), 0, 2, 3/4, 5 и 6.
Размер на конектор	15 mm външен диаметър на конектора за размер 0A съгласно ISO 5356-1. 22 mm вътрешен диаметър на конектора за размер 0, 2, 3/4, 5 и 6, съвместим с ISO 5356-1.
Ограничения на работната температура	-20 до 50 °C (-4 до 122 °F) съгласно EN 1789 и ISO 10651-4.
Ограничения на температурата на съхранение	-40 до 70 °C (-40 до 158 °F) съгласно EN 1789 и ISO 10651-4.
Препоръчва се дългосрочно съхранение в затворена опаковка при стайна температура, далеч от слънчева светлина.	



5.2. Информация за безопасност при ЯМР

Силиконовата лицева маска Ambu е безопасна за работа в магнитнорезонансна среда.

1. Důležité informace – Před použitím čtěte

Před použitím silikonové obličejobré masky Ambu® si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Tento návod k použití může být aktualizován bez předchozího oznámení. Kopie aktuální verze je k dispozici na vyžádání. Vezměte laskavě na vědomí, že tento návod nevysvětuje klinické postupy a ani se jimi nezabývá. Popisuje pouze základní úkony a opatření související s použitím silikonové obličejobré masky Ambu.

Před prvním použitím silikonové obličejobré masky Ambu je důležité, aby jeho obsluha byla náležitě proškolena v použití prostředku a byla obeznámena s určeným použitím, varováními, upozorněními a indikacemi uvedenými v tomto návodu.

Na silikonovou obličejobrou masku Ambu se nevztahuje žádná záruka.

1.1. Určené použití

Silikonová obličejobrá maska Ambu je obličejobrá maska pro opakované použití určená pro oxygenaci a ventilaci dýchacích cest nebo pro směrování anestetických plynů do horních cest dýchacích.

1.2. Indikace pro použití

Silikonová obličejobrá maska Ambu je určena k respirační péči a podpoře. Silikonová obličejobrá maska Ambu je rovněž určena k použití během výkonů, při nichž jsou podávány anestetické plyny.

1.3. Určená populace pacientů

Silikonová obličejobrá maska Ambu je určena k použití u pacientů všech věkových kategorií a je k dispozici v 6 velikostech a 7 variantách, aby její klenutá vnitřní část byla dostatečně prostorná pro ústa a nos.

- Silikonová obličejobrá maska Ambu, #0A
- Silikonová obličejobrá maska Ambu, #0
- Silikonová obličejobrá maska Ambu, #0 s otvorem
- Silikonová obličejobrá maska Ambu, #2
- Silikonová obličejobrá maska Ambu, #3/4
- Silikonová obličejobrá maska Ambu, #5
- Silikonová obličejobrá maska Ambu, #6

1.4. Určený uživatel

Silikonová obličejová maska Ambu je určena k použití zdravotnickými pracovníky, zdravotnickými a jinými záchranáři vyškolenými v postupech pro zajištění dýchacích cest.

1.5. Prostředí určeného použití

Silikonová obličejová maska Ambu je určena k použití v přednemocničním (RZP) a nemocničním prostředí, včetně pracovišť MR.

1.6. Kontraindikace

Žádné nejsou známé.

1.7. Klinické přínosy

Silikonová obličejová maska Ambu umožnuje průchod vzduchu a anestetických plynů k pacientovi a vizualizaci přes její vyklenutou část.

1.8. Varování a upozornění

Nedodržování těchto opatření může způsobit nedostatečnou ventilaci pacienta, křízovou infekci nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ

1. Prostředek smí používat pouze určení uživatelé, kteří jsou obeznámeni s obsahem tohoto návodu, jelikož nesprávné použití může vést k poranění pacienta.
2. Odborníci provádějící výkon by měli posoudit výběr velikosti obličejové masky a kompatibilních prostředků (např. resuscitátoru atd.) s přihlédnutím ke specifickému stavu pacienta, neboť nesprávné použití může pacientovi způsobit újmu.
3. Před použitím silikonové obličejové masky Ambu se vždy nejprve ujistěte, že z ní byl odstraněn veškerý obalový materiál, jelikož vak by mohl zablokovat dýchací cesty pacienta a znemožnit ventilaci.
4. Po vybalení, sestavení a před použitím výrobek vždy nejprve vizuálně zkontrolujte, neboť vady a cizí látky mohou znemožnit anebo omezit ventilaci pacienta nebo omezit přívod anestetických plynů.
5. Výrobek nepoužívejte, pokud kontrola neproběhla úspěšně, jelikož tím může dojít k omezení či znemožnění ventilace nebo k omezení přívodu anestetických plynů.
6. Nepoužívejte výrobek v případě, že došlo k jeho kontaminaci externími zdroji, neboť by to mohlo způsobit infekci.

7. Vždy zajistěte správné umístění obličejové masky na obličeji pacienta tak, že pomocí příslušné techniky provedete rukou předsunutí čelisti. Podle potřeby umístění upravte, jelikož nesprávné utěsnění obličejové masky by mohlo vést k nedostatečné ventilaci pacienta nebo k omezení přívodu anestetických plynů.
8. Před použitím vždy zkontrolujte řádné nafouknutí manžety silikonové obličejové masky Ambu, protože špatně těsnící maska by mohla vést k nedostatečné ventilaci pacienta.
9. Během použití vždy vizuálně zkontrolujte řádné nafouknutí a utěsnění manžety obličejové masky, jelikož špatné utěsnění může vést k únikům a může omezit či znemožnit ventilaci pacienta nebo omezit přívod anestetických plynů.
10. Vždy ověrte správné umístění silikonové obličejové masky Ambu a její těsné přilehnutí k obličeji, neboť netěsnící maska může způsobit šíření infekční nemoci vzduchem a nakažení uživatele.
11. Při použití velikosti #0 s otvorem vždy ověrte, zda není otvor blokován, jelikož jeho zablokování může zabránit určené funkci snížení tlaku podávaného dítěti a vysoké ventilační tlaky mohou zapříčinit barotrauma.
12. Když silikonovou obličejovou masku Ambu přitlačujete na místo, nepůsobte na ni nadměrnou silou, neboť by to mohlo způsobit otlaky na obličeji pacienta.
13. Silikonovou obličejovou masku Ambu vždy po použití obnovte, abyste předešli riziku infekce.
14. Silikonovou obličejovou masku Ambu nepoužijte znova u jiného pacienta, aniž byste ji nejprve obnovili, jinak hrozí riziko křížové infekce.
15. Silikonovou obličejovou masku Ambu nepoužívejte opakovaně, jsou-li uvnitř prostředku viditelná rezidua, abyste předešli riziku infekce a poruchy.
16. Silikonovou obličejovou masku Ambu nepoužívejte po dosažení maximálního počtu 30 obnovovacích cyklů, abyste předešli riziku infekce nebo poruchy prostředku.
17. Z důvodu nebezpečí požáru nebo výbuchu při použití doplňkového kyslíku nedovolte nikomu kouřit ani používat prostředek v blízkosti otevřeného ohně, olejů, maziv či jiných hořlavých chemikálií anebo zařízení a nástrojů, které mohou způsobit jiskry anebo výbuch.
18. Není-li to na základě posouzení lékařem nezbytné, výrobek nepoužívejte k ventilaci pacientů se závažným poraněním obličeje anebo očí, jelikož hrozí nebezpečí nesprávného utěsnění a zhoršení poranění. Namísto obličejové masky zvolte alternativní metodu pro nasměrování vzduchu k pacientovi, je-li k dispozici.

UPOZORNĚNÍ

1. Silikonovou obličejobou masku Ambu nikdy neuchovávejte v deformovaném stavu, jinak by mohlo dojít k jejímu trvalému narušení, které může snížit účinnost ventilace nebo omezit přívod anestetických plynů.
2. Informace o datu exspirace ověřte na obalu, neboť použití prostředku po datu exspirace může vést ke snížení jeho výkonu nebo poruše.
3. Silikonovou obličejobou masku Ambu neobnovujte jiným způsobem, než je popsán v tomto návodu k použití. Jiné postupy mohou způsobit deformaci nebo poškození prostředku.
4. Při obnově vždy udržujte součásti stejného prostředku pohromadě, abyste zabránili opětovnému sestavení součástí s různou odolností, což by mohlo mít za následek poruchu prostředku.
5. K čištění prostředku nepoužívejte látky obsahující fenoly. Ty způsobují předčasné opotřebení a degradaci materiálů, což má za následek snížení životnosti prostředku.
6. Používejte pouze kompatibilní spojky nebo adaptéry, protože násilným zatlačením nekompatibilních spojek nebo adaptérů do konektoru silikonové obličejobé masky Ambu by mohlo dojít k poškození prostředku, v důsledku čehož se stane nepoužitelným.
7. Federální zákony USA omezují prodej tohoto zdravotnického prostředku pouze na lékaře nebo na předpis lékaře s rádnou licencí k výkonu lékařské praxe.

1.9. Potenciální nepříznivé události

Potenciální nepříznivé události v souvislosti s obličejobými maskami (přehled není vyčerpávající): Otlaky, hypoxie a zhoršení stávajících poranění obličeje a očí.

1.10. Obecné poznámky

Jestliže v průběhu anebo v důsledku použití tohoto zdravotnického prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému národnímu úřadu.

2. Popis prostředku

Silikonová obličejobá maska Ambu je nesterilní, nevodivá, opakováně použitelná obličejobá maska. Slouží jako prostředek pro spojení dýchacího přístroje nebo anestetického okruhu a horních cest dýchacích pacienta a umožňuje přivádění vzduchu a lékařských plynů pacientovi.


Velikost 0A s konektorem 15 mm

Vyklenutí masky je transparentní. Manžeta modelu 0A je naplněna pěnou a její vnitřní objem nelze nafouknout.



Velikosti 0, 2, 3/4, 5 a 6 s konektorem 22 mm

Vyklenutí masky je transparentní. Manžeta je opatřena ventilem s uzávěrem, který slouží k nafouknutí.



Velikost 0 s otvorem

Vyklenutí masky je transparentní. Model 0 s otvorem je navržen tak, aby omezoval ventilační tlak pod hodnotu 40 cm H₂O (4 kPa).



3. Vysvětlení použitých symbolů

Použitý symbol	Popis	Použitý symbol	Popis
	Země výrobce		Nepoužívejte více než 30krát
	Zdravotnický prostředek		MR bezpečný
Rx only	Pouze na předpis lékaře		

Úplný seznam vysvětlivek k symbolům najeznete na webu ambu.com/symbol-explanation.

4. Použití prostředku

4.1. Kontrola a příprava

1. Silikonovou obličejovou masku Ambu vyjměte z obalu a zkontrolujte, zda je manžeta správně nafouknutá.
2. Ujistěte se, že manžeta není poškozená a rádně těsní.

4.2. Použití

1. Masku nasadte pacientovi tak, aby těsně dosedla na jeho obličeji.
2. Masku přitlačujte k obličeji pacienta a zároveň zajistěte průchodnost dýchacích cest předsunutím čelisti.



4.3. Obnova: čištění, dezinfekce, sterilizace

Dodržujte tyto pokyny pro obnovu prostředku po každém použití, abyste snížili riziko křížové kontaminace.


Demontáž

Před obnovou proveděte manuální demontáž silikonové obličejové masky Ambu podle obrázku níže. Nezapomeňte odstranit uzávěr z inflační hadičky (neplatí pro #0A).

Z vyklenutí masky odepněte nebo odstraňte manžetu.



*Příklad rozložené
masky*



*Příklad rozložené masky s odstraněným
uzávěrem z inflační trubice*

Součásti stejného prostředku udržujte během obnovy pohromadě, abyste zabránili opětovnému sestavení součástí s různou odolností.

Doporučené obnovovací cykly

Pro úplný cyklus obnovy prostředku použijte některý z cyklů uvedených v tabulce níže.

Doporučené obnovovací cykly	Platí pro silikonovou obličejovou masku Ambu	Velikost 0A
Velikosti 0, 2, 3/4, 5 a 6		
Ruční čištění následované chemickou dezinfekcí	Ano	Ano
Ruční čištění následované parní sterilizací	Ano	Ne
Automatizované čištění, včetně fáze tepelné dezinfekce, následované parní sterilizací	Ano	Ne
Automatizované čištění, včetně fáze tepelné dezinfekce, následované chemickou dezinfekcí	Ano	Ano

Tabulka 1: Doporučené obnovovací postupy.

Testy výrobku prokázaly, že silikonová obličejová maska Ambu je plně funkční po 30 úplných obnovovacích cyklech, jak je uvedeno výše.

Je odpovědností uživatele kvalifikovat jakoukoliv odchylku od doporučených cyklů a metod zpracování a dohlédnout na to, aby nebyl překročen doporučený počet obnovovacích cyklů.

Postupy obnovy

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

1. Součásti opláchněte pod tekoucí studenou užitkovou vodou (z kohoutku), abyste odstranili hrubé nečistoty.
2. Připravte lázeň za použití roztoku čisticího prostředku v koncentraci doporučené jeho výrobcem, jako např. Neodisher® MediClean Forte nebo obdobných prostředků, abyste odstranili zbytky zaschlé krve či jiných tělesných tekutin.

- Součásti zcela ponořte do lázně a ponechte je ponořené po dobu uvedenou v pokynech na štítku čisticího prostředku. Během namáčení součásti důkladně očistěte měkkým kartáčem, dokud neodstraníte veškeré viditelné nečistoty.
- Poté součásti oplachujte po dobu 1 minutu pod tekoucí studenou užitkovou vodou (z kohoutku).
- Nakonec je osušte čistým netřepivým hadříkem a stlačeným vzduchem.

AUTOMATIZOVANÉ ČIŠTĚNÍ S TEPELNOU DEZINFEKcí

- Součásti opláchněte pod tekoucí studenou užitkovou vodou (z kohoutku), abyste odstranili hrubé nečistoty.
- Umístěte je na víceúrovňový rošt nebo do drátěného koše do myčky.
- Vyberte vhodný cyklus, jak jsou uvedeny níže:

Fáze	Recirkulační doba (minuty)	Teplota	Typ čisticího prostředku a koncentrace (hodí-li se)
Předmytí	02:00	Studená voda z kohoutku	N/A
Mytí	01:00	Voda z kohoutku 43 °C (110 °F)	Čisticí prostředek Neodisher® MediClean Forte nebo obdobný čisticí prostředek v koncentraci doporučené výrobcem
Oplachování	01:00	Voda z kohoutku 43 °C (110 °F)	N/A
Tepelná dezinfekce	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Doba sušení	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

Tabulka 2: Automatizované čištění s cykly tepelné dezinfekce.

CHEMICKÁ DEZINFEKCE

1. Připravte lázeň s vyváženou koncentrací dezinfekčního prostředku Cidex OPA nebo obdobného dezinfekčního prostředku na bázi ortoftalaldehydu (OPA) a teplotou uvedenou v pokynech výrobce dezinfekčního prostředku OPA.
2. Zajištěte minimální účinnou koncentraci (MEC) dezinfekčního prostředku OPA pomocí testovacích proužků OPA uvedených v pokynech výrobce dezinfekčního prostředku OPA.
3. Prostředek zcela ponořte do lázně a mírným zatřesením odstraňte veškeré vzduchové bubliny z jeho povrchu.
4. Nechte jej namočený v lázni po dobu uvedenou v pokynech výrobce dezinfekčního prostředku OPA.
5. Poté prostředek celý ponořte do čištěné vody, mírně jím zatřeste a nechte ho ponořený po dobu nejméně 1 minuty.
6. Krok č. 5 zopakujte ještě dvakrát a na tři oplachování pokaždé použijte novou dávku čištěné vody.
7. Nakonec prostředek osušte sterilním netřepivým hadříkem.

PARNÍ STERILIZACE

Prostředek sterilizujte v gravitačním parním autoklávu za použití úplného cyklu s teplotou 134 – 135 °C (274 – 275 °F), dobou expozice 10 minut a dobou sušení 45 minut. Poté nechte součásti důkladně uschnout anebo zchladnout.

Kontrola součástí

Po obnově pečlivě zkонтrolujte všechny součásti, zda nevykazují poškození, nadmerného opotřebení nebo přítomnost reziduí, a podle potřeby je vyměňte. Některé metody mohou způsobit změnu barvy gumových součástí, aniž by tím byla ovlivněna jejich životnost. V případě porušení materiálů, jako např. výskyt prasklin, by silikonová obličejová maska Ambu měla být zlikvidována.

Opětovné sestavení

Proveďte opětovné sestavení masky a ujistěte se, že těsné vyklenutí a manžeta masky k sobě těsně přiléhají. Nezapomeňte nasadit zpět uzávěr (neplatí pro #0A). Viz část 4.1 Kontrola a příprava.

4.4. Likvidace

Použité prostředky musí být zlikvidovány v souladu s místními postupy.

5. Technické specifikace prostředku

5.1. Specifikace

Varianty silikonové obličejové masky Ambu	0A, 0 (s otvorem), 0, 2, 3/4, 5 a 6.
Velikost konektoru	Konektor s vnějším průměrem 15 mm pro velikost 0A podle normy ISO 5356-1. Konektor s vnitřním průměrem 22 mm pro velikost 0, 2, 3/4, 5 a 6 v souladu s normou ISO 5356-1.
Limity provozní teploty	-20 až 50 °C (-4 až 122 °F) podle normy EN 1789 a ISO 10651-4.
Limity teploty skladování	-40 až 70 °C (-40 až 158 °F) podle normy EN 1789 a ISO 10651-4.
Pro dlouhodobé skladování je doporučeno uchovávat prostředek v uzavřeném obalu při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního záření.	



5.2. Informace o bezpečnosti pro MR

Silikonová obličejová maska Ambu je MR bezpečná.

1. Vigtig information – Læs inden brug

Læs disse sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, inden Ambu® silikone ventilationsmaske tages i brug. Denne brugervejledning kan blive opdateret uden varsel. Eksemplarer af den aktuelle version fås ved henvendelse. Vær opmærksom på, at denne brugervejledning ikke forklarer eller forholder sig til kliniske procedurer. Den indeholder kun en beskrivelse af den grundlæggende betjening af Ambu® silikone ventilationsmaske og de dermed forbundne forholdsregler.

Før første brug af Ambu silikone ventilationsmaske er det vigtigt, at brugeren er blevet behørigt instrueret i anvendelse af produktet og er fortrolig med den tilsigtede anvendelse samt de advarsler, forholdsregler og indikationer, som er anført i denne brugervejledning.

Der er ingen garanti på Ambu silikone ventilationsmaske.

1.1. Tilsigtet anvendelse

Ambu silikone ventilationsmaske er en genanvendelig ansigtsmaske, som er beregnet til at ilte og ventilere luftvejene eller til at dirigere anæstesigasser ind i de øvre luftveje.

1.2. Indikationer for anvendelse

Ambu silikone ventilationsmaske anvendes til respiratorisk pleje og støtte. Ambu silikoneansigtsmaske er også beregnet til brug under procedurer, hvor der tilføres anæstesigasser.

1.3. Tilsigtet patientpopulation

Ambu silikone ventilationsmaske er beregnet til brug på patienter i alle aldre og fås i 6 størrelser med 7 varianter for at sikre, at kuplens indvendige form er stor nok til mund og næse.

- Ambu silikone ventilationsmaske, #0A
- Ambu silikone ventilationsmaske, #0
- Ambu silikone ventilationsmaske, #0 med boring
- Ambu silikone ventilationsmaske, #2
- Ambu silikone ventilationsmaske, #3/4
- Ambu silikone ventilationsmaske, #5
- Ambu silikone ventilationsmaske, #6

1.4. Tilsigtede brugere

Ambu silikone ventilationsmaske er beregnet til at blive anvendt af medicinsk personale, rednings- og førstehjælpspersonale, der er uddannet i luftvejshåndtering.

1.5. Tilsigtet miljø

Ambu silikone ventilationsmaske er beregnet til anvendelse på skadestuer (EMS) og hospitalsmiljøer, herunder rum med MR-systemer.

1.6. Kontraindikationer

Ingen kendte.

1.7. Kliniske fordele

Ambu silikone ventilationsmaske gør det muligt for patienten at få luft og muliggør visualisering gennem kuplen.

1.8. Advarsler og forsigtighedsregler

Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan medføre utilstrækkelig ventilation af patienten, krydsinfektion eller beskadigelse af udstyret.

ADVARSLER

1. Må kun anvendes af tilsigtede brugere, der er fortrolige med indholdet i denne vejledning, da forkert anvendelse kan skade patienten.
2. Fagfolk, der udfører proceduren, skal vurdere valget af ansigtmaskens størrelse og tilbehør (f.eks. genoplivningsballon osv.) i overensstemmelse med patientens specifikke tilstand(e), da forkert anvendelse kan skade patienten.
3. Sørg altid for at fjerne alt emballagemateriale fra Ambu silikone ventilationsmaske før brug, da posen kan blokere patientens luftveje og forhindre ventilation.
4. Kontrollér altid produktet visuelt efter udpakning, samling og før brug, da defekter og fremmedlegemer kan føre til ingen eller nedsat ventilation af patienten eller reduceret forsyning med anæstesigasser.
5. Brug ikke produktet, hvis inspektionen viser fejl, da dette kan føre til ingen eller reduceret ventilation eller reduceret forsyning med anæstesigasser.
6. Produktet må ikke anvendes, hvis det er forurenset fra eksterne kilder, da dette kan forårsage infektion.

7. Sørg altid for korrekt placering af ansigtsmasken på patienten ved at udføre en passende fremskydning af kæben med en af hænderne med den relevante grebsstrategi. Genplacér, hvis det er relevant, da ukorrekt forsegling af masken kan føre til utilstrækkelig ventilation af patienten eller reduceret forsyning med anæstesigasser.
8. Kontrollér altid, at puden på Ambu silikone ventilationsmaske er korrekt oppustet før brug, da dårlig forsegling kan føre til utilstrækkelig ventilation af patienten.
9. Inspicer altid visuelt ventilationsmaskens pudes inflations- og forseglingsegenskaber, mens den er i brug på patienten, da forkert forsegling kan føre til lækage og reduceret eller ingen ventilation af patienten eller reduceret forsyning med anæstesigasser.
10. Det skal sikres, at Ambu silikone ventilationsmaske placeres og forsegles korrekt, da forkert forsegling kan medføre spredning af luftbårene infektionssygdom til brugerne.
11. Når størrelse #0 med boring anvendes, skal det altid sikres, at boringen ikke er blokeret, da blokering af boringen kan forhindre den tilsigtede funktion med at reducere det tryk, der leveres til barnet, da høje ventilationstryk kan forårsage barotraume.
12. Brug ikke overdreven kraft på Ambu silikone ventilationsmaske, når den holdes på plads, da det kan medføre trykmærker på patientens ansigt.
13. Rengør altid Ambu silikone ventilationsmaske efter hver brug for at undgå risiko for infektion.
14. Ambu silikone ventilationsmaske må ikke genbruges på en anden patient uden genbehandling pga. risikoen for krydsinfektion.
15. Genanvend ikke Ambu silikone ventilationsmaske, hvis der er synlig fugt eller synlige rester inde i udstyret, for at undgå risiko for infektion og funktionsfejl.
16. Ambu silikone ventilationsmaske må ikke anvendes efter maks. 30 gange genbehandling for at undgå risiko for infektion eller funktionsfejl på enheden.
17. Når der anvendes supplerende oxygen, må der ikke ryges, og udstyret må ikke bruges i nærheden af åben ild, olie, fedt, andre brændbare kemikalier eller udstyr og værktøj, der forårsager gnister, på grund af risikoen for brand og/eller ekslosion.
18. Anvend ikke produktet til ventilering af patienter med alvorlige ansigtstraumer og/eller øjenskader på grund af risikoen for ukorrekt forsegling og forværring af skaden, medmindre en medicinsk vurdering indikerer nødvendigheden. Skift til en alternativ metode til at dirigere luft til patienten, hvis en sådan er tilgængelig.

FORSIGTIGHEDSREGLER

1. Ambu silikone ventilationsmaske må aldrig opbevares i deformert tilstand, da den ellers kan blive permanent forvredet, hvilket kan reducere ventilationseffektiviteten eller forsyningen med anæstesigasser.
2. Se emballagen for at få mere specifikke oplysninger om udløbsdatoen, da brugen af en udløbet enhed kan føre til nedsat ydeevne eller funktionsfejl på produktet.
3. Ambu silikone ventilationsmaske må ikke rengøres på anden måde end som beskrevet i denne brugervejledning. Andre procedurer kan forårsage deformering eller beskadigelse af udstyret.
4. Hold komponenter fra samme enhed sammen under genbehandling for at undgå at samle komponenter med forskellig holdbarhed, hvilket medfører risiko for produktsvigt.
5. Brug ikke fenolholdige stoffer til rengøring af produktet. Fenoler vil forårsage for tidlig slitage og nedbrydning af materialerne, hvilket resulterer i en reduceret produktlevetid.
6. Brug kun kompatible tilslutninger eller adapttere, da ikke-kompatible tilslutninger eller adapttere kan blive tvunget ind i konnektoren til Ambu silikone ventilationsmaske og dermed gøre den ubrugelig.
7. Efter amerikansk lov må dette udstyr kun sælges af en autoriseret læge eller på foranledning af en autoriseret læge.

1.9. Potentielle utilsigtede hændelser

Potentielle bivirkninger i forbindelse med brug af silikone ventilationsmaske (ikke udtømmende): Trykmærker, hypoksi og forværring af allerede eksisterende ansigts- og øjenskader.

1.10. Generelle bemærkninger

Hvis der sker en alvorlig hændelse under brugen af denne enhed eller som resultat af brugen af den, bedes det indberettet til producenten og til den nationale myndighed.

2. Beskrivelse af udstyret

Ambu silikone ventilationsmaske er en ikke-steril, ikke-ledende, genanvendelig ansigtsmaske. Den fungerer som et middel til forbindelse mellem respirationsapparatet eller anæstesicirklen og patientens øvre luftveje og gør det muligt at dirigere luft og medicinske gasser til patienten.


Størrelse 0A med en 15 mm konnektor

Maskens kuppel er transparent. Puden i 0A-modellen er fyldt med skum, og den indvendige volumen er ikke oppustelig.



Størrelse 0, 2, 3/4, 5 og 6 med en 22 mm konnektor

Maskens kuppel er transparent. Puden har en ventil til selvoppustning, som lukkes med en prop.



Størrelse 0 med boring

Maskens kuppel er transparent. Model 0 med boring er designet til at begrænse ventilationstrykket til under 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Symbolforklaring

Symbol- angivelse	Beskrivelse	Symbol- angivelse	Beskrivelse
	Producentland		Må ikke anvendes mere end 30 gange
	Medicinsk udstyr		MR-sikker
Rx only	Kun på recept		

En komplet liste over symbolforklaringer kan findes på ambu.com/symbol-explanation.

4. Anvendelsesområde

4.1. Inspektion og forberedelse

1. Tag Ambu silikone ventilationsmaske ud af emballagen, og kontrollér, at puden er korrekt oppustet.
2. Efterse pudsen for skader eller lækage.

4.2. Drift

1. Hold masken fast mod patientens ansigt for at opnå en tæt forsegling.
2. Hold masken tæt mod ansigtet, mens du sikrer en åben luftvej ved fremskydning af kæben.



4.3. Genbehandling: rengøring, desinfektion, sterilisation

Følg disse genbehandlingsanvisninger efter hver brug for at reducere risikoen for krydkontaminering.


Adskillelse

Inden Ambu silikone ventilationsmaske genbehandles, skal ansigtsmasken adskilles manuelt som vist på illustrationen nedenfor. Sørg for at fjerne proppen fra oppustningsslangen (gælder ikke for #0A).

Knap maskens pude af, eller fjern den fra kuplen.



*Eksempel på adskilt
maske*



*Eksempel på adskilt maske med prop
fjernet fra oppustningsslangen*

Hold komponenter fra samme enhed sammen under genbehandling for at undgå at samle komponenter med forskellig holdbarhed.

Anbefalede genbehandlingscyklusser

Til en komplet genbehandlingscyklus skal en af de cyklusser, der er angivet i tabellen nedenfor, anvendes.

Anbefalede genbehandlingscyklusser	Anvendelighed for Ambu silikone ventilationsmaske	
	Str. 0, 2, 3/4, 5 og 6	Størrelse 0A
Manuel rengøring efterfulgt af kemisk desinfektion	Ja	Ja
Manuel rengøring efterfulgt af dampsterilisation	Ja	Nej
Maskinel rengøring, herunder et termisk desinfektionstrin efterfulgt af dampsterilisation	Ja	Nej
Maskinel rengøring, herunder et termisk desinfektionstrin efterfulgt af kemisk desinfektion	Ja	Ja

Tabel 1: Anbefalede genbehandlingsprocedurer.

Produkttest har vist, at Ambu silikone ventilationsmaske er fuldt funktionsdygtig efter 30 fulde genbehandlingscyklusser som anført ovenfor.

Det er brugerens ansvar at kvalificere eventuelle afvigelser fra de anbefalede cyklusser og behandlingsmetoder og at overvåge, at det anbefalede antal genbehandlingscyklusser ikke overskrides.

Procedurer for genbehandling

MANUEL RENGØRING

1. Skyl komponenterne under rindende koldt postevand for at fjerne groft snavs.
2. Klargør et rengøringsmiddelbad med en rengøringsmiddelopløsning, f.eks. Neodisher® MediClean Forte eller tilsvarende, til fjernelse af rester af tørret blod og andre kropsvæsker ved hjælp af rengøringsmiddelproducentens anbefalede koncentration.

- Nedsænk komponenterne fuldstændigt, og hold dem nedsænket i oplosningen i henhold til rengøringsmidlets instruktionsmærkat. Rengør komponenterne grundigt med en blød børste i iblødsætningstiden, indtil alt synligt snavs er fjernet.
- Skyl komponenterne med rindende postevand i et minut.
- Tør komponenterne med en ren, fnugfri klud og trykluft.

AUTOMATISK RENGØRING MED TERMISK DESINFEKTION

- Skyl komponenterne under rindende koldt postevand for at fjerne groft snavs.
- Anbring komponenterne på et manifoldstav eller i en trådkurv inde i vaskemaskinen.
- Vælg den relevante cyklus som anført nedenfor:

Stadie	Omløbstid (minutter)	Temperatur	Vaskemiddeltype og -koncentraton (hvis relevant)
Forvask	02:00	Koldt postevand	Ikke tilgængelig
Vask	01:00	43 °C (110 °F) postevand	Neodisher® MediClean Forte eller et tilsvarende rengøringsmiddel med producentens anbefalede koncentration
Skyl	01:00	43 °C (110 °F) postevand	Ikke tilgængelig
Termisk desinfektion	05:00	90 °C (194 °F)	Ikke tilgængelig
Tørretid	07:00	90 °C (194 °F)	Ikke tilgængelig

Tabel 2: Maskinel rengøring med termiske desinfektionscyklusser.

KEMISK DESINFEKTION

- Afbalanceér badet med Cidex OPA eller et tilsvarende OPA-desinfektionsmiddel (orthophthalaldehyd) ved den temperatur, der er angivet i instruktionerne fra producenten af OPA-desinfektionsmidlet.
- Sørg for den mindste effektive koncentration (MEC) af OPA-desinfektionsmidlet ved hjælp af OPA-teststrimlerne, der er angivet i instruktionerne fra producenten af OPA-desinfektionsmidlet.

3. Nedsænk enheden fuldstændigt i OPA, og sørg for, at alle luftbobler er fjernet fra enhedens overflade ved at bevæge den.
4. Lad enheden ligge i blød i det tidsrum, der er angivet i producentens instruktioner for OPA-desinfektionsmidlet.
5. Skyl enheden grundigt ved at nedsænke den i renset vand, bevæge den og lade den stå i mindst 1 minut.
6. Gentag trin 5 yderligere to gange for i alt 3 skylninger med en frisk batch renset vand hver gang.
7. Tør enheden med en steril, fnugfri klud.

DAMPSTERILISATION

Sterilisér produktet ved hjælp af en gravitationsdampautoklave, der kører en fuld cyklus ved 134 – 135 °C (274 – 275 °F) med en eksponeringstid på 10 minutter og en tørretid på 45 minutter. Lad delene ligge og tørre og/eller køle helt af.

Inspektion af komponenter

Efter genbehandling skal alle komponenter efterses omhyggeligt for skader, rester eller kraftig slitage, og om nødvendigt skal de udskiftes. Nogle metoder kan forårsage misfarvning af gummitilkomponenter, uden at delenes holdbarhed påvirkes. I tilfælde af materialenedbrydning, f.eks. revner, skal Ambu silikone ventilationsmaske kasseres.

Genmontering

Saml masken manuelt igen, og sørg for, at den slutter tæt mellem kuppel og pude. Sørg for at sætte proppen i (gælder ikke #0A). Se afsnit 4.1 Inspektion og klargøring.

4.4. Bortskaffelse

Brugte produkter skal bortsaffes i henhold til lokale procedurer.

5. Tekniske produktspecifikationer

5.1. Specifikationer

Ambu® silikone ventilationsmaske varianter	0A, 0 (med boring), 0, 2, 3/4, 5 og 6.
Konnektorstørrelse	15 mm OD-stik til størrelse 0A i henhold til ISO 5356-1. 22 mm ID-konnektor til størrelse 0, 2, 3/4, 5 og 6, kompatibel med ISO 5356-1.
Driftstemperatur-begrænsninger	-20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F) i henhold til EN 1789 og ISO10651-4.
Opbevaringstemperatur-begrænsninger	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F) i henhold til EN 1789 og ISO 10651-4.
Anbefalet langtidsopbevaring i lukket emballage ved stuetemperatur, beskyttet mod sollys.	

5.2. MRI-sikkerhedsoplysninger

Ambu silikone ventilationsmaske er MR-sikker.



1. Wichtige Informationen – Vor Verwendung lesen

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Ambu® Silikon-Gesichtsmaske verwenden. Die Bedienungsanleitung kann ohne besondere Benachrichtigung aktualisiert und ergänzt werden. Die aktuelle Version ist auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie, dass in der hier vorliegenden Anleitung keine klinischen Verfahren erläutert oder diskutiert werden. Sie beschreibt ausschließlich die grundlegenden Schritte und Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung der Ambu Silikon-Gesichtsmaske.

Vor der ersten Verwendung der Ambu Silikon-Gesichtsmaske ist es unerlässlich, dass der Anwender über ausreichend Erfahrung zur Anwendung des Produkts verfügt und mit der Zweckbestimmung und den Warnhinweisen, Sicherheitshinweisen und Indikationen in der vorliegenden Anleitung vertraut ist.

Es besteht keine Garantie auf die Ambu Silikon-Gesichtsmaske.

de

1.1. Zweckbestimmung

Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske ist eine Einweg-Gesichtsmaske zur Sauerstoffversorgung und Beatmung der Atemwege oder zur Leitung von Anästhesiegasen in die oberen Atemwege.

1.2. Indikationen

Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske wird zum Atemwegs-Management und zur Atemunterstützung verwendet. Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske ist auch für die Anwendung bei Verfahren vorgesehen, bei denen Anästhesiegase zugeführt werden.

1.3. Vorgesehene Patientengruppe

Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske ist für Patienten aller Altersgruppen vorgesehen. Sie ist in 6 Größen mit 7 Varianten erhältlich, um sicherzustellen, dass die Innenform des Maskendoms ausreichend Platz für Mund und Nase bietet.

- Ambu Silikon-Gesichtsmaske, Gr. 0A
- Ambu Silikon-Gesichtsmaske, Gr. 0
- Ambu Silikon-Gesichtsmaske, Gr. 0, mit Bohrung
- Ambu Silikon-Gesichtsmaske, Gr. 2
- Ambu Silikon-Gesichtsmaske, Gr. 3/4
- Ambu Silikon-Gesichtsmaske, Gr. 5
- Ambu Silikon-Gesichtsmaske, Gr. 6

1.4. Vorgesehene Anwender

Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie Rettungs- und Notfallpersonal mit einer Ausbildung im Atemwegsmanagement vorgesehen.

1.5. Vorgesehene Anwendungsumgebung

Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske ist für die Verwendung in präklinischen (Rettungsdienst) und Krankenhausumgebungen vorgesehen, einschließlich MR-Systemräumen.

1.6. Kontraindikationen

Keine bekannt.

1.7. Klinische Vorteile

Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske ermöglicht die Zufuhr von Luft und Anästhesiegasen zum Patienten und die Visualisierung durch den Maskendom.

1.8. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Ein Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise kann zu einer unzureichenden Beatmung des Patienten, Kreuzinfektionen oder zu einer Beschädigung der Ausrüstung führen.

WARNHINWEISE



1. Darf nur von Anwendern verwendet werden, die mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut sind, da ein unsachgemäßes Gebrauch den Patienten schädigen kann.
2. Fachkräfte, die das Verfahren durchführen, sollten die Auswahl der Größe der Gesichtsmaske sowie kompatibler Geräte (z. B. Beatmungsbeutel usw.) gemäß des spezifischen Zustands des Patienten treffen, da eine unsachgemäße Verwendung den Patienten schädigen kann.
3. Achten Sie stets darauf, vor der Verwendung das gesamte Verpackungsmaterial von der Ambu Silikon-Gesichtsmaske zu entfernen, da der Beutel die Atemwege des Patienten blockieren und die Beatmung verhindern könnte.
4. Führen Sie nach dem Auspacken, der Montage und vor der Verwendung immer eine Sichtprüfung des Produkts durch, da Defekte und Fremdkörper dazu führen können, dass der Patient gar nicht oder unzureichend beatmet wird oder die Anästhesiegase unzureichend abgegeben werden.

5. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Cuff der Ambu Silikon-Gesichtsmaske korrekt gefüllt ist, da eine schlechte Abdichtung zu einer unzureichenden Beatmung des Patienten führen kann.
6. Überprüfen Sie stets visuell die Befüllung und Abdichtungseigenschaften des Cuffs der Gesichtsmaske während der Verwendung am Patienten, da eine unzureichende Abdichtung zu Leckagen und einer verminderten oder gar keiner Beatmung des Patienten, oder einer unzureichenden Zufuhr von Anästhesiegasen führen kann.
7. Achten Sie immer auf die korrekte Positionierung und Abdichtung der Ambu Silikon-Gesichtsmaske, da eine unzureichende Abdichtung zur Ausbreitung einer luftübertragenen Infektionskrankheit auf den Anwender führen kann.
8. Bei Verwendung der Größe 0 mit Bohrung ist stets darauf zu achten, dass die Bohrung nicht blockiert wird. Da eine Blockierung der Bohrung die beabsichtigte Funktion der Druckreduzierung für das Kind verhindern kann, und zu hohe Beatmungsdrücke ein Barotrauma verursachen können.
9. Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Ambu Silikon-Gesichtsmaske aus, wenn Sie diese in Position halten, da dies zu Druckstellen auf dem Gesicht des Patienten führen kann.
10. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Inspektion fehlschlägt, da dies zu einer fehlenden oder verminderten Beatmung oder einer verminderten Zufuhr von Anästhesiegasen führen kann.
11. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es durch externe Quellen kontaminiert ist, da dies zu Infektionen führen kann.
12. Stellen Sie immer sicher, dass die Ambu Silikon-Gesichtsmaske korrekt am Patienten positioniert ist, indem Sie mit beiden Händen einen Esmarch-Handgriff durchführen. Legen Sie die Maske ggf. neu an, da eine mangelnde Abdichtung der Gesichtsmaske zu einer unzureichenden Beatmung des Patienten oder einer verminderten Zufuhr von Anästhesiegasen führen kann.
13. Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske muss nach jedem Gebrauch aufbereitet werden, um das Risiko einer Infektion zu vermeiden.
14. Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske darf wegen des Risikos einer Kreuzinfektion ohne Aufbereitung nicht bei einem anderen Patienten wiederverwendet werden.
15. Verwenden Sie die Ambu Silikon-Gesichtsmaske nicht wieder, wenn sichtbare Rückstände im Produkt zurückbleiben, um das Risiko einer Infektion oder Fehlfunktion zu vermeiden.

16. Verwenden Sie die Ambu Silikon-Gesichtsmaske nicht mehr nach maximal 30 Aufbereitungen, um das Risiko einer Infektion oder Fehlfunktion des Geräts zu vermeiden.
17. Wenn Sie zusätzlichen Sauerstoff verwenden, dürfen Sie nicht rauchen oder das Gerät in der Nähe von offenem Feuer, Öl, Fett, anderen entflammbaren Chemikalien oder Geräten und Werkzeugen verwenden, die Funken erzeugen, da Brand- und/oder Explosionsgefahr besteht.
18. Verwenden Sie das Produkt nicht bei der Beatmung von Patienten mit schwerem Gesichtstrauma und/oder Augenverletzungen, da die Gefahr einer unzureichenden Abdichtung und Verschlimmerung von Verletzungen besteht, es sei denn, eine medizinische Beurteilung weist auf die Notwendigkeit hin. Wechseln Sie zu einer Alternative, um dem Patienten Luft zuzuführen, falls verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lagern Sie die Ambu-Silikon-Gesichtsmaske niemals in einem deformierten Zustand, da es sonst zu einer dauerhaften Verformung der Maske kommen kann, was die Beatmungseffizienz oder die Abgabe von Anästhesiegasen beeinträchtigen kann.
2. Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Verfallsdatum auf der Verpackung, da die Verwendung eines abgelaufenen Produkts zu einer verminderten Leistung oder Fehlfunktion des Produkts führen kann.
3. Bereiten Sie die Ambu Silikon-Gesichtsmaske nicht anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben auf. Andere Verfahren können zu Verformungen oder Schäden am Produkt führen.
4. Halten Sie die Komponenten desselben Produkts während der Aufbereitung immer zusammen, um den Zusammenbau von Komponenten mit unterschiedlicher Haltbarkeit zu vermeiden, was zu einem Risiko des Produktversagens führen kann.
5. Verwenden Sie keine phenolhaltigen Substanzen zur Reinigung des Produkts. Phenole führen zu vorzeitigem Verschleiß und Zersetzung der Materialien, was die Lebensdauer des Produkts verkürzt.
6. Verwenden Sie nur kompatible Anschlüsse oder Adapter, da Einsticken von nicht kompatiblen Anschlüssen oder Adapters in den Anschluss der Ambu Silikon-Gesichtsmaske das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen kann.
7. Laut US-Bundesrecht darf dieses Produkt nur von lizenzierten, in einem Heilberuf tätigen Personen oder auf deren Anweisung verkauft werden.

1.9. Potenzielle unerwünschte Ereignisse

Potenziell unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit der Verwendung von Gesichtsmasken (Auflistung nicht vollständig): Druckstellen, Hypoxie und Verschlimmerung bereits bestehender Gesichts- und Augenverletzungen.

1.10. Allgemeine Hinweise

Falls während oder infolge der Verwendung des Produkts ein schwerwiegender Zwischenfall aufgetreten ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde.

2. Gerätebeschreibung

Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske ist eine unsterile, nichtleitende, wiederverwendbare Gesichtsmaske. Sie dient als Verbindungselement zwischen dem Beatmungsgerät oder den Beatmungsschlüchen und den oberen Atemwegen des Patienten und ermöglicht die Zufuhr von Luft und medizinischen Gasen zum Patienten.


Größe 0A mit einem 15-mm-Konnektor

Der Maskendom ist transparent. Der Cuff des 0A-Modells ist mit Schaumstoff gefüllt, daher ist das Innenvolumen nicht aufblasbar.



Größen 0, 2, 3/4, 5 und 6 mit 22-mm-Konnektor

Der Maskendom ist transparent. Der Cuff verfügt über ein Ventil zum Selbstaufblasen, das mit einem Stopfen verschlossen wird.



Größe 0 mit Bohrung

Der Maskendom ist transparent. Das Modell 0 mit Bohrung ist so konzipiert, dass der Beatmungsdruck auf unter 40 cmH₂O (4 kPa) begrenzt wird.



3. Erklärung der verwendeten Symbole

Symbolbedeutung	Beschreibung	Symbolbedeutung	Beschreibung
	Produktionsland		Darf nicht mehr als 30 Mal verwendet werden
	Medizinprodukt		MR-sicher
Rx only	Nur nach Verschreibung		

Eine vollständige Liste der Symbolerklärungen finden Sie unter ambu.com/symbol-explanation

4. Anwendung des Produkts

4.1. Prüfung und Vorbereitung

1. Nehmen Sie die Ambu Silikon-Gesichtsmaske aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob der Cuff ausreichend gefüllt ist.
2. Prüfen Sie den Cuff auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten.

4.2. Anwendung

1. Drücken Sie die Maske fest auf das Gesicht des Patienten, um eine gute Abdichtung zu erreichen.
2. Halten Sie die Maske fest gegen das Gesicht, während Sie durch den Esmarch-Handgriff einen freien Atemweg sichern.



4.3. Aufbereitung: Reinigung, Desinfektion, Sterilisation

Befolgen Sie diese Aufbereitungsanweisungen nach jedem Gebrauch, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern.


Demontage

Vor der Aufbereitung der Ambu Silikon-Gesichtsmaske zerlegen Sie die Maske manuell gemäß der nachstehenden Abbildung. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Stopfen vom Ventil entfernt haben (gilt nicht für Gr. 0A).

Trennen Sie den Cuff vom Dom oder entfernen Sie ihn.



*Beispiel einer
demontierten Maske*



*Beispiel für eine demontierte Maske,
bei der der Stopfen vom Ventil
entfernt wurde*

Halten Sie Komponenten desselben Produkts während der Aufbereitung zusammen, um den Zusammenbau von Komponenten mit unterschiedlicher Haltbarkeit zu vermeiden.

Empfohlene Aufbereitungszyklen

Für einen vollständigen Aufbereitungszyklus des Produkts verwenden Sie einen der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zyklen.

	Anwendbarkeit auf die Ambu Silikon-Gesichtsmaske	
Empfohlene Aufbereitungszyklen	Ausführungen in den Größen 0, 2, 3/4, 5 und 6	Größe 0A
Manuelle Reinigung mit anschließender chemischer Desinfektion	Ja	Ja
Manuelle Reinigung mit anschließender Dampfsterilisation	Ja	Nein
Automatische Reinigung, einschließlich thermischer Desinfektionsstufe, gefolgt von Dampfsterilisation	Ja	Nein
Automatische Reinigung, einschließlich thermischer Desinfektion, gefolgt von chemischer Desinfektion	Ja	Ja

Tabelle 1: Empfohlene Aufbereitungsverfahren.

Produkttests haben gezeigt, dass die Ambu Silikon-Gesichtsmaske nach 30 vollständigen Aufbereitungszyklen, wie oben aufgeführt, voll funktionsfähig ist.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, Abweichungen von den empfohlenen Zyklen und Aufbereitungsmethoden zu qualifizieren und zu überwachen, dass die empfohlene Anzahl von Aufbereitungszyklen nicht überschritten wird.

Aufbereitungsverfahren

MANUELLE REINIGUNG

1. Spülen Sie die Komponenten unter fließend kaltem Leitungswasser ab, um grobe Verschmutzungen zu entfernen.
2. Bereiten Sie ein Reinigungsbad mit einer Reinigungslösung, z. B. Neodisher® MediClean Forte o. Ä., zur Entfernung von Rückständen getrockneten Blutes und anderer Körperflüssigkeiten, unter Verwendung der vom Reinigungsmittelhersteller empfohlenen Konzentration vor.
3. Tauchen Sie die Teile vollständig in die Lösung ein, so dass sie gemäß den Angaben auf dem Etikett des Reinigungsmittels eingetaucht bleiben.

- Während der Einwirkzeit die Komponenten gründlich mit einer weichen Bürste reinigen, bis alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt sind.
- Spülen Sie die Komponenten eine Minute lang unter fließendem Leitungswasser.
 - Trocknen Sie die Komponenten mit einem sauberen, fusselfreien Tuch und Druckluft.

AUTOMATISCHE REINIGUNG MIT THERMISCHER DESINFektION

- Spülen Sie die Komponenten unter fließend kaltem Leitungswasser ab, um grobe Verschmutzungen zu entfernen.
- Platzieren Sie die Komponenten auf einem Verteilergestell oder in einem Drahtkorb im Reinigungsgerät.
- Wählen Sie den entsprechenden Zyklus aus, wie unten aufgeführt:

Stufe	Rückspül-dauer (Minuten)	Temperatur	Reinigungsmittel und Konzentration (falls zutreffend)
Vorwäsche	02:00	Kaltes Leitungs-wasser	N/A
Waschen	01:00	43 °C (110 °F) Leitungswasser	Neodisher® MediClean Forte oder ein gleichwertiges Reinigungsmittel mit der vom Hersteller empfohlenen Konzentration
Spülen	01:00	43 °C (110 °F) Leitungswasser	N/A
Thermische Desinfektion	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Trockenzeit	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

Tabelle 2: Automatische Reinigung mit thermischen Desinfektionszyklen.

CHEMISCHE DESINFektION

- Bringen Sie das Bad von Cidex OPA oder einem gleichwertigen OPA-Desinfektionsmittel (Orthophthalaldehyd) auf die in den Anweisungen des OPA-Desinfektionsmittelherstellers angegebene Temperatur.
- Stellen Sie die minimale effektive Konzentration (MEC) des OPA-Desinfektionsmittels mithilfe der OPA-Teststreifen sicher, die in den Anweisungen des OPA-Desinfektionsmittelherstellers angegeben sind.

3. Das Gerät vollständig in die OPA eintauchen und durch Schwenken sicherstellen, dass alle Luftblasen von der Geräteoberfläche entfernt werden.
4. Lassen Sie das Gerät so lange einwirken, wie es in den Anweisungen des Herstellers für das OPA-Desinfektionsmittel angegeben ist.
5. Spülen Sie das Gerät gründlich ab, indem Sie es vollständig in gereinigtes Wasser eintauchen, bewegen und mindestens 1 Minute lang einwirken lassen.
6. Wiederholen Sie Schritt 5 zwei weitere Male für insgesamt 3 Spülungen und verwenden Sie jedes Mal eine neue Charge gereinigten Wassers.
7. Trocknen Sie das Gerät mit einem sterilen, fusselfreien Tuch.

DAMPFSTERILISATION

Das Produkt im Gravitationsdampfautoklave mit einem vollständigen Zyklus bei 134 – 135 °C (274 – 275 °F) und einer Einwirkzeit von 10 Minuten und einer Trockenzeit von 45 Minuten sterilisieren. Lassen Sie die Teile vollständig trocknen und/oder abkühlen.

Prüfung der Komponenten

Nach der Aufbereitung alle Komponenten sorgfältig auf Beschädigungen, Rückstände oder übermäßigen Verschleiß prüfen und bei Bedarf austauschen. Einige Methoden können Verfärbungen der Gummiteile verursachen, die sich jedoch nicht auf die Lebensdauer auswirken. Bei Materialermüdung, z. B. Rissen sollte die Ambu Silikon-Gesichtsmaske entsorgt werden.

Zusammenbau

Setzen Sie die Maske von Hand wieder zusammen und stellen Sie sicher, dass sie fest zwischen Dom und Cuff sitzt. Stellen Sie sicher, dass der Stopfen eingesteckt ist (gilt nicht für Gr. 0A). Siehe Abschnitt 4.1 Prüfung und Vorbereitung.

4.4. Entsorgung

Gebrauchte Produkte müssen gemäß den vor Ort gültigen Vorschriften entsorgt werden.

5. Technische Produktspezifikationen

5.1. Spezifikationen

Ambu Silikon-Gesichtsmaske – Varianten	0A, 0 (mit Bohrung), 0, 2, 3/4, 5 und 6.
Konnektorgröße	Konnektor mit 15 mm AD für Größe 0A gemäß ISO 5356-1. Konnektor mit 22 mm ID für die Größen 0, 2, 3/4, 5 und 6, kompatibel mit ISO 5356-1.
Beschränkung der Betriebs-temperatur	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F) gemäß EN 1789 und ISO 10651-4.
Beschränkung der Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F) gemäß EN 1789 und ISO 10651-4.
Empfohlene Langzeitlagerung in geschlossener Verpackung bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung geschützt.	

5.2. MRT-Sicherheitshinweise



Die Ambu Silikon-Gesichtsmaske ist MR-sicher.

1. Σημαντικές πληροφορίες – Διαβάστε πριν από τη χρήση

Πριν από τη χρήση της Μάσκας προσώπου σιλικόνης Ambu®, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ενδέχεται να ενημερωθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αντίγραφα της τρέχουσας έκδοσης παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτές οι οδηγίες δεν επεξηγούν ούτε αναλύουν τις κλινικές διαδικασίες. Περιγράφουν απλώς τη βασική λειτουργία και τις προφυλάξεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της Μάσκας προσώπου σιλικόνης Ambu.

Πριν από την αρχική χρήση της Μάσκας προσώπου σιλικόνης Ambu, είναι σημαντικό οι χειριστές να έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, καθώς και να έχουν εξοικειωθεί με την ενδεδειγμένη χρήση, τις προειδοποιήσεις, τις συστάσεις προσοχής και τις ενδείξεις που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες.

Δεν υπάρχει εγγύηση για τη Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu.

1.1. Ενδεδειγμένη χρήση

Η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu είναι μια μάσκα πολλαπλών χρήσεων, που προορίζεται για την οξυγόνωση και τον εξαερισμό των αεραγωγών ή την καθοδήγηση αναισθητικών αερίων προς τους ανώτερους αεραγωγούς.

1.2. Ενδείξεις χρήσης

Η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu χρησιμοποιείται για αναπνευστική φροντίδα και υποστήριξη. Η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu προορίζεται επίσης για χρήση κατά τη διάρκεια επεμβάσεων στις οποίες παρέχονται αναισθητικά αέρια.

1.3. Ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών

Η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu προορίζεται για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών και διατίθεται σε 6 μεγέθη με 7 διαφορετικές εκδόσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι το εσωτερικό σχήμα του θόλου είναι αρκετά ευρύχωρο για το στόμα και τη μύτη.

- Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu, #0A
- Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu, #0
- Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu, #0 με διάτρηση
- Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu, #2
- Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu, #3/4

- Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu, #5
- Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu, #6

1.4. Ενδεδειγμένος χρήστης

Η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας, προσωπικό διάσωσης- και έκτακτης ανάγκης εκπαιδευμένο στη διαχείριση των αεραγωγών.

1.5. Ενδεδειγμένο περιβάλλον χρήσης

Η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu προορίζεται για χρήση σε προνοσοκομειακά (EMS) και νοσοκομειακά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των χώρων με MR.

1.6. Αντενδείξεις

Καμία γνωστή.

1.7. Κλινικά οφέλη

Η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu επιτρέπει τη διέλευση αέρα και αναισθητικών αερίων στον ασθενή και την οπτικοποίηση μέσω του θόλου.

1.8. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Τυχόν μη συμμόρφωση με τις προφυλάξεις αυτές δύναται να οδηγήσει σε ανεπαρκή αερισμό του ασθενούς, επιμόλυνση ή βλάβη του εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Τα παρελκόμενα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από προοριζόμενους χρήστες, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειρίδιου, καθώς η εσφαλμένη χρήση μπορεί να βλάψει τον ασθενή.
2. Οι επαγγελματίες που εκτελούν τη διαδικασία θα πρέπει να αξιολογούν την επιλογή του μεγέθους της μάσκας προσώπου και των συμβατών συσκευών (π.χ.συσκευή ανάνηψης κ.λπ.) σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες του ασθενούς, καθώς η λανθασμένη χρήση μπορεί να βλάψει τον ασθενή.
3. Να διασφαλίζετε πάντα ότι έχετε αφαιρέσει όλο το υλικό συσκευασίας από τη Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu πριν από τη χρήση, καθώς η θήκη μπορεί να φράξει τους αεραγωγούς του ασθενούς και να αποτρέψει τον αερισμό.

4. Επιθεωρείτε πάντα οπτικά το προϊόν μετά την αποσυσκευασία, τη συναρμολόγηση και πριν από τη χρήση, καθώς τυχόν ελαττώματα και ξένα σώματα μπορούν να οδηγήσουν στην απουσία ή τη μείωση του αερισμού του ασθενούς ή στον περιορισμό της χορήγησης αναισθητικών αερίων.
5. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η επιθεώρηση αποτύχει, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απουσία ή μείωση του αερισμού ή σε περιορισμό χορήγησης αναισθητικών αερίων.
6. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει μολυνθεί από εξωτερικές πηγές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.
7. Να διασφαλίζετε πάντα τη σωστή τοποθέτηση της Μάσκας προσώπου σιλικόνης Ambu στον ασθενή εκτελώντας, είτε με το ένα χέρι, μια κατάλληλη ώθηση γνάθου μέσω της σχετικής στρατηγικής χειρολαβής. Επανατοποθετήστε, κατά περίπτωση, καθώς η ακατάλληλη σφράγιση της μάσκας προσώπου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπαρκή αερισμό του ασθενούς ή περιορισμένη χορήγηση αναισθητικών αερίων.
8. Ελέγχετε πάντα τη σωστή πλήρωση του μαξιλαριού της Μάσκας προσώπου σιλικόνης Ambu πριν από τη χρήση, καθώς η ανεπαρκής σφράγιση ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκή αερισμό του ασθενούς.
9. Επιθεωρείτε πάντα οπτικά την πλήρωση και στεγανοποίηση του μαξιλαριού της μάσκας προσώπου κατά τη χρήση στον ασθενή, καθώς η ακατάλληλη σφράγιση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή και μείωση ή απουσία αερισμού του ασθενούς ή περιορισμένη χορήγηση αναισθητικών αερίων.
10. Να διασφαλίζετε πάντα τη σωστή τοποθέτηση και στεγανοποίηση της Μάσκας προσώπου σιλικόνης Ambu, καθώς η λανθασμένη στεγανοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε εξάπλωση λοιμωδών νόσων στον χρήστη μέσω του αέρα.
11. Όταν χρησιμοποιείτε το μέγεθος #0 με διάτρηση, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η διάτρηση δεν είναι φραγμένη, καθώς η απόφραξη της διάτρησης μπορεί να αποτρέψει την προβλεπόμενη λειτουργία μείωσης της πίεσης που παρέχεται στο παιδί, καθώς οι υψηλές πιέσεις αερισμού μπορεί να προκαλέσουν βαρότραυμα.
12. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη μάσκα προσώπου σιλικόνης όταν τη διατηρείτε στη θέση της, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σημάδια πίεσης στο πρόσωπο του ασθενούς.
13. Να επανεπεξεργάζεστε πάντα τη Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu μετά από κάθε χρήση, για να αποφύγετε τον κίνδυνο μόλυνσης.

14. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu σε άλλον ασθενή χωρίς να την επανεπεξεργαστείτε, λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης.
15. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu εάν έχουν απομείνει υπολείμματα μέσα στη συσκευή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης ή δυσλειτουργίας.
16. Μη χρησιμοποιείτε τη Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu μετά την επανεπεξεργασία το πολύ 30 φορές, για να αποφύγετε τον κίνδυνο λοιμώξης ή δυσλειτουργίας της συσκευής.
17. Όταν χρησιμοποιείτε συμπληρωματικό οξυγόνο, μην επιτρέπετε το κάπνισμα ή τη χρήση της συσκευής κοντά σε γυμνή φλόγα, λάδι, γράσο, άλλα εύφλεκτα χημικά ή εξοπλισμό και εργαλεία, τα οποία προκαλούν σπινθήρες, εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς και/ή έκρηξης.
18. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τον αερισμό ασθενών με σοβαρό τραύμα στο πρόσωπο και/ή τραυματισμό των ματιών, λόγω του κινδύνου ακατάλληλης σφράγισης και επιδίωξης του τραυματισμού, εκτός και εάν μια ιατρική εξέταση υποδειξεί την αναγκαιότητα. Επιλέξτε μια άλλη εναλλακτική μέθοδο για τη διοχέτευση του αέρα στον ασθενή, εφόσον είναι διαθέσιμη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΣΙΣ

1. Μην αποθηκεύετε ποτέ τη Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu σε παραμορφωμένη κατάσταση, διότι διαφορετικά μπορεί να προκύψει μόνιμη παραμόρφωση της μάσκας, γεγονός που ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα του αερισμού ή τη χορήγηση αναισθητικών αερίων.
2. Ανατρέξτε στη συσκευασία για πιο ειδικές πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία λήξης, καθώς η χρήση μιας συσκευής που έχει λήξει ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
3. Μην καθαρίζετε τη Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πλην αυτού που περιγράφεται στις παρούσες ΟΧ. Άλλες διαδικασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση ή ζημιά στη συσκευή.
4. Διατηρείτε πάντα τα εξαρτήματα από το ίδιο προϊόν μαζί κατά τη διάρκεια της επανεπεξεργασίας για να αποφύγετε την επανασυναρμολόγηση εξαρτημάτων με διαφορετική αντοχή, οδηγώντας σε κίνδυνο αστοχίας του προϊόντος.

5. Μη χρησιμοποιείτε ουσίες που περιέχουν φαινόλες για τον καθαρισμό του προϊόντος. Οι φαινόλες θα προκαλέσουν πρόωρη φθορά και υποβάθμιση των υλικών, με αποτέλεσμα τη μειωμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
6. Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές συνδέσεις ή προσαρμογείς, καθώς η άσκηση μη συμβατών συνδέσεων ή προσαρμογέων στον σύνδεσμο της Μάσκας προσώπου σιλικόνης Ambu μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, καθιστώντας την αδύνατη για χρήση.
7. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση της παρούσας συσκευής από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

1.9. Πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα

Πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με τη χρήση των μασκών προσώπου (ενδεικτικά): Σημάδια πίεσης, υποξία και επιδείνωση ήδη υπαρχόντων τραυματισμών στο πρόσωπο και τα μάτια.

1.10. Γενικές παρατηρήσεις

Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης της παρούσας συσκευής ή ως αποτέλεσμα της χρήσης της προκύψει σοβαρό περιστατικό, να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.

2. Περιγραφή της συσκευής

Η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu είναι μια μη αποστειρωμένη, μη αγώγιμη, μάσκα προσώπου πολλαπλών χρήσεων. Λειτουργεί ως μέσο σύνδεσης μεταξύ της αναπνευστικής συσκευής ή του αναισθητικού κυκλώματος και των ανώτερων αεραγωγών του ασθενούς και επιτρέπει την κατεύθυνση του αέρα και των ιατρικών αερίων προς τον ασθενή.


Μέγεθος 0A με συνδετήρα 15 mm

Ο θόλος της μάσκας είναι διαφανής. Το μαξιλάρι του μοντέλου 0A είναι γεμισμένο με αφρό και ο εσωτερικός όγκος δεν φουσκώνει.



Μεγέθη 0, 2, 3/4, 5 και 6 με συνδετήρα 22 mm

Ο θόλος της μάσκας είναι διαφανής. Το μαξιλάρι διαθέτει βαλβίδα αυτόματης πλήρωσης, η οποία κλείνει με τάπα.



Μέγεθος 0 με διάτρηση

Ο θόλος της μάσκας είναι διαφανής. Το μοντέλο 0 με διάτρηση έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει την πίεση αερισμού σε πίεση κάτω από 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται

Σύμβολο Ένδειξη	Περιγραφή	Σύμβολο Ένδειξη	Περιγραφή
	Χώρα κατασκευαστή		Να μη χρησιμοποιείται περισσότερες από 30 φορές
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Ασφαλές για MR
Rx only	Μόνο με συνταγή		

Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα των επεξηγήσεων των συμβόλων στο ambu.com/symbol-explanation.

4. Χρήση προϊόντος

4.1. Επιθεώρηση και προετοιμασία

1. Αφαιρέστε τη μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu από τη συσκευασία της και ελέγχετε τη σωστή πλήρωση του μαξιλαριού.
2. Επιθεωρήστε το μαξιλάρι για τυχόν ζημιά ή διαρροή.

4.2. Λειτουργία

1. Τοποθετήστε τη μάσκα σταθερά πάνω στο πρόσωπο του ασθενούς για να επιτευχθεί αεροστεγής εφαρμογή.
2. Κρατήστε τη μάσκα σφιχτά πάνω στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα διασφαλίζετε έναν ανοιχτό αεραγωγό μέσω της ώθησης της γνάθου.



4.3. Επανεπεξεργασία: καθαρισμός, απολύμανση, αποστείρωση

Ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες επανεπεξεργασίας μετά από κάθε χρήση, για να μειώσετε τον κίνδυνο επιμόλυνσης.


Αποσυναρμολόγηση

Πριν την επανεπεξεργασία της Μάσκας προσώπου σιλικόνης Ambu, αποσυναρμολογήστε τη μάσκα προσώπου με το χέρι, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την τάπα από τον σωλήνα εμφύσησης (δεν ισχύει για το μοντέλο #0A).

Ξεκουμπώστε ή αφαιρέστε το μαξιλάρι της μάσκας από τον θόλο.



Παράδειγμα
αποσυναρμολογημένης
μάσκας



Παράδειγμα αποσυναρμολογημένης
μάσκας με το βύσμα να έχει αφαιρεθεί
από τον σωλήνα εμφύσησης

Κρατάτε τα εξαρτήματα από την ίδια συσκευή μαζί κατά τη διάρκεια της επανεπεξεργασίας για να αποφύγετε την επανασυναρμολόγηση εξαρτημάτων με διαφορετική αντοχή.

Συνιστώμενοι κύκλοι επανεπεξεργασίας

Για έναν πλήρη κύκλο επανεπεξεργασίας της συσκευής, χρησιμοποιήστε έναν από τους κύκλους που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Συνιστώμενοι κύκλοι επανεπεξεργασίας	Ισχύει για τη μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu	
	Μέγεθος 0, 2, 3/4, 5 και 6	Μέγεθος 0A
Χειρωνακτικός καθαρισμός ακολουθούμενος από χημική απολύμανση	Nai	Nai
Χειροκίνητος καθαρισμός ακολουθούμενος από αποστείρωση με ατμό	Nai	Όχι
Αυτοματοποιημένος καθαρισμός, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου θερμικής απολύμανσης, ακολουθούμενος από αποστείρωση με ατμό	Nai	Όχι
Αυτοματοποιημένος καθαρισμός, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου θερμικής απολύμανσης, ακολουθούμενος από χημική απολύμανση	Nai	Nai

Πίνακας 1: Συνιστώμενες διαδικασίες επανεπεξεργασίας.

Δοκιμές προϊόντων έχουν δείξει ότι η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu είναι πλήρως λειτουργική μετά από 30 πλήρεις κύκλους επανεπεξεργασίας, όπως παρατίθενται παραπάνω.

Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει τυχόν αποκλίσεις από τους συνιστώμενους κύκλους και μεθόδους επεξεργασίας, καθώς και να παρακολουθεί ότι δεν υπερβαίνεται ο συνιστώμενος αριθμός κύκλων επανεπεξεργασίας.

Διαδικασίες επανεπεξεργασίας

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με τρεχούμενο, κρύο νερό (βρύσης) για να αφαιρέσετε τους ορατούς ρύπους.
- Προετοιμάστε ένα λουτρό απορρυπαντικού χρησιμοποιώντας ένα καθαριστικό διάλυμα, π.χ. Neodisher® MediClean Forte ή ισοδύναμο, για την απομάκρυνση υπολειμμάτων αποξηραμένου αίματος και άλλων σωματικών υγρών, χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη συγκέντρωση του παρασκευαστή του απορρυπαντικού.

3. Βυθίστε πλήρως τα εξαρτήματα για να τα διατηρήσετε βυθισμένα στο διάλυμα, σύμφωνα με την ετικέτα οδηγιών του απορρυπαντικού. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εμποτισμού, καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα με μια μαλακή βούρτσα μέχρι να απομακρυνθούν όλες οι ορατές ακαθαρσίες.
4. Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό (βρύσης) για να ένα λεπτό.
5. Στεγνώστε τα εξαρτήματα με καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι και πεπιεσμένο αέρα.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

1. Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με τρεχούμενο, κρύο νερό (βρύσης) για να αφαιρέσετε τους ορατούς ρύπους.
2. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σε ένα ικρίωμα πολλαπλών σωληνώσεων ή σε ένα συρμάτινο καλάθι μέσα στη ροδέλα.
3. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Στάδιο	Χρόνος επανακυκλοφορίας (λεπτά)	Θερμοκρασία	Τύπος απορρυπαντικού και συγκέντρωση (εάν ισχύει)
Πρόπλυση	02:00	Κρύο νερό βρύσης	Δ/Υ
Πλύσιμο	01:00	43 °C (110 °F) νερό βρύσης	Neodisher® MediClean Forte ή ισοδύναμο απορρυπαντικό χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη συγκέντρωση του κατασκευαστή
Έκπλυση	01:00	43 °C (110 °F) νερό βρύσης	Δ/Υ
Θερμική απολύμανση	05:00	90 °C (194 °F)	Δ/Υ
Χρόνος στεγνώματος	07:00	90 °C (194 °F)	Δ/Υ

Πίνακας 2: Αυτοματοποιημένος καθαρισμός με κύκλους θερμικής απολύμανσης.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

1. Εξισορροπήστε το λουτρό Cidex OPA ή ισοδύναμο απολυμαντικό OPA (ορθοφθαλμαλδεϋδης) στη θερμοκρασία που καθορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού OPA.
2. Διασφαλίστε την ελάχιστη αποτελεσματική συγκέντρωση (MEC) του απολυμαντικού OPA χρησιμοποιώντας τις ταινίες μέτρησης OPA που καθορίζονται στις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού OPA.
3. Βυθίστε πλήρως το προϊόν στο OPA και βεβαιωθείτε ότι όλες οι φυσαλίδες αέρα έχουν αφαιρεθεί από την επιφάνεια της συσκευής ανακινώντας το προϊόν.
4. Αφήστε τη συσκευή να εμποτιστεί για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή για το απολυμαντικό OPA.
5. Ξεπλύνετε σχολαστικά τη συσκευή βυθίζοντας την πλήρως σε καθαρισμένο νερό, ανακινώντας και αφήνοντας το να σταθεροποιηθεί για τουλάχιστον 1 λεπτό.
6. Επαναλάβετε το βήμα 5 δύο ακόμα φορές για συνολικά 3 εκπλύσεις, χρησιμοποιώντας κάθε φορά μια νέα παρτίδα καθαρισμένου νερού.
7. Στεγνώστε τη συσκευή με ένα αποστειρωμένο πανί που δεν αφήνει χνούδι.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΤΜΟΥ

Αποστειρώστε το προϊόν χρησιμοποιώντας αυτόκαυστο ατμού με βαρύτητα, εκτελώντας έναν πλήρη κύκλο στους 134 – 135 °C (274 – 275 °F) με χρόνο έκθεσης 10 λεπτά και χρόνο στεγνώματος 45 λεπτά. Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν και/ή να κρυώσουν πλήρως.

Επιθεώρηση των εξαρτημάτων

Μετά την επανεπεξεργασία, επιθεωρήστε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα για ζημιές, υπολείμματα ή υπερβολική φθορά και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο. Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό των πλαστικών εξαρτημάτων, χωρίς αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής τους. Σε περίπτωση φθοράς των υλικών, π.χ. ρωγμές, η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu πρέπει να απορρίπτεται.

Επανασυναρμολόγηση

Επανασυναρμολογήστε με το χέρι τη μάσκα και διασφαλίστε τη σταθερή συναρμολόγηση μεταξύ θόλου και μαξιλαριού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το βύσμα (δεν ισχύει για το μοντέλο #0A). Ανατρέξτε στην ενότητα 4.1 Επιθεώρηση και προετοιμασία.

4.4. Απόρριψη

Τα χρησιμοποιημένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες.

5. Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος

5.1. Προδιαγραφές

Εκδόσεις μάσκας προσώπου σιλικόνης Ambu	0A, 0 (με διάτρηση), 0, 2, 3/4, 5 και 6.
Μέγεθος συνδέσμου	Σύνδεσμος 15 mm OD για μέγεθος 0A σύμφωνα με το ISO 5356-1. Σύνδεσμος ID 22 mm για μέγεθος 0, 2, 3/4, 5 και 6 συμβατός με ISO 5356-1.
Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας	-20 °C έως 50 °C (-4 °F έως 122 °F) σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1789 και ISO 10651-4.
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης	-40 °C έως 70 °C (-40 °F έως 158 °F) σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1789 και ISO 10651-4.
Συνιστώμενη μακροπρόθεσμη αποθήκευση σε κλειστή συσκευασία, σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.	

5.2. Πληροφορίες για την ασφάλεια

σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας (MRI) 

Η Μάσκα προσώπου σιλικόνης Ambu είναι ασφαλής για MR.

1. Información importante (Leer antes de utilizar el dispositivo)

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar la mascarilla facial de silicona de Ambu®. Estas instrucciones de uso están sujetas a actualizaciones sin previo aviso. Con previa solicitud le facilitaremos las copias disponibles de la versión actual. Tenga en cuenta que estas instrucciones no explican ni analizan las intervenciones clínicas. Únicamente describen el funcionamiento básico y las precauciones relacionadas con el funcionamiento de la mascarilla facial de silicona de Ambu.

Antes de empezar a usar la mascarilla facial de silicona de Ambu, es esencial que los usuarios hayan recibido una formación suficiente acerca del uso del producto y que estén familiarizados con la finalidad de uso, las advertencias, los avisos de precaución y las indicaciones que se presentan en estas instrucciones de uso.

La mascarilla facial de silicona de Ambu no tiene garantía.

1.1. Uso previsto

La mascarilla facial de silicona de Ambu es una mascarilla facial reutilizable para su uso en un único paciente diseñada para oxigenar y ventilar las vías aéreas o para llevar los gases anestésicos hasta las vías aéreas superiores.

1.2. Indicaciones de uso

La mascarilla facial de silicona de Ambu se utiliza para la asistencia y los cuidados respiratorios. La mascarilla facial de silicona de Ambu también está diseñada para su uso durante procedimientos en los que se suministran gases anestésicos.

1.3. Población de pacientes objetivo

La mascarilla facial de silicona de Ambu está diseñada para su uso en pacientes de todas las edades y está disponible en seis tallas, con siete variantes para garantizar que la forma interior del capuchón sea lo suficientemente espaciosa para la boca y la nariz.

- Mascarilla facial de silicona de Ambu, #0A
- Mascarilla facial de silicona de Ambu, #0
- Mascarilla facial de silicona de Ambu, #0 con orificio
- Mascarilla facial de silicona de Ambu, #2
- Mascarilla facial de silicona de Ambu, #3/4
- Mascarilla facial de silicona de Ambu, #5
- Mascarilla facial de silicona de Ambu, #6

1.4. Usuario previsto

La mascarilla facial de silicona de Ambu está destinada para ser utilizada por profesionales médicos y personal de rescate y urgencias formado en el tratamiento de la vía aérea.

1.5. Entorno de uso previsto

La mascarilla facial de silicona de Ambu está diseñada para su uso en entornos prehospitalarios (Urgencias) y hospitalarios, incluidas las salas de RM.

1.6. Contraindicaciones

Ninguna conocida.

1.7. Beneficios clínicos

La mascarilla facial de silicona de Ambu permite el paso de aire y gases anestésicos al paciente, y la visualización a través del capuchón.

1.8. Precauciones y advertencias

La falta de seguimiento de las precauciones puede tener como resultado una ventilación ineficiente del paciente, infección cruzada o daños en el equipo.

ADVERTENCIAS



1. Solo deben utilizarlos usuarios que estén familiarizados con el contenido de este manual, ya que un uso incorrecto podría dañar al paciente.
2. Los profesionales que llevan a cabo el procedimiento deben evaluar la elección del tamaño de la mascarilla facial y los dispositivos compatibles (p. ej., resucitador, etc.) de acuerdo con las condiciones específicas del paciente, ya que un uso incorrecto puede dañar al paciente.
3. Asegúrese siempre de retirar todo el material de embalaje de la mascarilla facial de silicona de Ambu antes de su uso, ya que la bolsa podría bloquear la vía aérea del paciente e impedir la ventilación.
4. Inspeccione siempre visualmente el producto después de desembalarlo, montarlo y antes de usarlo, ya que los defectos y las materias extrañas pueden provocar la ausencia o reducción de la ventilación del paciente, o un suministro reducido de gases anestésicos.

5. No utilice el producto si no supera la inspección, ya que esto puede dar lugar a una ventilación reducida o inexistente, o a un suministro reducido de gases anestésicos.
6. No utilice el producto si está contaminado por fuentes externas, ya que esto puede provocar infecciones.
7. Asegúrese siempre de colocar correctamente la mascarilla facial en el paciente; para ello, utilice cualquiera de las dos manos para ejercer un empuje adecuado de la mandíbula mediante la estrategia de agarre de manos pertinente. Recoloque la mascarilla, si procede, ya que un sellado inadecuado de la mascarilla facial podría provocar una ventilación insuficiente del paciente o un suministro reducido de gases anestésicos.
8. Inspeccione siempre el inflado correcto del manguito de la mascarilla facial de silicona de Ambu antes de su uso, ya que un sellado deficiente podría provocar una ventilación insuficiente del paciente.
9. Inspeccione siempre visualmente las propiedades de inflado y sellado del manguito de la mascarilla facial durante su uso en el paciente, ya que un sellado incorrecto podría provocar fugas, reducir o impedir la ventilación del paciente, o reducir el suministro de gases anestésicos.
10. Asegúrese de colocar y sellar correctamente la mascarilla facial de silicona de Ambu, ya que un sellado incorrecto puede provocar la propagación de enfermedades infecciosas en el aire suministrado al usuario.
11. Cuando utilice el tamaño #0 con orificio, asegúrese siempre de que el orificio no esté bloqueado, ya que el bloqueo del orificio puede evitar la función prevista de reducir la presión suministrada al niño, dado que las altas presiones de ventilación pueden causar barotrauma.
12. No aplique una fuerza excesiva sobre la mascarilla facial de silicona de Ambu cuando la mantenga en su posición, ya que podría provocar marcas de presión en el rostro del paciente.
13. Reprocese siempre la mascarilla facial de silicona de Ambu después de cada uso para evitar el riesgo de infección.
14. No reutilice la mascarilla facial de silicona de Ambu en otro paciente sin antes reprocesarla debido al riesgo de infección cruzada.
15. No reutilice la mascarilla facial de silicona de Ambu si quedan residuos en el interior del dispositivo, para evitar cualquier riesgo de infección o funcionamiento incorrecto.

16. No utilice la mascarilla facial de silicona de Ambu después de reprocesarla un máximo de 30 veces para evitar el riesgo de infección o un funcionamiento incorrecto del dispositivo.
17. Cuando utilice oxígeno suplementario, no permita que se fume ni el uso del dispositivo cerca de un llama abierta, aceites, grasas u otros productos químicos inflamables, o equipos y herramientas que puedan provocar chispas debido al riesgo de incendio y/o explosión.
18. No utilice el producto cuando ventile a pacientes con traumatismo facial grave y/o lesiones oculares debido al riesgo de sellado inadecuado y agravamiento de las lesiones, a menos que una evaluación médica indique dicha necesidad. Cambie a un método alternativo para dirigir el aire hacia el paciente, si hay alguna opción disponible.

PRECAUCIONES

1. No guarde nunca la mascarilla facial de silicona de Ambu si está deformada. De lo contrario, podría producirse una deformación permanente de la mascarilla, lo que podría reducir la eficiencia de ventilación o el suministro de gases anestésicos.
2. Consulte el envase para obtener información más específica sobre la fecha de caducidad, ya que el uso de un dispositivo caducado puede provocar una disminución del rendimiento o un funcionamiento incorrecto del producto.
3. No reprocese la mascarilla facial de silicona de Ambu de ninguna otra forma que no sea la descrita en estas instrucciones de uso. Otros procedimientos pueden causar deformación o daños en el dispositivo.
4. Mantenga siempre juntos los componentes del mismo dispositivo durante el reprocesamiento para evitar que se monten componentes con una durabilidad diferente, lo que podría provocar un fallo de funcionamiento del producto.
5. No utilice sustancias que contengan fenoles para limpiar el producto. Los fenoles provocarán un desgaste prematuro y la degradación de los materiales, lo que reducirá la vida útil del producto.
6. Utilice únicamente conexiones o adaptadores compatibles, ya que forzar la entrada de conexiones o adaptadores no compatibles en el conector de la mascarilla facial de silicona de Ambu podría dañar el dispositivo e inutilizarlo.
7. La legislación federal de EE. UU. solo permite la venta de este dispositivo a través de profesionales sanitarios autorizados o bajo prescripción facultativa.

1.9. Sucesos potencialmente adversos

Posibles efectos adversos relacionados con el uso de mascarillas faciales (lista no exhaustiva): Marcas de presión, hipoxia y agravamiento de lesiones faciales y oculares ya existentes.

1.10. Notas generales

Si, durante el uso del dispositivo o como resultado de su uso, se produce un accidente grave, informe de ello al fabricante y a sus autoridades nacionales.

2. Descripción del dispositivo

La mascarilla facial de silicona de Ambu es una mascarilla no estéril, no conductora y reutilizable. Funciona como un medio de conexión entre el dispositivo respiratorio o el circuito de anestesia y las vías aéreas superiores del paciente, y permite el suministro de aire y gases médicos al paciente.


Talla 0A con un conector de 15 mm

La mascarilla es transparente. El manguito del modelo 0A está lleno de espuma y el volumen interno no es inflable.



Tallas 0, 2, 3/4, 5 y 6 con un conector de 22 mm

La mascarilla es transparente. El manguito tiene una válvula de autoinflado que se cierra con un tapón.



Talla 0 con orificio

La mascarilla es transparente. El modelo 0 con orificio está diseñado para limitar la presión de ventilación por debajo de 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Explicación de los símbolos utilizados

Indicación de los símbolos	Descripción	Indicación de los símbolos	Descripción
	País de origen del fabricante		No puede utilizarse más de 30 veces
	Producto sanitario		Compatible con RM
Rx only	Solo para su uso bajo prescripción facultativa		

Encontrará una lista con la explicación de todos los símbolos en ambu.com/symbol-explanation.

4. Uso del producto

4.1. Inspección y preparación

1. Saque la mascarilla facial de silicona de Ambu de su envase e inspeccione el inflado correcto del manguito.
2. Inspeccione el manguito en busca de daños o fugas.

4.2. Funcionamiento

1. Mantenga firmemente la mascarilla sobre la cara del paciente para que no haya huecos por los que pase el aire.
2. Sujete la mascarilla firmemente contra la rostro mientras asegura una vía aérea abierta mediante una tracción de la mandíbula.



4.3. Reprocesamiento: limpieza, desinfección y esterilización

Siga estas instrucciones de reprocesamiento después de cada uso para reducir el riesgo de contaminación cruzada.


Desmontaje

Antes de reprocesar la mascarilla facial de silicona de Ambu, desmóntela manualmente como se muestra en la siguiente ilustración. Asegúrese de retirar el tapón del tubo de inflado (no aplicable a la talla #0A).

Suelte o retire el manguito de la mascarilla.



Ejemplo de máscara desmontada



Ejemplo de máscara desmontada con el tapón retirado del tubo de inflado

Mantenga juntos los componentes del mismo dispositivo durante el reprocesamiento para evitar que se monten componentes con una durabilidad diferente.

Ciclos de reprocesamiento recomendados

Para un ciclo de reprocesamiento completo del dispositivo, utilice uno de los ciclos que se indican en la siguiente tabla.

	Aplicabilidad a la mascarilla facial de silicona de Ambu	
Ciclos de reprocesamiento recomendados	Tamaños 0, 2, 3/4, 5 y 6	Tamaño 0A
Limpieza manual seguida de desinfección química	Sí	Sí
Limpieza manual seguida de esterilización por vapor	Sí	No

	Aplicabilidad a la mascarilla facial de silicona de Ambu	
Limpieza automatizada, incluida una fase de desinfección térmica, seguida de una esterilización por vapor	Sí	No
Limpieza automatizada, incluida una fase de desinfección térmica, seguida de una desinfección química	Sí	Sí

Tabla 1: Procedimientos de reprocesamiento recomendados.

Las pruebas realizadas con el producto han demostrado que la mascarilla facial de silicona de Ambu es totalmente funcional después de 30 ciclos de reprocesamiento completos, como se ha indicado anteriormente.

Es responsabilidad del usuario determinar cualquier desviación respecto a los ciclos y métodos de procesamiento recomendados, así como supervisar que no se supere el número recomendado de ciclos de reprocesamiento.

Procedimientos para el reprocesamiento

LIMPIEZA MANUAL

1. Enjuague los componentes con agua corriente fría (del grifo) para eliminar la suciedad visible.
2. Prepare un baño de detergente con una solución detergente, por ejemplo, Neodisher® MediClean Forte o equivalente, para eliminar los residuos de sangre seca y otros fluidos corporales con la concentración recomendada por el fabricante del detergente.
3. Sumerja completamente los componentes y manténgalos sumergidos en la solución de acuerdo con lo indicado en la etiqueta de instrucciones del detergente. Durante el tiempo de actuación, limpie a fondo los componentes con un cepillo suave hasta eliminar toda la suciedad visible.
4. Enjuague los componentes con agua corriente (del grifo) durante un minuto.
5. Seque los componentes con un paño limpio y sin pelusa, y aire comprimido.

LIMPIEZA AUTOMATIZADA CON DESINFECCIÓN TÉRMICA

1. Enjuague los componentes con agua corriente fría (del grifo) para eliminar la suciedad visible.
2. Coloque los componentes en un soporte para colectores o en una cesta de alambre dentro de la lavadora.
3. Seleccione el ciclo apropiado como se indica a continuación:

Fase	Tiempo de recirculación (minutos)	Temperatura	Tipo de detergente y concentración (si procede)
Prelavado	02:00	Agua del grifo fría	N/A
Lavado	01:00	43 °C (110 °F) agua de grifo	Neodisher® MediClean Forte o un detergente equivalente con la concentración recomendada por el fabricante
Aclarado	01:00	43 °C (110 °F) agua de grifo	N/A
Desinfección térmica	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Tiempo de secado	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

Tabla 2: Limpieza automatizada con ciclos de desinfección térmica.

DESINFECCIÓN QUÍMICA

1. Equilibre el baño de Cidex OPA o de un desinfectante con OPA (ortoftalaldehido) equivalente a la temperatura especificada en las instrucciones del fabricante del desinfectante con OPA.
2. Asegúrese de que la concentración efectiva mínima (CEM) del desinfectante con OPA sea la mínima que la especificada en las instrucciones del fabricante de las tiras reactivas de comprobación de OPA.
3. Sumerja completamente el dispositivo en el OPA y asegúrese de que se eliminan todas las burbujas de aire de la superficie del dispositivo agitándolo.
4. Deje el dispositivo en remojo durante el tiempo especificado en las instrucciones del fabricante del desinfectante con OPA.
5. Aclare bien el dispositivo sumergiéndolo por completo en agua purificada, agitando y dejando que se asiente durante 1 minuto como mínimo.
6. Repita el paso 5 dos veces más para un total de 3 enjuagues, utilizando un lote nuevo de agua purificada cada vez.
7. Seque el dispositivo con un paño estéril que no deje pelusa.

ESTERILIZACIÓN POR VAPOR

Esterilice el producto en autoclave con vapor por gravedad, ejecutando un ciclo completo a 134 – 135 °C (274 – 275 °F), con un tiempo de exposición de 10 minutos y un tiempo de secado de 45 minutos. Deje que las piezas se sequen y enfrién totalmente.

Inspección de los componentes

Después del reprocesamiento, inspeccione cuidadosamente todos los componentes en busca de daños, residuos o un desgaste excesivo. Sustitúyalos si fuera necesario. Algunos métodos, pueden provocar la decoloración de los componentes de caucho, sin que esto afecte a su vida útil. En caso de deterioro del material, por ejemplo, agrietamiento, la mascarilla facial de silicona de Ambu debe desecharse.

Montaje

Vuelva a montar manualmente la máscara y asegúrese de lograr un acoplamiento correcto entre la máscara y el manguito. Asegúrese de insertar el tapón (no aplicable al tamaño #0A). Consulte la sección 4.1 Inspección y preparación.

4.4. Eliminación

Los productos utilizados se deben desechar y eliminar de conformidad con los procedimientos locales.

5. Especificaciones técnicas del producto

5.1. Especificaciones

Variantes de la máscara facial de silicona de Ambu	0A, 0 (con orificio), 0, 2, 3/4, 5 y 6.
Tamaño del conector	Conector de 15 mm de D.E. para el tamaño 0A según ISO 5356-1. Conector ID de 22 mm para los tamaños 0, 2, 3/4, 5 y 6, compatible con ISO 5356-1.

Límites de temperatura de funcionamiento	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) conforme a las normas EN 1789 e ISO 10651-4.
Límites de temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) conforme a las normas EN 1789 e ISO 10651-4.
Almacenamiento de larga duración recomendado en un envase cerrado a temperatura ambiente, alejado de la luz solar.	



5.2. Información de seguridad sobre RM

La mascarilla facial de silicona de Ambu es compatible con entornos de RM.

1. Oluline teave – Lugege enne kasutamist

Enne Ambu® silikoonist näomaski kasutamist lugege siinsed ohutusjuhised tähelepanelikult läbi. Kasutusjuhendit võidakse täiendada ette teatamata. Ajakohase versiooni koopia saab soovi korral tellida. Palun võtke arvesse, et need juhised ei selgita ega käsitle kliinilisi protseduure. Need kirjeldavad ainult Ambu silikoonist näomaski üldist kasutamist ja kasutamisega seotud ettevaatusabinõusid.

Enne Ambu silikoonist näomaski kasutamist peavad kasutajad saama toote kasutamise kohta piisava väljaõppe ja viima end kurssi siinsetes kasutusjuhistes esitatud kasutusotstarvete, hoiatuste, ettevaatusabinõude ning näidustustega.

Ambu silikoonist näomaskil pole garantiid.

1.1. Kasutusotstarve

Ambu silikoonist näomask on korduvkasutatav näomask, mis on möeldud hingamisteede hapnikuga varustamiseks ja ventileerimiseks või anesteetiliste gaaside otseseks ülemistesse hingamisteedesse juhtimiseks.

1.2. Kasutusnäidustused

Ambu silikoonist näomaski kasutatakse hingamissüsteemi ravis ja selle toetamisel. Ambu silikoonist näomask on möeldud kasutamiseks ka anesteetiliste gaaside manustamise protseduuride ajal.

1.3. Ettenähtud sihtrühm

Ambu silikoonist näomask on ette nähtud igas vanuses patsientidele ning on saadaval kuues suuruses ja seitsmes variandis, et sisekuplis oleks suu ja nina jaoks piisavalt ruumi.

- Ambu silikoonist näomask, #0A
- Ambu silikoonist näomask, #0
- Ambu silikoonist näomask, #0, klapiga
- Ambu silikoonist näomask, #2
- Ambu silikoonist näomask, #3/4
- Ambu silikoonist näomask, #5
- Ambu silikoonist näomask, #6

1.4. Kasutajate sihtrühm

Ambu silikoonist näomask on kasutamiseks ette nähtud arstidele, pääste- ja hädaabitöötajatele, kes on saanud hingamisteedega seotud ravitegevuste alase väljaõppe.

1.5. Ettenähtud kasutuskeskkond

Ambu silikoonist näomask on ette nähtud kasutamiseks haiglaeelse erakorralise meditsiiniabi (kiirabi) ja haigla keskkonnas, sealhulgas MR-süsteemiga varustatud ruumides.

1.6. Vastunäidustused

Ei ole teada.

1.7. Kliinilised eelised

Ambu silikoonist näomask võimaldab varustada patsienti õhu ja anesteetiliste gaasidega ning teha visuaalset vaatlust läbi kupli.

1.8. Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada patsiendi ebapiisavat ventileerimist, ristnakkust või kahjustada seadmeid.

HOIATUSED

1. Kasutamiseks ainult ettenähtud kasutajatele, kes on tuttavad käesolevate kasutamisjuhiste sisuga, sest valesti kasutamine võib patsienti kahjustada.
2. Protseduuri tegevad spetsialistid peavad hindama näomaski suuruse ja ühilduvate seadmete (nt hingatamisseadme jne) valikut vastavalt konkreetse patsiendi seisundi(te)le, kuna valesti kasutamine võib patsienti kahjustada.
3. Enne kasutamist eemaldage Ambu silikoonist näomaskilt kindlasti kogu pakkematerjal, kuna kott võib blokeerida patsiendi hingamisteid ja takistada ventileerimist.
4. Vaadake toode üle alati pärast lahtipakkimist, kokkupanemist ja enne kasutamist, kuna defektid ning võörkehad võivad patsiendi ventileerimist või anesteetiliste gaaside edastamist halvendada või täielikult takistada.
5. Ülevaatuse sel probleemi avastamise korral ärge kasutage toodet, kuna see võib ventileerimist või anesteetiliste gaaside edastamist halvendada või täielikult takistada.
6. Ärge kasutage toodet, kui see on saastunud välistest allikatest, sest see võib põhjustada infektsiooni.

7. Tagage alati, et näomask oleks patsiendil õigesti paigutatud, avaldades kummagi käega lõuapäradele sobiva käehaardetehnikaga piisavat survet. Vajaduse korral paigutage see ümber, kuna näomaski ebapiisav tihendus võib halvendada patsiendi ventileerimist või anesteetiliste gaaside edastamist.
8. Enne kasutamist kontrollige alati, kas Ambu silikoonist näomaski mansett on korralikult õhku täis, kuna halb tihendus võib halvendada patsiendi ventileerimist.
9. Patsiendil kasutamisel vaadake alati üle näomaski manseti õhuga täidetus ja tihendusomadused, kuna ebapiisav tihendus võib põhjustada lekkeid ning patsiendi ventileerimist või anesteetiliste gaaside edastamist halvendada või täielikult takistada.
10. Ambu silikoonist näomask tuleb kindlasti alati õigesti paigutada ja tihendada, sest ebapiisava tihenduse korral võib kasutaja nakatuda õhu kaudu leviva nakkushaigusega.
11. Klapiga suurus #0 maski kasutamisel veenduge alati, et klapp ei ole blokeeritud, kuna klapi blokeerimine võib takistada lapsele edastatava rõhu ettenähtud funktsiooni, sest kõrged ventileerimisrõhud võivad põhjustada barotrauma teket.
12. Ambu silikoonist näomaski paigal hoides ärge avaldage sellele liigset jõudu, kuna see võib tekitada patsiendi näole survejälgi.
13. Nakkusohu vältimiseks töödelge Ambu silikoonist näomaski alati pärast iga kasutuskorda.
14. Ristnakkuse riski tõttu ärge kasutage Ambu silikoonist näomaski teisel patsiendil seda eelnevalt töötlemata.
15. Nakkus- ja talitlushäirete ohu vältimiseks ärge kasutage Ambu silikoonist näomaski uuesti, kui seadmesse jäab nähtavaid jääke.
16. Ärge kasutage Ambu silikoonist näomaski maksimaalse 30 töötlemiskorra järel, et vältida infektsiooni- või talitlushäirete ohtu.
17. Lisahapniku kasutamisel ärge lubage tulekahju- ja/või plahvatusohu tõttu suitsetamist ega kasutage seadet lahtise leegi, öli, rasva, muude tuleohtlike kemikaalide või selliste seadmete ja tööriistade läheduses, mis võivad tekitada sädemeid.
18. Ebapiisava tihenduse ja vigastuse halvenemisega seotud riskide tõttu ärge kasutage toodet raske näotrauma ja/või silmavigastusega patsientide ventileerimisel, välja arvatud juhul, kui vajadus on näidustatud meditsiinilise hindamisega. Võimaluse korral kasutage patsiendi õhuga varustamiseks alternatiivset moodust.

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Ärge hoiustage Ambu silikoonist näomaski mitte kunagi väänatud asendis, sest vastasel juhul moondub mask jäädavalt ja see võib halvendada ventileerimise või anesteetiliste gaaside edastamise tõhusust.
2. Vaadake pakendilt täpsemat teavet aegumiskuupäeva kohta, sest aegunud seadmega võib kaasneda toote halvem toimivus või rike.
3. Ärge töödelge Ambu silikoonist näomaski mitte ühelgi muul viisil, kui on kirjeldatud siinsetes kasutusjuhistes. Muud protseduurid võivad seadet moonutada või kahjustada.
4. Hoidke sama seadme komponente töötlemise ajal alati koos, et vältida erineva vastupidavusega komponentide uuesti kokkupanemist, mis võib põhjustada toote talitlushäireid.
5. Toote puhastamiseks ärge kasutage fenoole sisaldavaid aineid. Fenoolid põhjustavad materjalide enneaegset kulumist ja lagunemist, mille tagajärvel väheneb toote kasutusiga.
6. Kasutage ainult ühilduvaid liitmikke või adaptereid, kuna mitteühilduvate liitmike või adapterite surumine Ambu silikoonist näomaski liitmikku võib seadet kahjustada ja selle kasutuskõlbmatuks muuta.
7. USA föderaalseaduste kohaselt on seda seadet lubatud müüa ainult litsentseeritud tervishoiutöötajal või tema korraldusel.

1.9. Võimalikud kõrvaltoimed

Näomaskide kasutamise võimalikud kõrvaltoimed võivad olla järgnevad (pole ammendav): survejäljad, hüpoksia ning olemasolevate näo- ja silmavigastuste halvenemine.

1.10. Üldised märkused

Kui selle seadme kasutamise ajal või kasutamise tulemusel on aset leidnud tõsine vahejuhtum, teatage sellest palun tootjale ja vastavale riiklikule asutusele.

2. Seadme kirjeldus

Ambu silikoonist näomask on mittesteriiilne, mittejuhtiv, korduvkasutatav näomask. See toimib vahendina, mis võimaldab tekitada ühenduse hingamisseadme või anesteesiaringe ning patsiendi ülemiste hingamisteede vahel, võimaldades õhu ja meditsiiniliste gaaside edastamist patsiendile.


Suurus 0A, 15 mm konnektoriga

Maski kuppel on läbipaistev. 0A mudeli mansett on täidetud vahuga ja sisemine osa ei ole täispuhutav.



Suurused 0, 2, 3/4, 5 ja 6, 22 mm konnektoriga

Maski kuppel on läpipaistev. Mansetil on isetäitumist võimaldav ventiil, mis on suletud korgiga.



Suurus 0, klapiga

Maski kuppel on läpipaistev. Klapiga mudel 0 on möeldud piirama ventilatsioonirõhu väartustele alla $40 \text{ cmH}_2\text{O}$ (4 kPa).



3. Kasutatud sümbolite selgitused

Sümbolite tähendused	Kirjeldus	Sümbolite tähendused	Kirjeldus
CN	Tootja riik		Mitte kasutada rohkem kui 30 korda
	Meditsiiniseade		MR-ohutu
Rx only	Ainult retseptiga		

Täielik nimekiri sümbolite selgitustest on esitatud aadressil ambu.com/symbol-explanation.

4. Toote kasutamine

4.1. Ülevaatus ja ettevalmistamine

1. Võtke Ambu silikoonist näomask pakendist välja ja kontrollige, kas mansett on korralikult öhku täis.
2. Kontrollige, kas mansetil on kahjustusi või lekkekohti.

4.2. Töö

1. Asetage mask kindlalt patsiendi näole õhutiheduse saavutamiseks.
2. Hoidke maski tihedalt vastu nägu, tagades samal ajal lõuapärade liigutamise teel hingamisteede avatuse.



4.3. Töötlemine: puhastamine, desinfitseerimine, steriliseerimine

Ristsaastumise riski vähendamiseks järgige neid töötlemisjuhiseid iga kasutuskorra järel.


Lahtivõtmine

Enne Ambu silikoonist näomaski töötlemist võtke näomask kätsi koost lahti vastavalt järgnevale joonisele. Eemaldage kindlasti täitetorult kork (ei ole rakendatav #0A puhul).

Võtke nupp lahti või eemaldage maski mansett kupli küljest.



Näide lahtivõtetud maskist



Näide lahtivõtetud maskist, kui kork on täitetorust eemaldatud

Töötlemisel hoidke komponendid koos, et vältida erineva vastupidavusega komponentide uuesti kokkupanemist.

Soovituslikud töötlemistsükli

Seadme täieliku töötlemistsükli jaoks rakendage ühte järgmises tabelis esitatud tsüklitest.

	Kehtib Ambu silikoonist näomaski kohta	
Soovituslikud töötlemistsüklid	Suurused 0, 2, 3/4, 5 ja 6	Suurus 0A
Kätsitsi puhastamine, millele järgneb keemiline desinfitseerimine	Jah	Jah
Kätsitsi puhastamine, millele järgneb auruga steriliseerimine	Jah	Ei
Automaatne puhastamine, sealhulgas termilise desinfitseerimise etapp, millele järgneb auruga steriliseerimine	Jah	Ei
Automaatne puhastamine, sealhulgas termilise desinfitseerimise etapp, millele järgneb keemiline desinfitseerimine	Jah	Jah

Tabel 1. Soovituslikud töötlemisprotseduurid.

Katsed tootega on näidanud, et Ambu silikoonist näomask on täiesti töökorras 30 täieliku töötlustsükli järel, nagu on kirjeldatud eespool.

Kasutaja vastutab soovituslikest tsüklitest ja töötlemismeetoditest kõrvale kaldumise ning soovitatud ümbertöötlemistsüklike arvu ületamise eest.

Töötlemisprotseduurid

KÄSITSI PUHASTAMINE

1. Loputage komponente külma (kraani-)veega, et eemaldada suurem mustus.
2. Valmistage ette anum puhastusaineega, kasutades selle lahust, nt Neodisher® MediClean Fortet või samaväärset, et eemaldada kuivanud vere ja muude kehavedelike jäädgid, kasutades puhastusvahendi tootja soovitatud kontsentratsiooni.

- Pange komponendid üleni lahusesse, et need oleks vastavalt puhastusaine kasutusjuhistele lahuse sees. Leotamise ajal puhastage komponente põhjalikult pehme harjaga, kuni kogu nähtav mustus on eemaldatud.
- Loputage komponente ühe minuti jooksul jooksva (kraani-)vee all.
- Kuivatage komponendid puhta ebemevaba lapi ja suruõhuga.

AUTOMAATPUHASTUS TERMILISE DESINFITSEERIMISEGA

- Loputage komponente külma (kraani-)veega, et eemaldada suurem mustus.
- Pange komponendid kollektori raamile või traatkorvi, mis asub pesuri sees.
- Valige sobiv töötsükkel vastavalt allpool kirjeldatule.

Etapp	Ringlemisaeäg (minutites)	Temperatuur	Puhastusvahendi tüüp ja kontsentratsioon (kui on rakendatav)
Eelpesu	02.00	Külm kraanivesi	Ei ole rakendatav
Pesu	01.00	43 °C (110 °F) kraanivesi	Tootja soovitatud kontsentratsiooniga Neodisher® MediClean Forte või samaväärne puhastusvahend
Loputus	01.00	43 °C (110 °F) kraanivesi	Ei ole rakendatav
Termiline desinfitseerimine	05.00	90 °C (194 °F)	Ei ole rakendatav
Kuivamisaeg	07.00	90 °C (194 °F)	Ei ole rakendatav

Tabel 2. Automaatne puhastamine termilise desinfitseerimistsükliga.

KEEMILINE DESINFITSEERIMINE

- Tasakaalustage Cidex OPA või samaväärse OPA (ortho-ftaalaldehyd) desinfitseerimisvahendi anuma temperatuur vastavalt OPA desinfitseerimisvahendi tootja juhistele.
- Tagage OPA desinfitseerimisvahendi minimaalne efektiivne kontsentratsioon (MEC), kasutades OPA testribasid vastavalt OPA desinfitseerimisvahendi tootja juhistele.

3. Pange seade üleni OPA-sse ja veenduge, et kõik õhumullid eemalduvad seadme pinnalt; selleks liigutage seadet.
4. Laske seadmel OPA desinfitseerimisvahendi tootja juhistes märgitud aja jooksul vedelikus liguneda.
5. Loputage seadet põhjalikult, pannes selle üleni puastatud vette, liigutades seda ja lastes sellel vähemalt 1 minut seista.
6. Korra 5. sammu veel kaks korda ehk kokku kolm loputust, kasutades iga kord värsket kogust puastatud vett.
7. Kuivatage seade steriilse ebemevaba lapiga.

AURUGA STERILISEERIMINE

Steriliseerige toodet, kasutades gravitatsioon-auruautoklaavi 134 – 135 °C (274 – 275 °F) juures täistsüklis, mille kokkupuuteaeg on 10 minutit ning kuivatusaeg 45 minutit. Laske osadel täielikult kuivada ja/või jahtuda.

Komponentide ülevaatus

Pärast töötlemist kontrollige hoolikalt kõiki komponente kahjustuste, jäädikide või liigse kulumise suhtes ning vajaduse korral vahetage need välja. Möni puastus- ja steriliseerimismeetod võib muuta kummist komponentide värti. See ei möjuta vastavate komponentide eluiga. Materjalide kahjustumise, nt pragunemise korral tuleb Ambu silikoonist näomask ära visata.

Uuesti kokku panemine

Pange mask käsitsi kokku ja kontrollige, et kuppel ja mansett on tihedalt kinni. Kindlasti paigaldage ka kork (ei ole rakendatav #0A puhul). Lugege jaotist 4.1 „Ülevaatus ja ettevalmistamine”.

4.4. Kõrvaldamine

Kasutatud tooted tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

5. Toote tehnilised andmed

5.1. Tehnilised andmed

Ambu silikoonist näomaski variandid	0A, 0 (klapiga), 0, 2, 3/4, 5 ja 6.
Liitmiku suurus	15 mm OD konnektor suurusele 0A standardi ISO 5356-1 kohaselt. 22 mm ID konnektor suurustele 0, 2, 3/4, 5 ja 6 standardi ISO 5356-1 kohaselt.
Töötemperatuuri piirid	-20 °C kuni 50 °C (-4 °F kuni 122 °F) standardite EN 1789 ja ISO 10651-4 kohaselt.
Hoiustumistemperatuuri piirid	-40 °C kuni 70 °C (-40 °F kuni 158 °F) standardite EN 1789 ja ISO 10651-4 kohaselt.
Pikaajaliselt on soovitatav hoiustada suletud pakendis toatemperatuuril, eemal päikesevalgusest.	

5.2. MRT ohutusteave



Ambu silikoonist näomask on magnetresonantskeskkonnas ohutu (MR-ohutu).

1. Tärkeää tietoa – Lue ennen käyttöä

Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen Ambu® Silicone Face Mask -silikonisen kasvomaskin käyttöä. Tätä käyttöopasta voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta. Lisäkopioita voimassa olevasta versiosta saa pyydettääessa. Huomioi, että näissä ohjeissa ei selitetä eikä käsittellä kliinisiä toimenpiteitä. Ohjeissa kuvataan vain Ambu Silicone Face Mask -silikonisen kasvomaskin käyttöön liittyvää perustoimintaa ja varotoimia.

Ennen Ambu Silicone Face Mask -silikonisen kasvomaskin käytön aloittamista on tärkeää, että käyttäjille on opetettu riittävästi tuotteen käyttöä ja että he ovat tutustuneet näiden ohjeiden sisältämiin käyttötarkoituksiin, varoituksiin, huomautuksiin ja käyttöindikaatioihin.

Ambu® Silicone Face Mask -silikonisella kasvomaskilla ei ole takuuta.

1.1. Käyttötarkoitus

Ambu Silicone Face Mask on uudelleenkäytettävä silikoninen kasvomaski, joka on tarkoitettu hengitystien hapettamiseen ja ventiloointiin tai ohjaamaan anesteettisia kaasuja ylempien hengitysteihin.

1.2. Käyttöindikaatiot

Ambu Silicone Face Mask -silikonista kasvomaskia käytetään hengityshoitoon ja hengityksen tukemiseen. Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski on tarkoitettu myös toimenpiteisiin, joissa potilaalle annetaan anestesiakaasuja.

1.3. Potilaskohderyhmä

Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski on tarkoitettu kaikenikäisille potilaille. Saatavilla on kuusi kokoa ja seitsemän eri versiota, joilla varmistetaan riittävä tila suulle ja nenälle.

- Ambu Silicone Face Mask, #0A
- Ambu Silicone Face Mask, #0
- Ambu Silicone Face Mask, #0, aukollinen
- Ambu Silicone Face Mask, #2
- Ambu Silicone Face Mask, #3/4
- Ambu Silicone Face Mask, #5
- Ambu Silicone Face Mask, #6

1.4. Käyttäjä

Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski on tarkoitettu vain ilmatien hallintakoulutuksen saaneen lääkintähenkilökunnan käyttöön.

1.5. Käyttöympäristö

Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski on tarkoitettu käytettäväksi ensihoito- ja sairaalaympäristöissä mukaan lukien magneettikuvaushuoneet.

1.6. Vasta-aiheet

Ei tunnettuja.

1.7. Kliiniset edut

Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski mahdollistaa potilaan ilmatien ja anestesiakaasujen annostelun sekä visualisoinnin kuvun lävitse.

1.8. Varoitukset ja huomautukset

Näiden varotoimien noudattamatta jättämisestä voi seurata potilaan tehoton ventiloointi, risti-infektio tai laitteiston vahingoittuminen.

VAROITUKSET

1. Tarkoitettu vain näihin käyttöohjeisiin tutustuneiden käyttäjien käyttöön, sillä vääränlainen käyttö voi vahingoittaa potilasta.
2. Toimenpidettä suorittavien ammattilaisten tulee arvioida kasvomaskin koon ja lisävarusteiden (esim. elvytyspalje jne.) valintaan potilaskohtaisesti tämän vammojen mukaan, sillä vääränlainen käyttö voi vahingoittaa potilasta.
3. Muista poistaa kaikki Ambu Silicone Face Mask -silikonisen kasvomaskin pakkausmateriaalit ennen käyttöä, sillä pussi voi tukkia potilaan hengitystien ja estää ventiloinnin.
4. Tarkista tuote aina silmämäärisesti pakauksesta ottamisen jälkeen, kokoamisen jälkeen ja ennen käyttöä, sillä häiriöt ja vierasesineet voivat estää potilaan ventiloinnin tai heikentää sitä tai heikentää anestesiakaasujen annostelua.
5. Älä käytä tuotetta, jos tarkastuksessa havaitaan puutteita, sillä se voi estää potilaan ventiloinnin tai heikentää sitä tai heikentää anestesiakaasujen annostelua.
6. Älä käytä tuotetta, jos se on ulkoisten lähteiden kontaminoima, sillä se voi aiheuttaa infektion.

7. Varmista aina Ambu Silicone Face Mask -silikonisen kasvomaskin oikea asento nostamalla leukaa kummalla tahansa kädellä asianmukaisella otteella. Säädä maskin asentoa tarvittaessa, sillä kasvomaskin heikko tiiviys voi heikentää potilaan ventiloointia tai heikentää anestesiakaasujen annostelua.
8. Tarkista aina ennen käyttöä, että Ambu Silicone Face Mask -silikonisen kasvomaskin pehmuste on täytetty riittävästi ilmallalla, sillä heikko tiiviys voi heikentää potilaan ventiloointia.
9. Tarkista aina kasvomaskin pehmusteen riittävä täytyö ilmallalla ja tiiviys, kun sitä käytetään potilaalla, sillä heikko tiiviys voi aiheuttaa vuotoa ja estää tai heikentää potilaan ventiloointia tai heikentää anestesiakaasujen annostelua.
10. Varmista aina Ambu Silicone Face Mask -silikonisen kasvomaskin oikea asento ja tiiviys, sillä heikko tiiviys voi levittää ilmassa leviäviä taudinaiheuttajia käyttäjälle.
11. Kun käytetään aukollista koon #0 maskia, varmista aina, ettei aukko ole tukossa, sillä aukon tukkeutuminen voi estää käyttötarkoitukseen mukaista paineen alennusta lapsipotilaalla, ja korkea ventiloointipaine voi aiheuttaa barotrauman.
12. Älä paina Ambu Silicone Face Mask -silikonista kasvomaskia liikaa pitääessäsi sitä oikeassa asennossa, sillä se voi jättää painaumia potilaan kasvoihin.
13. Uudelleenkäsitle Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski jokaisenkäytön jälkeen infektoriskin välttämiseksi.
14. Älä käytä Ambu Silicone Face Mask -silikonista kasvomaskia toisella potilaalla ennen uudelleenkäsittelyä ristikontaminaatiovaaran vuoksi.
15. Älä käytä Ambu Silicone Face Mask -silikonista kasvomaskia, jos laitteen sisälle on jäänyt näkyviä jäämiä infektoriskin tai toimintahäiriön välttämiseksi.
16. Käytä Ambu Silicone Face Mask -silikonista kasvomaskia uudelleenkäsittelyn jälkeen enintään 30 kertaa infektoriskin tai laitteen toimintahäiriön välttämiseksi.
17. Kun käytetään lisähappea, tupakointi on kielletty eikä laitetta saa käyttää avotulen, öljyn, voiteluaineen, muiden syttypien kemikaalien tai kipinöitä aiheuttavien laitteiden ja välineiden lähellä tulipalo- ja/tai räjähdyksvaaran takia.
18. Älä käytä tuotetta sellaisten potilaiden ventiloointiin, joilla on vakava kasvotrauma ja/tai silmävamma, sillä maskin tiiviys voi heiketä ja maski voi pahentaa vammaa, ellei käyttö ole välttämätöntä lääketieteellisen arvion perusteella. Vaihda tilalle muu menetelmä potilaan hengityksen varmistamiseen, mikäli sellainen on saatavilla.

HUOMIOITAVAA

1. Älä koskaan säilytä Ambu Silicone Face Mask -silikonista kasvomaskia taitettuna. Maskin muoto voi väristyä pysyvästi, mikä voi heikentää ventiloinnin tehoa tai heikentää anestesiakaasujen annostelua.
2. Katso pakkauksesta tarkemmat tiedot viimeisestä käyttöpäivämäärästä, sillä vanhentuneen laitteen käyttö voi heikentää tuotteen suorituskykyä tai aiheuttaa toimintahäiriön.
3. Uudelleenkäsittele Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski ainoastaan näissä käytöohjeissa kuvatulla tavalla. Muut menetelmät voivat väristää muotoa tai vahingoittaa laitetta.
4. Pidä aina saman laitteen osat yhdessä uudelleenkäittelyn aikana, jotta kestävyydetään erilaisia osia ei yhdistetä, mikä voi johtaa tuotteen toimintahäiriöön.
5. Vältä fenoleja sisältäviä aineita tuotteen puhdistuksessa. Fenolit aiheuttavat materiaalien ennenaikeista kulumista, mikä lyhentää tuotteen käyttöikää.
6. Käytä ainoastaan yhteensopivia liittimiä tai sovitinta, sillä ei-yhteensopivien liittimien tai sovitimien työtäminen väkisin Ambu Silicone Face Mask -silikonisen kasvomaskin liitäntään voi vahingoittaa laitetta niin, ettei sitä voi käyttää.
7. Yhdysvaltain liitoveltion lain mukaan tästä laitetta saa myydä vain lisensoitu terveydenhuollon toimija tai lisensoidun terveydenhuollon toimijan määräyksestä.

1.9. Mahdolliset haittavaikutukset

Kasvomaskeihin liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia (ei kattava luettelo):

Painaumat, hypokisia, olemassa olevien kasvo- tai silmävammojen vaikutuminen.

1.10. Yleisiä huomioita

Jos laitteen käytön aikana tapahtuu tai käytöstä aiheutuu vakava haitta, ilmoita siitä valmistajalle ja kansalliselle viranomaiselle.

2. Laitteen kuvaus

Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski on epästeriili, ei sähköä johtava, uudelleenkäytettävä kasvomaski. Sillä yhdistetään potilaan ylemmät hengitystiet hengityslaitteeseen tai anestesiakiertoon mahdollistaen ilman ja lääkinnällisten kaasujen toimittamisen potilaalle.


Koko 0A, 15 mm liitin

Maskin kupu on läpinäkyvä. 0A-mallin pehmuste on vaahtomuovitäytteinen, ja sisätilaa ei voi täyttää ilmallia.



Koot 0, 2, 3/4, 5 ja 6, 22 mm liitin

Maskin kupu on läpinäkyvä. Pehmusteessa on tulpalla suljettu venttiili itsetäytöä varten.



Koko 0, aukollinen

Maskin kupu on läpinäkyvä. Aukollinen 0-malli on suunniteltu rajoittamaan ventiloointipaineetta niin, että se on alle $40 \text{ cmH}_2\text{O}$ (4 kPa).



3. Käytettyjen symbolien selitykset

Symbolien selitykset	Kuvaus	Symbolien selitykset	Kuvaus
	Valmistusmaa		Saa käyttää korkeintaan 30 kertaa
	Lääkinnällinen laite		MRI-turvallinen
Rx only	Vain lääkärin määräyksestä		

Kaikkien symbolien selitykset ovat osoitteessa ambu.com/symbol-explanation.

4. Tuotteen käyttö

4.1. Tarkastus ja valmistelu

1. Ota Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski pois pakkauksesta ja tarkista, että pehmuste täytyy kunnolla ilmallia.
2. Tarkista pehmuste vaurioiden ja vuotojen varalta.

4.2. Käyttö

1. Aseta maski tiukasti potilaan kasvoille hyväntiiviyden aikaansaamiseksi.
2. Pitele maskia tiukasti kasvoja vasten ja varmista hengitystien auki pysyminen nostamalla leukaa.



4.3. Uudelleenkäsittely: puhdistus, desinfointi, steriloointi

Noudata uudelleenkäsittelyohjeita jokaisen käytön jälkeen ristikontaminaation välttämiseksi.


Purkaminen

Pura Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski käsin ennen uudelleenkäsittelyä alla olevan kuvan mukaisesti. Muista irrottaa tulppa täytpöputkesta (ei koske mallia #0A).

Irrota maski kuvasta.



Esimerkki puretusta
maskista



Esimerkki puretusta maskista, jossa
tulppa on irrotettu täytpöputkesta



Pidä saman laitteen osat yhdessä uudelleenkäsittelyn aikana, jotta kestävyydetään erilaisia osia ei yhdistetä.

Suositeltavat uudelleenkäsittelykierrot

Valitse laitteen täydellinen uudelleenkäsittelykierroto alla olevasta taulukosta.

	Soveltuvuus the Ambu Silicone Face Mask -silikoniseen kasvomaskiin	
Suositeltavat uudelleenkäsittelykierrot	Koot 0, 2, 3/4, 5 ja 6	Koko 0A
Manuaalinen puhdistus, minkä jälkeen kemiallinen desinfiointi	Kyllä	Kyllä
Manuaalinen puhdistus, minkä jälkeen höyrysterilointi	Kyllä	Ei
Automaattinen puhdistus, joka sisältää lämpödesifointivaiheen, minkä jälkeen höyrysterilointi	Kyllä	Ei
Automaattinen puhdistus, joka sisältää lämpödesifointivaiheen, minkä jälkeen kemiallinen desinfiointi	Kyllä	Kyllä

Taulukko 1: Suositeltavat uudelleenkäsittelytoimenpiteet.

Tuotetestaus on osoittanut, että Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski on täysin toimintakykyinen 30 täyden uudelleenkäsittelykierron jälkeen (lueteltu yllä).

On käyttäjän vastuulla hyväksyttää mahdolliset poikkeamat suositellusta käsittelykierrosta ja -tavoista ja valvoa, ettei suositeltava uudelleenkäsittelyjän määrä ylity.

Uudelleenkäsittelytoimenpiteet

MANUAALINEN PUHDISTUS

1. Huuhtele osista irtolika juoksevan hanaveden alla.
2. Laske pesuainevesi ja käytä pesuaineliuosta, esim. Neodisher® MediClean Forte tai vastaava, kuivuneiden verijäämien ja muiden ruumiinnesteiden puhdistamiseen pesuainevalmistajan suosittelemalla pitoisuudella.

- Upota osat kokonaan ja pidä ne upotettuna pesuaineeteen pesuaineen ohjeiden mukaisen ajan. Puhdistaa liotuksen aikana osat perusteellisesti pehmeällä harjalla, kunnes kaikki näkyvä lika on poissa.
- Huuhtele osia juoksevan hanaveden alla yhden minuutin ajan.
- Kuivaa osat nukkaamattomalla liinalla ja paineilmalla.

AUTOMAATTINEN PUHDISTUS LÄMPÖDESINFOINNILLA

- Huuhtele osista irtolika juoksevan hanaveden alla.
- Laita osat putkitelineeseen tai lankakoriin pesulaitteen sisälle.
- Valitse alla olevasta luettelosta sopiva pesuohjelma:

Vaihe	Kierrätysaika (minuuttia)	Lämpötila	Puhdistusainetyyppi ja pitoisuus (jos sovellettavissa)
Esipesu	02:00	Kylmä vesijohtovesi	N/A
Pesu	01:00	43 °C (110 °F) hanavesi	Neodisher® MediClean Forte tai vastaava pesuaine valmistajan suosittelemassa pitoisuudessa
Huuhtelu	01:00	43 °C (110 °F) hanavesi	N/A
Lämpödesinfoointi	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Kuivausaika	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

Taulukko 2: Automaattinen puhdistus lämpödesinfoointivaiheilla.

KEMIALLINEN DESINFOINTI

- Tasapainota pesuveksi, jossa on Cidex OPA -desinfointiainetta tai vastaavaa OPA-desinfointiainetta (orto-ftalaldehydi), OPA-desinfointiaineen valmistajan ohjeiden mukaisessa lämpötilassa.
- Varmista OPA-desinfointiaineen pienimmän tehoavan pitoisuuden (MEC) käyttö käytämällä OPA-testiliuskoja, jotka OPA-desinfointiaineen valmistaja on määrittänyt.
- Upota laite täysin OPA-liuokseen ja varmista laitetta ravistelemalla, että kaikki ilmakuplat poistuvat laitteen pinnalta.

4. Anna laitteen liota OPA-desinfiointiaineen valmistajan ohjeissa määritetyn ajan.
5. Huuhtele laite huolellisesti upottamalla se täytin puhdistettuun veteen, ravistelemalla sitä ja antamalla sen olla upotettuna vähintään yhden minuutin ajan.
6. Toista vaihe 5 vielä kaksi kertaa eli yhteensä kolme huutelukertaa käyttämällä jokaisella kerralla uutta puhdistettua vettä.
7. Kuivaa laite steriilillä nukkaamattomalla liinalla.

HÖYRYSTERILOINTI

Steriloit tuote painovoimaisessa höyryautoklaavissa täydellä ohjelmalla 134 – 135 °C:ssa (274 – 275 °F) 10 minuutin altistusajalla ja 45 minuutin kuivausajalla. Anna osien kuivua ja/tai jäähdytä kokonaan.

Osien tarkastus

Tarkasta kaikki osat uudelleenkäsittelyn jälkeen huolellisesti vaurioiden, jäämien tai liiallisen kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa. Jotkin menetelmät voivat aiheuttaa kumiosien värijäytymistä vaikuttamatta kuitenkaan niiden käyttöikään. Jos materiaalit ovat heikentyneet, esim. lohkeilevat, Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski tulee hävittää.

Uudelleen kokoaminen

Kokoa maski manuaalisesti ja varmista tiukka liitos kuvun ja pehmusteen välillä. Muista kiinnittää tulppa (ei koske mallia #0A). Katso kohta 4.1 Tarkastus ja valmistelu.

4.4. Hävittäminen

Käytetty tuotteet on hävitettävä paikallisten ohjeiden mukaisesti.

5. Tekniset tiedot

5.1. Tekniset tiedot

Ambu Silicone Face Mask -silikonisen kasvomaskin versiot	0A, 0 (aukollinen), 0, 2, 3/4, 5 ja 6.
Liitinkoko	15 mm OD -liitin koossa 0A standardin ISO 5356-1 mukaisesti. 22 mm ID -liitin koolle 0, 2, 3/4, 5 ja 6, standardin ISO 5356-1mukainen.
Käyttölämpötilarajat	-20 °C ... 50 °C (-4 °F ... 122 °F) standardien EN 1789 ja ISO 10651-4 mukaisesti.
Säilytyslämpötilarajat	-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F) standardien EN 1789 ja ISO 10651-4 mukaisesti.
Pitkääikaiseen säilytykseen suositellaan säilytystä suljetussa pakauksessa huoneenlämmössä auringonvalolta suojaattuna.	



5.2. MRI-turvallisuustiedot

Ambu Silicone Face Mask -silikoninen kasvomaski on MRI-turvallinen.



1. Informations importantes – À lire avant utilisation

Lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le masque facial en silicone Ambu®. Ce mode d'emploi peut être mis à jour sans notification préalable. Des exemplaires de la version en vigueur sont disponibles sur demande. Il est à noter que le présent mode d'emploi n'explique pas et ne décrit pas les procédures cliniques. Il présente uniquement le fonctionnement de base et les consignes liées au fonctionnement du masque facial en silicone Ambu.

Avant d'utiliser le masque facial en silicone Ambu pour la première fois, il est indispensable que les utilisateurs aient été suffisamment formés à l'utilisation du produit et se soient familiarisés avec l'usage prévu, ainsi qu'avec les avertissements, les précautions et les indications figurant dans le présent mode d'emploi.

Le masque facial en silicone Ambu n'est couvert par aucune garantie.

1.1. Usage prévu

Le masque facial en silicone Ambu est un masque réutilisable conçu pour l'oxygénation et la ventilation des voies aériennes ou pour diriger les gaz anesthésiants dans les voies aériennes supérieures.

1.2. Indications d'utilisation

Le masque facial en silicone Ambu est utilisé pour les soins respiratoires et l'assistance. Le masque facial en silicone Ambu est également destiné à être utilisé au cours de procédures impliquant l'administration de gaz anesthésiques.

1.3. Population de patients cible

Le masque facial en silicone Ambu est destiné à être utilisé sur des patients de tout âge. Il est disponible en 6 tailles et 7 variantes pour garantir que la forme intérieure de la coquille fournit un espace suffisant pour la bouche et le nez.

- Masque facial en silicone Ambu, #0A
- Masque facial en silicone Ambu, #0
- Masque facial en silicone Ambu, #0 avec perforation
- Masque facial en silicone Ambu, #2
- Masque facial en silicone Ambu, #3/4
- Masque facial en silicone Ambu, #5
- Masque facial en silicone Ambu, #6

1.4. Utilisateur prévu

Le masque facial en silicone Ambu est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé ainsi que du personnel de secours et d'urgence formés à la gestion des voies aériennes.

1.5. Environnement d'utilisation prévu

Le masque facial en silicone Ambu est destiné à être utilisé dans des environnements préhospitaliers (services médicaux d'urgence) et hospitaliers, y compris les salles d'IRM.

1.6. Contre-indications

Aucune connue.

1.7. Avantages cliniques

Le masque facial en silicone Ambu permet le passage d'air et de gaz anesthésiques vers le patient et la visualisation à travers la coquille.

1.8. Avertissements et précautions

Le non-respect de ces précautions peut entraîner une ventilation insuffisante du patient, une contamination croisée ou des dommages à l'équipement.

AVERTISSEMENTS

1. Ne doit être utilisé que par des utilisateurs familiarisés avec le contenu de ce manuel, car une utilisation incorrecte peut nuire au patient.
2. Les professionnels effectuant la procédure doivent évaluer le choix de la taille du masque facial et des dispositifs compatibles (p. ex. insufflateur) en fonction de la ou des conditions spécifiques du patient, car une utilisation incorrecte peut nuire au patient.
3. Toujours retirer tout le matériau d'emballage du masque facial en silicone Ambu avant utilisation, car l'emballage pourrait obstruer les voies aériennes du patient et empêcher la ventilation.
4. Toujours inspecter visuellement le produit après le déballage et l'assemblage et avant utilisation, car les défauts et les corps étrangers peuvent entraîner une absence de ventilation ou une ventilation réduite du patient, ou encore une administration de gaz anesthésiques réduite.
5. Ne pas utiliser le produit si un défaut est détecté pendant l'inspection car cela peut entraîner une absence de ventilation ou une ventilation réduite, ou encore une administration de gaz anesthésiques réduite.



6. Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé par des sources externes, car cela peut provoquer une infection.
7. Toujours vérifier que le masque facial est correctement positionné sur le patient en effectuant, d'une main, une pression adéquate sur la mâchoire selon une stratégie de préhension appropriée. Repositionner le cas échéant, car une mauvaise étanchéité du masque facial pourrait entraîner une ventilation insuffisante du patient ou une administration des gaz anesthésiques réduite.
8. Toujours vérifier que le bourrelet du masque facial en silicone Ambu est correctement gonflé avant utilisation, car une mauvaise étanchéité pourrait entraîner une ventilation insuffisante du patient.
9. Toujours inspecter visuellement les propriétés de gonflage et d'étanchéité du bourrelet du masque facial pendant son utilisation sur le patient, car une mauvaise étanchéité pourrait entraîner des fuites et une ventilation réduite ou inexisteante du patient, ou encore une administration de gaz anesthésiques réduite.
10. Toujours s'assurer que le masque facial en silicone Ambu est correctement positionné et étanche, car une mauvaise étanchéité peut entraîner la propagation d'une maladie infectieuse aéroportée à l'utilisateur.
11. Lors de l'utilisation de la taille 0 avec perforation, toujours s'assurer que la perforation n'est pas obstruée, car le blocage de la perforation peut empêcher la fonction prévue de réduction de la pression délivrée à l'enfant, car des pressions de ventilation élevées peuvent provoquer un barotraumatisme.
12. Ne pas exercer de force excessive sur le masque facial en silicone Ambu lors de son maintien en position, car cela pourrait entraîner des marques de pression sur le visage du patient.
13. Toujours retraiter le masque facial en silicone Ambu après chaque utilisation afin d'éviter tout risque d'infection.
14. Ne pas réutiliser le masque facial en silicone Ambu sur un autre patient sans le retraitre en raison du risque d'infection croisée.
15. Ne pas réutiliser le masque facial en silicone Ambu en cas de présence de résidus visibles à l'intérieur du dispositif afin d'éviter le risque d'infection et de dysfonctionnement.
16. Ne pas utiliser le masque facial en silicone Ambu après un maximum de 30 retraitements afin d'éviter tout risque d'infection ou de dysfonctionnement du dispositif.

17. Lors de l'utilisation d'oxygène d'appoint, ne pas fumer ni utiliser l'appareil à proximité d'une flamme nue, d'huile, de graisse, d'autres produits chimiques inflammables ou d'équipements et d'outils qui provoquent des étincelles, en raison du risque d'incendie et/ou d'explosion.
18. Ne pas utiliser le produit pour ventiler des patients souffrant de traumatismes graves du visage et/ou de lésions oculaires en raison du risque d'étanchéité incorrecte et d'aggravation des blessures, sauf si une évaluation médicale en indiquerait la nécessité. Choisir une méthode alternative pour diriger l'air vers le patient, si disponible.

MISES EN GARDE

1. S'assurer que le masque facial en silicone Ambu n'est jamais rangé dans un état déformé. À défaut, le masque pourrait être déformé de manière permanente, ce qui risque de réduire l'efficacité de la ventilation ou l'administration de gaz anesthésiques.
2. Se reporter à l'emballage pour des informations plus spécifiques sur la date de péremption, car l'utilisation d'un dispositif périmé peut entraîner une diminution des performances ou un dysfonctionnement du produit.
3. Ne pas retraiter le masque facial en silicone Ambu d'une autre manière que celle décrite dans ce mode d'emploi. D'autres procédures peuvent provoquer une déformation ou endommager le dispositif.
4. Toujours conserver les composants d'un même dispositif ensemble pendant le retraitement pour éviter de réassembler des composants de durabilité différente, ce qui pourrait entraîner une défaillance du produit.
5. Ne pas utiliser de substances contenant du phénol pour nettoyer le produit. Les phénols provoqueront une usure prématuée et une dégradation des matériaux, ce qui réduira la durée de vie du produit.
6. Utiliser uniquement des raccords ou adaptateurs compatibles, car le fait de forcer l'introduction de raccords ou adaptateurs non compatibles dans le connecteur du masque facial en silicone Ambu pourrait endommager le dispositif et le rendre inutilisable.
7. Les lois fédérales des États-Unis exigent que la vente de ce dispositif ne se fasse que sur ordonnance ou par l'intermédiaire d'un professionnel de santé autorisé.



1.9. Effets secondaires potentiels

Effets secondaires potentiels liés à l'utilisation de masques faciaux (liste non exhaustive) : Marques de pression, hypoxie et aggravation des lésions du visage et des yeux déjà présentes.

1.10. Remarques générales

Si, pendant l'utilisation de ce dispositif ou en conséquence de celle-ci, un grave incident se produit, le signaler au fabricant et à l'autorité nationale.

2. Description du dispositif

Le masque facial en silicone Ambu est un masque facial non stérile, non conducteur et réutilisable. Il sert de moyen de connexion entre le dispositif respiratoire ou le circuit anesthésique et les voies aériennes supérieures du patient et il permet de diriger l'air et les gaz médicaux vers le patient.


Taille 0A avec un connecteur de 15 mm

La coquille du masque est transparente. Le bourrelet du modèle 0A est rempli de mousse et le volume interne n'est pas gonflable.



Tailles 0, 2, 3/4, 5 et 6 avec connecteur de 22 mm

La coquille du masque est transparente. Le bourrelet est doté d'une valve d'autogonflage qui est fermée par un bouchon.



Taille 0 avec perforation

La coquille du masque est transparente. Le modèle 0 avec perforation est conçu pour limiter la pression de ventilation à moins de 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Explication des symboles utilisés

Symbole/ indication	Description	Symbole/ indication	Description
	Pays du fabricant		Ne pas utiliser plus de 30 fois
	Dispositif médical		Compatible IRM
Rx only	Usage sur ordonnance uniquement		

Une liste complète des explications des symboles est disponible à l'adresse ambu.com/symbol-explanation.

4. Utilisation du produit

4.1. Inspection et préparation

1. Retirer le masque facial en silicone Ambu de son emballage et vérifier que le bourrelet est correctement gonflé.
2. Vérifier que le bourrelet ne présente pas de dommages ou de fuite.

4.2. Fonctionnement

1. Plaquer le masque étroitement sur le visage du patient afin d'assurer une bonne étanchéité.
2. Maintenir fermement le masque contre le visage tout en maintenant les voies respiratoires ouvertes en poussant la mâchoire.





4.3. Retraitemet : nettoyage, désinfection, stérilisation

Suivre ces instructions de retraitement après chaque utilisation pour réduire le risque de contamination croisée.


Démontage

Avant de retraiter le masque facial en silicone Ambu, le démonter manuellement conformément à l'illustration ci-dessous. S'assurer de retirer le bouchon du tube de gonflage (non applicable à la taille #0A).

Déboutonner ou retirer le bourrelet du masque de la coquille.



Exemple de masque démonté



Exemple de masque démonté avec bouchon retiré du tube de gonflage

Conserver les composants d'un même dispositif ensemble pendant le retraitement afin d'éviter de rassembler des composants de durabilité différente.

Cycles de retraitement recommandés

Pour un cycle de retraitement complet du dispositif, utiliser l'un des cycles répertoriés dans le tableau ci-dessous.

	Applicabilité au masque facial en silicone Ambu	
Cycles de retraitement recommandés	Taille 0, 2, 3/4, 5 et 6	Taille 0A
Nettoyage manuel puis désinfection chimique	Oui	Oui
Nettoyage manuel puis stérilisation à la vapeur	Oui	Non
Nettoyage automatique, y compris une étape de désinfection thermique, puis stérilisation à la vapeur	Oui	Non
Nettoyage automatique, y compris une étape de désinfection thermique, puis désinfection chimique	Oui	Oui

Tableau 1 : Procédures de retraitement recommandées.

Des tests produit ont montré que le masque facial en silicone Ambu est entièrement fonctionnel après 30 cycles de retraitement complets, comme indiqué ci-dessus.

Il incombe à l'utilisateur de constater tout écart par rapport aux cycles et méthodes de traitement recommandés, et de vérifier que le nombre recommandé de cycles de retraitement n'est pas dépassé.

Procédures de retraitement

NETTOYAGE MANUEL

1. Rincer les composants à l'eau froide (eau du robinet) pour éliminer les souillures importantes.
2. Préparer un bain détergent à l'aide d'une solution détergente, par exemple Neodisher® MediClean Forte ou équivalent, pour l'élimination des résidus de sang séché et d'autres fluides corporels, en utilisant la concentration recommandée par le fabricant du détergent.
3. Immerger complètement les composants pour les maintenir immersés dans la solution conformément à l'étiquette d'instruction du détergent. Pendant la durée de trempage, nettoyer soigneusement les composants à l'aide d'une brosse douce jusqu'à ce que toutes les souillures visibles soient éliminées.

- Rincer les composants à l'eau courante (du robinet) pendant une minute.
- Sécher les composants avec un chiffon propre non pelucheux et de l'air comprimé.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE AVEC DÉSINFECTION THERMIQUE

- Rincer les composants à l'eau froide (eau du robinet) pour éliminer les souillures importantes.
- Placer les composants sur un rack collecteur ou dans un panier métallique à l'intérieur de la laveuse.
- Sélectionner le cycle approprié comme indiqué ci-dessous :

Étape	Temps de recirculation (en minutes)	Température	Type de détergent et concentration (le cas échéant)
Prélavage	02:00	Eau froide	N/A
Lavage	01:00	43 °C (110 °F), eau du robinet	Neodisher® MediClean Forte ou détergent équivalent à la concentration recommandée par le fabricant
Rinçage	01:00	43 °C (110 °F), eau du robinet	N/A
Désinfection thermique	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Temps de séchage	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

Tableau 2 : Nettoyage automatique avec cycles de désinfection thermique.

DÉSINFECTION CHIMIQUE

- Équilibrer le bain de Cidex OPA ou d'un désinfectant OPA (orthophthalaldéhyde) équivalent à la température spécifiée dans les instructions du fabricant du désinfectant OPA.
- S'assurer que la concentration minimale effective (CME) du désinfectant OPA est respectée en utilisant les bandes de test OPA spécifiées dans les instructions du fabricant du désinfectant OPA.
- Immerger complètement le dispositif dans l'OPA et s'assurer que toutes les bulles d'air sont éliminées de la surface du dispositif en agitant le dispositif.

4. Laisser tremper le dispositif pendant la durée spécifiée dans les instructions du fabricant du désinfectant OPA.
5. Rincer soigneusement le dispositif en l'immergeant complètement dans de l'eau purifiée, en l'agitant et en le laissant reposer pendant au moins 1 minute.
6. Répéter l'étape 5 deux fois de plus pour un total de 3 rinçages en renouvelant l'eau purifiée à chaque fois.
7. Sécher le dispositif à l'aide d'un chiffon stérile non pelucheux.

STÉRILISATION À LA VAPEUR

Stériliser le produit à l'aide d'un autoclave à vapeur par gravité en effectuant un cycle complet à 134 – 135 °C (274 – 275 °F) avec un temps d'exposition de 10 minutes et un temps de séchage de 45 minutes. Laisser les différents éléments sécher et/ou refroidir complètement.

Inspection des composants

Après le traitement, contrôler soigneusement tous les composants pour détecter d'éventuels dommages, résidus ou traces d'usure excessive et les remplacer si nécessaire. Certaines méthodes peuvent entraîner une décoloration des composants en caoutchouc sans répercussion sur leur durée de vie. En cas de détérioration du matériel, par ex. fissures, le masque facial en silicone Ambu doit être mis au rebut.

Remontage

Remonter manuellement le masque et s'assurer qu'il est bien fixé entre la coquille et le bourrelet. S'assurer d'insérer le bouchon (ne s'applique pas à la taille #0A). Se reporter à la section 4.1 Inspection et préparation.

4.4. Élimination

Les produits usagés doivent être mis au rebut conformément aux procédures locales.

5. Caractéristiques techniques du produit

5.1. Caractéristiques

Variantes de masque facial en silicone Ambu	0A, 0 (avec perforation), 0, 2, 3/4, 5 et 6.
Dimensions du raccord	Connecteur de diamètre extérieur 15 mm pour taille 0A conformément à la norme ISO 5356-1. Connecteur d'un DI de 22 mm pour les tailles 0, 2, 3/4, 5 et 6 compatible avec la norme ISO 5356-1.
Limites de température d'utilisation	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) conformément aux normes EN 1789 et ISO 10651-4.
Limites de température de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) conformément aux normes EN 1789 et ISO 10651-4.
Stockage recommandé à long terme dans un emballage fermé à température ambiante, à l'abri de la lumière du soleil.	



5.2. Informations de sécurité relatives à l'IRM

Le masque facial en silicone Ambu est compatible avec l'IRM.

1. Važne informacije – Pročitati prije upotrebe

Prije upotrebe silikonske maske za lice Ambu® pažljivo pročitajte ove sigurnosne upute. Upute za upotrebu mogu se ažurirati bez prethodne obavijesti. Primjeri trenutačne verzije dostupni su na zahtjev. Imajte na umu da se u ovim uputama ne objašnjavaju ni ne obrazlažu klinički postupci. U njima se opisuju samo osnovni postupci i mjere opreza povezane s radom silikonske maske za lice Ambu.

Bitno je da prije prve upotrebe silikonske maske za lice Ambu rukovatelji dobiju dostačnu obuku za upotrebu proizvoda te da budu upoznati s namjenom, upozorenjima, mjerama opreza i indikacijama navedenima u ovim uputama.

Za silikonske maske za lice Ambu ne izdaje se jamstvo.

1.1. Namjena

Silikonska maska je za lice Ambu namijenjena za oksigenaciju i ventilaciju dišnog puta ili usmjeravanje anestezijskih plinova u gornje dišne puteve.

1.2. Indikacije za upotrebu

Silikonska maska za lice Ambu upotrebljava se za respiratornu njegu i potporu. Silikonska maska za lice Ambu namijenjena je i za upotrebu tijekom postupaka u kojima se primjenjuju anestezijski plinovi.

1.3. Predviđena populacija pacijenata

Silikonska maska za lice Ambu namijenjena je za upotrebu na pacijentima svih dobi i dostupna je u 6 veličina i 7 varijanti kako bi unutarnji oblik kupole bio dovoljno velik za usta i nos.

- Silikonska maska za lice Ambu, vel. 0A
- Silikonska maska za lice Ambu, vel. 0
- Silikonska maska za lice Ambu, vel. 0 s otvorom
- Silikonska maska za lice Ambu, vel. 2
- Silikonska maska za lice Ambu, vel. 3/4
- Silikonska maska za lice Ambu, vel. 5
- Silikonska maska za lice Ambu, vel. 6

1.4. Predviđeni korisnici

Silikonsku masku za lice Ambu smiju upotrebljavati zdravstveni djelatnici, osoblje spasilačkih i hitnih službi obučeni za zbrinjavanje dišnih puteva.

1.5. Predviđeno okruženje upotrebe

Silikonska maska za lice Ambu namijenjena je za upotrebu u prehospitalnim (EMS) i bolničkim okruženjima, uključujući prostorije sustava za magnetsku rezonanciju.

1.6. Kontraindikacije

Nisu poznate.

1.7. Kliničke prednosti

Silikonska maska za lice Ambu omogućuje prolazak zraka i anestezijskih plinova do pacijenta i vizualizaciju kroz kupolu.

1.8. Upozorenja i mjere opreza

Nepridržavanje ovih mjera opreza može rezultirati neučinkovitom ventilacijom pacijenta, unakrsnom infekcijom ili oštećenjem opreme.

UPOZORENJA

1. Uredaj smiju upotrebljavati samo korisnici kojima je namijenjen i koji su upoznati sa sadržajem ovog priručnika jer nepravilnom upotrebom može doći do ozljede pacijenta.
2. Stručnjaci koji izvode postupak trebali bi procijeniti veličinu maske i kompatibilnih uređaja (npr. maska za reanimaciju itd.) u skladu sa stanjem pacijenta jer neispravna upotreba može dovesti do ozljede pacijenta.
3. Prije upotrebe uvijek uklonite sav ambalažni materijal sa silikonske maske za lice Ambu jer bi vrećica mogla blokirati pacijentove dišne puteve i sprječiti ventilaciju.
4. Nakon raspakiravanja i sastavljanja te prije upotrebe uvijek vizualno pregledajte proizvod jer nepravilnosti i strane tvari mogu dovesti do prekida ili smanjene ventilacije pacijenta ili pak smanjenog dovoda anestezijskih plinova.
5. Nemojte upotrebljavati proizvod u slučaju neuspješnog ispitivanja funkcionalnosti jer to može dovesti do prekida ili smanjene ventilacije ili pak smanjenog dovoda anestezijskih plinova.
6. Nemojte upotrebljavati proizvod ako je kontaminiran vanjskim izvorima jer to može uzrokovati infekciju.

7. Uvijek provjerite je li maska za lice na pacijentu ispravno namještena tako što ćete bilo kojom rukom izvršiti potez izbacivanja čeljusti pridržavanjem rukama. Premjestite ako je potrebno, jer nepravilno brtvljenje maske za lice može dovesti do nedovoljne ventilacije pacijenta ili smanjenog dovoda anesteziskih plinova.
8. Prije upotrebe uvijek provjerite je li jastuk silikonske maske za lice Ambu ispravno napuhan jer loše brtvljenje može dovesti do nedovoljne ventilacije pacijenta.
9. Tijekom upotrebe na pacijentu uvijek vizualno pregledajte svojstva napuhavanja i brtvljenja jastuka maske za lice jer nepravilno brtvljenje može dovesti do propuštanja te prekida ili smanjene ventilacije pacijenta ili pak smanjenog dovoda anesteziskih plinova.
10. Uvijek provjerite je li silikonska maska za lice Ambu ispravno postavljena i zabrtvljena jer nepravilno brtvljenje može uzrokovati širenje zarazne bolesti koja se prenosi zrakom na korisnika.
11. Prilikom upotrebe vel. 0 s otvorom, uvijek pazite da otvor nije začepljen jer to može onemogućiti predviđenu namjenu snižavanja tlaka koji se isporučuje djetetu jer visoki ventilacijski tlak može uzrokovati barotraumu.
12. Nemojte primjenjivati prekomjernu silu na masku za lice Ambu dok je pridržavate u položaju jer to može dovesti do pojave dekubitusa na licu pacijenta.
13. Nakon svake upotrebe uvijek ponovno obradite silikonsku masku za lice Ambu kako biste izbjegli opasnost od infekcije.
14. Nemojte ponovno upotrebljavati silikonsku masku za lice Ambu na drugom pacijentu bez ponovne obrade zbog opasnosti od unakrsne infekcije.
15. Nemojte ponovno upotrebljavati silikonsku masku za lice Ambu ako u uređaju ima vidljivih ostataka da biste izbjegli opasnost od infekcije ili kvara.
16. Nemojte upotrebljavati silikonsku masku za lice Ambu nakon najviše 30 ponovnih obrada da biste izbjegli opasnost od infekcije ili kvara uređaja.
17. Kada upotrebljavate dodatni kisik, nemojte dopustiti pušenje ili upotrebu uređaja u blizini otvorenog plamena, ulja, masnoća, drugih zapaljivih kemikalija ili opreme i alata koji mogu uzrokovati iskrenje jer postoji opasnost od požara i/ili eksplozije.
18. Nemojte upotrebljavati proizvod za ventiliranje pacijenata s teškom traumom lica i/ili ozljedama oka zbog opasnosti od nepravilnog brtvljenja i pogoršanja ozljede, osim ako je to medicinskom procjenom neophodno. Prebacite se na zamjensko rješenje za dovod zraka pacijentu, ako je dostupno.

MJERE OPREZA

1. Nikada ne pohranjujte silikonsku masku za lice Ambu u deformiranom stanju, jer u protivnom može doći do trajne deformacije maske što može smanjiti učinkovitost ventilacije ili dovoda anesteziskih plinova.
2. Pogledajte pakiranje za detaljnije informacije o datumu isteka valjanosti jer upotreba uređaja koji je istekao može dovesti do smanjene učinkovitosti ili kvara proizvoda.
3. Nemojte ponovo obrađivati silikonsku masku za lice Ambu ni na koji način koji nije opisan u ovim Uputama za upotrebu. Drugi postupci mogu izazvati deformaciju ili oštećenje uređaja.
4. Komponente istog uređaja uvijek držite zajedno tijekom ponovne obrade da biste izbjegli ponovno sastavljanje komponenti s različitom vijekom trajanja, što može dovesti do kvara proizvoda.
5. Za čišćenje proizvoda ne upotrebljavajte tvari koje sadrže fenole. Fenoli uzrokuju preuranjeno trošenje i pogoršanje kvalitete materijala, što utječe na vijek trajanja.
6. Upotrebljavajte samo kompatibilne priključke ili adapttere jer bi priključci ili adapteri koji nisu kompatibilni mogli oštetiti priključak silikonske maske za lice Ambu i tako je učiniti neupotrebljivom.
7. Prema saveznim zakonima SAD-a ovaj uređaj smiju prodavati isključivo licencirani liječnici ili se to mora uraditi na njihov nalog.

1.9. Moguće neželjene posljedice

Moguće neželjene posljedice povezane s upotrebom maski za lice (nepotpuno): Dekubitus, hipoksija i pogoršanje već postojećih ozljeda lica i očiju.

1.10. Opće napomene

Ako se prilikom ili uslijed upotrebe ovog uređaja dogodi težak incident, prijavite ga proizvođaču i nadležnom državnom tijelu.

2. Opis uređaja

Silikonska maska za lice Ambu nesterilna je, nevodljiva maska za lice za višekratnu upotrebu. Služi kao sredstvo za povezivanje uređaja za disanje ili anesteziskog kruga i gornjih dišnih puteva bolesnika te omogućuje dovod zraka i medicinskih plinova pacijentu.


Veličina 0A s priključkom od 15 mm

Kupola maske je prozirna. Jastuk modela 0A ispunjen je pjenom, a unutarnji volumen ne može se napuhati.



Veličine 0, 2, 3/4, 5 i 6 s priključkom od 22 mm

Kupola maske je prozirna. Jastuk ima ventil za samonapuhivanje koji je zatvoren čepom.



Veličina 0 s otvorom

Kupola maske je prozirna. Model 0 s otvorom namijenjen je za ograničavanje ventilacijskog tlaka na najviše 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Objašnjenje upotrijebljenih simbola

Prikaz simbola	Opis	Simbol	Opis
	Zemlja proizvođača		Ne smije se upotrebljavati više od 30 puta
	Medicinski uređaj		Sigurno za upotrebu s MR-om
Rx only	Samo za upotrebu na recept		

Potpun popis objašnjenja simbola možete naći na web-stranici ambu.com/symbol-explanation.

4. Upotreba proizvoda

4.1. Provjera i priprema

1. Izvadite silikonsku masku za lice Ambu iz pakiranja i provjerite je li jastuk ispravno napuhani.
2. Provjerite ima li na jastuku oštećenja ili propuštanja.

4.2. Rad

1. Postavite masku na pacijentovo lice i pričvrstite je tako da dobro prione.
2. Držite masku čvrsto uz lice dok istovremeno osiguravate otvoren dišni put kroz čeljust.



4.3. Ponovna obrada: čišćenje, dezinfekcija, sterilizacija

Slijedite ove upute za ponovnu obradu nakon svake uporabe da biste smanjili rizik od unakrsne kontaminacije.


Rastavljanje

Prije ponovne obrade silikonske maske za lice Ambu ručno rastavite masku za lice kao što je prikazano na slici u nastavku. Obavezno uklonite čep iz cijevi za napuhivanje (nije primjenjivo na vel. OA).

Otkopčajte ili skinite jastuk maske s kupole.



*Primjer
rastavljene maske*



*Primjer rastavljene maske s čepom
izvađenim iz cijevi za napuhivanje*

Komponente istog uređaja držite zajedno tijekom ponovne obrade da biste izbjegli ponovno sastavljanje komponenti s različitom vijekom trajanja.

Preporučeni ciklusi ponovne obrade

Za puni ciklus ponovne obrade uređaja upotrijebite jedan od ciklusa navedenih u tablici u nastavku.

Preporučeni ciklusi ponovne obrade	Primjenjivost na silikonsku masku za lice Ambu	
Preporučeni ciklusi ponovne obrade	Veličina 0, 2, 3/4, 5 i 6	Veličina 0A
Ručno čišćenje nakon čega slijedi kemijska dezinfekcija	Da	Da
Ručno čišćenje nakon čega slijedi sterilizacija parom	Da	Ne
Automatsko čišćenje, uključujući fazu toplinske dezinfekcije, nakon čega slijedi sterilizacija parom	Da	Ne
Automatsko čišćenje, uključujući fazu toplinske dezinfekcije, nakon čega slijedi kemijska dezinfekcija	Da	Da

Tablica 1: Preporučeni postupci ponovne obrade.

Ispitivanje proizvoda pokazalo je da je silikonska maska za lice Ambu potpuno funkcionalna nakon 30 punih ciklusa ponovne obrade, kao što je gore navedeno.

Odgovornost je korisnika da utvrdi postoje li odstupanja od preporučenih ciklusa i načina obrade te da prati je li premašen preporučeni broj ciklusa ponovne obrade .

Postupci za ponovnu obradu

RUČNO ČIŠĆENJE

1. Isperite komponente pod mlazom hladne vode iz slavine da biste uklonili veća zaprljanja.
2. Pripremite kupelj s deterdžentom upotrebom otopine deterdženta, kao što je Neodisher® MediClean Forte ili slično sredstvo za uklanjanje ostataka osušene krvi i drugih tjelesnih tekućina, u koncentraciji koju preporučuje proizvođač deterdženta.

- Potpuno uronite komponente i ostavite ih uronjene u otopinu u skladu s uputama na naljepnici deterdženta. Tijekom namakanja temeljito očistite komponente mekom četkom dok ne uklonite sve vidljive nečistoće.
- Ispirite komponente pod mlazom vode iz slavine jednu minutu.
- Osušite komponente čistom krpom koja ne ostavlja dlačice i stlačenim zrakom.

AUTOMATSKO ČIŠĆENJE TOPLINSKOM DEZINFEKCIJOM

- Isperite komponente pod mlazom hladne vode iz slavine da biste uklonili veća zaprljanja.
- Postavite komponente na stalak s razdjelnicima ili u žičanu košaru unutar perilice.
- Odaberite odgovarajući ciklus, kao što je navedeno u nastavku:

Faza	Vrijeme recirkulacije (minute)	Temperatura	Vrsta i koncentracija deterdženta (ako je primjenjivo)
Pretpranje	02:00	Hladna voda iz slavine	Nije primjenjivo
Pranje	01:00	Voda iz slavine na temperaturi od 43 °C (110 °F)	Neodisher® MediClean Forte ili ekvivalentni deterdžent u preporučenoj koncentraciji proizvođača
Ispiranje	01:00	Voda iz slavine na temperaturi od 43 °C (110 °F)	Nije primjenjivo
Toplinska dezinfekcija	05:00	90 °C (194 °F)	Nije primjenjivo
Vrijeme sušenja	07:00	90 °C (194 °F)	Nije primjenjivo

Tablica 2: Automatsko čišćenje s ciklusima toplinske dezinfekcije.

KEMIJSKA DEZINFEKCIJA

1. Uravnotežite kupku sredstva za dezinfekciju Cidex OPA ili sličnog sredstva na bazi ortoftalaldehida (OPA) pri temperaturi navedenoj u uputama proizvođača sredstva za dezinfekciju na bazi ortoftalaldehida.
2. Osigurajte minimalnu efektivnu koncentraciju (MEC) sredstva za dezinfekciju na bazi ortoftalaldehida s pomoću ispitnih trakica za OPA koje su navedene u uputama proizvođača sredstva za dezinfekciju na bazi ortoftalaldehida.
3. Potpuno uronite uređaj u sredstvo na bazi ortoftalaldehida i protresite uređaj da biste uklonili sve mjehuriće zraka s površine uređaja.
4. Ostavite uređaj da se natapa određeno vrijeme koje je navedeno u uputama proizvođača sredstva za dezinfekciju na bazi ortoftalaldehida.
5. Temeljito isperite proizvod tako da ga potpuno uronite u pročišćenu vodu, protresete i pustite da odleži najmanje jednu minutu.
6. Ponovite 5. korak još dva puta za ukupno tri ispiranja čistom pročišćenom vodom.
7. Osušite uređaj sterilnom krpom koja ne ostavlja dlačice.

STERILIZACIJA PAROM

Sterilizirajte proizvod gravitacijskim parnim autoklavom koji izvodi cijeli ciklus na temperaturi od 134 – 135 °C (274 – 275 °F) uz vrijeme izlaganja od 10 minuta i vrijeme sušenja od 45 minuta. Ostavite dijelove da se osuše i/ili ohlade do kraja.

Provjera komponenti

Nakon ponovne obrade pažljivo pregledajte sve komponente da biste utvrdili ima li oštećenja, ostataka ili znakova prevelike istrošenosti te ih po potrebi zamijenite. Neke metode mogu uzrokovati promjenu boje gumenih komponenti, a da pritom ne utječu na njihovo trajanje. U slučaju pogoršanja kvalitete materijala, npr. pucanja, silikonsku masku za lice Ambu treba zbrinuti.

Ponovno sastavljanje

Ponovno ručno sastavite masku i provjerite jesu li kupola i jastuk dobro postavljeni. Obavezno umetnite čep (nije primjenjivo za vel. 0A). Pogledajte odjeljak 4.1. Provjera i priprema.

4.4. Zbrinjavanje

Rabljeni proizvodi moraju se zbrinuti u skladu s lokalnim postupcima.

5. Tehničke specifikacije proizvoda

5.1. Specifikacije

Varijante silikonske maske za lice Ambu	0A, 0 (s otvorom), 0, 2, 3/4, 5 i 6.
Veličina priključka	Vanjski promjer priključka od 15 mm za veličinu 0A u skladu s normom ISO 5356-1. Unutarnji promjer priključka od 22 mm za veličine 0, 2, 3/4, 5 i 6 u skladu s normom ISO 5356-1.
Ograničenja radne temperature	-20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F) u skladu s normama EN 1789 i ISO 10651-4.
Ograničenja temperature skladištenja	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F) u skladu s normama EN 1789 i ISO 10651-4.
Preporučuje se dugotrajno skladištenje u zatvorenom pakiraju na sobnoj temperaturi, dalje od sunčeva svjetla.	



5.2. Sigurnosne informacije o MR-u

Silikonska maska za lice Ambu sigurna je za upotrebu s MR-om.

1. Fontos információk – Használat előtt elolvasandó

Az Ambu® szilikonmaszk használata előtt gondosan ismerkedjen meg ezekkel a biztonsági utasításokkal. A használati útmutató további értesítés nélkül frissülhet. Az aktuális változatot kérésre rendelkezésre bocsátjuk. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen útmutató nem magyarázza el és nem ismerteti a klinikai eljárásokat. A jelen használati útmutató csak az Ambu szilikonmaszk alapvető működtetéséhez szükséges információkat és az eszköz használatával kapcsolatos óvintézkedéseket tartalmazza.

Az Ambu szilikonmaszk első használata előtt elengedhetetlen, hogy a kezelő megfelelő képzésben részesüljön a termék használatával kapcsolatban, és megismerkedjen a jelen útmutatóban foglalt rendeltetéssel, figyelmeztetésekkel, óvintézkedésekkel és javallatokkal.

Az Ambu szilikonmaszk nem garanciális.

1.1. Rendeltetés

Az Ambu szilikonmaszk egy többször használható arcmaszk, mely a légitak oxigenizálására és lélegeztetésre, illetve anesztéziás gázok felső légitakba juttatására szolgál.

1.2. Felhasználási javallatok

Az Ambu szilikonmaszk légiúti gondozás és támogatás céljára szolgál. Az Ambu szilikonmaszk anesztéziás gázokat alkalmazó eljárások során is használható.

1.3. Javallott betegpopuláció

Az Ambu szilikonmaszk bármilyen életkorú betegeknél használható. Hatfélé méretben és hét változatban áll rendelkezésre annak érdekében, hogy az arcrész belső alakja elég tágas legyen a szájhoz és az orrhoz.

- Ambu szilikonmaszk, #0A
- Ambu szilikonmaszk, #0
- Ambu szilikonmaszk, #0 furattal
- Ambu szilikonmaszk, #2
- Ambu szilikonmaszk, #3/4
- Ambu szilikonmaszk, #5
- Ambu szilikonmaszk, #6

1.4. Célfelhasználó

Az Ambu szilikonmaszkot légútbiztosításban képzett egészségügyi szakemberek, mentők és sürgősségi személyzet használhatja.

1.5. Rendeltetésszerű alkalmazási környezet

Az Ambu szilikonmaszk kórház előtti (sürgősségi) és kórházi környezetben való használatra szolgál, az MR-helyiségeket is beleértve.

1.6. Ellenjavallatok

Nem ismeretesek.

1.7. Klinikai előnyök

Az Ambu szilikonmaszk lehetővé teszi a levegő és aneszteziás gázok biztosítását a beteg számára és a vizuális megjelenítést az arcrészen keresztül.

1.8. Figyelmeztetések és óvintézkedések

Az ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása miatt előfordulhat, hogy a beteget nem sikerül megfelelően lélegeztetni, keresztfertőzés történik, vagy a berendezés megsérül.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A terméket csak a rendeltetésének megfelelő, a jelen útmutató tartalmát ismerő felhasználó használhatja, mert helytelen használata esetén megsérülhet a beteg.
2. Az eljárást végző szakembereknek a beteg konkrét állapota alapján kell kiválasztaniuk az arcmaszk méretét és a tartozékokat (pl. lélegeztető-balloon stb.), mert helytelen használat esetén megsérülhet a beteg.
3. Használat előtt feltétlenül távolítsa el minden csomagolóanyagot az Ambu szilikonmaszkról, mert a tasak elzárhatja a beteg légutait, és akadályozhatja a lélegeztetést.
4. Kicsomagolás és összeállítás után, valamint használat előtt minden vizsgálja meg a terméket szemrevételezzel, mert hiba vagy idegen anyag jelenléte a lélegeztetés elmaradását vagy gyengülését, illetve csökkentett aneszteziás gázellátást okozhat.
5. Ne használja fel a terméket, ha annak vizsgálata sikertelen, mert ez a lélegeztetés elmaradását vagy gyengülését, illetve csökkentett aneszteziás gázellátást okozhat.

6. Ha a termék külső forrásból szennyeződött, akkor ne használja fel, mert fertőzést okozhat.
7. Mindig gondoskodjon az arcmaszk helyes pozicionálásáról a betegen, egyik kezével megfelelő állkapocs-eltolást alkalmazva a megfelelő markolati stratégiával. Szükség esetén igazítsa meg az arcmaszkot, mert a nem megfelelő illeszkedése elégtelen lélegeztetéshez vagy csökkentett aneszteziás gázellátáshoz vezethet.
8. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy az Ambu szilikon maszk párna megfelelően fel van-e fújva, mert a rossz illeszkedés elégtelen légeztetéshez vezethet.
9. Az arcmaszk betegen történő használata során minden vizsgálja meg szemrevételezéssel a párna felfújási és illeszkedési tulajdonságait, mert a nem megfelelő illeszkedés szivárgáshoz és a légeztetés elmaradásához vagy gyengüléséhez, csökkentett aneszteziás gázellátáshoz vezethet.
10. Mindig gondoskodjon az Ambu szilikonmaszk megfelelő elhelyezéséről és zárást biztosító illeszkedéséről, mivel nem megfelelő záras esetén a felhasználó légi úton terjedő fertőző betegséget kaphat.
11. #0 méretű furatos maszk használata esetén minden győződjön meg róla, hogy a furat nincs eltömődve, mert az ilyen eltömődés gátolhatja a gyermek számára biztosított nyomás kívánt csökkentését, és a nagy légeztetési nyomás barotraumát okozhat.
12. Ne fejtsen ki túl nagy erőt az Ambu szilikonmaszk helyén tartásakor, mert nyomásfoltok maradhatnak a beteg arcán.
13. A fertőzésveszély megelőzése érdekében minden használat után regenerálja az Ambu szilikonmaszkot.
14. Regenerálás nélkül ne használja fel újra, másik betegen az Ambu szilikonmaszkot, mert ez fertőzésveszélyt okozhat.
15. A fertőzésveszély és a helytelen működés megelőzése érdekében ne használja újra az Ambu szilikonmaszkot, ha látható nedvesség vagy maradványok vannak az eszközben.
16. A fertőzés, illetve az eszköz hibás működése veszélyének megelőzése érdekében legfeljebb 30 alkalommal használja újra regenerálás után az Ambu szilikonmaszkot.
17. Kiegészítő oxigén használata esetén a tűz és/vagy robbanás kockázata miatt tilos a dohányzás vagy az eszköz nyílt láng, olaj, zsír, egyéb gyúlékony vegyi anyagok, illetve szikrát okozó berendezések vagy eszközök közelében történő használata.

18. Ne használja a terméket lélegeztetéséhez súlyos arc- és/vagy szemsérülés esetén (hacsak orvosi szakvélemény nem indokolja a használat szükségességét), mert fennáll a nem megfelelő illeszkedés, valamint sérülés súlyosbodásának veszélye. Lehetség szerint alkalmazzon más megoldást az arcmaszk helyett a levegő beteghez történő vezetésére.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Soha ne tárolja az Ambu szilikonmaszkot deformált állapotban, mert tartósan eldeformálódhat, ami csökkentheti a lélegeztetés hatásosságát.
2. A lejáratú dátumra vonatkozó további információkért tekintse meg a csomagolást, mivel az eszköz lejárta a termék teljesítményének csökkenését vagy meghibásodását okozhatja.
3. Ne regenerálja az Ambu szilikonmaszkot a jelen használati útmutatóban ismertetettől eltérő módon. Egyéb eljárások az eszköz deformálódását vagy sérülését okozhatják.
4. A regenerálás során minden tartsa együtt az egyazon eszközből származó alkatrészeket, nehogy eltérő tartósságú részeket szereljen össze, mert ez a termék hibás működésének veszélyével járhat.
5. Ne tisztítsa a terméket fenoltartalmú anyagokkal. A fenol hatására az anyag idő előtt elhasználódik és károsodik, így lerövidül a termék élettartama.
6. Csak kompatibilis csatlakozókat és adaptereket használjon; ha nem kompatibilis csatlakozót vagy adaptort erőltet az Ambu szilikonmaszk csatlakozójába, az eszköz megsérülhet és használhatatlanná válhat.
7. Az Egyesült Államok szövetségi törvényei alapján a jelen eszköz kizárálag engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember által vagy annak rendelvényére értékesíthető.

1.9. Lehetséges nemkívánatos események

Az arcmaszkok használatával kapcsolatos lehetséges nemkívánatos események (a lista nem teljes): Nyomásfoltok, hypoxia, valamint a meglévő arc- és szemsérülések súlyosbodása.

1.10. Általános megjegyzések

Amennyiben az eszköz használata során vagy annak következetében súlyos incideks történik, jelentse azt a gyártónak és a nemzeti hatóságnak.

2. Az eszköz leírása

Az Ambu szilikonmaszk nem steril, nem vezetőképes, többször használható arcmaszk. Csatlakozást biztosít a lélegeztetőeszköz vagy aneszteziás kör és a beteg felső légútjai között, és lehetővé teszi a beteg ellátását levegővel és orvosi gázokkal.


0A-s méret 15 mm-es csatlakozással

A maszk arcrésze átlátszó. Az 0A-s modell párnája habot tartalmaz, belső térfogata nem módosítható felfújással.



0-s, 2-es, 3-as/4-es, 5-ös és 6-os méret 22 mm-es csatlakozással

A maszk arcrésze átlátszó. A párna dugóval lezárt önfelfújó szeleppel rendelkezik.



0-s méret nyomáskorlátozó furattal

A maszk arcrésze átlátszó. A furattal ellátott 0-s modell úgy van kialakítva, hogy a lélegezettesi nyomást $40\text{ H}_2\text{Ocm}$ (4 kPa) alatt tartsa.



3. A használt szimbólumok

Szimbólumok jelentése	Leírás	Szimbólumok jelentése	Leírás
	A gyártó országa		Ne használja 30-nál több alkalommal!
	Orvostechnikai eszköz		MRI szempontjából biztonságos
Rx only	Kizárolag orvosi rendelvényre használható		

A szimbólumok magyarázatának teljes listája megtalálható az ambu.com/symbol-explanation címen.

4. A termék használata

4.1. Ellenőrzés és előkészítés

1. Vegye ki az Ambu szilikonmaszkot a csomagolásából, és ellenőrizze, hogy megfelelően fel van-e fújva a párna.
2. Vizsgálja meg a párnt, hogy nem észlelhető-e rajta sérülés vagy szivárgás.

4.2. Működtetés

1. Rögzítse a maszkot a beteg arcára úgy, hogy szorosan illeszkedjen.
2. Szilárdan tartsa a maszkot az arcon, miközben az áll eltolásával biztosítja a légitak átjárhatóságát.



4.3. Regenerálás: tisztítás, fertőtlenítés, sterilizálás

A keresztfertőzés kockázatának csökkentése érdekében minden használat után kövesse ezeket a regenerálására vonatkozó utasításokat.


Szétszerelés

Az Ambu szilikonmaszk regenerálása előtt szerelje szét az arcmaszkot kézzel az alábbi ábra alapján. Húzza ki a dugót a felfújócsőből (nem vonatkozik a #0A változatra).

Gombolja le vagy távolítsa el a párnát az arcrészről.



Példa –
szétszerelt maszk



Példa – szétszerelt maszk a
felfújócsőből kihúzott dugóval

A regenerálás során tartsa együtt az egyazon eszközből származó alkatrészeket, nehogy eltérő tartósságú részeket szereljen össze.

Ajánlott regenerálási ciklusok

Az eszköz regenerálása az alábbi táblázatban ismertetett ciklusok valamelyikével történhet.

Alkalmazhatóság az Ambu szilikonmaszakra		
Ajánlott regenerálási ciklusok	0-s, 2-es, 3/4-es, 5-ös és 6-os méret	0A-s méret
Kézi tisztítás, majd vegyi fertőtlenítés	Igen	Igen
Kézi tisztítás, majd gőzsterilizálás	Igen	Nem
Automatizált tisztítás termikus fertőtlenítési fázissal, amit gőzsterilizálás követ	Igen	Nem
Automatizált tisztítás termikus fertőtlenítési fázissal, amit vegyi fertőtlenítés követ	Igen	Igen

1. Táblázat: Ajánlott regenerálási eljárások.

A termékesztelés azt mutatta, hogy az Ambu szilikonmaszk 30 teljes regenerálási ciklus után is teljesen működőképes, a fentiek szerint.

A felhasználó felelőssége az ajánlott ciklusoktól és regenerálási módszerektől történő eltérések minősítése, valamint annak ellenőrzése, hogy nem lépik-e túl az ajánlott regenerálási ciklusok számát.

Regenerálási eljárások

KÉZI TISZTÍTÁS

1. A durva szennyeződések eltávolítása érdekében öblítse le az alkatrészeket folyó hideg (csap)víz alatt.
2. A vér és egyéb testnedvek száraz maradványainak eltávolításához készítsen tisztítófürdőt tisztítószeres oldat, pl. Neodisher® MediClean Forte vagy azzal egyenértékű készítmény felhasználásával a tisztítószer gyártója által ajánlott koncentrációban.
3. Teljesen merítse bele az alkatrészeket, és tartsa őket az oldatban a tisztítószer címkéjén olvasható használati utasítás szerint. Az áztatás során alatt puha kefével gondosan tisztítsa meg az alkatrészeket, amíg minden látható szennyeződést el nem távolít.
4. Öblítse le az alkatrészeket úgy, hogy egy percig folyó (csap)víz alá tartja őket.
5. Törölje szárazra a részeket tiszta, szöszmentes kendővel, és sűrített levegőt is alkalmazzon a szárításukhoz.

AUTOMATIZÁLT TISZTÍTÁS TERMIKUS FERTŐTLENÍTÉSSEL

1. A durva szennyeződések eltávolítása érdekében öblítse le az alkatrészeket folyó hideg (csap)víz alatt.
2. Helyezze az alkatrészeket gyűjtőállványra vagy drótkosárba a mosóberendezésben.
3. Válassza ki a megfelelő ciklust az alábbiak alapján:

Fázis	Vissza-forgatási idő (perc)	Hőmérséklet	Tisztítószer típusa és koncentrációja (adott esetben)
Előmosás	02:00	Hideg csapvíz	N/A
Mosás	01:00	43 °C-os (110 °F) csapvíz	Neodisher® MediClean Forte vagy ezzel egyenértékű tisztítószer a gyártó által ajánlott koncentrációban

Fázis	Vissza-forgatási idő (perc)	Hőmérséklet	Tisztítószer típusa és koncentrációja (adott esetben)
Öblítés	01:00	43 °C-os (110 °F) csapvíz	N/A
Termikus fertőtlenítés	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Szárítási idő	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

2. Táblázat: Automatizált tisztítás termikus fertőtlenítési ciklusokkal.

VEGYI FERTŐTLENÍTÉS

1. Hozza a Cidex OPA vagy egy azzal egyenértékű OPA (ortho-ftálaldehid) fertőtlenítőszer felhasználásával készült fürdőt a fertőtlenítőszer gyártójának utasításaiban meghatározott hőmérsékletre.
2. Az OPA-fertőtlenítőszer gyártójának utasításaiban meghatározott OPA-tesztcsíkok segítségével győződjön meg róla, hogy az OPA-fertőtlenítőszer koncentrációja megfelel a legkisebb hatékony koncentrációnak (MEC).
3. Teljesen merítse bele az eszközt az OPA-ba, és mozgassa meg, hogy minden légbuborék távozzon a felületéről.
4. Hagya ázni az eszközt az OPA-fertőtlenítőszer gyártójának utasításaiban megadott ideig.
5. Gondosan öblítse le az eszközt úgy, hogy tisztított vízbe meríti teljes egészében, megmozgatja, és legalább 1 percig állni hagyja.
6. Ismételje meg az 5. lépést még kétszer (összesen három öblítést végezzen), minden alkalommal új adag tisztított vízzel.
7. Törölje szárazra az eszközt steril, szöszmentes kendővel.

GÖZSTERILIZÁLÁS

Sterilizálja a terméket gravitációs gőzsterilizáló autoklávban teljes ciklus futtatásával 134 – 135 °C-on (274 – 275 °F), 10 perc expozíciós és 45 perc szárítási idővel. Hagya az alkatrészeket teljesen megszabadni és/vagy kihülni.

Az alkatrészek ellenőrzése

A regenerálás után gondosan ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy nem sérültek-e, nem maradt-e rajtuk szennyeződés, vagy nem használódtak-e el túlságosan, és szükség esetén cserélje ki őket. Bizonyos módszerek a gumi alkatrészek elszíneződését okozhatják, de ez nem befolyásolja az élettartamukat. Az anyag károsodása, például repedés esetén az Ambu szilikonmaszkot ki kell dobni.

Újra-összeszerelés

Szerelje össze kézzel a maszkot, ügyelve arra, hogy az arcrész és a párna között szoros legyen az illeszkedés. Ne felejtse el bedugni a dugót (nem vonatkozik a #0A változatra). Lásd a 4.1. Ellenőrzés és előkészítés fejezetet.

4.4. Ártalmatlanítás

A használt termékeket a helyi eljárásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5. A termék műszaki jellemzői

5.1. Műszaki jellemzők

Az Ambu szilikonmaszk változatai	0A-s, 0-s (furattal), 0-s, 2-es, 3-as/4-es, 5-ös és 6-os.
A csatlakozó mérete	15 mm-es külső átmérőjű csatlakozó a 0A-s mérethez, az ISO 5356-1 szabványnak megfelelően. 22 mm-es belső átmérőjű csatlakozó a 0-s, 2-es, 3-as/4-es, 5-ös és 6-os mérethez; kompatibilis az ISO 5356-1 szabvánnyal.
Üzemi hőmérséklet korlátai	-20 – 50 °C (-4 – 122 °F) az EN 1789 és az ISO 10651-4 szabványnak megfelelően.
Tárolási hőmérséklet korlátai	-40 – 70 °C (-40 – 158 °F) az EN 1789 és ISO 10651-4 szabványnak megfelelően.
Hosszú távú tárolás esetén javasolt zárt csomagolásban, szobahőmérsékleten, napfénytől védve tartani.	

5.2. MRI-vel kapcsolatos biztonsági információk

Az Ambu szilikonmaszk MRI szempontjából biztonságos eszköz.



1. Informazioni importanti – Leggere prima dell’uso

Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la maschera facciale in silicone Ambu®. Le istruzioni per l’uso sono soggette ad aggiornamento senza preavviso. Copie della versione aggiornata sono disponibili su richiesta. Si sottolinea che queste istruzioni non spiegano né trattano le procedure cliniche. Descrivono esclusivamente il funzionamento di base e le precauzioni relative al funzionamento della maschera facciale in silicone Ambu.

Per il primo utilizzo della maschera facciale in silicone Ambu è essenziale che l’operatore abbia ricevuto una formazione sufficiente sull’utilizzo del prodotto e che abbia familiarità con uso previsto, avvertenze, avvisi e indicazioni contenuti nelle presenti istruzioni per l’uso.

La maschera facciale in silicone Ambu non è coperta da garanzia.

1.1. Uso previsto

La maschera facciale in silicone Ambu è una maschera facciale pluriuso pensata per l’ossigenazione e la ventilazione delle vie aeree oppure per direzionare i gas anestetici nelle vie aeree superiori.

1.2. Indicazioni per l’uso

La maschera facciale in silicone Ambu è usata per la cura e il supporto respiratorio. La maschera facciale in silicone Ambu è indicata anche per l’uso durante le procedure che prevedono l’erogazione di gas anestetici.

1.3. Popolazione di pazienti di destinazione

La maschera facciale in silicone Ambu è destinata all’uso su pazienti di tutte le età ed è disponibile in 6 misure con 7 varianti per garantire che la forma interna della cupola sia sufficientemente spaziosa per bocca e naso.

- Maschera facciale in silicone Ambu, #0A
- Maschera facciale in silicone Ambu, #0
- Maschera facciale in silicone Ambu, #0 con foro
- Maschera facciale in silicone Ambu, #2
- Maschera facciale in silicone Ambu, #3/4
- Maschera facciale in silicone Ambu, #5
- Maschera facciale in silicone Ambu, #6

1.4. Utilizzatori previsti

La maschera facciale in silicone Ambu è destinata all'uso da parte di medici, personale di primo soccorso e personale di emergenza formato sulla gestione delle vie aeree.

1.5. Ambiente di utilizzo previsto

La maschera facciale in silicone Ambu è destinata all'uso in ambienti preospedalieri (EMS) e ospedalieri, comprese le sale con sistema di RM.

1.6. Controindicazioni

Nessuna nota.

1.7. Vantaggi clinici

La maschera facciale in silicone Ambu consente il passaggio dell'aria e dei gas anestetici al paziente e la visualizzazione attraverso la cupola.

1.8. Avvertenze e avvisi

Il mancato rispetto delle precauzioni può causare ventilazione insufficiente del paziente, infezione crociata o danni all'attrezzatura.

AVVERTENZE

1. Destinato esclusivamente all'uso da parte di operatori che abbiano familiarità con il contenuto del presente manuale poiché un uso non corretto potrebbe danneggiare il paziente.
2. I professionisti che eseguono la procedura devono valutare la scelta della misura della maschera facciale e degli accessori compatibili (per es. rianimatore etc.) in base alle condizioni specifiche del paziente poiché un uso non corretto può danneggiare il paziente.
3. Assicurarsi sempre di rimuovere tutto il materiale di imballaggio dalla maschera facciale in silicone Ambu prima dell'uso poiché la busta potrebbe bloccare le vie aeree del paziente e impedire la ventilazione.
4. Ispezionare sempre visivamente il prodotto dopo disimballaggio e montaggio e prima dell'uso poiché difetti e corpi estranei possono portare a una ventilazione ridotta o assente del paziente o ridurre la somministrazione dei gas anestetici.
5. Non utilizzare il prodotto se non ha superato il test di funzionalità poiché questo potrebbe causare ventilazione ridotta o assente o ridurre la somministrazione dei gas anestetici.

6. Non utilizzare il prodotto se contaminato da fonti esterne poiché questo può causare infezioni.
7. Assicurarsi sempre che la maschera facciale sia posizionata correttamente sul paziente eseguendo con la mano una spinta mandibolare adeguata con una strategia di presa appropriata. Riposizionare se necessario, poiché una tenuta non corretta della maschera facciale potrebbe causare una ventilazione insufficiente del paziente o ridurre la somministrazione dei gas anestetici.
8. Ispezionare sempre il corretto gonfiaggio del cuscino per maschera facciale in silicone Ambu prima dell'uso poiché una tenuta insufficiente potrebbe causare una ventilazione insufficiente del paziente.
9. Durante l'uso sul paziente, ispezionare sempre visivamente le proprietà di gonfiaggio e tenuta del cuscino per maschera facciale poiché una tenuta non corretta potrebbe causare perdite e ridurre o impedire la ventilazione del paziente o ridurre la somministrazione dei gas anestetici.
10. Verificare sempre il corretto posizionamento e la tenuta della maschera facciale in silicone Ambu poiché una tenuta non corretta può portare alla diffusione di malattie infettive aerodisperse all'utente.
11. Quando si usa la misura #0 con foro, assicurarsi sempre che il foro non sia bloccato poiché questo può impedire la funzione prevista di riduzione della pressione erogata al bambino, dal momento che pressioni di ventilazione elevate possono causare barotrauma.
12. Non esercitare una forza eccessiva sulla maschera facciale in silicone Ambu quando è in posizione poiché potrebbe causare segni di pressione sul viso del paziente.
13. Sottoporre sempre a reprocessing la maschera facciale in silicone Ambu dopo ogni utilizzo per evitare il rischio di infezione.
14. Non riutilizzare la maschera facciale in silicone Ambu su un altro paziente senza sottoporla a reprocessing per evitare il rischio di infezione crociata.
15. Per evitare il rischio di infezione e malfunzionamento, non riutilizzare la maschera facciale in silicone Ambu se all'interno del dispositivo sono presenti residui visibili.
16. Non utilizzare la maschera facciale in silicone Ambu dopo un massimo di 30 reprocessing per evitare il rischio di infezione o malfunzionamento del dispositivo.
17. Quando si utilizza ossigeno supplementare, non fumare o utilizzare il dispositivo in prossimità di fiamme libere, olio, grasso, altre sostanze chimiche infiammabili o attrezzi e strumenti che possono causare scintille poiché potrebbero causare incendi e/o esplosioni.

18. Non utilizzare il prodotto quando si ventilano pazienti con gravi traumi facciali e/o lesioni oculari per evitare tenuta non corretta e aggravamento della lesione, a meno che una valutazione medica non ne indichi la necessità. Se disponibile, passare a un metodo alternativo per dirigere l'aria verso il paziente.

AVVISI

1. Non riporre mai la maschera facciale in silicone Ambu in modo deformato poiché potrebbe prodursi una deformazione permanente della maschera che potrebbe ridurre la capacità di ventilazione o la somministrazione dei gas anestetici.
2. Consultare la confezione per informazioni più specifiche sulla data di scadenza poiché l'uso di un dispositivo scaduto potrebbe ridurre le prestazioni o causare il malfunzionamento del prodotto.
3. Non sottoporre a reprocessing la maschera facciale in silicone Ambu in modi diversi da quelli descritti nelle presenti IU. Altre procedure possono causare deformazioni o danni al dispositivo.
4. Durante il reprocessing tenere sempre insieme i componenti dello stesso dispositivo per evitare il riassemblaggio di componenti con durata diversa e il conseguente rischio di guasto del prodotto.
5. Non utilizzare sostanze contenenti fenoli per pulire il prodotto. I fenoli causano un'usura prematura e la degradazione dei materiali, con conseguente riduzione della durata del prodotto.
6. Utilizzare solo connessioni o adattatori compatibili poiché forzare connessioni o adattatori non compatibili nel connettore della maschera facciale in silicone Ambu potrebbe danneggiare il dispositivo rendendolo inutilizzabile.
7. La legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo esclusivamente a operatori sanitari abilitati.

1.9. Potenziali eventi avversi

Potenziali eventi avversi correlati all'uso di maschere facciali (non esaustivi): Segni da pressione, ipossia e aggravamento di lesioni facciali e oculari già esistenti.

1.10. Note generali

Se durante o dopo l'utilizzo del dispositivo si verifica un incidente grave, comunicarlo al produttore e alle autorità nazionali.

2. Descrizione dispositivo

La maschera facciale in silicone Ambu è una maschera facciale non sterile, non conduttiva, pluriuso. Funziona come mezzo di collegamento tra il dispositivo di respirazione o il circuito anestetico e le vie aeree superiori del paziente e consente la direzione dell'aria e dei gas medici verso il paziente.


Misura 0A con connettore da 15 mm

La cupola della maschera è trasparente. Il cuscino del modello 0A è riempito di schiuma e il volume interno non è gonfiabile.



Misure 0, 2, 3/4, 5 e 6 con connettore da 22 mm

La cupola della maschera è trasparente. Il cuscino è dotato di una valvola per l'autogonfiaggio chiusa da un tappo.



Misura 0 con foro

La cupola della maschera è trasparente. Il modello 0 con foro è progettato per limitare la pressione di ventilazione al di sotto di 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Spiegazione dei simboli usati

Indicazione simbolo	Descrizione	Indicazione simbolo	Descrizione
	Paese di produzione		Non può essere utilizzata più di 30 volte
	Dispositivo medico		Compatibile con RM
Rx only	Solo su prescrizione medica		

L'elenco completo delle spiegazioni dei simboli è disponibile su ambu.com/symbol-explanation.

4. Utilizzo del prodotto

4.1. Ispezione e preparazione

1. Rimuovere la maschera facciale in silicone Ambu dalla confezione e verificare che il cuscino si gonfi correttamente.
2. Controllare che la cuffia non presenti danni o perdite.

4.2. Funzionamento

1. Applicare perfettamente la maschera al viso del paziente per ottenere una salda tenuta.
2. Far aderire la maschera al viso, mantenendo al contempo una via aerea aperta tramite una spinta mandibolare.



4.3. Reprocessing: pulizia, disinfezione, sterilizzazione

Seguire queste istruzioni di reprocessing dopo ogni uso per ridurre il rischio di contaminazione crociata.


Smontaggio

Prima di sottoporre la maschera facciale in silicone Ambu a reprocessing, smontare manualmente la maschera facciale come indicato nella figura seguente. Assicurarsi di rimuovere la spina dal tubo di gonfiaggio (non applicabile a #0A).

Sganciare o rimuovere il cuscino della maschera dalla cupola.



Esempio di maschera smontata



Esempio di maschera smontata con spina rimossa dal tubo di gonfiaggio

Durante il reprocessing, conservare i componenti dello stesso dispositivo uniti per evitare un rimontaggio di componenti con durata diversa.

Cicli di reprocessing raccomandati

Per un ciclo di reprocessing completo del dispositivo usare uno dei cicli elencati nella tabella seguente.

Cicli di reprocessing raccomandati	Applicabilità alla maschera facciale in silicone Ambu	
	Misura 0, 2, 3/4, 5 e 6	Misura 0A
Pulizia manuale seguita da disinfezione chimica	Sì	Sì
Pulizia manuale seguita da sterilizzazione a vapore	Sì	No
Pulizia automatizzata, compresa la fase di disinfezione termica, seguita da sterilizzazione a vapore	Sì	No
Pulizia automatizzata, compresa una fase di disinfezione termica, seguita da disinfezione chimica	Sì	Sì

Tabella 1: Procedure di reprocessing raccomandate.

I test sul prodotto hanno dimostrato che la maschera facciale in silicone Ambu è completamente funzionale dopo 30 cicli di reprocessing completi, come elencato sopra.

È responsabilità dell'utente individuare eventuali deviazioni dai cicli e dai metodi di trattamento raccomandati e monitorare che il numero consigliato di cicli di reprocessing non venga superato.

Procedure di reprocessing

PULIZIA MANUALE

1. Sciacquare i componenti sotto acqua corrente fredda di rubinetto per rimuovere lo sporco evidente.
2. Preparare un bagno detergente con una soluzione detergente, per es. Neodisher® MediClean Forte o equivalente, per la rimozione dei residui di sangue secco e di altri fluidi corporei utilizzando la concentrazione di detergente raccomandata dal produttore.
3. Immergere completamente i componenti per tenerli immersi nella soluzione secondo l'etichetta di istruzioni del detergente. Durante il tempo di immersione, pulire accuratamente i componenti con una spazzola morbida fino a rimuovere tutto lo sporco visibile.
4. Sciacquare i componenti con acqua corrente di rubinetto per un minuto.
5. Asciugare i componenti con un panno pulito privo di lanugine e aria compressa.

PULIZIA AUTOMATICA CON DISINFEZIONE TERMICA

1. Sciacquare i componenti sotto acqua corrente fredda di rubinetto per rimuovere lo sporco evidente.
2. Posizionare i componenti sulla rastrelliera del collettore o in un cestello metallico all'interno del dispositivo di pulizia.
3. Selezionare il ciclo appropriato come elencato di seguito:

Fase	Tempo di ricircolo (minuti)	Temperatura	Tipo di detergente e concentrazione (se applicabile)
Prelavaggio	02:00	Acqua di rubinetto fredda	N/A
Lavaggio	01:00	43 °C (110 °F) acqua corrente	Neodisher® MediClean Forte o un detergente equivalente con la concentrazione raccomandata dal produttore
Risciacquo	01:00	43 °C (110 °F) acqua corrente	N/A
Disinfezione termica	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Tempo di asciugatura	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

Tabella 2: Pulizia automatizzata con cicli di disinfezione termica.

DISINFEZIONE CHIMICA

1. Equilibrare il bagno di Cidex OPA o di un disinfettante OPA (ortoftalaldeide) equivalente alla temperatura specificata nelle istruzioni del produttore del disinfettante OPA.
2. Verificare la concentrazione minima effettiva (MEC) del disinfettante OPA utilizzando le strisce reattive OPA indicate nelle istruzioni del produttore del disinfettante OPA.
3. Immergere completamente il dispositivo nell'OPA e assicurarsi che tutte le bolle d'aria siano rimosse dalla superficie del dispositivo agitandolo.
4. Lasciare in ammollo il dispositivo per il tempo specificato nelle istruzioni del produttore del disinfettante OPA.
5. Sciacquare con cura il dispositivo immergendolo completamente in acqua purificata, agitandolo e lasciandolo a riposo per almeno 1 minuto.
6. Ripetere il passaggio 5 altre due volte per un totale di 3 risciacqui, ogni volta con acqua fresca purificata.
7. Asciugare il dispositivo con un panno sterile privo di lanugine.

STERILIZZAZIONE A VAPORE

Sterilizzare il prodotto in autoclave a vapore a gravità eseguendo un ciclo completo a 134 – 135 °C (274 – 275 °F) con un tempo di esposizione di 10 minuti e un tempo di asciugatura di 45 minuti. Lasciar asciugare e/o raffreddare completamente le parti.

Ispezione dei componenti

Dopo il reprocessing, ispezionare attentamente tutti i componenti per escludere danni, residui o usura eccessiva e sostituirli, se necessario. Alcuni metodi possono sbiadire i colori dei componenti in gomma senza ridurne la durata. In caso di deterioramento del materiale, per es. crepe, la maschera facciale in silicone Ambu deve essere smaltita.

Montaggio

Rimontare manualmente la maschera e assicurarsi che sia ben montata tra la cupola e il cuscino. Assicurarsi di inserire la spina (non applicabile a #0A). Fare riferimento alla sezione 4.1 Ispezione e preparazione.

4.4. Smaltimento

I prodotti usati vanno smaltiti secondo le procedure locali.

5. Specifiche tecniche del prodotto

5.1. Specifiche

Maschera facciale in silicone Ambu	0A, 0 (con foro), 0, 2, 3/4, 5 e 6.
Dimensione del connettore	Connettore DE 15 mm per misura 0A in conformità a ISO 5356-1. Connettore DI 22 mm per misure 0, 2, 3/4, 5 e 6 compatibile con ISO 5356-1.
Limiti temperature di funzionamento	da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F) in conformità a EN 1789 e ISO 10651-4.
Limiti temperatura di conservazione	da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F) in conformità a EN 1789 e ISO 10651-4.
Conservazione a lungo termine consigliata in confezione chiusa a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare.	

5.2. Informazioni sulla sicurezza in ambiente RM

La maschera facciale in silicone Ambu è sicura per la RM.



1. 重要な情報 – ご使用前にお読みください

アンブシリコーンカフフェースマスクをご使用になる前に、以下の安全に関する注意事項を必ずお読みください。使用説明書は事前の通知なく更新されることがあります。この説明書は臨床的手技を説明したり議論するものではありません。使用説明書はアンブシリコーンカフフェースマスクの基本的操作方および使用上の注意を明記しています。

アンブシリコーンカフフェースマスクを使用する前に、使用者が十分なトレーニングを受け、これらの指示に記載されている使用目的、警告、注意、および指示を熟知していることが不可欠です。

アンブシリコーンカフフェースマスクには、保証は適用されません。

1.1. 使用目的

アンブシリコーンカフフェースマスクは再使用可能フェイスマスクで、気道に空気や酸素を送気、換気をすることを目的としています。

1.2. 用途

アンブシリコーンカフフェースマスクは、呼吸ケアとサポートに使用されます。

1.3. 対象患者

アンブシリコーンカフフェースマスクは、すべての年齢の患者に使用いただくために、ドーム型の内部形状は口と鼻に十分なスペースを確保するために、6つのサイズと7つのバリエーションを用意しています。

- ・シリコンカフ新生児用マスクNO.0A透明ドーム
- ・シリコンカフ幼児用マスクNO.0透明ドーム通気孔付
- ・シリコンカフ幼児用マスクNO.0透明ドーム通気孔付
- ・シリコンカフ小児用マスクNO.2透明ドーム
- ・シリコンカフ大人用マスクNO.4透明ドーム
- ・シリコンカフ大人用マスクNO.5透明ドーム
- ・シリコンカフ大人用マスクNO.6透明ドーム

1.4. 対象とする使用者

アンブシリコーンカフフェースマスクは、気道管理の訓練を受けた医療従事者、救助および救急隊員が使用するためのものです。

1.5. 使用環境

アンプ シリコーンカフフェースマスクは、プレホスピタルの救急隊員。救急救命士および MRIを含む病院環境での使用において使用可能です。

1.6. 禁忌

既知の禁忌はありません。

1.7. 臨床的有益性

アンプ シリコーンカフフェースマスクは、患者に空気と酸素を送気し、および透明ドームにより患者マスク被覆部を観察することが可能です。

1.8. 警告および使用上の注意

これらの注意事項を遵守しな場合、患者の換気が不十分になったり、交差感染したり、機器が損傷したりする可能性があります。

警告 !

- この取扱説明書の内容を熟知した医療従事者および熟知された使用者のみが使用してください。誤った使い方をすると、患者に危害を及ぼすおそれがあります。
- 処置を行う医療従事者は、誤った使用による患者有害事例の発生の可能性を防ぐため、患者の特定の状態に応じて、フェイスマスクのサイズと互換性のあるデバイス（蘇生器など）を選択する必要があります。
- 製品の包装小袋等は患者の気道を塞いで呼吸を妨げる可能性があるため、使用する前に必ずすべての包装材料をアンプ シリコーンカフフェースマスクから取り除いてください。
- 開封時・組立時および使用前には、必ず製品を目視で点検してください。異常や異物の混入により、患者の換気ができなくなったり、酸素の供給が低下することがあります。
- 機能テストに合格しない場合は使用しないでください。換気ができなくなったり、酸素の供給が低下することがあります。
- 外的要因によって汚染されている場合は、使用しないでください。感染の原因となる可能性があります。
- マスクの患者への装着は、必ずどちらかの手で、正しいマスク把持と適切な下顎挙上を行い、患者に装着してください。フェイスマスクが不適切に装着されると換気ができなくなったり、酸素の供給が低下したりする可能性があるため、その場合は再装着します

8. 密閉性が低いと患者への換気が不十分になる可能性があるため、使用前に必ずアンプシリコーンカフ フェースマスククッションの適切な膨張を確認してください。
9. 不適切な装着は、患者の呼吸漏れや換気の低下につながる可能性があるため、患者に使用している間は、フェースマスククッションの膨張および密封特性を常に目で確認してください。
10. アンプシリコーンカフフェースマスクの位置調整と装着を正確に行ってください。装着が不十分である場合、施術者に対する空気感染症の可能性が生じます。
11. 通気孔付のサイズNo.0を使用する場合は、必ず通気孔を塞がないようにしてください。通気孔を塞ぐと、子供の気道内圧を下げるという本来の機能を妨げてしまい、高い気道内圧は圧損傷を引き起こす可能性があります。
12. 患者の顔に圧痕が残る可能性があるため、アンプシリコーンカフフェースマスクを所定の位置に保持するときは、過度の力を加えないでください。
13. 感染症のリスクを避けるため、使用後は必ずアンプシリコーンカフフェースマスクを再処理してください。
14. 二次感染の危険性があるため、再処理をせずに別の患者にアンプシリコーンカフフェースマスクを再使用しないでください。
15. アンプシリコーンカフフェースマスク内部に目に見える残留物が残っている場合は、使用しないでください。感染や故障の原因となる可能性があります。
16. 感染症や誤動作のリスクを回避するために、最大30回再処理した後は、アンプシリコーンカフフェースマスクを使用しないでください。
17. 酸素供給を行うときは、喫煙しないでください。裸火、油、グリース、その他可燃性の化学物質・機器・工具の近くで使用しないでください。火花が飛び、火災や爆発の危険があります。
18. 医学的評価で必要性が示されない限り、不適切な装着および損傷の悪化のリスクがあるため、重度の顔面外傷および/または眼の損傷のある患者の場合は、この製品を使用しないでください。可能な場合は、患者に空気を送るための代替方法に切り替えます。

注意

1. 変形した状態でアンプシリコーンカフフェースマスクを保管しないでください。これが守られない場合、マスクの永久的な変形で換気効率が低下することがあります。

- 有効期限の切れた製品を使用すると、製品の性能が低下したり、誤動作したりする可能性があります。有効期限の情報については、パッケージを参照してください。
- この取扱説明書に記載されている以外の方法でアンプシリコーンカフフェースマスクを洗浄しないでください。他の手順では、デバイスが変形または損傷する可能性があります。
- 再処理時には、必ず同じ装置の部品と一緒にしておき、耐久性の異なる部品を再組立に使わないようにします。こうすることで、製品不良のリスクを防ぎます。
- フェノールを含む薬品で本製品を洗浄しないでください。フェノールによって、材質の磨耗や劣化が早く発生し、製品の寿命が短くなります。
- 互換性のない接続部またはアダプタをアンプシリコーンカフフェースマスクのコネクタに押し込むと、デバイスが損傷して使用できなくなる可能性があるため、互換性のある接続部またはアダプタのみを使用してください。
- 米国の連邦法は、この機器の販売を、有資格医療従事者によるものか、有資格医療従事者の指示によるものに限定しています。

1.9. 潜在的な有害事象

フェイスマスクの使用に関連する潜在的な有害事象（すべてを網羅したものではありません）：圧力痕、低酸素症、および既存の顔面および眼損傷の悪化。

1.10. 一般的な注意事項

本器の使用中、または使用後、重篤な事象が発生した場合は、製造販売業者に報告してください。

2. 本器の説明

アンプシリコーンカフフェースマスクは、非滅菌、非導電性、再使用可能なフェイスマスクです。呼吸装置または呼吸回路と患者の上気道を接続する手段として機能し、空気および酸素を患者に導くことを可能にします。


15mm コネクタ付きサイズ0A

マスクドームは透明です。0Aモデルのクッションは材質で満たされているため、内部容積は膨張させることはできません。



22 mm コネクタ付きサイズ0、2、4、5、6

マスクドームは透明です。クッションには、プラグで開閉する自己膨張用のバルブが付いています。



通気孔付サイズ0

マスクドームは透明です。通気孔付モデル0は気道内圧が約40 cmH₂Oを越えないように設計されています。



3. 記号の説明

記号	説明	記号表示	説明
	製造国		30回を超えて使用しないでください。
	医療機器		MR 適合
Rx only	処方箋による使用のみ		

すべての記号を説明したリストは、ambu.com/symbol-explanation から入手できます。

4. 製品の使用

4.1. 点検と準備

1. アンプシリコーンカーフフェースマスクをパッケージから取り出し、クッションが適切に膨らんでいるかどうかを確認します。
2. クッションに損傷や漏れがないか確認します。

4.2. 動作

1. 患者の顔にマスクをぴったりと取り付けて、密封してください。
2. 気道を確保しながら、マスクを顔にしっかりと固定します。



4.3. 再処理：洗浄、消毒、滅菌

相互汚染のリスクを低減するために、使用後は以下の再処理手順に従ってください。


分解

アンブシリコーンカフフェースマスクの再処理を行う前に、下図に従ってフェースマスクを手で分解してください。必ずインフレーションチューブからプラグを取り外してください。(No.0Aモデルには該当しません)

マスククッションを、ドームから取り外します。



分解したマスク
の例



マスククッションチューブからプラグ
を抜き、分解したマスクの例

耐久性の異なる部品を再組立することを避けるため、再処理中は同じ装置の部品は一緒にしておきます。

推奨される再処理サイクル

機器の完全な再処理サイクルのため、以下の表に記載されているサイクルのいずれかを使用してください。

	アンプシリコーンカフフェースマスクへの適用性	
推奨される再処理サイクル	サイズ0、2、4、5、6	サイズ0A
手洗いによる洗浄の後、薬液による消毒	はい	はい
手洗いによる洗浄の後、蒸気滅菌	はい	いいえ
熱殺菌ステージを含む自動洗浄の後、蒸気滅菌	はい	いいえ
熱殺菌ステージを含む自動洗浄の後、薬液による消毒	はい	はい

表1：推奨される再処理手順。

製品テストでは、アンプシリコーンカフフェースマスクは、上表の再処理サイクルを30回実施後に、完全に機能することが確認されています。

推奨する再処理回数と方法から逸脱しないようにし、再処理サイクルの推奨回数を超えないように管理することは、ユーザーの責任になります。

再処理手順

手洗浄

1. 冷たい流水（水道水）を流しながらすすぎ、汚れ等を取り除きます。
2. 乾燥血液やその他の体液の残留物を除去するための洗浄用洗剤液を使用し、洗剤メーカーの推奨濃度での洗剤液を準備します。
3. 洗剤の取扱説明書に従って、部品が溶液に浸かり続けるように、十分に浸してください。浸漬中に、柔らかいブラシで、目に見える汚れがすべて落ちるまで、部品を十分に洗浄します。
4. 水道水の流水で1分間、部品を洗い流してください。
5. 清潔な糸くずの出ない布と圧縮空気で部品を乾かします。

熱殺菌による自動洗浄

1. 冷たい流水（水道水）を流しながらすすぎ、汚れ等を取り除きます。
2. 部品をマニホールドラックまたは洗浄機内のワイヤーバスケットの上に置きます。
3. 下記の通り、適切なサイクルを選択してください。

ステージ	再循環時間 (分)	温度	洗剤タイプおよび濃度 (該当する場合)
洗浄前	02:00	冷たい水道水	N/A
洗浄	01:00	43 °C (110 °F) 水道水	Neodisher® MediClean Forte または同等の洗剤 (メーカーの推奨濃度を使用)
すすぎ	01:00	43 °C (110 °F) 水道水	N/A
熱消毒	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
乾燥時間	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

表2：熱殺菌サイクルによる自動洗浄。

化学消毒

1. Cidex OPA または同等の OPA (オルソフタルアルデヒド) 消毒剤の浴槽を、OPA 消毒剤メーカーの説明書に記載された温度で安定化させます。
2. OPA消毒剤メーカーの説明書に指定されているOPAテストトリップを使用して、OPA消毒剤の最小有効濃度 (MEC) を確保します。
3. 部品をOPAに完全に浸し、液体内で部品をすすぎ動かして、部品表面からすべての気泡が除去されていることを確認します。
4. OPA消毒剤メーカーの説明書に記載されている時間、装置を浸します。
5. 精製水に完全に浸し、すすぎ動かし、1分以上留置して、十分にすすぎます。
6. ステップ5をさらに2回繰り返し、合計3回、毎回新しい精製水ですすぎを行います。
7. 清潔な糸くずの出ない布を使用して、部品を乾燥させます。

蒸気滅菌

オートクレーブ滅菌機を使用して、134 – 135 °C (274 – 275 °F)、露出時間10分、乾燥時間45分のフルサイクルで部品を滅菌します。部品を完全に乾燥/冷却してください。

部品の検査

滅菌後、損傷、残留物、過度の磨耗がないか、すべての部品を注意深く点検し、必要に応じて交換します。滅菌条件によっては、部品が変色することがあります。部品の寿命が影響を受けることはありません。材料が劣化した場合(例: ひびが入った場合)、アンブシリコンフェイスマスクは廃棄する必要があります。

再組み立て

マスクを手動で再組み立てし、ドームとクッションの間がしっかりと組み立てられていることを確認します。 プラグを必ず差し込んでください (#0Aには該当しません)。「4.1 点検と準備」を参照してください。

4.4. 廃棄

使用後は、お住いの地域における指定手順に従って廃棄してください。

5. 製品の技術仕様

5.1. 仕様

アンプ シリコーン カフフェースマスク のパリエーション	0A、0（通気孔付き）、0、2、4、5、6。
コネクタサイズ	ISO 5356-1に準拠した0Aサイズの外径15mmコネクタ。 ISO 5356-1に準拠した0、2、4、5、6サイズ用の内径22mmコネクタ。
動作環境温度	EN 1789およびISO 10651-4に準拠し、 -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)。
保管環境温度	EN 1789およびISO 10651-40に準拠し、 -40 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)。
密封包装による長期保存時は、直射日光を避け室温での保存を推奨しています。	



5.2. MRI安全性情報

アンプ シリコーンカフフェースマスクはMRI safeです。

1. Svarbi informacija – Perskaitykite prieš naudodami

Prieš pradėdami naudoti silikoninę veido kaukę „Ambu™“ atidžiai perskaitykite šias saugos instrukcijas. Ši naudojimo instrukcija gali būti atnaujinama be papildomo įspėjimo. Pageidaujant galima gauti dabartinės versijos kopijas. Atkreipkite dėmesį, kad šioje instrukcijoje neaiškinamos ir neaptariamos klinikinės procedūros. Šioje instrukcijoje yra aprašytas tik pagrindinis silikoninės veido kaukės „Ambu“ veikimas ir atsargumo priemonės, susijusios su jos naudojimu.

Prieš pradėdami naudoti silikoninę veido kaukę „Ambu“, visi naudotojai turi būti pakankamai apmokyti naudotis šiuo gaminiu ir supažindinti su šioje instrukcijoje nurodyta paskirtimi, įspėjimais, atsargumo priemonėmis ir nurodymais.

Silikoninei veido kaukei „Ambu“ garantija yra nesuteikiama.

1.1. Numatytoji paskirtis

Silikoninė veido kaukė „Ambu“ yra daugkartinio naudojimo veido kaukė, skirta kvėpavimo takus aprūpinti deguonimi ir juos ventiliuoti arba anestezines dujas nukreipti tiesiai į viršutinius kvėpavimo takus.

1.2. Indikacijos

Silikoninė veido kaukė „Ambu“ yra skirta naudoti kvėpavimo takų priežiūrai ir palaikymui. Silikoninė veido kaukė „Ambu“ taip pat yra skirta naudoti procedūrų metu, kai pacientui yra tiekiamos anestezinės dujos.

1.3. Numatytoji pacientų grupė

Silikoninė veido kaukė „Ambu“ yra skirta įvairaus amžiaus pacientams ir yra 6 dydžių su 7 variantais, kad vidinė kaušelio forma būtų pakankamai erdvė tiek burnai tiek nosiai.

- Silikoninė veido kaukė „Ambu“, #0A
- Silikoninė veido kaukė „Ambu“, #0
- Silikoninė veido kaukė „Ambu“, #0 su skylute
- Silikoninė veido kaukė „Ambu“, #2
- Silikoninė veido kaukė „Ambu“, #3/4
- Silikoninė veido kaukė „Ambu“, #5
- Silikoninė veido kaukė „Ambu“, #6

1.4. Numatytasis naudotojas

Silikoninė veido kaukė „Ambu“ yra skirta naudoti medicinos specialistams, gelbėjimo ir skubios pagalbos darbuotojams, kurie yra apmokyti kaip reikia elgtis su kvėpavimo takais.

1.5. Numatytoji naudojimo aplinka

Silikoninė veido kaukė „Ambu“ yra skirta naudoti ikihospitalinės pagalbos metu (skubios medicinos pagalbos paslaugų metu) ir ligoninėse, išskaitant ir MR sistemų patalpas.

1.6. Kontraindikacijos

Néra žinomos.

1.7. Klinikinė nauda

Per silikoninę veido kaukę „Ambu“ į paciento plaučius patenka oras ir anestezinės dujos, o per kaušelį viską galima stebėti.

1.8. Ispėjimai ir atsargumo priemonės

Nesilaikant šių atsargumo priemonių, paciento plaučiai gali būti nepakankamai ventiliuojami, taip pat galima užsikrėsti kryžmine infekcija arba sugadinti įrangą.

ISPĖJIMAI

1. Skirta naudoti tik tiems naudotojams, kurie susipažinę su šio vadovo turiniu, nes naudojant netinkamai galima pakenkti pacientui.
2. Procedūrą atliekantys specialistai privalo įvertinti veido kaukės dydžio pasirinkimą ir suderinamus prietaisus (pvz., gaivinimo aparatą ir kt.), atsižvelgdami į konkretaus paciento būklę, nes netinkamas naudojimas gali pakenkti pacientui.
3. Prieš naudodamasi visuomet įsitikinkite, kad nuo silikoninės veido kaukės „Ambu“ nuėmėte visas pakavimo medžiagas, nes maišelis gali užblokuoti paciento kvėpavimo takus ir trukdyti ventiliacijai.
4. Gaminj išpakavę, surinkę ir prieš naudodamasi visuomet ji apžiūrėkite, ar nėra defektų ir pašalinių medžiagų, kurios gali blokuoti ar silpninti paciento ventiliavimą arba sutrikdyti anestezinių dujų tiekimą.
5. Nenaudokite gaminio, jeigu jo nepavyksta tinkamai patikrinti, nes tuomet paciento plaučių ventiliavimas gali nevykti ar susilpnėti arba sutrikti anestezinių dujų tiekimas.

6. Nenaudokite gaminio, jei jis užterštas išoriniais šaltiniais, nes tai gali sukelti infekciją.
7. Laikydamis bet kuria ranka ir atlikdami tinkamą žandikaulio stūmimo rankomis strategiją, visuomet užtikrinkite tinkamą veido kaukės padėtį ant paciento. Jei reikia pakeiskite padėtį, nes dėl netinkamai prigludusios veido kaukės paciento ventiliavimas gali būti nepakankamas ir gali sutrikiti anestezinių dujų tiekimas.
8. Prieš naudodamis visuomet patikrinkite, ar silikoninės veido kaukės „Ambu“ pagalvėlė yra tinkamai pripūsta, nes dėl prastai prigludusios kaukės paciento ventiliavimas gali būti nepakankamas.
9. Naudodamis ant paciento, visuomet vizualiai patikrinkite veido kaukės pagalvėlės pripūtimą ir prigludimą, nes dėl netinkamo prigludimo gali atsirasti protékis ir susilpnėti arba visai dingti paciento ventiliavimas arba sutrikiti anestezinių dujų tiekimas.
10. Visuomet užtikrinkite tinkamą silikoninės veido kaukės „Ambu“ padėtį ir sandarumą, nes dėl netinkamo sandarumo naudotojas gali užsikrėsti oru plintančiomis infekcinėmis ligomis.
11. Naudodamis #0 dydį su skylute, visada įsitikinkite, kad skylutė nebūtų uždengta, nes ją uždengus gali sutriki tam tikros funkcijos, tokios kaip tiekiamo slėgio mažinimas, nes aukštas slėgis gali sukelti barotraumą.
12. Laikydamis silikoninę veido kaukę „Ambu“ vienoje vietoje, nenaudokite per daug jėgos, kad ant paciento veido neliktu nuospaudų žymių.
13. Kad išvengtumėte infekcijos rizikos, po kiekvieno naudojimo, silikoninei veido kaukei „Ambu“ atlikite pakartotinio naudojimo instrukcijas.
14. Niekada nedékite silikoninės veido kaukės pakartotinai ant kito paciento, neatlikę pakartotinių naudojimo instrukcijų, nes taip kyla kryžminės infekcijos pavojus.
15. Nenaudokite silikoninės veido kaukės „Ambu“ pakartotinai, jeigu prietaiso viduje matosi nešvarumų, kad išvengtumėte infekcijos ir veikimo trikdžių.
16. Nenaudokite silikoninės veido kaukės „Ambu“, jeigu jai atlikote daugiau nei 30 pakartotinių naudojimų pagal instrukcijas, kad išvengtumėte infekcijos ir veikimo trikdžių.
17. Jei naudojate pagalbinį deguonį, neleiskite rūkyti ar naudoti įrenginio šalia atviros ugnies, alyvos, tepalo, kitų degių cheminių medžiagų arba įrangos ir įrankių, kurie sukelia kibirkštis, dėl gaisro ir (arba) sprogimo pavojaus.
18. Dėl netinkamo prigludimo rizikos ir sužeidimo apsunkinimo, nenaudokite gaminio ventiliuoti pacientams su stipria veido trauma ir (arba) akių sužeidimu, nebent tai būtina įvertinus mediciniškai. Jei įmanoma, naudokite alternatyvias oro tiekimo pacientui priemones.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Silikoninės veido kaukės „Ambu“ niekuomet nelaikykite padėtos netaisyklingai, nes priešingu atveju kaukė deformuosis ir gali sumažėti ventiliavimo veiksmingumas arba sutriki anestezinių dujų tiekimas.
2. Norėdami gauti tikslinės informacijos apie galiojimo pabaigos datą, žr. pakuočę. Naudojant prietaisą, kurio galiojimas baigësi, gali sumažėti gaminio našumas arba jis gali sutriki.
3. Niekada neatlikite silikoninei veido kaukei „Ambu“ kitokių pakartotinio naudojimo instrukcijų, išskyrus kaip aprašyta šiose naudojimo instrukcijose. Dél kitų procedūrų prietaisas gali deformuotis arba sugesti.
4. Sekant ir atliekant pakartotinio naudojimo instrukcijas visas vieno prietaiso sudedamasi dalis visada laikykite kartu, kad išvengtumėte pakartotinio skirtingo patvarumo komponentų surinkimo, dél kurio gali atsirasti gaminio gedimai.
5. Gaminio valymui nenaudokite medžiagų, kurių sudėtyje yra fenolio. Fenolis kenkia prietaiso medžiagoms, kurios pirma laiko susidëvi jį naudojant ir dél to sutrumpéja gaminio tinkamumo naudoti trukmę.
6. Naudokite tik suderinamas jungtis arba adapterius, nes jungiant nesuderinamas jungtis arba adapterius prie silikoninės veido kaukės „Ambu“ jungties, galima sugadinti prietaisą ir jis taps netinkamas naudoti.
7. Pagal JAV federalinius įstatymus įsigityti ar užsisakyti šį prietaisą leidžiamą tik licencijuotam gydytojui.

1.9. Galimi nepageidaujami reiškiniai

Galimi nepageidaujami reiškiniai, susiję su veido kaukių naudojimu (neišsamiai): Nuospaudų žymës, hipoksija ir jau esamų veido ir akių žaizdų pablogėjimas.

1.10. Bendrosios pastabos

Jeigu šio prietaiso naudojimo metu ar dél šio prietaiso naudojimo įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir savo šalies atsakingai institucijai.

2. Prietaiso aprašymas

Silikoninė veido kaukė „Ambu“ yra nesterili, nepralaidi ir daugkartinio naudojimo veido kaukė. Ši silikoninė veido kaukė veikia kaip jungtis tarp kvépavimo prietaiso arba narkozés aparato grandinės ir paciento viršutinių kvépavimo takų, ji leidžia nukreipti orą ir medicinines dujas į paciento kvépavimo takus.


0A dydis su 15 mm jungtimi

Kaukės kaušelis yra permatomas. 0A modelio apvadinė pagalvėlė yra pripildyta putų, o vidinis tūris nėra pripučiamas.



0, 2, 3/4, 5 ir 6 dydžiai su 22 mm jungtimi

Kaukės kaušelis yra permatomas. Pagalvėlė turi sklendę su uždarytu kamščiu; sklendę leidžia reguliuoti pagalvėlės prisipūtimą.



0 dydis su skylute

Kaukės kaušelis yra permatomas. 0 modelis su skylute yra sukurtas taip, kad ventiliacijos slėgis neviršytų 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Naudojamų simbolių paaiškinimas

Simboliai	Aprašas	Simboliai	Aprašas
	Gamintojo šalis		Negalima naudoti daugiau nei 30 kartų
	Medicinos priemonė		Saugus naudoti MR aplinkoje
Rx only	Naudoti tik pagal receptą		

Išsamų simbolių paaiškinimų sąrašą galite rasti adresu ambu.com/symbol-explanation.

4. Gaminio naudojimas

4.1. Patikrinimas ir paruošimas

1. Išimkite silikoninę veido kaukę „Ambu“ iš pakuotės ir patikrinkite, ar pagalvėlė yra tinkamai pripūsta.
2. Patikrinkite, ar pagalvėlė nepažeista ir neprateka.

4.2. Naudojimas

1. Tvirtai prispauskite kaukę prie paciento veido, kad sandūra būtų hermetiška.
2. Tvirtai laikykite kaukę prie veido ir pritvirtinkite atvirą taką prie žandikaulio atramos.



4.3. Pakartotinio naudojimo instrukcijos: valymas, dezinfekavimas, sterilizavimas

Kad išvengtumėte kryžminio užsikrėtimo, po kiekvieno paciento kaukės panaudojimo, laikykitės šių pakartotinio naudojimo instrukcijų.


Išardymas

Prieš pakartotinai naudojant silikoninę veido kaukę „Ambu“, rankiniu būdu ją išardykite pagal toliau pateiktą paveikslėlį. Būtinai nuimkite kamštį nuo pri�imo vamzdelio (netai koma #0A kaukei).

Atsekite arba nuimkite kaukės pagalvėlę nuo kaušelio.



Išardytos kaukės pavyzdys



Išardytos kaukės su ištrauktu iš pri�imo vamzdelio kamščiu pavyzdys

Sekant ir atliekant pakartotinio naudojimo instrukcijas visas vieno prietaiso sudedamąsias dalis laikykite kartu, kad išvengtumėte pakartotinio skirtingo patvarumo komponentų surinkimo.

Rekomenduojami pakartotinio naudojimo instrukcijų atlikimo ciklai

Norédami atlikti visą pakartotinio naudojimo instrukcijos ciklą, naudokite vieną iš toliau pateiktoje lentelėje išvardintų ciklų.

	Silikoninės veido kaukės „Ambu“ taikomumas	
Rekomenduojami pakartotinio naudojimo instrukcijų atlikimo ciklai	0, 2, 3/4, 5 ir 6 dydžiai	0A dydis
Valymas rankiniu būdu ir cheminis dezinfekavimas	Taip	Taip
Valymas rankiniu būdu ir sterilizavimas garais	Taip	Ne
Automatizuotas valymas, išskaitant terminio dezinfekavimo etapą ir sterilizavimą garais	Taip	Ne
Automatizuotas valymas, išskaitant terminio dezinfekavimo etapą ir cheminių dezinfekavimą	Taip	Taip

1 Lentelė. Rekomenduojamos pakartotinio naudojimo instrukcijų atlikimo procedūros.

Gaminio bandymai parodė, kad silikoninę veido kaukę „Ambu“ galima naudoti ir po 30 pakartotinių naudojimo instrukcijų atlikimo, kaip ir nurodoma pirmiau.

Tik pats naudotojas yra atsakingas už bet kokių nukrypimų nuo rekomenduojamų ciklų ir pakartotinio naudojimo instrukcijų atlikimo metodų atitinkamą instrukcijoms ir stebėjimą, kad nebūtų viršytas pakartotinio naudojimo instrukcijų atlikimo ciklų skaičius.

Pakartotinio naudojimo instrukcijų atlikimo procedūros

VALYMAS RANKINIU BŪDU

1. Sudedamąsias dalis nuplaukite po tekančiu šaltu vandeniu iš čiaupo, kad pašalintumėte visus nešvarumus.

- Paruoškite plovimo vonelę ir įpilkite valiklio, pvz., „Neodisher® MediClean Forte“ arba kito panašaus, kuris būtų skirtas išdžiuvusiui kraujui ir kitiems kūno skysčiams nuvalyti (pilant valiklį būtinai naudokitės gamintojo rekomendacijomis kokią koncentraciją reikia pilti).
- Visas sudedamasių dalis panardinkite į vonelę ir palikite panardintus tirpale, taip kaip nurodyta ant ploviklio etiketės. Mirkymo metu sudedamasių dalis kruopščiai valykite minkštū šepeteliu, kol pašalinsite visus matomus nešvarumus.
- Po to visas sudedamasių dalis vieną minutę skalaukite po tekančiu čiaupo vandeniu.
- Nuplautas sudedamasių dalis nusausinkite švaria šluoste be pūkelių ir nudžiovinkite su suspausto oro prietaisu.

AUTOMATIUOTAS VALYMAS IR TERMINIS DEZINFEKAVIMAS

- Sudedamasių dalis nuplaukite po tekančiu šaltu vandeniu iš čiaupo, kad pašalintumėte visus nešvarumus.
- Sudedamasių dalis sudékite ant skalbyklės lentynelių arba į vielinį krepšelį.
- Pasirinkite atitinkamą ciklą, kaip nurodyta žemiau:

Etapas	Recirkuliacijos laikas (minutėmis)	Temperatūra	Valymo priemonės rūšis ir koncentracija (jei taikoma)
Pirminis praplovimas	02:00	Šaltas vanduo iš čiaupo	Netaikoma
Plovimas	01:00	Vanduo iš čiaupo 43 °C (110 °F)	„Neodisher® MediClean Forte“ arba kitą panašų ploviklį naudoti pagal gamintojo rekomenduojama koncentraciją
Skalavimas	01:00	Vanduo iš čiaupo 43 °C (110 °F)	Netaikoma
Terminis dezinfekavimas	05:00	90 °C (194 °F)	Netaikoma
Džiovinimo laikas	07:00	90 °C (194 °F)	Netaikoma

2 Lentelė: Automatizuotas valymas su terminiais dezinfekavimo ciklais.

CHEMINIS DEZINFEKAVIMAS

1. „Cidex OPA“ arba kitą „OPA“ (orto-ftalaldehydo) dezinfektantą, kuris yra įpiltas į vonelę subalansuokite nurodytoje temperatūroje pagal OPA dezinfektanto priemonės gamintojo instrukcijas.
2. Užtikrinkite, kad įpylete mažiausią efektyvią „OPA“ dezinfektanto koncentraciją naudodami „OPA“ juosteles, kurios yra nurodytos „OPA“ dezinfektanto gamintojo instrukcijose.
3. Prietaisą panardinkite į „OPA“ dezinfektantą ir įsitikinkite, kad prietaisą maišant skystyje nuo jo paviršiaus pašalinote visus oro burbuliukus.
4. Palikite prietaisą skystyje tiek laiko, kiek nurodyta „OPA“ dezinfektanto gamintojo instrukcijose.
5. Prietaisą kruopščiai nuplaukite ji panardindami ir pamaišydami paprastame vandenye ir tada dar tame pačiame vandenye palikite pastovéti mažiausiai 1 minutei.
6. Pakartokite 5 žingsnį dar du kartus (iš viso atliksite 3 skalavimus) vis pakeisdami vandenį.
7. Nusausinkite prietaisą sterilia šluoste be pükelių.

STERILIZAVIMAS GARAIS

Gaminj sterilizuokite naudodami gravitacinių garo autoklavą ir atlikite pilną ciklą 134 – 135 °C (274 – 275 °F) temperatūroje, 10 minučių mašinai dirbant ir 45 minutes džiovinant. Palikite dalis visiškai išdžiuti ir (arba) atvēsti.

Sudedamųjų dalių patikra

Po pakartotinio naudojimo instrukcijų atlikimo visas sudedamasių dalis apžiūrėkite, ar jos yra nepažeistos, ar néra nešvarumų likučių arba yra jau per daug susidėvėję, ir, jei reikia, tas dalis pakeiskite. Kai kurie apdorojimo metodai gali išblukinti gumines sudedamasių dalis, tačiau dėl to jų tinkamumo naudoti trukmė nesutrupnėja. Jei medžiaga susidėvi, pvz., įtrūksta, tokiu atveju silikoninę veido kaukę „Ambu“ reikia išmesti.

Pakartotinis surinkimas

Surinkite kaukę rankiniu būdu ir pasitikrinkite, ar kaušelis ir pagalvėlė yra sandariai sujungti. Būtinai uždékite kamšti (netaikoma #0A kaukei). Žr. 4.1 skyrių „Patikrinimas ir paruošimas“.

4.4. Šalinimas

Panaudoti gaminiai turi būti šalinami pagal vietas procedūras.

5. Techninės gaminio specifikacijos

5.1. Specifikacijos

Silikoninės veido kaukės „Ambu“ variantai	0A, 0 (su skylute), 0, 2, 3/4, 5 ir 6.
Jungties dydis	15 mm OD jungtis, pagal ISO 5356-1 yra skirta 0A dydžiui. 22 mm ID jungtis, pagal ISO 5356-1 yra skirta 0, 2, 3/4, 5 ir 6 dydžiams.
Darbinės temperatūros ribos	Nuo -20 °C iki 50 °C (nuo -4 °F iki 122 °F), pagal EN 1789 ir ISO 10651-4.
Laikymo temperatūros ribos	Nuo -40 °C iki 70 °C (nuo -40 °F iki 158 °F), pagal EN 1789 ir ISO 10651-4.
Ilgalaikiam laikymui rekomenduojama laikyti uždaroje pakuotėje kambario temperatūroje, apsaugotoje nuo saulės spindulių.	

5.2. MRT saugos informacija

„Silikoninė veido kaukė „Ambu“ yra saugi naudoti MR aplinkoje.



1. Svarīga informācija – Izlasīt pirms lietošanas

Pirms Ambu® silikona sejas maskas izmantošanas rūpīgi izlasiet šos drošības norādījumus. Lietošanas pamācība var tikt atjaunināta bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs redakcijas eksemplāri ir pieejami pēc pieprasījuma. Nemiet vērā, ka šajā pamācībā netiek skaidrotas vai iztirzātas kliniskās procedūras. Tajā ir aprakstītas tikai ekspluatācijas pamatdarbības un piesardzības pasākumi, kas attiecas uz Ambu silikona sejas maskas izmantošanu.

Ir svarīgi, lai pirms Ambu silikona sejas maskas pirmreizējās izmantošanas operatori būtu saņēmuši pienācīgu apmācību par izstrādājuma ekspluatāšanu un pārzinātu šajā lietošanas pamācībā norādito paredzēto lietojumu, brīdinājumus, piesardzības pasākumus un indikācijas.

Ambu silikona sejas maskai netiek sniegtā garantija.

1.1. Paredzētais lietojums

Ambu silikona sejas maska ir vienreizlietojama sejas maska, kas paredzēta elpcelu nodrošināšanai ar skābekli un ventilēšanai vai gāzveida anestēzijas līdzekļu novirzišanai uz augšējiem elpceljiem.

1.2. Lietošanas indikācijas

Ambu silikona sejas masku izmanto respiratorai terapijai un atbalstam. Ambu silikona sejas maska ir paredzēta lietošanai arī procedūrās, kurās tiek piegādāti gāzveida anestēzijas līdzekļi.

1.3. Paredzētā pacientu grupa

Ambu silikona sejas maska ir paredzēta visu vecumu pacientiem un ir pieejama 6 dažādos izmēros un 7 variantos, nodrošinot, ka kupola iekšējā telpa ir gana plaša, lai aptvertu pacienta muti un degunu.

- Ambu silikona sejas maska, Nr. 0A
- Ambu silikona sejas maska, Nr. 0
- Ambu silikona sejas maska, Nr. 0, ar iestrādātu caurumu
- Ambu silikona sejas maska, Nr. 2
- Ambu silikona sejas maska, Nr. 3/4
- Ambu silikona sejas maska, Nr. 5
- Ambu silikona sejas maska, Nr. 6

1.4. Paredzētais lietotājs

Ir paredzēts, ka Ambu silikona sejas masku izmanto medicīnas speciālisti, kā arī glābšanas un neatliekamās palīdzības dienesta darbinieki, kas ir apguvuši elpināšanas nodrošināšanas procedūras.

1.5. Paredzētā lietošanas vide

Ambu silikona sejas masku ir paredzēts lietot pirmshospitalizācijas posmā (neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas laikā) un slimnīcās, tostarp telpās, kurās veic MR izmeklējumus.

1.6. Kontrindikācijas

Nav zināmas.

1.7. Klīniskie ieguvumi

Ambu silikona sejas maska nodrošina gaisa un gāzveida anestēzijas līdzekļu padevi pacientam un redzamību caur kupolu.

1.8. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Ja netiek ievēroti šie piesardzības pasākumi, iespējama neefektīva pacienta plaušu ventilēšana, savstarpēja inficēšanās vai aprīkojuma bojājums.

BRĪDINĀJUMI



1. Izstrādājumu drīkst izmantot tikai lietotāji, kuri ir iepazinušies ar šīs rokasgrāmatas saturu, jo nepareiza izmantošana var kaitēt pacientam.
2. Speciālistiem, kas veic procedūru, jāizvērtē sejas maskas izmērs un saderīgās ierīces (piem., māksligās elpināšanas ierīces u.c.) un jāizdara izvēle, pamatojoties uz pacienta stāvokli, jo nepareizs lietojums var kaitēt pacientam.
3. Pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, ka no Ambu silikona sejas maskas ir noņemts viss iepakojuma materiāls, jo maisiņš var nobloķēt pacienta elpceļus, padarot ventilēšanu neiespējamu.
4. Vienmēr apskatiet izstrādājumu pēc izpakošanas un salikšanas, kā arī pirms izmantošanas, lai pārliecinātos, ka nav defektu vai svešķermenē, kas samazinātu pacienta plaušu ventilēšanas efektivitāti vai gāzveida anestēzijas līdzekļu padevi.
5. Nelietojiet izstrādājumu, ja pārbaude nav izdevusies, citādi pacienta plaušu ventilēšana var neizdoties vai nebūt nodrošināta pienācīgā apmērā vai var būt samazināta gāzveida anestēzijas līdzekļu padeve.

6. Lai izvairītos no inficēšanās, nelietojiet izstrādājumu, ja tas ir piesārņots ārēju piesārņojuma avotu dēļ.
7. Vienmēr pārliecinieties, vai sejas maska ir uzlikta pacientam pareizi; lai to panāktu, ar rokām veicat pienācīgu apakšzokļa izbīdišanas procedūru. Ja nepieciešams, atkārtoti pielāgojiet sejas maskas novietojumu, jo maskas nepienācīgas hermetizācijas dēļ pacienta plaušu ventilēšana vai gāzveida anestēzijas līdzekļu padeve var nebūt nodrošināta pietiekamā apmērā.
8. Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai Ambu silikona sejas maskas polsterētā apmale ir pienācīgi piepūsta, jo neatbilstošas hermetizācijas dēļ pacienta plaušu ventilēšana var nebūt nodrošināta pietiekamā apmērā.
9. Kad sejas maska ir uzlikta pacientam, vienmēr apskatiet, vai tās polsterētā apmale ir pienācīgi piepūsta un nodrošina vēlamo hermētiskumu, jo nepienācīgas hermetizācijas dēļ gaiss var noplūst un pacienta plaušu ventilēšana var neizdoties vai arī pacienta plaušu ventilēšana vai gāzveida anestēzijas līdzekļu padeve var nebūt nodrošināta pietiekamā apmērā.
10. Vienmēr gādājiet par Ambu silikona sejas maskas pareizu un hermētisku novietojumu, lai nepieļautu aerogēnas infekcijas izplatīšanos no pacienta lietotājam nepienācīgas hermetizācijas dēļ.
11. Izmantojot 0. izmēra masku ar iestrādātu caurumu, vienmēr pārliecinieties, vai caurums nav nosprostots, pretējā gadījumā var tikt traucēta bērnam paredzētā spiediena samazināšanas funkcija, jo augsts ventilācijas spiediens var izraisīt barotraumu.
12. Neturiet Ambu silikona sejas masku paredzētajā pozīcijā, spiežot pārāk stipri, lai uz pacienta sejas nepaliktu nospiedumi.
13. Vienmēr apstrādājiet Ambu silikona sejas masku pēc katras lietošanas reizes, lai izvairītos no inficēšanās riska.
14. Neizmantojiet Ambu silikona sejas masku citam pacientam, ja pirms tam nav veikta maskas apstrāde, jo pastāv savstarpējas inficēšanās risks.
15. Lai izvairītos no inficēšanās vai kļūdainas darbības riska, neizmantojiet Ambu silikona sejas masku atkārtoti, ja ierīcē ir redzamas nogulsnes.
16. Lai izvairītos no inficēšanās vai ierīces kļūdainas darbības riska, neizmantojiet Ambu silikona sejas masku pēc apstrādes vairāk kā 30 reizes.
17. Izmantojot papildu skābekli, neļaujiet smēķēt vai izmantot ierīci atklātas liesmas, eļļas, taukvielu, citu uzliesmojošu ķimisko vielu vai dzirksteles izraisošā aprīkojuma un instrumentu tuvumā, jo pastāv aizdegšanās un/ vai sprādzienā risks.

18. Lai izvairītos no nepienācīgas hermetizācijas riska un nepasliktinātu traumas stāvokli, neizmantojiet izstrādājumu, nodrošinot plaušu ventilēšanu pacientiem ar smagām sejas un/vai acu traumām (izņemot gadījumus, kad medicīnisks novērtējums pamato izstrādājuma izmantošanas nepieciešamību). Izvēlieties alternatīvu metodi (ja pieejama), lai nodrošinātu pacientam gaisa padevi.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Nekad neglabājiet Ambu silikona sejas masku deformētā veidā, citādi maskā var rasties paliekoša deformācija, kas var mazināt plaušu ventilēšanas efektivitāti vai gāzveida anestēzijas līdzekļu padevi.
2. Detalizētu informāciju par derīguma termiņa beigu datumu skatiet uz iepakojuma, jo ierices lietošana pēc derīguma termiņa beigām var mazināt izstrādājuma veikspēju vai izraisīt izstrādājuma darbības kļūmi.
3. Tīriet Ambu silikona sejas masku tikai un vienīgi veidā, kas ir aprakstīts šajā lietošanas pamācībā. Citādas procedūras var deformēt vai sabojāt ierīci.
4. Apstrādes laikā vienmēr turiet vienas un tās pašas ierīces komponentus kopā vienuviet, lai pēc apstrādes nesaliktu komponentus ar atšķirīgu kalpošanas laiku, kas var nodarīt izstrādājumam bojājumus.
5. Nelietot fenolu saturošas vielas izstrādājuma tīrišanai. Fenols izraisa priekšlaicīgu materiālu nodilumu un sadališanos, kas samazina izstrādājuma kalpošanas ilgumu.
6. Izmantojiet tikai saderīgus savienojumus vai adapterus, jo, mēģinot nesaderīgus savienojumus vai adapterus ar spēku ievirzīt Ambu silikona sejas maskas savienotajā, jūs varat sabojāt ierīci un padarīt to nelietojamu.
7. ASV Federālais likums nosaka šīs ierīces pārdošanu tikai licencētam veselības aprūpes speciālistam vai pēc licencēta veselības aprūpes speciālista rīkojuma.

1.9. Iespējamās blakusparādības

Ar sejas masku lietošanu saistītās iespējamās blakusparādības (saraksts nav pilnīgs): spiediena radīti nospiedumi, hipoksija un iepriekš gūtu sejas un acu traumu stāvokļa pasliktināšana.

1.10. Vispārīgas piezīmes

Ja šīs ierīces lietošanas laikā vai tās dēļ rodas kāds nopietns incidents, lūdzam par to ziņot ražotājam un savas valsts kompetentajai iestādei.

2. Ierīces apraksts

Ambu silikona sejas maskair nesterila, strāvu nevadoša, vairākkārt lietojama sejas maska. Tā darbojas kā līdzeklis savienojumam starp elpināšanas ierīci vai anestēzijas sistēmu un pacienta augšējiem elpceļiem, un tā ļauj virzīt gaisu un medicīniskās gāzes uz pacientu.


0.A izmērs ar 15 mm savienotāju

Maskas kupols ir caurspīdīgs. 0.A modeļa polsterētajai apmalei ir putu pildījums, un tās piepūšanas apjomu nevar regulēt.



0., 2., 3./4., 5. un 6. izmērs ar 22 mm savienotāju

Maskas kupols ir caurspīdīgs. Polsterētajai apmalei ir vārsts automātiskai piepūšanai, kas tiek aizvērts ar aizbāzni.



0. izmērs ar iestrādātu caurumu

Maskas kupols ir caurspīdīgs. 0. izmēra modelis ar iestrādātu caurumu ir paredzēts ventilācijas spiediena ierobežošanai zem $40 \text{ cmH}_2\text{O}$ (4 kPa).



3. Lietoto apzīmējumu skaidrojums

Apzīmējuma nozīme	Apraksts	Apzīmējuma nozīme	Apraksts
	Ražotājvalsts		Nelietot vairāk kā 30 reizes
	Medicīniska ierīce		Droša lietošanai MR vidē
Rx only	Tikai ar ārsta norīkojumu		

Pilnīgs apzīmējumu skaidrojumu saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē ambu.com/symbol-explanation.

4. Izstrādājuma lietošana

4.1. Pārbaude un sagatavošana

1. Izņemiet Ambu silikona sejas masku no iepakojuma un pārbaudiet, vai polsterētā apmale ir atbilstoši piepūsta.
2. Pārbaudiet, vai polsterētā apmale nav bojāta un vai tai nav gaisa noplūdes.

4.2. Darbība

1. Uzlieciet masku stingri uz pacienta sejas, lai tā cieši piekļautos.
2. Turiet masku cieši uz sejas, kamēr veicat apakšzokļa izbīdišanas procedūru, lai nodrošinātu elpcēļu caurejamību.



4.3. Apstrāde: tīrišana, dezinfekcija, sterilizācija

Pēc katras lietošanas reizes ievērojiet šos apstrādes norādījumus, lai samazinātu savstarpējas inficēšanās risku.


Izjaukšana

Pirms Ambu silikona sejas maskas apstrādes manuāli izjauciet sejas masku, ievērojot tālāk redzamajā attēlā sniegtās norādes. Noteikti izņemiet aizbāzni no piepūšanas caurulītes (neattiecas uz 0.A modeli).

Atpogājet vai izņemiet maskas polsterēto apmali no kupola.



Izjauktas maskas
piemērs



Piemērs: izjaukta maska, aizbāznis
izņemts no piepūšanas caurulītes

Apstrādes laikā turiet vienas un tās pašas ierices komponentus kopā vienuviet, lai pēc apstrādes nesaliktu komponentus ar atšķirīgu kalpošanas laiku.

Ieteiktie apstrādes cikli

Lai pabeigtu ierices apstrādes ciklu, izmantojet vienu no cikliem, kas norādīti tālāk esošajā tabulā.

		Piemērojamība Ambu silikona sejas maskai	
Ieteiktie apstrādes cikli	0, 2., 3./4., 5. un 6. izmērs	0.A izmērs	
Manuāla tīrišana, kam seko ķīmiskā dezinfekcija	Ir	Ir	
Manuāla tīrišana, kam seko sterilizācija ar tvaiku	Ir	Nav	
Automatizēta tīrišana, ieskaitot termiskās dezinfekcijas posmu, kam seko sterilizācija ar tvaiku	Ir	Nav	
Automatizēta tīrišana, ieskaitot termiskāsdezinfekcijas posmu, kam seko ķīmiskā dezinfekcija	Ir	Ir	

1. Tabula. Ieteiktās apstrādes procedūras.

Izstrādājuma pārbaudēs ir pierādīts, ka Ambu silikona sejas maska ir pilnībā funkcionāla pēc 30 pilniem apstrādes cikliem, kā tas ir norādīts iepriekš.

Lietotāja pienākums ir noteikt jebkādas novirzes no ieteiktajiem apstrādes cikliem un metodēm, kā arī uzraudzīt, lai netiktu pārsniegts ieteicamais apstrādes ciklu skaits.

Apstrādes procedūras

MANUĀLA TĪRĪŠANA

1. Noskalojiet komponentus zem tekoša aukstā (krāna) ūdens strūklas, lai noskalotu lielos netīrumus.
2. Sagatavojiet vanniņu ar tīrīšanas līdzekli, izmantojot tīrīšanas līdzekļa šķidumu, piemēram, Neodisher® MediClean Forte vai līdzvērtīgu, sauso asins plankumu un citu ķermenē šķidrumu palieku notīrīšanai, izmantojot tīrīšanas līdzekļa ražotāja ieteikto koncentrāciju.
3. Pilnībā iemērciet komponentus, lai tie atrastos šķidumā saskaņā ar tīrīšanas līdzekļa norādījumiem uz etiķetes. Mērcēšanas laikā rūpīgi notīriet komponentus ar mīkstu suku, līdz tiek noņemti visi redzamie netīrumi.
4. Vienu minūti skalojiet komponentus tekošā (krāna) ūdenī.
5. Nosusiniet komponentus ar tīru bezplūksnu drāniņu un ar saspiesu gaisu.

AUTOMATIZĒTA TĪRĪŠANA AR TERMISKO DEZINFEKCIJU

1. Noskalojiet komponentus zem tekoša aukstā (krāna) ūdens strūklas, lai noskalotu lielos netīrumus.
2. Ielieciet komponentus mazgātājā uz kolektora plaukta vai stiepļu grozā.
3. Izvēlieties atbilstošu ciklu, kā norādīts tālāk.

Posms	Atkārtotas cirkulācijas laiks (minūtes)	Temperatūra	Tīrīšanas līdzekļa veids un koncentrācija (ja piemērojams)
Iepriekšēja mazgāšana	02:00	Auksts krāna ūdens	N/A
Mazgāšana	01:00	43 °C (110 °F) krāna ūdens	Neodisher® MediClean Forte vai līdzvērtīgs tīrīšanas līdzeklis ar ražotāja ieteikto koncentrāciju
Skalošana	01:00	43 °C (110 °F) krāna ūdens	N/A

Posms	Atkārtotas cirkulācijas laiks (minūtes)	Temperatūra	Tirišanas līdzekļa veids un koncentrācija (ja piemērojams)
Termiskā dezinfekcija	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Žāvēšanas ilgums	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

2. tabula. Automatizēta tirišana ar termiskās dezinfekcijas cikliem.

KĪMISKĀ DEZINFEKCIJA

1. Vanniņā, kurā izmantots Cidex OPA vai līdzvērtīgs OPA (ortoftalaldehida) dezinfekcijas līdzeklis, nostabilizējet temperatūru, kas norādita OPA dezinfekcijas līdzekļa ražotāja norādījumos.
2. Nodrošiniet OPA dezinfekcijas līdzekļa minimālo efektīvo koncentrāciju (MEK), izmantojot OPA teststrēmeles, kas norādītas OPA dezinfekcijas līdzekļa ražotāja norādījumos.
3. Pilnībā iemērciet ierīci OPA līdzeklī un sakratot nodrošiniet, lai uz ierīces virsmas nebūtu gaisa burbuļu.
4. Ľaujiet ierīcei uzsūkt OPA dezinfekcijas līdzekli ražotāja norādījumos norādīto laiku.
5. Rūpīgi noskalojiet ierīci, pilnībā iemērcot attīrītā ūdenī, sakratot un paturot ūdenī vismaz 1 minūti.
6. Atkārtojiet 5. darbību vēl divas reizes, kopā 3 reizes noskalojiet, katru reizi izmantojot svaigu attīrīta ūdens partiju.
7. Nosusiniet ierīci ar sterīlu bezplūksnu drāniņu.

STERILIZĀCIJA AR TVAIKU

Sterilizējet izstrādājumu, izmantojot gravitācijas tvaika autoklāvu, kas darbojas pilnā ciklā 134 – 135 °C (274 – 275 °F) temperatūrā ar 10 minūšu iedarbības laiku un 45 minūšu žāvēšanas laiku. Ľaujiet daļām pilnībā nožūt un/vai atdzist.

Komponentu pārbaude

Pēc apstrādes rūpīgi apskatiet visus komponentus, vai tie nav bojāti, vai uz tiem nav atlieku un vai tie nav pārmērigi nodiluši; nepieciešamības gadījumā nomainiet tos. Dažas metodes var izraisīt gumijas komponentu krāsas izmaiņas, neietekmējot to kalpošanas ilgumu. Ja materiāla stāvoklis ir paslīktinājies, piemēram, maska ieplisusi, Ambu silikona sejas maska ir jāizmet.

Atkārtota salikšana

Manuāli salieciņi masku un nodrošiniet stingru savienojumu starp kupolu un polsterēto apmali. Noteikti ievietojet aizbāzni (neattiecas uz 0.A modeli). Skatiet 4.1. sadaļu „Pārbaude un sagatavošana”.

4.4. Atbrīvošanās no izstrādājuma

No izlietotajiem izstrādājumiem ir jāatbrīvojas saskaņā ar vietējām procedūrām.

5. Izstrādājuma tehniskās specifikācijas

5.1. Specifikācijas

Ambu silikona sejas masku modeļi	0A, 0 (ar iestrādātu caurumu), 0, 2, 3/4, 5 un 6.
Savienotāja izmērs	15 mm (ārējais diametrs) savienotājs 0.A izmēram saskaņā ar ISO 5356-1. 22 mm (iekšējais diametrs) savienotājs 0., 2., 3./4., 5. un 6. izmēram saskaņā ar ISO 5356-1.
Ekspluatācijas temperatūras diapazons	No -20 °C līdz 50 °C (no -4 °F līdz 122 °F) saskaņā ar EN 1789 un ISO 10651-4.
Uzglabāšanas temperatūras diapazons	No -40 °C līdz 70 °C (no -40 °F līdz 158 °F) saskaņā ar EN 1789 un ISO 10651-4.
Ieteicams ilgstoši glabāt aizvērtā iepakojumā telpas temperatūrā, saules stariem nepieejamā vietā.	

5.2. Informācija par drošu lietošanu MR izmeklējumu vidē

Ambu silikona sejas maska ir droša lietošanai MR vidē.



1. Belangrijke informatie – Lezen vóór gebruik

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het Ambu® Silicone beademingsmasker gebruikt. De gebruiksaanwijzing kan zonder nadere kennisgeving worden bijgewerkt. Exemplaren van de huidige versie zijn op verzoek verkrijgbaar. Wij wijzen u erop dat deze gebruiksaanwijzing geen uitleg of bespreking bevat van klinische ingrepen. Enkel de algemene werking en de te nemen voorzorgsmaatregelen in verband met het gebruik van het Ambu Silicone beademingsmasker worden behandeld.

Het is uiterst belangrijk dat gebruikers voldoende zijn opgeleid in het gebruik van het product voordat ze het Ambu Silicone beademingsmasker voor de eerste keer gaan gebruiken en dat ze op de hoogte zijn van het beoogde gebruik en de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en indicaties in deze gebruiksaanwijzing.

Er is geen garantie op het Ambu Silicone beademingsmasker van toepassing.

1.1. Beoogd gebruik

Het Ambu Silicone beademingsmasker is een herbruikbaar gezichtsmasker voor beademing en het toedienen van zuurstof, of voor het toedienen van anesthesie- of medische gassen in de bovenste luchtwegen.

1.2. Indicaties voor gebruik

Het Ambu Silicone beademingsmasker wordt gebruikt voor ademhalingszorg en -ondersteuning. Het Ambu Silicone beademingsmasker is ook bedoeld voor gebruik tijdens procedures waarbij anesthesiegassen worden toegediend.

1.3. Beoogde patiëntenpopulatie

Het Ambu Silicone beademingsmasker is bedoeld voor gebruik bij patiënten van alle leeftijden en wordt geleverd in 6 maten met 7 varianten om ervoor te zorgen dat de binnenkant van de kap ruim genoeg is voor de mond en neus.

- Ambu Silicone beademingsmasker, #0A
- Ambu Silicone beademingsmasker, #0
- Ambu Silicone beademingsmasker, #0 met boring
- Ambu Silicone beademingsmasker, #2
- Ambu Silicone beademingsmasker, #3/4
- Ambu Silicone beademingsmasker, #5
- Ambu Silicone beademingsmasker, #6

1.4. Beoogde gebruiker

Het Ambu Silicone beademingsmasker is bedoeld voor gebruik door medisch personeel, reddingswerkers en noodhulpverleners die zijn gespecialiseerd in luchtwegbehandeling.

1.5. Beoogde gebruiksomgeving

Het Ambu Silicone beademingsmasker is bedoeld voor gebruik door ambulancepersoneel of in een ziekenhuisomgeving, inclusief MR-ruimtes.

1.6. Contra-indicaties

Geen bekend.

1.7. Klinische voordelen

Het Ambu Silicone beademingsmasker zorgt ervoor dat er lucht en anesthesiegassen naar de patiënt kunnen worden geleid en biedt zichtbaarheid door de kap heen.

1.8. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot inefficiënte beademing van de patiënt, kruisbesmetting of beschadiging van de apparatuur.

WAARSCHUWINGEN

1. Uitsluitend bestemd voor gebruik door gebruikers die bekend zijn met de inhoud van deze handleiding, aangezien onjuist gebruik schadelijk kan zijn voor de patiënt.
2. Professionals die de procedure uitvoeren, moeten de keuze van de maat en compatibele apparaten (bijv. beademingsapparaat, enz.) beoordelen in overeenstemming met de specifieke conditie(s) van de patiënt, aangezien onjuist gebruik de patiënt kan schaden.
3. Zorg er altijd voor dat u vóór gebruik al het verpakkingsmateriaal van het Ambu Silicone beademingsmasker verwijdert, aangezien de zak de luchtwegen van de patiënt kan blokkeren en beademing kan verhinderen.
4. Inspecteer het product altijd visueel na het uitpakken, monteren en vóór gebruik, aangezien defecten en vreemde voorwerpen kunnen leiden tot geen of verminderde beademing van de patiënt of een verminderde aflevering van anesthesiegassen.

5. Gebruik het product niet als de inspectie mislukt, aangezien dit kan leiden tot geen of verminderde ventilatie of een verminderde aflevering van anesthesiegassen.
6. Gebruik het product niet als het verontreinigd is door externe bronnen, omdat dit infectie kan veroorzaken.
7. Zorg er altijd voor dat het gezichtsmasker correct op de patiënt wordt geplaatst door met één van beide handen een geschikte kaakduwing uit te voeren door middel van de juiste gripstrategie van de hand. Verplaats het gezichtsmasker, indien van toepassing, omdat een onjuiste afdichting kan leiden tot onvoldoende ventilatie van de patiënt of een verminderde aflevering van anesthesiegassen.
8. Inspecteer vóór het gebruik altijd of het kussen van het Ambu Silicone beademingsmasker goed is opgeblazen, aangezien een slechte afdichting kan leiden tot onvoldoende beademing van de patiënt.
9. Inspecteer tijdens het gebruik van het masker op de patiënt altijd de opblaas- en afdichtingseigenschappen in het kussen van het beademingsmasker, aangezien een onjuiste afdichting kan leiden tot lekkage en verminderde of geen beademing van de patiënt of een verminderde aflevering van anesthesiegassen.
10. Zorg altijd voor een juiste plaatsing en afsluiting van het Ambu Silicone beademingsmasker, aangezien een onjuiste afdichting kan leiden tot verspreiding van door de lucht verspreide infectieziekten bij de gebruiker.
11. Zorg er bij gebruik van de maat #0 met boring altijd voor dat de boring niet wordt geblokkeerd, omdat het blokkeren van de boring de beoogde functie van het verlagen van de aan het kind geleverde druk kan verhinderen, aangezien hoge beademingsdruk barotrauma kan veroorzaken.
12. Oefen geen overmatige kracht uit op het Ambu Silicone beademingsmasker wanneer u het op zijn plaats houdt, omdat dit kan leiden tot drukplekken op het gezicht van de patiënt.
13. Reinig en steriliseer het Ambu Silicone beademingsmasker altijd na elk gebruik om het risico op infectie te voorkomen.
14. Hergebruik het Ambu Silicone beademingsmasker niet bij een andere patiënt zonder het te herverwerken vanwege het risico op kruisbesmetting.
15. Gebruik het Ambu Silicone beademingsmasker niet opnieuw als er zichtbare resten in het apparaat achterblijven, om infecties of storingen te voorkomen.
16. Gebruik het Ambu Silicone beademingsmasker niet na maximaal 30 keer herverwerken om het risico op infectie of storing van het apparaat te voorkomen.

17. Wanneer u extra zuurstof gebruikt, mag u niet roken of het apparaat gebruiken in de buurt van open vuur, olie, vet, andere brandbare chemicaliën of apparatuur en gereedschappen die vonken kunnen veroorzaken, vanwege het risico op brand en/of explosie.
18. Gebruik het product niet voor het beademen van patiënten met ernstig gezichtstrauma en/of oogletsel vanwege het risico op onjuiste afdichting en verergering van letsel, tenzij een medische beoordeling de noodzaak aangeeft. Schakel over op een alternatieve methode, indien beschikbaar, om lucht naar de patiënt te leiden.

VOORZORGSMaatregelen

1. Het Ambu Silicone beademingsmasker nooit foutief opgevouwen opslaan, anders kan het masker permanent vervormd raken, wat de beademingsefficiëntie of de aflevering van anesthesiegassen kan verminderen.
2. Raadpleeg de verpakking voor meer specifieke informatie over de vervaldatum, aangezien het gebruik van een vervallen hulpmiddel kan leiden tot verminderde prestaties of een slechte werking van het product.
3. Herverwerk het Ambu Silicone beademingsmasker op geen enkele andere wijze dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Andere procedures kunnen vervorming of schade aan het hulpmiddel veroorzaken.
4. Houd onderdelen van hetzelfde apparaat altijd bij elkaar tijdens de herverwerking om te voorkomen dat onderdelen met een verschillende duurzaamheid opnieuw in elkaar worden gezet, wat het risico op productdefecten tot gevolg kan hebben.
5. Gebruik geen fenolhoudende stoffen om het product te reinigen. Fenolen veroorzaken voortijdige slijtage en degradatie van de materialen, wat resulteert in een kortere levensduur van het product.
6. Gebruik alleen compatibele aansluitingen of adapters, omdat het apparaat beschadigd kan raken door niet-compatibele aansluitingen of adapters in de connector van het Ambu Silicone beademingsmasker, waardoor het onbruikbaar wordt.
7. Volgens de federale wetgeving in de VS mag dit apparaat uitsluitend door of op voorschrijf van een bevoegde zorgverlener worden verkocht.

1.9. Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen in verband met het gebruik van beademingsmaskers (niet uitputtend): Drukwonden, hypoxie en verergering van reeds bestaande gezichts- en oogletsels.

1.10. Algemene opmerkingen

Als tijdens het gebruik van dit apparaat of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, meld dit dan aan de fabrikant en uw nationale autoriteit.

2. Beschrijving van het apparaat

Het Ambu Silicone beademingsmasker is een niet-steriel, niet-geleidend, herbruikbaar gezichtsmasker. Het fungeert als middel voor aansluiting tussen het ademhalingsapparaat of anesthesiecircuit en de bovenste luchtwegen van de patiënt en maakt het richten van lucht en medische gassen naar de patiënt mogelijk.


Maat 0A met een connector van 15 mm

De kap van het masker is transparant. Het kussen van het 0A-model is gevuld met schuim en het interne volume is niet opblaasbaar.



Maat 0, 2, 3/4, 5 en 6 met een connector van 22 mm

De kap van het masker is transparant. Het kussen heeft een ventiel voor zelfopblazen, dat met een plug wordt gesloten.



Maat 0 met boring

De kap van het masker is transparant. Het model 0 met boring is ontworpen om de beademingsdruk te beperken tot minder dan $40 \text{ cmH}_2\text{O}$ (4 kPa).



3. Toelichting op de gebruikte symbolen

Symbool-indicatie	Beschrijving	Symbool-indicatie	Beschrijving
	Land van fabrikant		Mag niet meer dan 30 keer worden gebruikt
	Medisch hulpmiddel		MR-veilig
Rx only	Uitsluitend voor gebruik op voorschrift		

Een volledige lijst met symboolverklaringen is te vinden op ambu.com/symbol-explanation.

4. Productgebruik

4.1. Inspectie en voorbereiding

1. Haal het Ambu Silicone beademingsmasker uit de verpakking en controleer of het kussen goed is opgeblazen.
2. Controleer het kussen op schade of lekkage.

4.2. Gebruik

1. Breng het masker correct aan op het gezicht van de patiënt, zodat het goed afdicht.
2. Houd het masker stevig tegen het gezicht terwijl u een open luchtweg tot stand brengt door middel van de kaakduwmethode.



4.3. Herverwerking: reiniging, desinfectie, sterilisatie


Volg deze instructies voor herverwerking na elk gebruik om het risico op kruisbesmetting te verminderen.

Uit elkaar halen

Demonteer het gezichtsmasker handmatig volgens onderstaande afbeelding voordat u het Ambu Silicone beademingsmasker gaat herverwerken. Zorg ervoor dat u de plug uit de opblaasslang verwijdert (geldt niet voor #0A). Maak de knop los of verwijder het maskerkussen uit de kap.



Voorbeeld
van uit elkaar
genomen masker



Voorbeeld van een uit elkaar genomen
masker met uit de opblaasslang
verwijderde plug

Houd onderdelen van hetzelfde apparaat bij elkaar tijdens de herverwerking om hermontage van onderdelen met een andere duurzaamheid te voorkomen.

Aanbevolen herverwerkingscycli

Gebruik voor een volledige herverwerkingscyclus van het apparaat een van de in de onderstaande tabel vermelde cycli.

	Toepasbaarheid op het Ambu Silicone beademingsmasker	
Aanbevolen herverwerkingscycli	Maat 0, 2, 3/4, 5 en 6	Maat 0A
Handmatige reiniging gevolgd door chemische desinfectie	Ja	Ja
Handmatige reiniging gevolgd door stoomsterilisatie	Ja	Nee
Geautomatiseerde reiniging, inclusief een thermische desinfectiefase, gevolgd door stoomsterilisatie	Ja	Nee
Geautomatiseerde reiniging, inclusief een thermische desinfectiefase, gevolgd door chemische desinfectie	Ja	Ja

Tabel 1: Aanbevolen herverwerkingsprocedures.

Producttests hebben aangetoond dat het Ambu Silicone beademingsmasker volledig functioneel is na 30 volledige herverwerkingscycli, zoals hierboven vermeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele afwijkingen van de aanbevolen verwerkingscycli en -methoden te kwalificeren en ervoor te zorgen dat het aanbevolen aantal herverwerkingscycli niet wordt overschreden.

Procedures voor herverwerking

HANDMATIGE REINIGING

1. Spoel de onderdelen af onder stromend koud leidingwater om grof vuil te verwijderen.
2. Bereid een reinigingsbad voor met een reinigingsmiddeloplossing, bijv. Neodisher® MediClean Forte of gelijkwaardig, voor het verwijderen van opgedroogd bloed en andere lichaamsvloeistoffen met de door de fabrikant aanbevolen concentratie van het reinigingsmiddel.
3. Dompel de onderdelen volledig onder om ze ondergedompeld te houden in de oplossing volgens het instructielabel van het reinigingsmiddel. Reinig de onderdelen tijdens het weken grondig met een zachte borstel totdat al het zichtbare vuil is verwijderd.
4. Spoel de onderdelen gedurende één minuut met stromend leidingwater.
5. Droog de onderdelen met een schone, pluisvrije doek en perslucht.

AUTOMATISCHE REINIGING MET THERMISCHE DESINFECTIE

1. Spoel de onderdelen af onder stromend koud leidingwater om grof vuil te verwijderen.
2. Plaats de onderdelen op een verdeelrek of in een draadmand in de wasmachine.
3. Selecteer de juiste cyclus zoals hieronder vermeld:

Fase	Recircu-latiедuur (minuten).	Temperatuur	Type en concentratie reinigingsmiddel (indien van toepassing)
Voor-wascyclus	02:00	Koud leidingwater	n.v.t.
Wascyclus	01:00	43 °C (110 °F) kraanwater	Neodisher® MediClean Forte of een gelijkwaardig reinigingsmiddel met de door de fabrikant aanbevolen concentratie
Spoeling	01:00	43 °C (110 °F) kraanwater	n.v.t.
Thermische desinfectie	05:00	90 °C (194 °F)	n.v.t.
Droogtijd	07:00	90 °C (194 °F)	n.v.t.

Tabel 2: Geautomatiseerde reiniging met thermische desinfectiecycli.

CHEMISCHE ONTSMETTING

1. Balanceer het bad van Cidex OPA- of een gelijkwaardig OPA-ontsmettingsmiddel (orthoftalaldehyde) op de temperatuur die wordt gespecificeerd in de instructies van de fabrikant van het OPA-ontsmettingsmiddel.
2. Zorg voor de minimale effectieve concentratie (MEC) van het OPA-ontsmettingsmiddel met behulp van de OPA-teststrips die in de instructies van de fabrikant van het OPA-ontsmettingsmiddel worden vermeld.
3. Dompel het apparaat volledig onder in de OPA en zorg ervoor dat alle luchtbellen van het oppervlak van het apparaat worden verwijderd door het apparaat te schudden.

4. Laat het apparaat weken gedurende de tijd die is aangegeven in de instructies van de fabrikant voor het OPA-ontsmettingsmiddel.
5. Spoel het apparaat grondig af door het volledig onder te dompelen in gezuiverd water, schud het goed en laat het minimaal 1 minuut opdrogen.
6. Herhaal stap 5 nog twee keer voor in totaal 3 keer spoelen met telkens een nieuwe hoeveelheid gezuiverd water.
7. Droog het apparaat met een steriele, pluisvrije doek.

STOOMSTERILISATIE

Steriliseer het product met behulp van een zwaartekracht-stoomautoclaf die een volledige cyclus bij 134 – 135 °C (274 – 275 °F) uitvoert, met een blootstellingstijd van 10 minuten en een droogtijd van 45 minuten. Laat de onderdelen volledig drogen en/of afkoelen.

Inspectie van de onderdelen

Inspecteer alle onderdelen na de herverwerking zorgvuldig op beschadigingen, resten of overmatige slijtage en vervang ze indien nodig. Door sommige reinigingsmethoden kunnen de rubberen onderdelen verkleuren. Dat heeft geen invloed op de levensduur. Als materialen tekenen van slijtage vertonen, zoals barstvorming, moet het Ambu Silicone beademingsmasker worden weggegooid.

Het apparaat opnieuw in elkaar zetten

Zet het masker met de hand weer in elkaar en zorg ervoor dat de kap en het kussen goed op elkaar aansluiten. Zorg ervoor dat u de plug plaatst (geldt niet voor #0A). Zie paragraaf 4.1 Inspectie en voorbereiding.

4.4. Afvalverwerking

Gebruikte producten moeten in overeenstemming met de lokale procedures worden afgevoerd.

5. Technische productspecificaties

5.1. Specificaties

Varianten van Ambu Silicone beademingsmaskers	0A, 0 (met boring), 0, 2, 3/4, 5 en 6.
Connectormaat	Connector met buitendiameter van 15 mm voor maat 0A conform ISO 5356-1. Connector met binnendiameter van 22 mm voor maat 0, 2, 3/4, 5 en 6 conform ISO 5356-1.
Gebruikstemperatuurlimieten	-20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F) conform EN 1789 en ISO 10651-4.
Opslagtemperatuurlimieten	-40 °C tot 70 °C (-40 °F tot 158 °F) conform EN 1789 en ISO 10651-4.
Aanbevolen voor langdurige opslag in gesloten verpakking bij kamertemperatuur, uit de buurt van zonlicht.	



5.2. MRI-veiligheidsinformatie

Het Ambu Silicone beademingsmasker is MR-veilig.

1. Viktig informasjon – Les før bruk

Les disse sikkerhetsanvisningene nøye før du bruker Ambu® silikonansiktmaske. Bruksanvisningen kan bli oppdatert uten varsel. Kopi av den nyeste versjonen er tilgjengelig på forespørsel. Vær oppmerksom på at denne bruksanvisningen ikke forklarer eller beskriver kliniske prosedyrer. Den inneholder kun en beskrivelse av de grunnleggende funksjonene og forholdsreglene som er forbundet med bruken av Ambu silikonansiktmaske.

Før Ambu silikonansiktmaske tas i bruk for første gang, er det viktig at brukeren har gjennomført tilstrekkelig opplæring i bruk av produktet og er kjent med tiltenkt bruk, advarsler, forholdsregler og indikasjoner som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Det er ingen garanti på Ambu silikonansiktmaske.

1.1. Bruksområde

Ambu silikonansiktmaske er en gjenbruksbar ansiktmaske ment for oksygenering og ventilering av luftveiene, eller for å lede anestesigasser til de øvre luftveiene.

1.2. Bruksindikasjoner

Ambu silikonansiktmaske brukes til åndedrettspleie og -støtte. Ambu silikonansiktmaske er også ment for bruk under prosedyrer der anestesigasser leveres.

1.3. Tiltenkt pasientgruppe

Ambu silikonansiktmaske er ment for bruk på pasienter i alle aldre og leveres i 6 størrelser for å sikre at den innvendige formen på kuppelen er romslig nok for munn og nese.

- Ambu silikonansiktmaske, #0A
- Ambu silikonansiktmaske, #0
- Ambu silikonansiktmaske, #0 med utboring
- Ambu silikonansiktmaske, #2
- Ambu silikonansiktmaske, #3/4
- Ambu silikonansiktmaske, #5
- Ambu silikonansiktmaske, #6

1.4. Tiltenkt bruker

Ambu silikonansiktsmaske er ment for bruk av medisinsk personell, rednings- og akuttpersonell med opplæring i luftveishåndtering.

1.5. Tiltenkt bruksmiljø

Ambu silikonansiktsmaske er ment for bruk i akuttmiljøer og sykehusmiljøer, inkludert rom med MR.

1.6. Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

1.7. Kliniske fordeler

Ambu silikonansiktsmaske gjør det mulig å forsyne luft til pasienten med visualisering gjennom kuppelen.

1.8. Advarsler og forholdsregler

Hvis disse forholdsreglene ikke følges, kan det føre til ineffektiv ventilering av pasienten, kryssmitte eller skade på utstyret.

ADVARSLER

1. Skal kun brukes av tiltenkte brukere som er kjent med innholdet i denne håndboken. Feil bruk kan skade pasienten.
2. Fagpersonene som utfører prosedyren må vurdere valg av størrelse på ventilasjonsbag og tilbehør (ventilasjonsbag osv.) i samsvar med pasientens spesifikke tilstand(er). Feil bruk kan skade pasienten.
3. Fjern alltid all emballasje fra Ambu silikonansiktsmaske før bruk. Posen kan blokkere pasientens luftveier og hindre ventilasjon.
4. Inspiser alltid produktet visuelt etter utpakking, montering og før bruk. Defekter og fremmedmaterialer kan føre til ingen eller redusert, ventilasjon av pasienten.
5. Ikke bruk produktet hvis funksjonstesten mislykkes. Det kan føre til ingen eller redusert ventilasjon.
6. Ikke bruk produktet hvis det er kontaminert av eksterne kilder, siden det kan forårsake infeksjon.
7. Sørg alltid for at ansiktsmasken sitter riktig plassert på pasienten ved å utføre kjeveløft med begge hender med relevant håndgrepsmetode. Skift posisjon hvis det er nødvendig. Dårlig forsegling rundt ansiktsmasken kan føre til utilstrekkelig eller redusert levering av anestesigasser.

8. Kontroller alltid at puten på Ambu silikon ansikts maske er fylt med luft før bruk. Dårlig forsegling kan føre til utilstrekkelig ventilasjon av pasienten.
9. Inspiser alltid egenskapene for putens oppblåsing og tetning på ansiktmasken visuelt når den er i bruk på pasienten. Dårlig forsegling kan føre til lekkasje og redusert eller ingen ventilering av pasienten, eller redusert levering av anestesigasser.
10. Riktig plassering og forsegling av Ambu silikonansiktsmaske må alltid sikres. Dårlig forsegling kan føre til spredning av luftbåren, smittsom sykdom for brukeren.
11. Når du bruker størrelse #0 med utboring, må du alltid forsikre deg om at utboringen ikke er blokkert, da blokkering av utboringen kan hindre den tiltenkte funksjonen med å redusere trykket som leveres til barnet, siden høye ventilasjonstrykk kan forårsake barotraume.
12. Unngå å bruke for mye makt på Ambus silikonansiktsmaske når den holdes på plass. Det kan føre til trykkmerker på pasientens ansikt.
13. Ambu silikonansiktsmaske må alltid reprosesseres etter hver bruk for å unngå infeksjonsrisiko.
14. Ambu silikonansiktsmaske må ikke gjenbrukes på en annen pasient uten reprosessering, grunnet risikoen for kryssinfeksjon.
15. Ambu silikonansiktsmaske må ikke brukes på nytt hvis det er synlig fuktighet eller rester inne i enheten, for å unngå risiko for infeksjon eller funksjonsfeil.
16. Ikke bruk Ambu silikonansiktsmaske etter en reprosessering på maksimalt 30 ganger for å unngå infeksjonsrisiko eller funksjonsfeil på enheten.
17. Ved bruk av oksygentilførsel er det ikke tillatt å røyke eller bruke utstyret nær åpen ild, olje, fett, andre brannfarlige kjemikalier eller utstyr og verktøy som kan forårsake gnister på grunn av brann- og/eller eksplosjonsfare.
18. Ikke bruk produktet ved ventilering av pasienter med alvorlig ansiktstraume og/eller øyeskade på grunn av risikoen for utilstrekkelig forsegling og forverring av skade, med mindre en medisinsk vurdering indikerer nødvendighet. Bytt til en alternativ metode for å forsyne luft til pasienten, hvis tilgjengelig.

FORSIKTIGHETSREGLER

1. Oppbevar aldri Ambu silikonansiktsmaske i deformert tilstand. Masken kan bli permanent deformert, noe som kan redusere ventilasjonseffektiviteten.
2. Se emballasjen for mer spesifikk informasjon om utløpsdatoen. Bruk av en utgått enhet kan føre til redusert ytelse eller funksjonsfeil på produktet.
3. Ambu silikonansiktsmaske må ikke rengjøres på annen måte enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Andre prosedyrer kan føre til deformering eller skade på enheten.
4. Hold alltid komponenter fra samme enhet sammen under reprosessering, for å unngå remontering av komponenter med ulik holdbarhet som fører til risiko for produktfeil.
5. Ikke bruk fenolholdige stoffer til rengjøring av produktet. Fenoler vil forårsake for tidlig slitasje og forringelse av materialene, noe som fører til redusert levetid for produktet.
6. Bruk kun kompatible tilkoblinger eller adapttere. Bruk av ikke-kompatible tilkoblinger eller adapttere i kontakten til Ambu silikonansiktsmaske kan skade enheten og gjøre den ubrukelig.
7. Ifølge amerikansk lovgivning skal dette utstyret kun selges av eller etter henvisning fra lege.

1.9. Potensielle bivirkninger

Potensielle bivirkninger forbundet med bruk av ansiktsmasker (ikke uttømmende): Trykksår, hypoksi og forverring av allerede eksisterende ansikts- og øyeskader.

1.10. Generelle merknader

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse under bruk av enheten eller som følge av bruk, skal det rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter.

2. Beskrivelse av utstyret

Ambu silikonansiktsmaske er en usteril, ikke-ledende, gjenbrukbar ansiktsmaske. Den fungerer som et hjelpemiddel for tilkobling mellom respirasjonsenheten eller anestesikretsen og pasientens øvre luftveier, og muliggjør retning av luft og medisinske gasser til pasienten.


Størrelse OA med 15 mm kobling

Maskekuppelen er gjennomsiktig. Puten på OA-modellen er fylt med skum og det innvendige volumet er ikke oppblåsbart.



Størrelse 0, 2, 3/4, 5 og 6 med en 22 mm kobling

Maskekuppelen er gjennomsiktig. Puten har en ventil for selvoppblåsing, som lukkes med en plugg.



Størrelse 0 med utboring

Maskekuppelen er gjennomsiktig. Modell 0 med utboring er konstruert for å begrense ventilaasjonstrykket til under 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Symbolforklaring

Symbol-indikasjon	Beskrivelse	Symbol-indikasjon	Beskrivelse
	Produksjonsland		Kan ikke brukes mer enn 30 ganger
	Medisinsk utstyr		MR-sikker
Rx only	Bruk kun på resept		

En fullstendig liste over symbolforklaringer er tilgjengelig på ambu.com/symbol-explanation.

4. Bruksområde

4.1. Inspeksjon og klargjøring

1. Ta Ambu silikonansiktsmaske ut av emballasjen og kontroller at puten blåses opp riktig.
2. Inspiser puten for skade eller lekkasje.

4.2. Bruk

1. Plasser ansiktsmasken på pasienten slik at den sitter tett.
2. Hold masken tett mot ansiktet når du sikrer åpne luftveier ved å løfte kjeven.



4.3. Reprosessering: rengjøring, desinfeksjon, sterilisering

Følg disse instruksjonene for reprosessering etter hver bruk for å redusere risikoen for krysskontaminering.


Demontering

Før Ambu silikonansiktsmaske reprosessereres, må ansiktsmasken demonteres manuelt i henhold til illustrasjonen nedenfor. Sørg for å fjerne pluggen fra oppblåsingsslangen (gjelder ikke #0A).

Knep opp eller fjern maskeputen fra kuppelen.



Eksempel på
demontert maske



Eksempel på demontert maske med
plugg som er fjernet fra oppblåsingsrøret

Hold komponenter fra samme enhet sammen under reprosesserings for å unngå remontering av komponenter med ulik holdbarhet.

Anbefalte reprosesserings-sykluser

Bruk en av syklusene i tabellen nedenfor for en fullstendig reprosesserings-syklus for enheten.

	Bruksområder for Ambu silikonansiktmaske	
Anbefalte reprosesserings-sykluser	Størrelse 0, 2, 3/4, 5 og 6	Størrelse 0A
Manuell rengjøring etterfulgt av kjemisk desinfeksjon	Ja	Ja
Manuell rengjøring etterfulgt av dampsterilisering	Ja	Nei
Automatisert rengjøring, inkludert termisk desinfeksjonstrinn, etterfulgt av dampsterilisering	Ja	Nei
Automatisert rengjøring, inkludert termisk desinfeksjon, etterfulgt av kjemisk desinfeksjon	Ja	Ja

Tabell 1: Anbefalte reprosesserings-prosedyrer.

Produkttesting har vist at Ambu silikonansiktmaske fungerer som den skal etter 30 fullstendige reprosesserings-sykluser, som angitt ovenfor.

Det er brukerens ansvar å kvalifisere eventuelle avvik fra de anbefalte syklusene og prosesserings-metodene, samt å overvåke at anbefalt antall rengjørings- og desinfeksjonssykluser ikke overskrides.

Prosedyrer for reprosessering

MANUELL RENGJØRING

1. Skyll komponentene under rennende kaldt vann fra springen for å fjerne grovt smuss.
2. Klargjør et vaskemiddel-bad ved bruk av en rengjøringsløsning, f.eks. Neodisher® MediClean Forte eller tilsvarende, for fjerning av rester av tørket blod og andre kroppsvæsker ved bruk av vaskemiddelprodusentens anbefalte koncentrasjon.

3. Senk komponentene helt ned i væsken for å holde dem nedsenket i løsningen i henhold til vaskemiddlets instruksjonsetikett. Under bløtleggingen skal komponentene rengjøres grundig med en myk børste til alt synlig smuss er fjernet.
4. Skyll komponentene med rennende vann fra springen i ett minutt.
5. Tørk komponentene med en ren, lofri klut og trykkluft.

AUTOMATISK RENGJØRING MED TERMISK DESINFEKSJON

1. Skyll komponentene under rennende kaldt vann fra springen for å fjerne grovt smuss.
2. Plasser komponentene på et manifoldstativ eller i en trådkurv inne i vaskemaskinen.
3. Velg riktig syklus, som angitt nedenfor:

Stadium	Resirkulasjonstid (minutter)	Temperatur	Vaskemiddeltype og konsentrasjon (hvis aktuelt)
Forvask	02:00	Kaldt vann fra springen	N/A
Vask	01:00	43 °C springvann	Neodisher® MediClean Forte eller tilsvarende vaskemiddel med produsentens anbefalte konsentrasjon
Skyll	01:00	43 °C springvann	N/A
Termisk desinfeksjon	05:00	90 °C	N/A
Tørketid	07:00	90 °C	N/A

Tabell 2: Automatisert rengjøring med termiske desinfeksjons-sykler.

KJEMISK DESINFISERING

1. Stabiliser karet med Cidex OPA eller et tilsvarende OPA (ortoftalaldehyd) desinfeksjonsmiddel ved temperaturen som er spesifisert i instruksjonene fra produsenten av OPA-desinfeksjonsmiddelet.
2. Sørg for minimum effektiv konsentrasjon (MEC) av OPA desinfeksjonsmiddel ved å bruke OPA-teststrimlene som er spesifisert i instruksjonene fra produsenten av OPA desinfeksjonsmiddel.

3. Senk enheten helt ned i OPA og pass på at alle luftbobler fjernes fra enhetens overflate ved å røre i enheten.
4. La enheten ligge i bløt i den tiden som er angitt i produsentens instruksjoner for OPA-desinfeksjonsmiddelet.
5. Skyll enheten grundig ved å senke den helt ned i renset vann, riste og la den sette seg i minst 1 minutt.
6. Gjenta trinn 5 to ganger til for totalt 3 skyllinger med et nytt parti renset vann hver gang.
7. Tørk enheten med en steril, lofri klut.

DAMPSTERILISERING

Steriliser produktet ved bruk av en gravitasjondamp-autoklave som kjører en full syklus ved 134 – 135 °C, med en eksponeringstid på 10 minutter og en tørketid på 45 minutter. La delene tørke og/eller kjøles helt ned før ventilasjonsbagen monteres igjen.

Beskrivelse av komponenter

Etter reprosessering skal alle komponenter inspiseres nøye for skade, rester eller slitasje, og skiftes om nødvendig. Enkelte metoder kan føre til misfarging av deler i gummi, uten at dette har innvirkning på levetiden. I tilfelle materialforringelse, f.eks. sprekker, skal Ambu silikonansiktsmaske kastes.

Montering

Monter masken manuelt og sorg for at den sitter tett mellom kuppelen og puten. Sørg for å sette inn pluggen (gjelder ikke #0A). Se avsnitt 4.1 Inspeksjon og klargjøring.

4.4. Avfallshåndtering

Brukte produkter skal kastes i henhold til lokale prosedyrer.

5. Tekniske produktspesifikasjoner

5.1. Spesifikasjoner

Varianter av Ambu silikonansiktsmaske	0A, 0 (med utboring), 0, 2, 3/4, 5 og 6.
Koblingsstørrelse	15 mm OD-kobling for størrelse 0A i henhold til ISO 5356-1. 22 mm ID-kontakt for størrelse 0, 2, 3/4, 5 og 6 kompatibel med ISO 5356-1.
Oppbevaringstemperatur	-20 °C til 50 °C i henhold til EN 1789 og ISO 10651-4.
Temperaturgrensner ved oppbevaring	-40 °C til 70 °C i henhold til EN 1789 og ISO 10651-4.
Anbefalt langtidslagring i lukket emballasje ved romtemperatur, beskyttet mot sollys.	



5.2. Sikkerhetsinformasjon for MR

Ambu silikonansiktsmaske er MR-sikker.

1. Ważne informacje – Przeczytać przed użyciem

Przed użyciem silikonowej maski na twarz Ambu® należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa. Może one zostać zaktualizowana bez uprzedniego powiadomienia. Kopie bieżącej wersji są dostępne na życzenie. Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja nie objaśnia ani nie omawia zabiegów klinicznych. Opisano tu tylko podstawowe zasady działania i środki ostrożności związane ze stosowaniem silikonowej maski na twarz Ambu.

Przed pierwszym użyciem silikonowej maski na twarz Ambu użytkownik musi zostać odpowiednio przeszkolony w zakresie użycia produktu i zapoznać się z przeznaczeniem urządzenia oraz wszystkimi ostrzeżeniami, środkami ostrożności i wskazaniami podanymi w niniejszej instrukcji.

Silikonowa maska na twarz Ambu nie jest objęta gwarancją.

1.1. Przeznaczenie

Ambu to silikonowa maska na twarz służąca do natleniania i wentylowania dróg oddechowych lub do bezpośredniego podawania gazów znieczulających do górnych dróg oddechowych.

1.2. Wskazania dotyczące użycia

Silikonowa maska na twarz Ambu służy do ochrony i wspierania dróg oddechowych. Silikonowa maska na twarz Ambu jest również przeznaczona do stosowania podczas zabiegów, w których podawane są gazy znieczulające.

1.3. Docelowa populacja pacjentów

Silikonowa maska na twarz Ambu jest przeznaczona dla pacjentów w każdym wieku oraz jest dostępna w 6 rozmiarach oraz 7 wariantach, aby kopułka mogła pomieścić usta i nos użytkownika.

- Silikonowa maska na twarz Ambu, #0A
- Silikonowa maska na twarz Ambu, #0
- Silikonowa maska na twarz Ambu #0 z otworem
- Silikonowa maska na twarz Ambu, #2
- Silikonowa maska na twarz Ambu, #3/4
- Silikonowa maska na twarz Ambu, #5
- Silikonowa maska na twarz Ambu, #6

1.4. Docelowi użytkownicy

Silikonowa maska na twarz Ambu jest przeznaczona do użytku przez personel medyczny oraz ratowników przeszkolonych w zakresie leczenia dróg oddechowych.

1.5. Docelowe środowisko użycia

Silikonowa maska na twarz Ambu jest przeznaczona do użycia w warunkach przedszpitalnych (pogotowie ratunkowe) i szpitalnych, w tym w pracowniach rezonansu magnetycznego.

1.6. Przeciwwskazania

Brak poznanych.

1.7. Korzyści kliniczne

Silikonowa maska na twarz Ambu umożliwia przepływ powietrza oraz gazów znieczulających do pacjenta i zapewnia widoczność przez kopułkę.

1.8. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może powodować nieskuteczną wentylację pacjenta, zakażenie lub uszkodzenie sprzętu.

OSTRZEŻENIA



1. Do użytku tylko przez osoby, które zapoznały się z treścią niniejszej instrukcji, ponieważ nieprawidłowe użycie może spowodować obrażenia u pacjenta.
2. Specjalista wykonujący zabieg powinni dobrać rozmiar maski i akcesoria (np. resuscytator) odpowiednio do pacjenta, ponieważ nieprawidłowe użycie może prowadzić do obrażeń u pacjenta.
3. Przed użyciem silikonowej maski na twarz Ambu zawsze usunąć cały materiał opakowaniowy, ponieważ worek mógłby zablokować drogi oddechowe pacjenta i uniemożliwić wentylację.
4. Zawsze należy sprawdzić wzrokowo produkt po rozpakowaniu, zmontowaniu i przed użyciem, ponieważ wady i ciała obce mogą spowodować brak lub ograniczenie wentylacji pacjenta lub ograniczenie dostarczania gazów znieczulających.
5. Nie używać produktu w przypadku niezaliczenia testu działania, ponieważ może to spowodować ograniczenie wentylacji pacjenta lub ograniczenie dostarczania gazów znieczulających.

6. Nie używać produktu zanieczyszczonego przez źródła zewnętrzne, ponieważ może to prowadzić do infekcji.
7. Maskę należy prawidłowo założyć pacjentowi, odpowiednio wysuwając jego żuchwę poprzez zastosowanie specjalnego chwytu jedną ręką. W razie potrzeby zmienić pozycję, ponieważ niewłaściwe uszczelnienie maski może doprowadzić do ograniczenia wentylacji pacjenta lub ograniczenia dostarczania gazów znieczulających.
8. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy poduszka silikonowej maski twarzowej Ambu jest odpowiednio napompowana, ponieważ jej niewłaściwe uszczelnienie może spowodować niewystarczającą wentylację pacjenta.
9. Po założeniu silikonowej maski twarzowej regularnie sprawdzać zawartość powietrza i szczelność mankietu, ponieważ nieprawidłowe uszczelnienie może spowodować wyciekanie tlenu i utratę lub pogorszenie wentylacji lub dostarczania gazów znieczulających.
10. Prawidłowo założyć i uszczelić silikonową maskę twarzową Ambu, ponieważ niewłaściwe uszczelnienie może prowadzić do narażenia użytkownika na infekcje przenoszące się drogą powietrzną.
11. W przypadku stosowania rozmiaru 0 z otworem należy zawsze upewnić się, że nie jest on zablokowany, ponieważ zablokowanie otworu może uniemożliwić spełnienie zamierzonej funkcji, jaką jest obniżenie ciśnienia dostarczanego dziecku, gdyż wysokie ciśnienie wentylacyjne może spowodować barotraumę.
12. Nie używać nadmiernej siły do przytrzymania maski silikonowej Ambu na twarzy, ponieważ może to doprowadzić do powstania odcisków na twarzy pacjenta.
13. Aby uniknąć ryzyka infekcji, po każdym użyciu należy ponownie przygotować silikonową maskę na twarz Ambu.
14. Nie wolno używać silikonowej maski twarzowej Ambu u innego pacjenta bez jej ponownego przetworzenia ze względu na ryzyko zakażeń krzyżowych.
15. Nie używać ponownie silikonowej maski twarzowej Ambu, jeśli w jej wnętrzu pozostaje widoczna wilgoć lub pozostałości, aby uniknąć ryzyka zakażenia i nieprawidłowego działania.
16. Nie używać silikonowej maski na twarz Ambu po ponownym przygotowaniu maksymalnie 30 razy, aby uniknąć ryzyka infekcji lub nieprawidłowego działania urządzenia.

17. Ze względu na ryzyko pożaru i/lub wybuchu podczas korzystania z dodatkowego źródła tlenu nie wolno palić tytoniu ani używać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, oleju, smaru, innych łatwopalnych chemikaliów lub urządzeń i narzędzi, które mogą wywołać iskrzenie.
18. Nie używać produktu podczas wentylacji pacjentów z poważnymi urazami twarzy i/lub oczu ze względu na ryzyko nieprawidłowego uszczelnienia i pogłębienia obrażeń, chyba że w wyniku badania zostanie to uznane za niezbędne. W miarę możliwości do dostarczania powietrza stosować inne rozwiązania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie przechowywać silikonowej maski twarzowej Ambu w stanie zdeformowanym, ponieważ może ulec trwałemu zniekształceniu, obniżając skuteczność wentylacji.
2. Szczegółową informację na temat daty ważności można znaleźć na opakowaniu, a używanie przeterminowanego urządzenia może prowadzić do jego gorszego lub nieprawidłowego działania.
3. Silikonową maskę twarzową Ambu należy przygotowywać do ponownego użycia wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji obsługi. Inne zabiegi mogą spowodować odkształcenie lub uszkodzenie urządzenia.
4. Podczas przygotowywania do ponownego użycia należy zawsze trzymać elementy z tego samego urządzenia razem, aby uniknąć ponownego montażu elementów o różnej trwałości, co prowadzi do ryzyka uszkodzenia produktu.
5. Do czyszczenia produktu nie używać substancji zawierających fenole. Fenole powodują przedwczesne zużycie i degradację materiałów, co skutkuje skróceniem okresu eksploatacji produktu.
6. Używać wyłącznie kompatybilnych połączeń lub adapterów, ponieważ wciskanie niekompatybilnych połączeń lub adapterów do złącza silikonowej maski twarzowej Ambu może spowodować uszkodzenie urządzenia i uniemożliwić jego użycie.
7. Przepisy federalne USA zezwalają na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez uprawnionego pracownika służby zdrowia lub na jego zlecenie.

1.9. Potencjalne niepożądane zdarzenia

Potencjalne działania niepożądane związane z użyciem masek twarzowych (lista nie jest niewyczerpującą): Ślady ucisku, hipoksja oraz nasilenie już istniejących uszkodzeń twarzy i oczu.

1.10. Uwagi ogólne

Jeżeli podczas lub na skutek używania urządzenia dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, należy je zgłosić do producenta i odpowiedniej krajowej instytucji.

2. Opis urządzeń

Silikonowa maska na twarz Ambu jest niejałową, nieprzewodzącą maską wielokrotnego użytku. Działa jako połączenie pomiędzy urządzeniem oddechowym lub obwodem anestezjologicznym a górnymi drogami oddechowymi pacjenta oraz umożliwia kierowanie powietrza i gazów medycznych do pacjenta.


Rozmiar 0A ze złączem 15 mm

Kopuła maski jest przezroczysta. Poduszka modelu 0A jest wypełniona pianką, a objętość wewnętrzna nie jest nadmuchiwana.



Rozmiary 0, 2, 3/4, 5 i 6 ze złączem 22 mm

Kopuła maski jest przezroczysta. Poduszka posiada zawór do samopompowania, który zamyka się korkiem.



Rozmiar 0 z otworem

Kopuła maski jest przezroczysta. Model 0 z otworem jest przeznaczony do ograniczania ciśnienia wentylacji poniżej 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Objaśnienie używanych symboli

Znaczenie symboli	Opis	Znaczenie symboli	Opis
	Kraj producenta		Nie używać więcej niż 30 razy
	Wyrób medyczny		Bezpieczny w trakcie badania rezonansem magnetycznym
Rx only	Wyłącznie na receptę		

Pełna lista objaśnień symboli znajduje się na stronie ambu.com/symbol-explanation.

4. Przeznaczenie produktu

4.1. Kontrola i przygotowanie

1. Wyjąć silikonową maskę na twarz Ambu z opakowania i sprawdzić, czy mankiet został prawidłowo napompowany.
2. Sprawdzić, czy mankiet nie jest uszkodzony lub nieszczelny.

4.2. Eksploatacja

1. Dokładnie przyłożyć maskę do twarzy pacjenta, tak aby szczerle przylegała.
2. Trzymać maskę mocno dociskającą do twarzy, utrzymując otwarte drogi oddechowe poprzez wysunięcie żuchwy.



4.3. Przygotowanie do ponownego użycia: czyszczenie, dezynfekcja, sterylizacja

Po każdym użyciu należy przestrzegać niniejszych instrukcji przygotowania do ponownego użycia, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego.


Demontaż

Przed przygotowaniem silikonowej maski na twarz Ambu do ponownego użycia należy ją ręcznie rozłożyć zgodnie z poniższą ilustracją. Upewnić się, że korek został wyjęty z rurki do pompowania (nie dotyczy #0A).

Odpiąć lub zdjąć poduszkę maski z kopuły.



*Przykład
rozłożonej maski*



*Przykład rozłożonej maski z zatyczką
wyjętą z rurki nadmuchiwania*

Podczas przygotowywania do ponownego użycia należy trzymać elementy z tego samego urządzenia razem, aby uniknąć ponownego montażu elementów o różnej trwałości.

Zalecane cykle przygotowania do ponownego użycia

Aby uzyskać pełny cykl przygotowywania urządzenia do ponownego użycia, należy użyć jednego z cykli wymienionych w poniższej tabeli.

	Zastosowanie silikonowej maski na twarz Ambu	
Zalecane cykle przygotowania do ponownego użycia	Rozmiar 0, 2, 3/4, 5 i 6	Rozmiar 0A
Czyszczenie ręczne, a następnie dezynfekcja chemiczna	Tak	Tak
Mycie ręczne, a następnie sterylizacja parowa	Tak	Nie
Mycie automatyczne, w tym dezynfekcja termiczna, a następnie sterylizacja parowa	Tak	Nie
Mycie automatyczne, w tym dezynfekcja termiczna, a następnie dezynfekcja chemiczna	Tak	Tak

Tabela 1: Zalecane procedury przygotowania do użycia.

Testy produktu wykazały, że silikonowa maska na twarz Ambu jest w pełni sprawna po 30 pełnych cyklach przygotowania do ponownego użycia, jak opisano powyżej.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zakwalifikowanie wszelkich odchyleń od zalecanych cykli i metod obróbki oraz za monitorowanie, czy zalecana liczba cykli przygotowania do ponownego użycia nie została przekroczena.

Procedury przygotowawcze

CZYSZCZENIE RĘCZNE

1. Opłukać elementy pod bieżącą zimną wodą, aby usunąć większe zanieczyszczenia.
2. Przygotować kąpiel z roztworem detergentu np. Neodisher® MediClean Forte lub jego odpowiednika, w celu usunięcia pozostałości zaschniętej krwi i innych płynów ustrojowych, stosując stężenie zalecone przez producenta detergentu.
3. Całkowicie zanurzyć elementy w roztworze zgodnie z instrukcją detergentu. Podczas namaczania należy dokładnie czyścić elementy za pomocą miękkiej szczotki, aż do usunięcia wszystkich widocznych zabrudzeń.
4. Przepłukać elementy pod bieżącą wodą użytkową przez jedną minutę.
5. Wysuszyć elementy za pomocą czystej, niestrzępiącej się ścieraczki oraz sprzążonego powietrza.

CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE PRZY POMOCY DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

1. Opłukać elementy pod bieżącą zimną wodą, aby usunąć większe zanieczyszczenia.
2. Umieścić elementy na stojaku kolektora lub w koszyku drucianym wewnętrz myjni.
3. Wybrać odpowiedni cykl:

Etap	Czas obiegu (w minutach)	Temperatura	Typ detergentu i stężenie (jeżeli dotyczy)
Mycie wstępne	02:00	Zimna woda bieżąca	Nie dot.
Mycie	01:00	43 °C (110 °F) woda z kranu	Neodisher® MediClean Forte lub równoważny detergent z zastosowaniem stężenia zalecanego przez producenta
Płukanie	01:00	43 °C (110 °F) woda z kranu	Nie dot.
Dezynfekcja termiczna	05:00	90 °C (194 °F)	Nie dot.
Czas suszenia	07:00	90 °C (194 °F)	Nie dot.

Tabela 2: Czyszczenie automatyczne z cyklami dezynfekcji termicznej.

DEZYNFEKCJA CHEMICZNA

1. Przygotować kąpiel Cidex OPA lub równoważnego środka dezynfekującego OPA (ortoftalaldehydu) w temperaturze określonej w instrukcji producenta środka dezynfekującego OPA.
2. Należy zapewnić minimalne efektywne stężenie (MEC) środka dezynfekującego OPA, używając pasków testowych OPA określonych w instrukcji producenta środka dezynfekującego OPA.
3. Całkowicie zanurzyć urządzenie w OPA i poruszając urządzeniem upewnić się, że wszystkie pęcherzyki powietrza zostały usunięte z jego powierzchni.
4. Pozostawić urządzenie na czas określony w instrukcji producenta środka dezynfekującego OPA.

- Dokładnie opłukać urządzenie, zanurzając je w oczyszczonej wodzie, mieszając i pozostawiając na co najmniej 1 minutę.
- Powtórz krok 5 jeszcze dwa razy, w sumie 3 płukania, za każdym razem przy pomocy świeżej partii oczyszczonej wody.
- Osuszyć urządzenie sterylną, niestrzępiącą się ściereczką.

STERYLIZACJA PARĄ

Produkt sterylizować w autoklawie parowym grawitacyjnym, w pełnym cyklu w temp. 134 – 135 °C (274 – 275 °F), przy czasie ekspozycji 10 minut oraz czasie suszenia 45 minut. Pozostawić elementy do całkowitego wyschnięcia i/ lub ostygnięcia.

Kontrola elementów

Dokładnie sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń, pozostałości lub nadmiernego zużycia i w razie potrzeby wymienić. Niektóre metody mogą spowodować odbarwienie elementów wykonanych z kauczuku, nie ma to jednak wpływu na ich trwałość. W przypadku zużycia materiału, np. pęknięć, silikonową maskę na twarz Ambu należy wyrzucić.

Ponowny montaż

Ręcznie zmontować maskę i upewnić się, że jest dobrze zamocowana pomiędzy kopułką a poduszką. Upewnić się, że korek jest włożony (nie dotyczy #0A). Patrz sekcja 4.1 Kontrola i przygotowanie.

4.4. Utylizacja

Zużyte produkty należy utylizować zgodnie z lokalnymi procedurami.

5. Specyfikacje techniczne produktu

5.1. Specyfikacje

Warianty silikonowej maski na twarz Ambu	0A, 0 (z otworem), 0, 2, 3/4, 5 i 6.
Rozmiar łącznika	Złącze o średnicy zewnętrznej 15 mm dla rozmiaru 0A zgodnie z normą ISO 5356-1. Złącze o średnicy wewnętrznej 22 mm dla rozmiarów 0, 2, 3/4, 5 i 6 zgodne z normą ISO 5356-1.

Zakres temperatury roboczej	od -20 do 50 °C (od -4 do 122 °F) zgodnie z normami EN 1789 i ISO 10651-4.
Zakres temperatury przechowywania	od -40 do 70 °C (od -40 do 158 °F) zgodnie z normami EN 1789 i ISO 10651-4.
Zalecane warunki długotrwałego przechowywania: w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, z dala od światła słonecznego.	



5.2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI

Silikonowa maska na twarz Ambu jest bezpieczna w warunkach rezonansu magnetycznego.

1. Informação Importante – Ler antes de usar

Leia atentamente estas instruções de uso antes de utilizar a Máscara facial de silicone Ambu®. As instruções de utilização poderão ser atualizadas sem aviso prévio. Cópias da versão atual disponibilizadas mediante solicitação. Tenha em atenção que estas instruções não explicam nem abordam procedimentos clínicos. Descrevem apenas o funcionamento básico e as precauções relacionados com o funcionamento da Máscara facial de silicone Ambu.

Antes da utilização inicial da Máscara facial de silicone Ambu, é essencial que os operadores recebam formação suficiente na utilização do produto e estejam familiarizados com o uso pretendido, avisos, precauções e contra-indicações mencionadas nestas instruções.

Esta garantia não cobre a Máscara facial de silicone Ambu.

1.1. Fim a que se destina

A Máscara facial de silicone Ambu é uma máscara facial reutilizável destinada à oxigenação e ventilação das vias aéreas ou para dirigir gases anestésicos para as vias aéreas superiores

1.2. Indicações de utilização

A Máscara facial de silicone Ambu é utilizada para cuidados respiratórios e apoio. A Máscara facial de silicone Ambu destina-se igualmente a ser utilizada durante procedimentos nos quais estão a ser fornecidos gases anestésicos.

1.3. Pacientes a que se destina

A Máscara facial de silicone Ambu destina-se a ser utilizada em pacientes de todas as idades e está disponível em 6 tamanhos com 7 variantes, para garantir que a forma interior da cúpula é suficientemente espaçosa para a boca e o nariz.

- Máscara facial de silicone Ambu, n.º 0A
- Máscara facial de silicone Ambu, n.º 0
- Máscara facial de silicone Ambu, n.º 0 com orifício
- Máscara facial de silicone Ambu, n.º 2
- Máscara facial de silicone Ambu, n.º 3/4
- Máscara facial de silicone Ambu, n.º 5
- Máscara facial de silicone Ambu, n.º 6

1.4. Utilizador previsto

A Máscara facial de silicone Ambu destina-se a ser utilizada por profissionais médicos, equipas de resgate e urgências com formação na gestão das vias aéreas.

1.5. Ambiente de utilização pretendido

A Máscara facial de silicone Ambu destina-se a ser utilizada em ambientes pré-hospitalares (EMS) e hospitalares, incluindo salas de RM.

1.6. Contraindicações

Não conhecidas.

1.7. Benefícios clínicos

A Máscara facial de silicone Ambu irá permitir a passagem de ar e de gases anestésicos para o paciente e a visualização através da cúpula.

1.8. Advertências e precauções

A não observância destas precauções poderá resultar numa ventilação deficiente do paciente, contaminação cruzada ou em danos no equipamento.

ADVERTÊNCIAS

1. Apenas destinado a utilização por utilizadores previstos familiarizados com o conteúdo deste manual, uma vez que a utilização incorreta pode provocar lesões no paciente.
2. Os profissionais que realizem o procedimento devem avaliar a escolha do tamanho da máscara e dos dispositivos compatíveis (por exemplo, ressuscitador, etc.) de acordo com a(s) condição(ões) específica(s) do paciente, uma vez que uma utilização incorreta pode causar lesões no paciente.
3. Certifique-se sempre de que remove todo o material de embalagem da Máscara facial de silicone Ambu antes da utilização, pois a bolsa pode bloquear as vias aéreas do paciente e impedir a ventilação.
4. Inspecione sempre visualmente o produto depois de desembalar, montar e antes da utilização, pois os defeitos e as matérias estranhas podem resultar na ausência ou na redução da ventilação do paciente, bem como na redução do fornecimento de gases anestésicos.
5. Não utilize o produto se a inspeção falhar, pois pode resultar na ausência ou na redução da ventilação do paciente, bem como na redução do fornecimento de gases anestésicos.

6. Não utilize o produto se estiver contaminado por fontes externas, pois pode causar infecção.
7. Assegure-se sempre do posicionamento correto da Máscara facial de silicone Ambu no paciente, fazendo, com qualquer uma das mãos, uma pressão adequada no maxilar adequada através de uma estratégia de pega relevante. Reposite, se aplicável, uma vez que um isolamento incorreto da máscara facial pode resultar numa ventilação insuficiente do paciente ou na redução do fornecimento de gases anestésicos.
8. Inspecione sempre o enchimento adequado do cuff da Máscara facial de silicone Ambu antes da utilização, uma vez que um vedante insuficiente pode resultar numa ventilação insuficiente do paciente.
9. Inspecione sempre visualmente as propriedades de enchimento e vedação da almofada da máscara facial durante a utilização no paciente, uma vez que um isolamento incorreto pode provocar fugas e resultar na ausência ou na redução da ventilação do paciente, bem como na redução do fornecimento de gases anestésicos.
10. Assegure-se sempre do correto posicionamento e vedação da Máscara facial de silicone Ambu, uma vez que um isolamento inadequado pode resultar na propagação de doenças infeciosas transportadas pelo ar ao utilizador.
11. Quando utilizar o tamanho n.º 0 com orifício, certifique-se sempre de que o orifício não está bloqueado, pois bloquear o orifício pode impedir a função pretendida de reduzir a pressão fornecida à criança, pois as pressões de ventilação elevadas podem causar barotrauma.
12. Não aplique força excessiva na Máscara facial de silicone Ambu ao mantê-la em posição, pois pode causar marcas de pressão no rosto do paciente.
13. Reprocesse sempre a Máscara facial de silicone Ambu após cada utilização, para evitar o risco de infecção.
14. Não reutilize a Máscara facial de silicone Ambu num outro paciente sem a reprocessar, devido ao risco de infecção cruzada.
15. Não reutilize a Máscara facial de silicone Ambu se existirem resíduos visíveis no interior do dispositivo, para evitar o risco de infecção ou avaria.
16. Não utilize a Máscara facial de silicone Ambu após esta ter sido sujeita a um máximo de 30 reprocessamentos, para evitar o risco de infecção ou avaria do dispositivo.

17. Quando utilizar oxigénio suplementar, não permita que se fume nem utilize o dispositivo junto de chamas abertas, óleo, gordura, outros produtos químicos ou equipamentos e ferramentas inflamáveis, que possam causar faíscas, devido ao risco de incêndio e/ou explosão.
18. Não utilize o produto quando ventilar pacientes com traumatismo facial grave e/ou lesões oculares, devido ao risco de isolamento inadequado e agravamento das lesões, a menos que uma avaliação médica indique a necessidade. Mude para um método alternativo para direcionar o ar para o paciente, se disponível.

PRECAUÇÕES

1. Nunca guarde a Máscara facial de silicone Ambu deformada, caso contrário, poderá ocorrer uma distorção permanente da máscara, o que poderá reduzir a eficácia da ventilação ou o fornecimento de gases anestésicos.
2. Consulte a embalagem para obter informações mais específicas sobre a data de validade, uma vez que a utilização de um dispositivo expirado pode resultar numa diminuição do desempenho ou na avaria do produto.
3. Não reprocessse a Máscara facial de silicone Ambu de qualquer outra forma que não a descrita nestas Instruções de utilização. Outros procedimentos podem causar deformação ou danos no dispositivo.
4. Mantenha sempre os componentes do mesmo dispositivo juntos durante o reprocessamento para evitar a remontagem de componentes com diferentes níveis de durabilidade, resultando no risco de falha do produto.
5. Não utilize substâncias que contenham fenol para limpar o produto. O fenol irá causar o desgaste prematuro e degradação dos materiais, resultando numa vida útil do produto reduzida.
6. Utilize apenas ligações ou adaptadores compatíveis, dado que forçar ligações ou adaptadores não compatíveis no conector da Máscara facial de silicone Ambu pode danificar o dispositivo, tornando-o inutilizável.
7. Em conformidade com a lei federal dos EUA, este dispositivo só pode ser vendido por um profissional de saúde licenciado ou mediante prescrição do mesmo.

1.9. Eventos adversos possíveis

Potenciais eventos adversos relacionados com a utilização de máscaras faciais (não exaustivos): Marcas por pressão, hipoxia e agravamento de lesões faciais e oculares já existentes.

1.10. Notas gerais

Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua utilização, tiver ocorrido um incidente grave, comunique o mesmo ao fabricante e à autoridade competente do seu país.

2. Descrição do dispositivo

A máscara facial de silicone Ambu é uma máscara facial não estéril, não condutora e reutilizável. Funciona como um meio de ligação entre o dispositivo respiratório ou o circuito anestésico e as vias aéreas superiores do paciente e permite a orientação de ar e gases médicos para o paciente.


Tamanho 0A com um conector de 15 mm

A cúpula da máscara é transparente. A almofada do modelo 0A é preenchida com espuma e o volume interno não é insuflável.



Tamanhos 0, 2, 3/4, 5 e 6 com um conector de 22 mm

A cúpula da máscara é transparente. A almofada tem uma válvula para auto-enchimento que é fechada com um bujão.



Tamanho 0 com orifício

A cúpula da máscara é transparente. O modelo 0 com orifício foi concebido para limitar a pressão de ventilação para um valor inferior a 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Explicação dos símbolos utilizados

Indicações dos símbolos	Descrição	Indicações dos símbolos	Descrição
	País do fabricante		Não pode ser utilizado mais de 30 vezes
	Dispositivo médico		Seguro para RM
Rx only	Só com receita médica		

Pode encontrar uma lista completa das explicações dos símbolos em ambu.com/symbol-explanation.

4. Utilização do produto

4.1. Inspeção e preparação

1. Retire a Máscara facial de silicone Ambu da respetiva embalagem e verifique se existe um enchimento adequado da almofada.
2. Verifique se a almofada apresenta danos ou fugas.

4.2. Funcionamento

1. Aplique a máscara firme e hermeticamente na face do paciente.
2. Segure a máscara bem encostada ao rosto enquanto mantém uma via aérea aberta através de um impulso no maxilar.



pt

4.3. Reprocessamento: limpeza, desinfecção, esterilização

Siga estas instruções de reprocessamento após cada utilização para reduzir o risco de contaminação cruzada.


Desmontagem

Antes de reprocessar a Máscara facial de silicone Ambu, desmonte manualmente a máscara facial de acordo com a ilustração abaixo. Certifique-se de que retira o bujão do tubo de enchimento (não aplicável ao n.º 0A).

Desabotoe ou remova a almofada da máscara da cúpula.



*Exemplo de máscara
desmontada*



*Exemplo de máscara desmontada com
bujão removido do tubo de enchimento*

Mantenha os componentes do mesmo dispositivo juntos durante o reprocessamento para evitar a remontagem de componentes com diferentes níveis de durabilidade.

Ciclos de reprocessamento recomendados

Para um ciclo de reprocessamento completo do dispositivo, utilize um dos ciclos indicados na tabela abaixo.

Ciclos de reprocessamento recomendados	Aplicabilidade à Máscara facial de silicone Ambu	
	Tamanhos 0, 2, 3/4, 5 e 6	Tamanho 0A
Limpeza manual seguida de desinfecção química	Sim	Sim
Limpeza manual seguida de esterilização a vapor	Sim	Não
Limpeza automática, incluindo uma fase de desinfecção térmica, seguida de esterilização a vapor	Sim	Não
Limpeza automática, incluindo uma fase de desinfecção térmica, seguida de desinfecção química	Sim	Sim

Tabela 1: Procedimentos de reprocessamento recomendados.

Testes ao produto demonstraram que a máscara facial de silicone Ambu está totalmente funcional após 30 ciclos de reprocessamento completos, conforme indicado acima.

É da responsabilidade do utilizador qualificar quaisquer desvios dos ciclos e métodos de processamento recomendados e verificar se o número recomendado de ciclos de reprocessamento não é excedido.

Procedimentos para reprocessamento

LIMPEZA MANUAL

1. Enxague os componentes sob água fria da torneira para remover a sujidade mais grave.
2. Prepare um banho com detergente utilizando uma solução de detergente de limpeza, por exemplo, Neodisher® MediClean Forte ou equivalente, para a remoção de resíduos de sangue seco e outros fluidos corporais, utilizando a concentração recomendada pelo fabricante do detergente.
3. Mergulhe totalmente os componentes para os manter submersos na solução de acordo com a etiqueta de instruções do detergente. Durante o tempo de imersão, limpe cuidadosamente os componentes com uma escova macia até toda a sujidade visível ser removida.
4. Enxague os componentes com água corrente da torneira durante um minuto.
5. Seque os componentes com um pano limpo que não largue pelos e ar comprimido.

LIMPEZA AUTOMÁTICA COM DESINFEÇÃO TÉRMICA

1. Enxague os componentes sob água fria da torneira para remover a sujidade mais grave.
2. Coloque os componentes numa prateleira diversificada ou num cesto de rede metálica no interior da máquina de lavar.
3. Selecione o ciclo apropriado conforme indicado abaixo:

Fase	Tempo de recirculação (minutos)	Temperatura	Tipo de detergente e concentração (se aplicável)
Pré-lavagem	02:00	Água da torneira fria	N/A
Lavagem	01:00	Água da torneira a 43 °C (110 °F)	Neodisher® MediClean Forte ou um detergente equivalente utilizando a concentração recomendada pelo fabricante

Fase	Tempo de recirculação (minutos)	Temperatura	Tipo de detergente e concentração (se aplicável)
Enxaguamento	01:00	Água da torneira a 43 °C (110 °F)	N/A
Desinfecção térmica	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Tempo de secagem	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

Tabela 2: Limpeza automática com ciclos de desinfecção térmica.

DESINFEÇÃO QUÍMICA

1. Equilibre o banho de Cidex OPA ou um desinfetante OPA equivalente (ortoftalaldeído) à temperatura especificada nas instruções do fabricante do desinfetante OPA.
2. Assegure a concentração efetiva mínima (MEC) do desinfetante OPA utilizando as tiras de teste OPA especificadas nas instruções do fabricante do desinfetante OPA.
3. Mergulhe totalmente o dispositivo no OPA e certifique-se de que todas as bolhas de ar são removidas da superfície do dispositivo agitando o dispositivo.
4. Deixe o dispositivo imerso durante o tempo especificado nas instruções do fabricante do desinfetante OPA.
5. Enxague bem o dispositivo mergulhando-o completamente em água purificada, agitando e deixando-o repousar durante, pelo menos, 1 minuto.
6. Repita o passo 5 mais duas vezes para um total de 3 enxaguamentos, utilizando um lote fresco de água purificada de cada uma das vezes.
7. Seque o dispositivo com um pano estéril que não largue pelos.

ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

Esterilize o produto utilizando um autoclave a vapor por gravidade que realize um ciclo completo a 134 – 135 °C (274 – 275 °F) com um tempo de exposição de 10 minutos e um tempo de secagem de 45 minutos. Deixe secar e/ou arrefecer completamente as peças.

Inspeção dos componentes

Após o reprocessamento, inspecione cuidadosamente todos os componentes quanto a danos, resíduos ou desgaste excessivo e substitua-os, se necessário. Alguns métodos poderão alterar as cores dos componentes em borracha sem que isso afete a respetiva vida útil. Em caso de deterioração do material, por exemplo rachas, a Máscara facial de silicone Ambu deve ser eliminada.

Remontagem

Volte a montar manualmente a máscara e certifique-se de que a montagem entre a cúpula e a almofada está bem apertada. Certifique-se de que insere o bujão (não aplicável ao n.º 0A). Consulte a secção 4.1 Inspeção e preparação.

4.4. Eliminação

Os produtos usados devem ser descartados de acordo com os procedimentos locais.

5. Especificações técnicas do produto

5.1. Especificações

Variantes da Máscara facial de silicone Ambu	0A, 0 (com orifício), 0, 2, 3/4, 5 e 6.
Tamanho do conector	Conector com DE de 15 mm para o tamanho 0A de acordo com a norma ISO 5356-1. Conector com DI de 22 mm para os tamanhos 0, 2, 3/4, 5 e 6 compatível com a norma ISO 5356-1.
Limites da temperatura de funcionamento	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) de acordo com as normas EN 1789 e ISO 10651-4.
Limites da temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) de acordo com as normas EN 1789 e ISO 10651-4.
Armazenamento a longo prazo recomendado em embalagem fechada à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar.	

5.2. Informações de segurança para RM

A Máscara facial de silicone Ambu é compatível em ambiente de RM.



1. Informații importante – A se citi înainte de utilizare

Citîți cu atenție aceste instrucțiuni referitoare la siguranță înainte de a utiliza masca facială Ambu® din silicon. Instrucțiunile de utilizare pot fi actualizate fără notificare prealabilă. La cerere, vi se pot pune la dispoziție copii ale actualei versiuni. Vă rugăm să țineți cont de faptul că aceste instrucțiuni nu explică și nu dezbat procedurile clinice. Acestea descriu doar operarea de bază și măsurile de precauție legate de operarea măștii faciale Ambu din silicon.

Înainte de prima utilizare a măștii faciale Ambu din silicon, este esențial ca operatorii să fi fost instruiți suficient cu privire la folosirea produsului și să fie familiarizați cu domeniul de utilizare, avertismentele, precauțiile și indicațiile din aceste instrucțiuni.

Pentru masca facială Ambu din silicon nu există garanție.

1.1. Domeniul de utilizare

Masca facială Ambu din silicon este o mască facială reutilizabilă, concepută pentru oxigenarea și ventilarea căilor respiratorii sau pentru direcționarea gazelor anestezice către căile respiratorii superioare.

1.2. Indicații de utilizare

Masca facială Ambu din silicon se utilizează pentru îngrijirea și suportul căilor respiratorii. Masca facială Ambu din silicon este, de asemenea, destinată utilizării în timpul procedurilor în care sunt furnizate gaze anestezice.

1.3. Pacienții vizuați

Masca facială Ambu din silicon este destinată utilizării la pacienții de toate vîrstele și este disponibilă în 6 mărimi cu 7 variante, astfel încât forma interioară a calotei să fie suficient de spațioasă pentru gură și nas.

- Mască facială Ambu din silicon, nr. 0A
- Mască facială Ambu din silicon, nr. 0
- Mască facială Ambu din silicon, nr. 0, cu perforație
- Mască facială Ambu din silicon, nr. 2
- Mască facială Ambu din silicon, nr. 3/4
- Mască facială Ambu din silicon, nr. 5
- Mască facială Ambu din silicon, nr. 6

1.4. Utilizatori vizați

Masca facială Ambu din silicon este destinată utilizării de către cadrele medicale și personalul de salvare și pentru intervenții de urgență, cu instruire în managementul căilor respiratorii.

1.5. Mediul de utilizare

Masca facială Ambu din silicon este destinată utilizării în medii prespitalicești (precum serviciile medicale de urgență) și spitalicești, inclusiv în sălile cu aparate de RMN.

1.6. Contraindicații

Nu se cunosc.

1.7. Beneficii clinice

Masca facială Ambu din silicon va permite trecerea aerului și a gazelor anestezice către pacient și vizualizarea prin calotă.

1.8. Avertismente și măsuri de precauție

Ignorarea acestor atenționări poate conduce la ventilația ineficientă a pacientului, la infecții încrucișate sau la deteriorarea echipamentului.

AVERTISMENTE

1. A se utiliza doar de către utilizatorii vizați, care sunt familiarizați cu conținutul acestui manual, deoarece utilizarea incorectă poate vătăma pacientul.
2. Personalul medical care efectuează procedura trebuie să selecteze mărimea măștii faciale și dispozitivele compatibile (de ex., resuscitatorul etc.) în funcție de afecțiunile medicale ale pacientului, deoarece utilizarea incorectă poate vătăma pacientul.
3. Înlăturați toate materialele de ambalare de pe masca facială Ambu din silicon înainte de utilizare, deoarece punga poate bloca căile respiratorii ale pacientului, împiedicând ventilația.
4. Inspectați vizual produsul după despachetare, asamblare și înainte de utilizare, deoarece defectele și materiile străine pot cauza absența ventilației, ventilația redusă a pacientului sau furnizarea unei cantități reduse de gaze anestezice.
5. Nu utilizați produsul dacă nu trece de verificare, deoarece utilizarea sa în aceste condiții poate cauza absența ventilației, ventilația redusă sau furnizarea unei cantități reduse de gaze anestezice.

6. Nu utilizați produsul dacă este contaminat din surse externe, deoarece acest lucru poate provoca infecții.
7. Poziționați corect masca facială pe pacient, împingând mandibula cu oricare dintre mâini prin metoda relevantă de prindere cu mâinile. Dacă este cazul, reposiționați masca, deoarece etanșarea inadecvată a măștii faciale poate cauza ventilația insuficientă a pacientului sau furnizarea unei cantități reduse de gaze anestezice.
8. Verificați umflarea corectă a manșonului măștii faciale Ambu din silicon înainte de utilizare, deoarece o etanșare insuficientă poate cauza ventilația insuficientă a pacientului.
9. Verificați vizual proprietățile de umflare și de etanșare ale manșonului măștii faciale în timp ce o utilizați la pacient, deoarece etanșarea necorespunzătoare poate cauza pierderi de aer și ventilația redusă, absența ventilației pacientului sau furnizarea unei cantități reduse de gaze anestezice.
10. Asigurați poziționarea și etanșarea corectă a măștii faciale Ambu din silicon, deoarece etanșarea necorespunzătoare poate duce la transmiterea bolilor infecțioase pe calea aerului către utilizator.
11. Dacă utilizați mărimea 0 cu perforație, asigurați-vă că orificiile nu sunt blocate, deoarece blocarea acestora poate împiedica funcția de reducere a presiunii furnizate copilului, iar presiunile mari de ventilație pot cauza barotraumă.
12. Nu exercitați o forță excesivă asupra măștii faciale Ambu din silicon atunci când o mențineți în poziție, deoarece pot să apară urme de apăsare pe fața pacientului.
13. Reprocesați masca facială Ambu din silicon după fiecare utilizare pentru a evita riscul de infecție.
14. Nu reutilizați masca facială Ambu din silicon la un alt pacient fără a o reprocesa, deoarece există riscul de infecție încrucișată.
15. Pentru a evita riscul de infecție sau de funcționare defectuoasă, nu reutilizați masca facială Ambu din silicon dacă în interiorul acesteia au rămas reziduuri vizibile.
16. Nu utilizați masca facială Ambu din silicon după ce ați reprocesat-o de maximum 30 de ori pentru a evita riscul de infecție sau de funcționare defectuoasă a dispozitivului.
17. Din cauza riscului de incendiu și/sau explozie, atunci când utilizați oxigen suplimentar, nu fumați și nu utilizați dispozitivul în apropierea focului deschis, a uleiului, a grăsimii, a altor substanțe chimice inflamabile sau a echipamentelor și sculelor care pot produce scânteie.

18. Nu utilizați produsul atunci când ventilați pacienți cu traumă facială și/sau leziuni oculare severe, din cauza riscului de etanșare necorespunzătoare și de agravare a leziunilor, cu excepția cazului în care evaluarea medicală indică necesitatea acestui lucru. Dacă este posibil, utilizați o metodă alternativă de direcționare a aerului către pacient.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Masca facială Ambu din silicon nu trebuie să fie depozitată în stare deformată; în caz contrar se poate produce deformarea permanentă a măștii, ceea ce poate reduce eficiența ventilației sau furnizarea gazelor anestezice.
2. Consultați ambalajul pentru informații privind data de expirare, deoarece utilizarea unui dispozitiv expirat poate duce la reducerea performanțelor sau la defectarea produsului.
3. Nu reprocesați masca facială Ambu din silicon în alt mod decât cel descris în aceste IDU. Alte proceduri pot provoca deformarea sau deteriorarea dispozitivului.
4. În timpul reprocesării, păstrați la un loc componentele aparținând aceluiași dispozitiv pentru a evita reasamblarea componentelor cu durabilitate diferită, ceea ce ar putea cauza defectarea produsului.
5. Nu utilizați substanțe care conțin fenol pentru curățarea produsului. Fenolii vor cauza uzura prematură și degradarea materialelor, ducând la reducerea duratei de viață a produsului.
6. Utilizați numai conectori sau adaptoare compatibile, deoarece forțarea conectorilor sau a adaptorelor incompatibile în conectorul măștii faciale Ambu din silicon poate deteriora dispozitivul, făcându-l inutilizabil.
7. Legislația federală SUA restricționează comercializarea acestui dispozitiv; acesta poate fi vândut doar de către un medic sau la indicația unui medic cu licență.

1.9. Reacții adverse posibile

Reacții adverse posibile asociate cu utilizarea măștilor faciale (nu sunt exhaustive): escare, hipoxie și agravarea leziunilor faciale și oculare deja existente.

1.10. Observații generale

Dacă, pe durata utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a utilizării sale, se produce un incident grav, raportați acest lucru producătorului și autorității naționale din țara dvs.

2. Descrierea dispozitivului

Masca facială Ambu din silicon este o mască facială nesterilă, neconductoare și reutilizabilă. Funcționează ca un mijloc de conectare între dispozitivul de respirație sau circuitul anestezic și căile respiratorii superioare ale pacientului și permite ghidarea aerului și a gazelor medicale către pacient.


Mărimea 0A cu un conector de 15 mm

Calota măștii este transparentă. Manșonul modelului 0A este umplut cu spumă, iar volumul interior nu este gonflabil.



Mărimele 0, 2, 3/4, 5 și 6 cu un conector de 22 mm

Calota măștii este transparentă. Manșonul are o supapă pentru autoumflare care este închisă cu un dop.



Mărimea 0 cu perforație

Calota măștii este transparentă. Modelul 0 cu perforație este conceput pentru a limita presiunea de ventilație sub $40 \text{ cmH}_2\text{O}$ (4 kPa).



3. Explicarea simbolurilor utilizate

Semnificația simbolului	Descriere	Semnificația simbolului	Descriere
	Țara producătorului		Nu poate fi utilizat mai mult de 30 de ori
	Dispozitiv medical		Sigur pentru utilizarea cu aparate de RMN
Rx only	Utilizare doar pe bază de rețetă medicală		

Lista completă cu explicațiile simbolurilor se află la ambu.com/symbol-explanation.

4. Utilizarea produsului

4.1. Inspecția și pregătirea

1. Scoateți masca facială Ambu din silicon din ambalaj și verificați dacă manșonul este umflat corect.
2. Verificați dacă manșonul prezintă deteriorări sau pierderi de aer.

4.2. Operarea

1. Aplicați strâns masca pe fața pacientului pentru a asigura o etanșeizare ermetică.
2. Țineți strâns masca pe față, asigurând deschiderea căilor respiratorii prin împingerea mandibulei.



4.3. Reprocesarea: curățarea, dezinfecția, sterilizarea

Urmați aceste instrucțiuni de reprocesare după fiecare utilizare pentru a reduce riscul de contaminare încrucișată.


Dezasamblarea

Înainte de reprocesarea măştii faciale Ambu din silicon, dezasamblați-o manual, conform ilustrației de mai jos. Asigurați-vă că ați scos dopul din tubul de gonflare (nu se aplică la mărimea 0A).

Desfaceți sau scoateți manșonul măştii de pe calotă.



*Exemplu de
mască demontată*



*Exemplu de mască demontată cu
dopul scos din tubul de gonflare*

În timpul reprocesării, păstrați la un loc componentele aparținând aceluiași dispozitiv pentru a evita reasamblarea componentelor cu durabilitate diferită.

Cicluri de reprocesare recomandate

Pentru un ciclu complet de reprocesare a dispozitivului, utilizați unul dintre ciclurile enumerate în tabelul de mai jos.

Cicluri de reprocesare recomandate	Aplicabilitatea măştii faciale Ambu din silicon	
Mărimea 0, 2, 3/4, 5 și 6	Mărimea 0A	
Curățare manuală urmată de dezinfecțare chimică	Da	Da
Curățare manuală urmată de sterilizare cu abur	Da	Nu
Curățare automată, inclusiv o etapă de dezinfecțare termică, urmată de sterilizare cu abur	Da	Nu
Curățare automată, inclusiv o etapă dedezinfecțare termică, urmată de dezinfecțare chimică	Da	Da

Tabelul 1: Proceduri de reprocesare recomandate.

Testarea produsului a arătat că masca facială Ambu din silicon este complet funcțională după 30 de cicluri complete de reprocesare, după cum se menționează mai sus.

Utilizatorului îi revine responsabilitatea de a aproba abaterile de la ciclurile și metodele de procesare recomandate și de a urmări să nu se depășească numărul recomandat de cicluri de reprocesare.

Proceduri de reprocesare

CURĂȚAREA MANUALĂ

1. Clătiți componente sub jet de apă rece (de la robinet) pentru a îndepărta impuritățile mari.
2. Pregătiți o baie cu detergent folosind o soluție de curățare cu detergent, de ex., Neodisher® MediClean Forte sau un detergent echivalent, pentru îndepărțarea reziduurilor de sânge uscat și a altor fluide corporale, folosind concentrația recomandată de producătorul detergentului.
3. Scufundați complet componentele pentru a le menține în soluție conform etichetei cu instrucțiuni privind detergentul. În timpul perioadei de înmuiere, curătați bine componente cu o perie moale până când sunt îndepărtațe toate urmele vizibile de murdărie.
4. Clătiți componente cu apă curentă (de la robinet) timp de un minut.
5. Uscați componente cu o lavetă curată, fără scame, și cu aer comprimat.

CURĂȚAREA AUTOMATĂ CU DEZINFECTARE TERMICĂ

1. Clătiți componente sub jet de apă rece (de la robinet) pentru a îndepărta impuritățile mari.
2. Așezați componente pe un suport sau într-un coș de sărmă în interiorul aparatului de spălare.
3. Selectați ciclul corespunzător conform listei de mai jos:

Etapă	Timp de recirculare (minute)	Temperatură	Tipul și concentrația detergentului (dacă este cazul)
Prespălare	02:00	Apă rece de la robinet	N/A
Spălare	01:00	Apă de la robinet la 43 °C (110 °F)	Neodisher® MediClean Forte sau un detergent echivalent cu concentrația recomandată de producător

Etapă	Timp de recirculare (minute)	Temperatură	Tipul și concentrația detergentului (dacă este cazul)
Clătire	01:00	Apă de la robinet la 43 °C (110 °F)	N/A
Dezinfectare termică	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
Timp de uscare	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

Tabelul 2: Curățare automată cu cicluri de dezinfecție termică.

DEZINFECTAREA CHIMICĂ

1. Echilibrați baia cu Cidex OPA sau cu un dezinfecțant OPA (aldehidă orto-ftalică) echivalent la temperatura specificată în instrucțiunile producătorului dezinfecțantului OPA.
2. Asigurați concentrația minimă eficientă a dezinfecțantului OPA utilizând benzile de test OPA specificate în instrucțiunile producătorului dezinfecțantului OPA.
3. Scufundați complet dispozitivul în dezinfecțantul OPA și agitați dispozitivul pentru a elmina toate bulele de aer de pe suprafața acestuia.
4. Lăsați dispozitivul să se înmoie pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile producătorului dezinfecțantului OPA.
5. Clătiți bine dispozitivul, scufundându-l complet în apă purificată, agitați-l și lăsați-l să se stabilizeze timp de cel puțin 1 minut.
6. Repetați pasul 5 de încă două ori pentru un total de 3 clătiri, folosind de fiecare dată un lot proaspăt de apă purificată.
7. Uscați dispozitivul cu o lavetă sterilă, fără scame.

STERILIZAREA CU ABUR

Steriliizați produsul utilizând o autoclavă gravitațională cu abur care rulează un ciclu complet la 134 – 135 °C (274 – 275 °F) cu un timp de expunere de 10 minute și un timp de uscare de 45 de minute. Lăsați componentele să se usuce și/sau se răcească complet.

Verificarea componentelor

După reprocesare, inspectați cu atenție toate componentele pentru a detecta urme de deteriorare, reziduuri sau uzură excesivă și înlocuiți-le dacă este necesar. Unele metode pot provoca decolorarea componentelor din cauciuc fără a afecta durata de viață a acestora. În cazul deteriorării materialelor, cum ar fi crăparea, masca facială Ambu din silicon trebuie aruncată.

Reasamblarea

Reasamblați manual masca și asigurați-vă că manșonul și calota sunt montate etanș. Asigurați-vă că ati introduz dopul (nu se aplică la mărimea 0A). Consultați secțiunea 4.1 Inspecția și pregătirea.

4.4. Eliminarea

Produsele folosite trebuie eliminate în conformitate cu procedurile locale.

5. Specificațiile tehnice ale produsului

5.1. Specificații

Variante de mască facială Ambu din silicon	0A, 0 (cu perforație), 0, 2, 3/4, 5 și 6.
Dimensiune conector	Conector cu DE de 15 mm pentru mărimea 0A în conformitate cu ISO 5356-1. Conector cu DI de 22 mm pentru mărimele 0, 2, 3/4, 5 și 6, compatibil cu ISO 5356-1.
Limite de temperatură de utilizare	-20 – 50 °C (-4 – 122 °F) conform EN 1789 și ISO 10651-4.
Limite de temperatură pentru depozitare	-40 – 70 °C (-40 – 158 °F) conform EN 1789 și ISO 10651-4.
Depozitare recomandată pe termen lung în ambalaj închis, la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.	

5.2. Informații privind siguranța pentru RMN

Masca facială Ambu din silicon este sigură pentru utilizarea cu aparate de RMN.



1. Важная информация – Прочтите перед использованием

Перед использованием силиконовой лицевой маски Ambu® внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по безопасности. Инструкция по применению может быть обновлена без дополнительного уведомления. Копии текущей версии предоставляются по запросу. Обратите внимание на то, что в этой инструкции не объясняются и не описываются клинические процедуры. В ней описаны только основные манипуляции и меры предосторожности, связанные с использованием силиконовой лицевой маски Ambu.

Перед первым использованием силиконовой лицевой маски Ambu операторы должны пройти соответствующее обучение использованию изделия и ознакомиться с назначением, предупреждениями, мерами предосторожности и показаниями, перечисленными в настоящей инструкции.

Для силиконовой лицевой маски Ambu не предусмотрена гарантия.

1.1. Назначение

Силиконовая лицевая маска Ambu предназначена для оксигенации организма и вентиляции дыхательных путей или подачи газообразных анестетиков в верхние дыхательные пути.

1.2. Показания к применению

Силиконовая лицевая маска Ambu предназначена для респираторного ухода и поддержки. Силиконовая лицевая маска Ambu также предназначена для использования во время процедур, предусматривающих подачу газообразных анестетиков.

1.3. Возрастная группа

Силиконовая лицевая маска Ambu предназначена для пациентов всех возрастов и поставляется в 6 размерах и 7 вариантах, чтобы обеспечить достаточно просторную внутреннюю форму купола для рта и носа.

- Силиконовая лицевая маска Ambu, #0A
- Силиконовая лицевая маска Ambu, #0
- Силиконовая лицевая маска Ambu, #0 с отверстием
- Силиконовая лицевая маска Ambu, #2
- Силиконовая лицевая маска Ambu, #3/4
- Силиконовая лицевая маска Ambu, #5
- Силиконовая лицевая маска Ambu, #6

1.4. Предполагаемые пользователи

Силиконовая лицевая маска Ambu предназначена для использования медицинскими специалистами, спасательным и экстренным персоналом, обученным поддержанию проходимости дыхательных путей.

1.5. Условия использования

Силиконовая лицевая маска Ambu предназначена для использования в добольничных условиях (скорая медпомощь) и в лечебных учреждениях, включая кабинеты МРТ-систем.

1.6. Противопоказания

Неизвестны.

1.7. Клинические преимущества

Силиконовая лицевая маска Ambu обеспечит прохождение воздуха и газообразных анестетиков к пациенту и визуализацию через купол.

1.8. Предупреждения и меры предосторожности

Несоблюдение перечисленных мер предосторожности может повлечь за собой снижение эффективности вентиляции пациента, перекрестное инфицирование или поломку оборудования.

ВНИМАНИЕ!



1. Прибор разрешено использовать только тем предполагаемым пользователям, которые ознакомлены с данным руководством, поскольку некорректное использование может причинить вред пациенту.
2. Специалисты, выполняющие данную процедуру, должны оценить выбор размера лицевой маски и соответствующих принадлежностей (например, механического ручного устройства для выполнения искусственной вентиляции легких и т.п.) с учетом состояния конкретного пациента, так как некорректное использование может причинить вред пациенту.
3. Перед использованием силиконовой лицевой маски Ambu обязательно удаляйте все упаковочные материалы, поскольку мешок может блокировать дыхательные пути пациента и препятствовать вентиляции.

4. Всегда визуально обследуйте изделие после распаковки, сборки и перед использованием, поскольку дефекты и посторонние предметы могут стать причиной отсутствия или снижения вентиляции пациента или ограниченной доставки газообразного анестетика.
5. Запрещается использовать изделие, если не проведена проверка работоспособности: это может стать причиной отсутствия или снижения вентиляции пациента или ограниченной доставки газообразного анестетика.
6. Запрещается использовать изделие, если в него попали загрязнения из внешних источников, так как это может привести к инфицированию.
7. Всегда обеспечивайте правильное положение лицевой маски Ambu на пациенте, выдвигая, любой рукой, нижнюю челюсть при помощи соответствующей стратегии захвата рукой. При необходимости измените положение маски, так как неправильное прилегание маски может привести к недостаточной вентиляции пациента или ограниченной доставке газообразного анестетика.
8. Перед использованием всегда проверяйте надлежащее наполнение воздухом силиконовой лицевой маски Ambu, так как плохое прилегание может стать причиной недостаточной вентиляции пациента.
9. Во время использования манжеты лицевой маски на пациенте всегда визуально проверяйте ее надувание и герметичность, так как неправильное прилегание может привести к утечке воздуха и снижению вентиляции пациента, ее полному отсутствию или ограниченной доставке газообразного анестетика.
10. Всегда проверяйте правильное расположение и герметичность силиконовой лицевой маски Ambu, поскольку ненадлежащая герметизация может привести к появлению воздушно-капельного инфекционного заболевания у пользователя.
11. При использовании маски размера #0 с отверстием всегда следите за тем, чтобы отверстие не было заблокировано, поскольку блокирование отверстия может препятствовать предусмотренной функции снижения подаваемого к ребенку давления, а высокое давление вентиляции может вызвать баротравму.
12. Удерживая силиконовую лицевую маску Ambu в нужном положении, не прилагайте к ней избыточное усилие, так как это может привести к образованию следов надавливания на лице пациента.
13. Во избежание риска инфицирования всегда повторяйте обработку силиконовой лицевой маски Ambu после каждого использования.

14. Во избежание риска перекрестного инфицирования запрещается повторно использовать силиконовую лицевую маску Ambu на другом пациенте без повторной обработки.
15. Во избежание риска инфицирования и неправильной работы запрещается использовать силиконовую лицевую маску Ambu повторно, если внутри нее видны какие-либо остатки.
16. Не используйте силиконовую лицевую маску Ambu после 30 повторных обработок во избежание риска инфицирования или неправильной работы устройства.
17. При использовании дополнительного кислорода не допускайте курения и использования устройства вблизи открытого огня, масла, смазки, других горючих химических веществ, оборудования или инструментов, которые могут вызвать появление искры, поскольку это может стать причиной возгорания и/или взрыва.
18. Не используйте изделие при выполнении вентиляции у пациентов с тяжелыми травмами лица и/или глаз из-за риска неправильной герметизации и обострения травм, если в медицинской оценке не указано, что это необходимо. Если существует альтернативный метод подачи воздуха пациенту, используйте его.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Ни при каких обстоятельствах не храните силиконовую лицевую маску Ambu в деформированном состоянии, в противном случае возможна необратимая деформация маски, что может снизить эффективность вентиляции и ограничить доставку газообразного анестетика.
2. Проверьте точную информацию о сроке годности на упаковке, так как использование устройства с истекшим сроком годности может привести к снижению эффективности изделия или его неисправности.
3. Запрещается чистить силиконовую лицевую маску Ambu любым другим способом, кроме описанного в настоящей инструкции по применению. Другие процедуры могут привести к деформации или повреждению изделия.
4. Во время повторной обработки всегда храните компоненты одного и того же устройства вместе, чтобы избежать повторной сборки компонентов с разной прочностью, что может привести к поломке изделия.

5. Не используйте для очистки изделия вещества, содержащие фенолы. Фенолы вызывают преждевременный износ и разрушение материалов, что приводит к сокращению срока службы изделия.
6. Используйте только совместимые соединения или адаптеры, так как принудительная установка несовместимых соединений или адаптеров в разъем силиконовой лицевой маски Ambu может повредить устройство и сделать его непригодным к использованию.
7. Федеральный закон США разрешает продажу этого устройства только лицензованным медицинским работникам или по их предписанию.

1.9. Потенциальные нежелательные явления

Потенциальные нежелательные явления, связанные с использованием лицевых масок (не исчерпывающие): Пролежни, гипоксия и обострение уже имеющихся травм лица и глаз.

1.10. Общие примечания

Если во время или в результате использования данного устройства будет иметь место серьезное происшествие, сообщите об этом изготовителю и в соответствующие национальные органы.

2. Описание устройства

Силиконовая лицевая маска Ambu – это нестерильная непроводящая лицевая маска многоразового использования. Она служит для соединения дыхательного устройства или анестезирующего контура с верхними дыхательными путями пациента и позволяет направлять воздух и медицинские газы к пациенту.


Размер 0A с коннектором 15 мм

Купол маски прозрачный. Подушка модели 0A заполнена пеной, и внутренний объем не накачивается.



Размеры 0, 2, 3/4, 5 и 6 с коннектором 22 мм

Купол маски прозрачный. Подушка снабжена клапаном для автоматического надувания, который закрывается заглушкой.



Размер 0 с отверстием

Купол маски прозрачный. Модель 0 с отверстием предназначена для ограничения давления вентиляции до 40 см_{Н2О} (4 кПа).



3. Пояснение используемых символов

Символическое обозначение	Описание	Символическое обозначение	Описание
	Страна-изготовитель		Не использовать более 30 раз
	Медицинское изделие		Может использоваться во время МРТ
Rx only	Только по назначению врача		

Полный список пояснений к символам можно найти на сайте ambu.com/symbol-explanation.

4. Использование изделия

4.1. Осмотр и подготовка

- Извлеките силиконовую лицевую маску Ambu из упаковки и проверьте правильность наполнения подушки.
- Проверьте манжету на наличие повреждений и утечки воздуха.

4.2. Эксплуатация

1. Плотно прижмите маску к лицу пациента, чтобы обеспечить герметичность.
2. Держите маску плотно прижатой к лицу, одновременно обеспечивая проходимость дыхательных путей, выдвигая нижнюю челюсть.



4.3. Повторная обработка: очистка, дезинфекция, стерилизация


Для снижения риска перекрестной контаминации после каждого использования выполняйте эти инструкции по повторной обработке.

Разборка

Перед повторной обработкой силиконовой лицевой маски Ambu снимите ее вручную, как показано на рисунке ниже. Убедитесь в том, что заглушка извлечена из трубы для накачивания (неприменимо к #0A). Отстегните или снимите подушку маски с купола.



Пример
разобранной
маски



Пример разобранной маски с
извлеченной из надувющей
трубки пробкой

Во время повторной обработки храните компоненты одного и того же устройства вместе, чтобы избежать повторной сборки компонентов с разной прочностью.

Рекомендуемые циклы повторной обработки

Для полного цикла повторной обработки устройства используйте один из циклов, перечисленных в таблице ниже.

Рекомендуемые циклы повторной обработки	Применимость к силиконовой лицевой маске Ambu	
	Размеры 0, 2, 3/4, 5 и 6	Размер 0A
Ручная очистка с последующей химической дезинфекцией	Да	Да
Ручная очистка с последующей стерилизацией паром	Да	Нет
Автоматическая очистка, включая этап термической дезинфекции с последующей стерилизацией паром	Да	Нет
Автоматическая очистка, включая этап термической дезинфекции с последующей химической дезинфекцией	Да	Да

Таблица 1. Рекомендуемые процедуры повторной обработки.

Тестирование изделия показало, что силиконовая лицевая маска Ambu полностью работоспособна после 30 полных циклов повторной обработки, как указано выше.

Пользователь несет ответственность за оценку отклонений от рекомендованных циклов и методов обработки, а также за непревышение рекомендуемого количества циклов повторной обработки.

Процедуры повторной обработки ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ

1. Для удаления сильных загрязнений промойте компоненты под струей холодной водопроводной воды.
2. Подготовьте ванну с моющим раствором (например, Neodisher® MediClean Forte или эквивалентным) для удаления остатков засохшей крови и других физиологических жидкостей, используя рекомендованную производителем моющего средства концентрацию.

- Полностью погрузите компоненты в раствор, чтобы они оставались погруженными в соответствии с инструкцией по применению моющего средства. В течение всего времени замачивания тщательно очищайте компоненты мягкой щеткой, пока все видимые загрязнения не будут удалены.
- Промойте компоненты проточной (водопроводной) водой в течение одной минуты.
- Высушите компоненты чистой безворсовой тканью и сжатым воздухом.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА С ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ

- Для удаления сильных загрязнений промойте компоненты под струей холодной водопроводной воды.
- Поместите компоненты на стойку коллектора или в проволочную корзину внутри шайбы.
- Выберите соответствующий цикл, как указано ниже:

Этап	Время рециркуляции (минуты)	Температура	Тип моющего средства и концентрация (если используется)
Предварительная мойка	02:00	Холодная водопроводная вода	Н/П
Мытье	01:00	43 °C, 110 °F	Neodisher® MediClean Forte или эквивалентное моющее средство в рекомендуемой производителем концентрации.
Ополаскивание	01:00	43 °C, 110 °F	Н/П
Термическая дезинфекция	05:00	90 °C (194 °F)	Н/П
Время сушки	07:00	90 °C (194 °F)	Н/П

Таблица 2. Автоматическая очистка с термической дезинфекцией.

ХИМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Уравновешивайте ванну с дезинфицирующим средством Cidex OPA или эквивалентным OPA (ортоталальдегидом) при температуре, указанной в инструкциях производителя дезинфицирующего средства OPA.
2. Обеспечьте минимальную эффективную концентрацию (МЕС) дезинфицирующего средства OPA с помощью тестовых полосок OPA, указанных в инструкции производителя дезинфицирующего средства OPA.
3. Полностью погрузите устройство в OPA и, встряхивая устройство, убедитесь в том, что все пузырьки воздуха удалены с его поверхности.
4. Выдержите прибор в течение времени, указанного в инструкции производителя дезинфицирующего средства OPA.
5. Тщательно промойте устройство, полностью погрузив его в очищенную воду, взбалтывая и оставив минимум на 1 минуту.
6. Повторите шаг 5 еще два раза, в общей сложности 3 раза, каждый раз используя свежую партию очищенной воды.
7. Вытрите прибор стерильной безворсовой салфеткой.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПАРОМ

Стерилизовать изделие в гравитационном паровом автоклаве при температуре 134 – 135 °C (274 – 275 °F), время обработки — 10 минут, время сушки – 45 минут. Перед сборкой маски компоненты оставляют до полного высыхания и/или охлаждения.

Проверка компонентов

После обработки тщательно осмотрите все компоненты на предмет повреждений, остатков или чрезмерного износа и при необходимости замените их. Некоторые методы могут вызывать обесцвечивание резиновых деталей, что не повлияет на их срок службы. В случае износа материала, например, трещины, силиконовую лицевую маску Ambu необходимо выбросить.

Обратная сборка

Вручную соберите маску и убедитесь в том, что купол плотно прилегает к подушке. Обязательно вставьте заглушку (неприменимо к #0A). См. раздел 4.1 «Осмотр и подготовка».

4.4. Утилизация

Использованные изделия подлежат утилизации в соответствии с местными правилами.

5. Технические характеристики изделия

5.1. Технические характеристики

Варианты силиконовой лицевой маски Ambu	0A, 0 (с отверстием), 0, 2, 3/4, 5 и 6.
Размер коннектора	Коннектор с наружным диаметром 15 мм для размера 0A согласно ISO 5356-1. Коннектор с внутренним диаметром 22 мм для размеров 0, 2, 3/4, 5 и 6, согласно ISO 5356-1.
Диапазон рабочих температур	-20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) в соответствии с EN 1789 и ISO 10651-4.
Диапазон температур хранения	-40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F) в соответствии с EN 1789 и ISO 10651-4.
Длительное хранение рекомендуется в закрытой упаковке при комнатной температуре в месте, защищенном от солнечного света.	



5.2. Информация о безопасности при МРТ

Силиконовая лицевая маска Ambu пригодна для использования в МРТ.

1. Dôležité informácie – Prečítajte si pred použitím

Pred použitím silikónovej tvárovej masky Ambu® si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Návod na použitie sa môže aktualizovať bez oznámenia. Jeho aktuálna verzia je k dispozícii na vyžiadanie. Nezabúdajte, že tento návod nevysvetluje klinické postupy ani sa nimi nezaoberá. Opisuje len základné úkony a bezpečnostné opatrenia súvisiace s činnosťou silikónovej tvárovej masky Ambu.

Pred prvým použitím silikónovej tvárovej masky Ambu je nevyhnutné, aby bola jej obsluha dostatočne odborne pripravená na používanie výrobku a oboznámila sa s určeným použitím, výstrahami, upozorneniami a indikáciami uvedenými v tomto návode.

Na silikónovú tvárovú masku Ambu sa neposkytuje žiadna záruka.

1.1. Určené použitie

Silikónová tvárová maska Ambu je opakovane použiteľná tvárová maska určená na okysličovanie a ventiláciu dýchacích ciest alebo na priame podanie anestetických plynov do horných dýchacích ciest.

1.2. Indikácie na použitie

Silikónová tvárová maska Ambu sa používa pri starostlivosti a podpore dýchacích ciest. Silikónová tvárová maska Ambu je určená aj na použitie počas zákrokov, pri ktorých sa podávajú anestetické plyny.

1.3. Určená populácia pacientov

Silikónová tvárová maska Ambu je určená na použitie u pacientov všetkých vekových kategórií a dodáva sa v 6 veľkostach a 7 variantoch, aby sa zaistilo, že vnútorný tvar kupoly bude dostatočne priestranný pre ústa a nos.

- Silikónová tvárová maska Ambu, č. 0A
- Silikónová tvárová maska Ambu, č. 0
- Silikónová tvárová maska Ambu, č. 0 s otvorom
- Silikónová tvárová maska Ambu, č. 2
- Silikónová tvárová maska Ambu, č. 3/4
- Silikónová tvárová maska Ambu, č. 5
- Silikónová tvárová maska Ambu, č. 6

1.4. Určení používateľa

Silikónová tvárová maska Ambu je určená na použitie zdravotníckymi pracovníkmi, záchranným personálom a personálom poskytujúcim prvú pomoc vyškoleným v oblasti starostlivosti o dýchacie cesty.

1.5. Určené prostredie použitia

Silikónová tvárová maska Ambu je určená na použitie v prednemocničných (RZP) a nemocničných prostrediach vrátane miestností so systémom MR.

1.6. Kontraindikácie

Žiadne známe.

1.7. Klinické výhody

Silikónová tvárová maska Ambu umožňuje priechod vzduchu a anestetických plynov do dýchacích ciest pacienta a ich vizualizáciu cez kupolu.

1.8. Výstrahy a upozornenia

V prípade nedodržania týchto bezpečnostných opatrení môže dôjsť k neúčinnej ventilácii pacienta, krízovej infekcii alebo poškodeniu zariadenia.

VÝSTRAHY



1. Túto pomôcku smú používať len určení používateľa, ktorí sú oboznámení s obsahom tohto návodu, pretože nesprávne používanie môže ubližiť pacientovi.
2. Odborníci vykonávajúci postup by mali posúdiť výber veľkosti tvárovej masky a kompatibilných pomôčok (napr. resuscitátor atď.) v súlade so špecifickým stavom pacienta, pretože nesprávne použitie môže pacientovi ubližiť.
3. Pred použitím silikónovej tvárovej masky Ambu vždy odstráňte všetok obalový materiál, pretože vrecko by mohlo zablokovať dýchacie cesty pacienta a zabrániť ventilácii.
4. Po vybalení, zmontovaní a pred použitím výrobok vždy vizuálne skontrolujte, pretože chyby a cudzie telesá môžu viest' k nulovej alebo zníženej ventilácii pacienta, prípadne k zníženému prívodu anestetických plynov.
5. Nepoužívajte výrobok, ak bola kontrola neúspešná, pretože to môže viest' k nulovej alebo zníženej ventilácii pacienta, prípadne k zníženému prívodu anestetických plynov.

6. Výrobok nepoužívajte, ak je kontaminovaný externými zdrojmi, pretože by to mohlo spôsobiť infekciu.
7. Vždy zaistite správne umiestnenie tvárovej masky na tvári pacienta tak, že pomocou príslušnej techniky vykonáte rukou predsunutie sánky. V prípade potreby zmeňte polohu, pretože nesprávne utesnenie tvárovej masky môže viesť k nedostatočnej ventilácii pacienta, prípadne k zníženému prívodu anestetických plynov.
8. Pred použitím vždy skontrolujte správne nafúknutie tesnenia silikónovej tvárovej masky Ambu, pretože nesprávne utesnenie môže viesť k nedostatočnej ventilácii pacienta.
9. Vždy vizuálne skontrolujte nafúknutie a priliehanie tesnenia tvárovej masky počas používania na pacientovi, pretože nesprávne utesnenie môže viesť k úniku a zníženej alebo nulovej ventilácii pacienta, prípadne k zníženému prívodu anestetických plynov.
10. Vždy sa uistite, že silikónová tvárová maska Ambu je správne umiestnená a tesná na tvári, pretože nesprávne utesnenie môže viesť k prenosu infekčného ochorenia prenášaného vzduchom na používateľa.
11. Pri použití veľkosti č. 0 s otvorom sa vždy uistite, že otvor nie je upchatý. Zablokovanie otvoru môže zabrániť zamýšľanej funkcií zníženia tlaku privádzaného dietátu, pretože vysoké ventilačné tlaky môžu spôsobiť barotraumu.
12. Na silikónovú tvárovú masku Ambu nevyvíjajte nadmernú silu, ak ju držíte na mieste, pretože by to mohlo viesť k známkam otlačenia na tvári pacienta.
13. Po každom použití silikónovej tvárovej masky Ambu vykonajte regeneráciu, aby ste predišli riziku infekcie.
14. Silikónovú tvárovú masku Ambu nepoužívajte opakovane na inom pacientovi bez predchádzajúcej regenerácie, pretože hrozí riziko krízovej infekcie.
15. Silikónovú tvárovú masku Ambu nepoužívajte opakovane, ak v nej zostanú viditeľné zvyšky, aby sa zabránilo riziku infekcie alebo zlyhania.
16. Nepoužívajte silikónovú tvárovú masku Ambu, ak bola regenerovaná maximálne 30-krát, aby ste predišli riziku infekcie alebo nesprávnemu fungovaniu pomôcky.
17. Pri používaní doplnkového kyslíka nefajčte ani pomôcku nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa, oleja, mazív, iných horľavých chemikálií alebo vybavenia a nástrojov, ktoré generujú iskry, pretože hrozí riziko požiaru a/alebo výbuchu.

18. Výrobok nepoužívajte pri ventilácii pacientov s ťažkou traumou tváre a/alebo poranením očí z dôvodu rizika nesprávneho utesnenia a zhoršenia poranenia, pokiaľ lekárske posúdenie neindikuje nevyhnutnosť takého použitia. Ak je to možné, použite alternatívnu metódu na nasmerovanie vzduchu do plúc pacienta.

UPOZORNENIA

1. Silikónovú tvárovú masku Ambu pri uskladnení nikdy neskladajte, inak by mohlo dôjsť k trvalej deformácii masky, ktorá môže znížiť účinnosť ventilácie alebo prívodu anestetických plynov.
2. Pozrite si obal, kde nájdete konkrétné informácie o dátume exspirácie, pretože použitie zariadenia po dátume exspirácie môže viesť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu.
3. Silikónovú tvárovú masku Ambu neregenerujte iným spôsobom, ako je opísané v tomto návode na použitie. Iné postupy môžu spôsobiť deformáciu alebo poškodenie pomôcky.
4. Počas regenerácie uchovávajte komponenty tej istej pomôcky spolu, aby sa predišlo opäťovnému zostaveniu komponentov s odlišnou trvanlivosťou, čo môže viesť k riziku zlyhania výrobku.
5. Na čistenie výrobku nepoužívajte látky obsahujúce fenoly. Fenoly spôsobia predčasné opotrebovanie a degradáciu materiálov, čo vedie k skráteniu životnosti výrobku.
6. Používajte iba kompatibilné pripojenia alebo adaptéry, pretože násilné zasunutie nekompatibilných pripojení alebo adaptérov do konektora silikónovej tvárovej masky Ambu by mohlo poškodiť pomôcku tak, že bude nepoužiteľná.
7. Federálne zákony USA povolojujú predaj tejto pomôcky len lekárom alebo na ich objednávku.

1.9. Potenciálne nežiaduce udalosti

Potenciálne nežiaduce udalosti súvisiace s používaním tvárových masiek (neúplné): Známky otlačenia, hypoxia a zhoršenie už existujúcich poranení tváre a očí.

1.10. Všeobecné poznámky

Ak počas používania tejto pomôcky alebo v dôsledku jej používania dôjde k vážnej nehode, ohláste to výrobcovi a príslušnému štátному orgánu.

2. Popis pomôcky

Silikónová tvárová maska Ambu je nesterilná nevodivá, opakovane použiteľná tvárová maska. Funguje ako prostriedok na prepojenie medzi dýchacím zariadením alebo anestetickým okruhom a hornými dýchacími cestami pacienta a umožňuje prívod vzduchu a medicínskych plynov do dýchacích ciest pacienta.


Veľkosť 0A s 15 mm konektorm

Kupola masky je priehľadná. Tesnenie modelu 0A je naplnené penou a vnútorný objem sa nedá nafúknúť.



Veľkosti 0, 2, 3/4, 5 a 6 s 22 mm konektorm

Kupola masky je priehľadná. Tesnenie má ventil na automatické nafukovanie, ktorý je uzavretý zátkou.



Veľkosť 0 s otvorm

Kupola masky je priehľadná. Model 0 s otvorm je navrhnutý tak, aby obmedzil tlak ventilácie na menej ako 40 cm stĺpca H₂O (4 kPa).



3. Vysvetlenie použitých symbolov

Indikácia symbolov	Opis	Indikácia symbolov	Opis
	Krajina výrobcu		Nesmie sa používať viac ako 30-krát
	Zdravotnícka pomôcka		Bezpečné pre prostredie MR
Rx only	Len na lekársky predpis		

Úplný zoznam vysvetliviek k symbolom nájdete na webovej lokalite ambu.com/symbol-explanation.

4. Použitie výrobku

4.1. Kontrola a príprava

1. Vyberte silikónovú tvárovú masku Ambu z obalu a skontrolujte správne nafúknutie tesnenia.
2. Skontrolujte, či tesnenie nie je poškodené alebo netesné.

4.2. Prevádzka

1. Masku pevne nasadte na tvár pacienta, aby ste dosiahli dôkladné tesnenie.
2. Podržte masku pevne pritlačenú na tvári a zároveň zaistite otvorené dýchacie cesty pomocou tlaku na sánku.



4.3. Regenerácia: čistenie, dezinfekcia, sterilizácia

Po každom použití postupujte podľa týchto pokynov na regeneráciu, aby ste znížili riziko križovej kontaminácie.


Demontáž

Pred regeneráciou silikónovej tvárovej masky Ambu manuálne rozoberte tvárovú masku podľa nasledujúceho obrázka. Nezabudnite vytiahnuť zátku z napúšťacej hadičky (neplatí pre č. 0A).

Odpojte alebo odstráňte tesnenie masky z kupoly.



*Priklad rozobratej
masky*



*Priklad rozobratej masky so zátkou
vybratou z náustku na nafukovanie*

Komponenty tej istej pomôcky uchovávajte počas regenerácie spolu, aby ste zabránili opäťovnému zostaveniu komponentov s rôznou trvácnosťou.

Odporučané cykly regenerácie

Pre úplný cyklus regenerácie pomôcky použite jeden z cyklov uvedených v tabuľke nižšie.

	Platí pre silikónovú tvárovú masku Ambu	
Odporučané cykly regenerácie	Veľkosť 0, 2, 3/4, 5 a 6	Veľkosť 0A
Manuálne vyčistenie a následná chemická dezinfekcia	Áno	Áno
Manuálne vyčistenie s následná sterilizáciou parou	Áno	Nie
Automatizované vyčistenie vrátane fázy tepelnej dezinfekcie a následná sterilizácia parou	Áno	Nie
Automatizované vyčistenie vrátane fázy tepelnej dezinfekcie a následná chemická dezinfekcia	Áno	Áno

Tabuľka 1: Odporučané postupy regenerácie.

Testovanie výrobku preukázalo, že silikónová tvárová maska Ambu je plne funkčná po 30 kompletnejších cykloch regenerácie tak, ako je uvedené vyššie.

Používateľ je zodpovedný za posúdenie akýchkoľvek odchýlok od odporúčaných cyklov a spôsobov spracovania a za sledovanie toho, že neboli prekročený odporúčaný počet cyklov regenerácie.

Postupy regenerácie

MANUÁLNE ČISTENIE

1. Opláchnite jednotlivé komponenty pod tečúcou studenou vodou (z vodovodu), aby ste odstránili hrubé nečistoty.
2. Pripravte kúpeľ s čistiacim prostriedkom použitím čistiaceho roztoku, ako je napríklad Neodisher® MediClean Forte alebo jeho ekvivalent, na odstránenie zvyškov zaschnutej krvi a iných telesných tekutín s odporúčanou koncentráciou výrobcu čistiaceho prostriedku.
3. Komponenty úplne ponorte do roztoku a nechajte ich ponorené podľa pokynov na štítku čistiaceho prostriedku. Počas namáčania dôkladne vyčistite komponenty mäkkou kefkou, kým sa neodstránia všetky viditeľné nečistoty.
4. Komponenty oplachujte pod tečúcou vodou (z vodovodu) po dobu jednej minúty.
5. Vysušte komponenty čistou handričkou, ktorá neuvoľňuje vlákna, a stlačeným vzduchom.

AUTOMATIZOVANÉ ČISTENIE S TEPELNOU DEZINFEKCIOU

1. Opláchnite jednotlivé komponenty pod tečúcou studenou vodou (z vodovodu), aby ste odstránili hrubé nečistoty.
2. Komponenty vložte do rozvodnej zásuvky alebo do drôteného koša vo vnútri umývačky.
3. Vyberte vhodný cyklus, ako je uvedené nižšie:

Fáza	Čas recirkulácie (minúty)	Teplota	Typ a koncentrácia čistiaceho prostriedku (ak je to relevantné)
Predbežné umytie	02:00	Studená voda z vodovodu	Neuvádzajte
Umytie	01:00	Voda z vodovodu s teplotou 43 °C (110 °F)	Neodisher® MediClean Forte alebo ekvivalentný čistiaci prostriedok s koncentráciou odporúčanou výrobcom

Fáza	Čas recirkulácie (minúty)	Teplota	Typ a koncentrácia čistiaceho prostriedku (ak je to relevantné)
Opláchnutie	01:00	Voda z vodovodu s teplotou 43 °C (110 °F)	Neuvádz sa
Tepelná dezinfekcia	05:00	90 °C (194 °F)	Neuvádz sa
Čas sušenia	07:00	90 °C (194 °F)	Neuvádz sa

Tabuľka 2: Automatizované čistenie s cyklami tepelnej dezinfekcie.

CHEMICKÁ DEZINFEKCIÁ

1. Kúpeľ's dezinfekčným prostriedkom Cidex OPA alebo ekvivalentným dezinfekčným prostriedkom OPA (ortoftalaldehyd) nechajte ustáliť pri teplote špecifikovanej v pokynoch výrobcu dezinfekčného prostriedku OPA.
2. Zaistite minimálnu účinnú koncentráciu (MEC) dezinfekčného prostriedku OPA pomocou testovacích prúžkov OPA uvedenú v pokynoch výrobcu dezinfekčného prostriedku OPA.
3. Pomôcku úplne ponorte do dezinfekčného prostriedku OPA a zaistite odstránenie všetkých vzduchových bublín z povrchu pomôcky zamiešaním pomôcky.
4. Nechajte pomôcku nasiaknuť počas doby uvedenej v pokynoch výrobcu dezinfekčného prostriedku OPA.
5. Pomôcku dôkladne opláchnite ponorením do purifikovanej vody, pomiešaním a ustálením aspoň 1 minútu.
6. Krok č. 5 zopakujte ešte dvakrát (celkovo 3 opláchnutia), pričom použite vždy čerstvú purifikovanú vodu.
7. Osuňte pomôcku sterilnou utierkou, ktorá neuvoľňuje vlákna.

STERILIZÁCIA PAROU

Výrobok sterilizujte v gravitačnom parnom autokláve použitím úplného cyklu pri teplote 134 – 135 °C (274 – 275 °F) s časom expozície 10 minút a časom sušenia 45 minút. Nechajte jednotlivé diely dôkladne vyschnúť a/alebo vychladnúť.

Kontrola komponentov

Po regenerácii dôkladne skontrolujte všetky komponenty, či nie sú poškodené, či na nich nezostali zvyšky alebo nie sú nadmerne opotrebované, a podľa potreby ich vymeňte. Niektoré metódy môžu spôsobiť zmenu zafarbenia gumených komponentov, ktorá nemá vplyv na ich životnosť. V prípade poškodenia materiálu, napr. praskliny, sa silikónová tvárová maska Ambu musí vyradiť.

Opäťovné zmontovanie

Ručne znova zostavte masku a zaistite tesnú montáž medzi kupolou a tesnením. Nezabudnite zasunúť zátku (neplatí pre č. 0A). Pozrite si časť 4.1 Kontrola a príprava.

4.4. Likvidácia

Použité výrobky sa musia zlikvidovať podľa miestnych postupov.

5. Technické údaje o výrobku

5.1. Špecifikácie

Varianty silikónovej tvárovej masky Ambu	0A, 0 (s otvorom), 0, 2, 3/4, 5 a 6.
Veľkosť konektora	Konektor s vonkajším priemerom 15 mm pre veľkosť 0A podľa normy ISO 5356-1. Konektor s vnútorným priemerom 22 mm pre veľkosť 0, 2, 3/4, 5 a 6 kompatibilný podľa normy ISO 5356-1.
Obmedzenia prevádzkovej teploty	-20 až 50 °C (-4 až 122 °F) podľa normy EN 1789 a ISO 10651-4.
Obmedzenia skladovacej teploty	-40 až 70 °C (-40 až 158 °F) podľa normy EN 1789 a ISO 10651-4.
Pri dlhodobom skladovaní odporúčame skladovať v zatvorených obaloch pri izbovej teplote mimo dosahu slnečného žiarenia.	



5.2. Bezpečnostné informácie týkajúce sa MRI

Silikónová tvárová maska Ambu je bezpečná v prostredí MR.

1. Pomembne informacije – Preberite pred uporabo

Pred uporabo silikonske obrazne maske Ambu® pozorno preberite ta varnostna navodila. Pridržujemo si pravico do sprememb teh navodil za uporabo brez predhodnega obvestila. Kopije trenutne različice so na voljo le na zahtevo.

Ta navodila ne pojasnjujejo niti ne obravnavajo kliničnih postopkov. Pojasnjujejo le osnovno delovanje in previdnostne ukrepe v zvezi z delovanjem silikonske obrazne maske Ambu.

Pred prvo uporabo silikonske obrazne maske Ambu mora biti upravljaavec ustrezno usposobljen za uporabo izdelka ter seznanjen z namenom uporabe, opozorili, svarili in indikacijami, navedenimi v teh navodilih za uporabo.

Silikonska obrazna maska Ambu nima garancije.

1.1. Predvidena uporaba

Silikonska obrazna maska Ambu je maska za večkratno uporabo, namenjena za oksigeniranje in predihavanje dihalnih poti ali za usmerjanje anestetičnih plinov v zgornjo dihalno pot.

1.2. Indikacije za uporabo

Silikonsko obrazno masko Ambu se uporablja za dihalno terapijo in podporo. Silikonska obrazna maska Ambu je namenjena tudi za uporabo med posegi, pri katerih se dovajajo anestetični plini.

1.3. Predvidena populacija bolnikov

Silikonska obrazna maska Ambu je predvidena za uporabo pri bolnikih iz vseh starostnih skupin in je na voljo v 6 velikostih s 7 različicami zaradi zagotavljanja zadostne prostornosti notranje oblike pokrova za namestitev na nos in usta.

- Silikonska obrazna maska Ambu, #0A
- Silikonska obrazna maska Ambu, #0
- Silikonska obrazna maska Ambu, #0 z odprtino
- Silikonska obrazna maska Ambu, #2
- Silikonska obrazna maska Ambu, #3/4
- Silikonska obrazna maska Ambu, #5
- Silikonska obrazna maska Ambu, #6

1.4. Predvideni uporabnik

Uporaba silikonske obrazne maske Ambu je dovoljena samo zdravstvenim delavcem, reševalcem in osebjuurgence, usposobljenim za obravnavo dihal.

1.5. Predvideno okolje uporabe

Uporaba silikonske obrazne maske Ambu je predvidena v predbolnišničnem (EMS) in bolnišničnem okolju, vključno s prostori s sistemi za slikanje z MR.

1.6. Kontraindikacije

Ni znanih kontraindikacij.

1.7. Prednosti pri klinični uporabi

Silikonska obrazna maska Ambu omogoča prehajanje zraka do bolnika in vizualizacijo prek pokrova.

1.8. Opozorila in previdnostni ukrepi

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko privede do neučinkovitega predihavanja bolnika, navzkrižne okužbe ali poškodb opreme.

OPOZORILA



1. Uporaba je dovoljena le namenjenim uporabnikom, ki poznajo vsebino teh navodil za uporabo, saj lahko nepravilna uporaba škoduje bolniku.
2. Strokovnjaki, ki izvajajo poseg, morajo oceniti izbiro velikosti obrazne maske in združljivih pripomočkov (npr. reanimacijskega pripomočka itd.) v skladu s specifičnimi pogoji v zvezi z bolnikom, saj lahko nepravilna uporaba povzroči telesne poškodbe bolnika.
3. S silikonske obrazne maske Ambu pred uporabo odstranite ves embalažni material, saj lahko vrečka ovira bolnikove dihalne poti in preprečuje predihavanje.
4. Po razpakirjanju, sestavljanju in pred uporabo izdelek vedno vizualno preglejte, saj lahko okvare in tukki povzročijo odsotnost predihavanja bolnika oziroma omejeno predihavanje ali zmanjšano dovajanje anestetičnih plinov.
5. Če izdelek pregleda ne prestane, ga ne uporablajte, saj lahko to onemogoči oziroma omeji predihavanje ali zmanjša dovajanje anestetičnih plinov.
6. Ne uporablajte izdelka, če je onesnažen zaradi stika z zunanjimi viri, saj lahko to privede do okužbe.
7. Vedno se prepričajte, da je obrazna maska pravilno nameščena na bolnika, in sicer tako, da s katero koli roko izvedete ustrezni premik čeljusti z ustrezno strategijo ročnega prijema. Po potrebi spremenite položaj maske, saj lahko neprimerno tesnjenje obrazne maske privede do nezadostnega predihavanja bolnika ali zmanjšanega dovajanja anestetičnih plinov.

8. Pred uporabo silikonske obrazne maske Ambu vedno preverite, ali je pravilno napihnjena, saj lahko šibko tesnjenje povzroči nezadostno predihavanje bolnika.
9. Vedno vizualno preverite lastnosti polnjenja in tesnjenja blazinice obrazne maske, medtem ko je v uporabi pri bolniku, saj lahko neprimerno tesnjenje privede do uhajanja in omejitve oziroma odsotnosti predihavanja bolnika ali zmanjšanega dovajanja anestetičnih plinov.
10. Vedno poskrbite, da je silikonska obrazna maska Ambu pravilno nameščena in tesni, saj lahko nepravilno tesnjenje privede do širitve kužnih bolezni, ki se širijo po zraku, do uporabnika.
11. Kadar uporabljate velikost #0 z odprtino, vedno zagotovite, da odprtina ni blokirana, saj lahko blokada odprtine prepreči predvideno funkcijo zmanjševanja tlaka, ki se dovaja otroku, visoki tlaki predihavanja pa lahko povzročijo barotravmo.
12. Ne uporabljajte prekomerne sile na silikonsko obrazno masko Ambu, ko jo ohranjate v položaj, saj lahko to povzroči odtise zaradi pritiska na bolnikovem obrazu.
13. Silikonsko obrazno masko Ambu po vsaki uporabi vedno ponovno obdelajte, da se izognete tveganju okužbe.
14. Zaradi tveganja navzkrižne okužbe silikonske obrazne maske Ambu ne uporabite na drugem bolniku, ne da bi jo ponovno obdelali.
15. Zaradi preprečevanja tveganja okužbe in okvare silikonske obrazne maske Ambu ne uporabite ponovno, če so znotraj pripomočka vidni ostanki.
16. Silikonske obrazne maske Ambu ne uporabljajte, ko je bila obdelana največ 30-krat, da se izognete tveganju okužbe ali okvari pripomočka.
17. Pri uporabi dodatnega kisika je prepovedano kaditi v bližini pripomočka ali pripomoček uporabljeni v bližini odprtrega ognja, olja, maščobe, drugih vnetljivih kemikalij ali opreme in orodij, ki ustvarijo iskre, zaradi nevarnosti nastanka požara in/ali eksplozije.
18. Izdelka ne uporabljajte pri predihavanju bolnikov z resnimi obraznimi poškodbami in/ali poškodbo oči zaradi tveganja za nepravilno tesnjenje in poslabšanje poškodbe, razen če zdravniška ocena indicira potrebo po tem. Če je na voljo alternativna metoda usmerjanja zraka proti bolniku, jo izberite.

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Silikonske obrazne maske Ambu nikoli ne shranujte v deformiranem stanju, sicer lahko pride do trajne deformacije maske, ki lahko zmanjša učinkovitost predihavanja ali dovajanje anestetičnih plinov.
2. Glejte embalažo za podrobne informacije o datumu poteka veljavnosti, saj lahko uporaba izdelka s pretečeno veljavnostjo povzroči slabše delovanje ali okvaro izdelka.
3. Silikonske obrazne maske Ambu ne obdelajte na noben drug način kot je ta, opisan v teh navodilih za uporabo. Drugi postopki lahko povzročijo deformacije ali poškodbo pripomočka.
4. Sestavni deli istega pripomočka naj bodo med ponovno obdelavo vedno skupaj, da se izognete ponovnemu sestavljanju sestavnih delov z različno trajnostjo, kar lahko privede do tveganja okvare izdelka.
5. Za čiščenje izdelka na uporablajte snovi, ki vsebujejo fenole. Fenoli bodo povzročili prezgodnjo obrabo in poslabšanje materialov, ki bodo priveli do skrajšanja življenjske dobe.
6. Uporabljajte samo združljive priključke ali adapterje, saj lahko priključitev nezdružljivih priključkov ali adapterjev na priključek silikonske obrazne maske Ambu, ki vključuje silo, poškoduje pripomoček, zaradi česar ta postane neuporaben.
7. V skladu z zveznim zakonom ZDA lahko ta pripomoček prodajajo samo zdravniki oziroma se prodaja izvede po zdravnikovem naročilu.

1.9. Možni neželeni dogodki

Možni neželeni dogodki, povezani z uporabo obraznih mask (med drugimi): Pritisni odtisi, hipoksija ter poslabšanje že obstoječih obraznih in očesnih poškodb.

1.10. Splošne opombe

Če med uporabo tega pripomočka ali zaradi njegove uporabe pride do resnega incidenta, o tem obvestite proizvajalca in državni organ.

2. Opis pripomočka

Silikonska obrazna maska Ambu je nesterilna, neprevodna obrazna maska za večkratno uporabo. Deluje kot sredstvo za povezavo med dihalno napravo ali anestetičnim obtokom in bolnikovimi zgornjimi dihalnimi potmi ter omogoča usmerjanje zraka in medicinskih plinov k bolniku.


Velikost 0A s 15-mm priključkom

Pokrov maske je prosojen. Tesnilo modela 0A je napolnjeno s pено in notranji volumen ni napihljiv.



Velikosti 0, 2, 3/4, 5 in 6 z 22-mm priključkom

Pokrov maske je prosojen. Blazina ima ventil za samodejno napihovanje, ki je zaprt s čepom.



Velikost 0 z odprtino

Pokrov maske je prosojen. Model 0 z odprtino je zasnovan za omejevanje tlaka predihavanja pod 40 cmH₂O (4 kPa).



3. Razlaga uporabljenih simbolov

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Država proizvajalca		Ni dovoljeno uporabiti več kot 30-krat
	Medicinski pripomoček		Varno za slikanje MR
Rx only	Uporaba samo na recept		

Celoten seznam z razlago simbolov je na voljo na spletnem mestu ambu.com/symbol-explanation.

4. Uporaba izdelka

4.1. Pregled in priprava

1. Odstranite silikonsko obrazno masko Ambu iz embalaže in preverite, ali je blazinica pravilno napihnjena.
2. Preglejte blazinico glede morebitnih poškodb ali uhajanja.

4.2. Delovanje

1. Masko pritisnite na bolnikov obraz, tako da bo ustrezno zatesnjena.
2. Držite jo tesno ob obrazu, hkrati pa s pomikom čeljusti poskrbite za odprtih dihalno pot.



4.3. Ponovna obdelava: čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija


Po vsaki uporabi upoštevajte ta navodila za ponovno obdelavo, da zmanjšate tveganje navzkrižne kontaminacije.

Razstavljanje

Pred ponovno obdelavo silikonsko obrazno masko Ambu ročno razstavite v skladu s spodnjo sliko. Odstranite čep s cevke za napihanje (ne velja za #0A). Odpnite ali odstranite blazinico s pokrova maske.



Primer
razstavljene maske



Primer razstavljene maske z odstranjениm
čepom iz cevke za napihanje

Med ponovno obdelavo naj bodo sestavni deli istega pripomočka skupaj, da ne bi prišlo do ponovnega sestavljanja sestavnih delov z drugačno trajnostjo.

Priporočeni cikli ponovne obdelave

Za celoten cikel ponovne obdelave pripomočka uporabite enega od ciklov, navedenih v spodnji tabeli.

	Veljavnost za silikonsko obrazno masko Ambu	
Priporočeni cikli ponovne obdelave	Velikost 0, 2, 3/4, 5 in 6	Velikost 0A
Ročno čiščenje, ki mu sledi kemijska dezinfekcija	Da	Da
Ročno čiščenje, ki mu sledi sterilizacija s paro	Da	Ne
Samodejno čiščenje, vključno s fazo toplotne dezinfekcije, ki ji sledi parna sterilizacija	Da	Ne
Samodejno čiščenje, vključno s fazo toplotne dezinfekcije, ki ji sledi kemijska dezinfekcija	Da	Da

Tabela 1: Priporočeni postopki ponovne obdelave.

Preizkušanje izdelka je pokazalo, da silikonska obrazna maska Ambu v celoti deluje po 30 polnih ciklih ponovne obdelave, kot je navedeno zgoraj.

Uporabnik odgovarja za morebitna odstopanja od priporočenih ciklov in metod obdelave ter za spremljanje, da se ne preseže priporočenega števila ciklov ponovne obdelave.

Postopki ponovne obdelave

ROČNO ČIŠČENJE

1. Sestavne dele sperite pod tekočo komunalno vodo (iz pipe), da odstranite grobo umazanijo.
2. Pripravite kopel z detergentom, za katero uporabite raztopino čistilnega detergenta, npr. Neodisher® MediClean Forte ali enakovrednega, da odstranite ostanke posušene krvi in drugih telesnih tekočin, pri čemer uporabite koncentracijo, ki jo priporoča proizvajalec detergenta.

3. Sestavne dele popolnoma potopite in naj ostanejo potopljeni v raztopini v skladu z navodili na nalepki detergenta. V času namakanja sestavne dele temeljito očistite z mehko ščetko tako, da je odstranjena vsa vidna umazanja.
4. Sestavne dele eno minuto spirajte pod tekočo komunalno vodo (iz pipe).
5. Sestavne dele osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, in stisnjениm zrakom.

SAMODEJNO ČIŠČENJE S TOPLOTNO DEZINFEKCIJO

1. Sestavne dele sperite pod tekočo komunalno vodo (iz pipe), da odstranite grobo umazanijo.
2. Sestavne dele namestite na razdelilno stojalo ali v žičnato košaro v pomivalnem stroju.
3. Izberite ustrezni cikel, kot je navedeno spodaj:

Faza	Čas delovanja (v minutah)	Temperatura	Vrsta in koncentracija čistilnega sredstva (po potrebi)
Predpranje	02:00	Hladna voda iz pipe	/
Pranje	01:00	43 °C (110 °F), voda iz pipe	Neodisher® MediClean Forte ali enakovreden detergent v koncentraciji, ki jo priporoča proizvajalec
Spiranje	01:00	43 °C (110 °F), voda iz pipe	/
Toplotna dezinfekcija	05:00	90 °C (194 °F)	/
Čas sušenja	07:00	90 °C (194 °F)	/

Tabela 2: Samodejno čiščenje s cikli toplotne dezinfekcije.

KEMIJSKA DEZINFEKCIJA

1. Pripravite kopel z razkužilom Cidex OPA ali enakovrednim razkužilom OPA (orto-ftalaldehid) pri temperaturi, navedeni v navodilih proizvajalca razkužila OPA.
2. Zagotovite najmanjšo učinkovito koncentracijo (MEC) razkužila OPA tako, da uporabite testne lističe OPA, navedene v navodilih proizvajalca razkužila OPA.

3. Pri pomoček povsem potopite v OPA in poskrbite za odstranitev vseh zračnih mehurčkov s površine pripomočka tako, da pripomoček stresete.
4. Pri pomoček pustite namakati tako dolgo, kot je navedeno v navodilih proizvajalca razkužila OPA.
5. Pri pomoček temeljito sperite tako, da ga popolnoma potopite v prečiščeno vodo, ga stresete in pustite mirovati najmanj 1 minuto.
6. 5. korak ponovite še dvakrat, da izvedete skupno 3 spiranja, pri čemer vsakič uporabite svežo prečiščeno vodo.
7. Pri pomoček osušite s sterilno kropo, ki ne pušča vlaken.

STERILIZACIJA S PARO

Izdelek sterilizirajte z gravitacijskim parnim avtoklavom, ki izvede polni cikel pri 134 – 135 °C (274 – 275 °F), s časom izpostavljenosti 10 minut in časom sušenja 45 minut. Počakajte, da se deli povsem posušijo in/ali ohladijo.

Pregled sestavnih delov

Po ponovni obdelavi pozorno preglejte vse sestavne dele in se prepričajte, da na njih ni znakov poškodb, ostankov ali prekomerne obrabe; po potrebi jih zamenjajte. Nekatere metode lahko povzročijo razbarvanje gumijastih sestavnih delov, kar pa ne vpliva na njihovo življensko dobo. Če se poslabša kakovost materialov, npr. če se pojavijo razpoke, je treba silikonsko obrazno masko Ambu zavreči.

Ponovno sestavljanje

Ročno razstavite masko in poskrbite, da sta pokrov maske in blazinica trdno stisnjena. Ne pozabite vstaviti čepa (ne velja za #0A). Glejte razdelek 4.1 Pregled in priprava.

4.4. Odlaganje

Uporabljene izdelke je treba zavreči v skladu z lokalnim protokolom.

5. Tehnične specifikacije izdelka

5.1. Specifikacije

Različice silikonske obrazne maske Ambu	0A, 0 (z odprtino), 0, 2, 3/4, 5 in 6.
Velikost priključka	Prikluček s 15-mm zunanjim premerom (OD) za velikost 0A v skladu s standardom ISO 5356-1. Prikluček z 22-mm notranjim premerom (ID) za velikosti 0, 2, 3/4, 5 in 6, združljiv z ISO 5356-1.
Omejitve delovne temperature	Od -20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F) v skladu s standardoma EN 1789 in ISO 10651-4.
Omejitve temperature skladiščenja	Od -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F) v skladu s standardoma EN 1789 in ISO 10651-4.
Priporočeno dolgotrajno skladiščenje v zaprti embalaži pri sobni temperaturi, stran od sončne svetlobe.	

5.2. Informacije o varnosti pri slikanju z magnetno resonanco



Silikonsko obrazno masko Ambu se lahko varno uporablja pri slikanju z MR.

1. Viktig information – Läs före användning

Läs alltid säkerhetsanvisningarna innan du använder Ambu® silikonansiktsmask. Bruksanvisningen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Exemplar av den aktuella versionen kan erhållas på begäran. Observera att denna bruksanvisning inte förklrar eller beskriver kliniska förfaranden. Beskrivningen avser endast den grundläggande funktionen och de försiktighetsåtgärder som gäller vid användning av Ambu silikonansiktsmask.

Innan Ambu silikonansiktsmask används för första gången är det viktigt att användarna har erhållit tillräcklig utbildning i att använda produkten samt har läst igenom informationen om avsedd användning, varningar, uppmaningar om försiktighet och indikationer i denna bruksanvisning.

Ambu silikonansiktsmask omfattas inte av någon garanti.

1.1. Avsedd användning

Ambu silikonansiktsmask är en ansiktsmask för flergångsbruk avsedd för syresättning och ventilering av luftvägarna eller för att leda anestesigaser till de övre luftvägarna.

1.2. Indikationer för användning

Ambu silikonansiktsmask används för andningsvård och andningsstöd.

Ambu silikonansiktsmask är även avsedd att användas vid ingrepp där anestesigaser tillförs.

1.3. Avsedd patientpopulation

Ambu silikonansiktsmask är avsedd att användas på patienter i alla åldrar och finns i sex storlekar så att det alltid går att hitta en kåpa som täcker både patientens mun och näsa.

- Ambu silikonansiktsmask, nr 0A
- Ambu silikonansiktsmask, nr 0
- Ambu silikonansiktsmask, nr 0 med lufthål
- Ambu silikonansiktsmask, nr 2
- Ambu silikonansiktsmask, nr 3/4
- Ambu silikonansiktsmask, nr 5
- Ambu silikonansiktsmask, nr 6

1.4. Avsedda användare

Ambu silikonansiktsmask är avsedd att användas av sjukvårdspersonal och räddningstjänst med utbildning i luftvägsbehandling.

1.5. Avsedd miljö för användning

Ambu silikonansiktsmask är avsedd för användning i utanför och på sjukhus, inklusive i MR-miljö.

1.6. Kontraindikationer

Inga kända.

1.7. Kliniska fördelar

Ambu silikonansiktsmask med transparent kåpa möjliggör luft- och anestesigastillförsel till patienten samt observation.

1.8. Varningar och försiktighetsåtgärder

Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till otillräcklig ventilation av patienten, smittspridning eller skada på utrustningen.

VARNINGAR

1. Får endast användas av avsedda användare som har läst denna bruksanvisning eftersom felaktig hantering kan skada patienten.
2. Den vårdpersonal som utför proceduren ska välja storlek på ansiktsmask och passande produkter (t.ex. andningsballong) baserat på patientens specifika tillstånd eftersom felaktig användning kan skada patienten.
3. Avlägsna alltid allt förpackningsmaterial från Ambu silikonansiktsmask innan produkten används eftersom påsen annars kan blockera patientens luftväg och förhindra ventilation.
4. Utför alltid en visuell kontroll av produkten efter uppackning, montering och inför användning eftersom defekter och främmande ämnen kan leda till utebliven eller försämrad ventilation av patienten eller försämrad tillförsel av anestesigaser.
5. Använd inte produkten om den inte godkänts vid inspektionen eftersom detta kan leda till utebliven eller försämrad ventilation eller försämrad tillförsel av anestesigaser.
6. Använd inte produkten om den är kontaminerad eftersom detta kan leda till infektion.

7. Säkerställ alltid att Ambu silikonansiktsmask är korrekt placerad på patienten genom att med ena handen utföra ett käklyft med lämplig metod. Ändra vid behov maskens placering eftersom dålig tätning kan leda till otillräcklig ventilation av patienten eller försämrad tillförsel av anestesigaser.
8. Kontrollera alltid att dynan på Ambu silikonansiktsmask är ordentligt uppblåst innan produkten används eftersom dålig tätning kan leda till otillräcklig ventilation av patienten.
9. Utför alltid en visuell inspektion av ansiktsmaskens dyna för att säkerställa att den är korrekt uppblåst och kan etablera god tätning vid användning på patienten eftersom dålig tätning kan leda till läckage och försämrad eller utebliven ventilation av patienten eller försämrad tillförsel av anestesigaser.
10. Säkerställ alltid att Ambu silikonansiktsmask är korrekt och stabilt placerad eftersom otillräcklig tätning kan leda till att luftburna infektionssjukdomar sprids till användaren.
11. Vid användning av storlek nr 0 med lufthål, kontrollera alltid att lufthålet inte är blockerat eftersom det leda till att masken inte reducerar trycket som tillförs barnet. Syftet med masken är just att minska trycket eftersom höga ventilationstryck kan orsaka barotrauma.
12. Tryck inte för hårt mot Ambu silikonansiktsmask för att hålla den på plats eftersom tryckmärken kan uppstå i patientens ansikte.
13. Ambu silikonansiktsmask måste alltid genomgå reprocessing efter varje användningstillfälle för att eliminera infektionsrisken.
14. Ambu silikonansiktsmask får inte återanvändas för en annan patient utan föregående reprocessing på grund av risken för smittspridning.
15. Ambu silikonansiktsmask ska inte användas igen om synlig fukt eller restprodukter finns kvar inne i enheten, detta för att undvika infektionsrisk och risk för att fel uppstår.
16. Ambu silikonansiktsmask får inte användas efter att den genomgått reprocessing 30 gånger. Detta för att undvika infektionsrisk och risk för att enheten inte fungerar som den ska.
17. Tillförsel av extra syre får endast ske på en plats där rökning är förbjuden och öppen låga, olja, smörjfett, andra lättantändliga kemikalier eller utrustning/verktyg som kan leda till gnistbildning inte förekommer på grund av risken för brand och/eller explosion.
18. Om patienten har allvarliga ansikts- eller ögonskador ska produkten inte användas för ventilation på grund av risken för att tätningen blir otillräcklig och/eller att skadan förvärras. Undantaget är om en medicinsk bedömning visar att användning är nödvändig. Välj om möjligt ett annat alternativ för att tillföra luft till patienten.

FÖRSIKTIGHET

1. Förvara aldrig Ambu silikonansiktsmask i deformerat skick eftersom detta kan leda till permanent deformation vilket kan minska ventilationens effektivitet och försämra tillförseln av anestesigaser.
2. Utgångsdatum framgår av förpackningen. Användning av en utgången enhet kan leda till att produktens funktion försämras eller att den upphör att fungera.
3. Reprocessing av Ambu silikonansiktsmask får inte utföras på annat sätt än vad som beskrivs i denna bruksanvisning. Andra tillvägagångssätt kan orsaka deformering eller skada produkten.
4. Alla delar för en och samma enhet ska hanteras tillsammans under reprocessing så att delar med olika hållbarhet inte kombineras, vilket kan medföra ökad risk för att produkten inte fungerar korrekt.
5. Använd inte ämnen som innehåller fenoler för att rengöra produkten. Fenol kommer att slita ut och bryta ner materialen i förtid och därmed förkorta produktens livslängd.
6. Använd endast kompatibla anslutningar eller adaptrar. Om du försöker föra in en anslutning eller adapter av fel typ i uttaget på Ambu silikonansiktsmask kan produkten skadas och bli oanvändbar.
7. Enligt federal lagstiftning i USA får denna utrustning endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

1.9. Potentiellt negativa händelser

Potentiellt negativa händelser relaterade till användningen av ansiktsmasker (ingen komplett lista): Tryckmärken, hypoxi och befintliga ansikts- och ögonskador riskerar att förvärras.

1.10. Allmänna observanda

Om allvarliga negativa händelser eller tillbud har inträffat vid användning av denna enhet eller på grund av att den har använts ska detta rapporteras till tillverkaren och till Läkemedelsverket.

2. Beskrivning av enheten

Ambu silikonansiktsmask är en icke-steril, icke ledande ansiktsmask för flergångsbruk. Den används för att sammanbinda andningsapparatur eller anestesisystem med patientens övre luftväg och för att tillföra luft och medicinska gaser till patienten.


Storlek 0A med 15 mm anslutning

Maskens kåpa är transparent. 0A-modellen har en skumfyllt dyna som inte kan blåsas upp.



Storlek 0, 2, 3/4, 5 och 6 med 22 mm anslutning.

Maskens kåpa är transparent. Dynan är självupplåsande och har en ventil som försluts med en propp.



Storlek 0 med lufthål

Maskens kåpa är transparent. Modell 0 med lufthål är avsedd att minska ventilationstrycket så att det ligger under $40 \text{ cmH}_2\text{O}$ (4 kPa).



3. Förklaring av använda symboler

Symbol/indikation	Beskrivning	Symbol/indikation	Beskrivning
	Tillverkningsland		Får användas högst 30 gånger
	Medicinteknisk produkt		MR-säker
Rx only	Får endast användas på läkares ordination		

En heltäckande lista med förklaringar finns på ambu.com/symbol-explanation.

4. Produktanvändning

4.1. Inspektion och förberedelse

1. Ta ut Ambu silikonansiktsmask ur förpackningen och kontrollera att dynan är ordentligt uppblåst.
2. Kontrollera att dynan inte är skadad eller läcker.

4.2. Användning

1. Sätt fast masken stadigt mot patientens ansikte för att få en tät tillslutning.
2. Håll masken tätt mot ansiktet samtidigt som du säkrar en öppen luftväg genom ett käklyft.



4.3. Reprocessing – rengöring, desinfektion, sterilisering

Följ dessa instruktioner för reprocessing efter varje användningstillfälle för att minska risken för korskontaminering.


Demontering

Innan Ambu silikonansiktsmask genomgår reprocessing ska masken demonteras enligt bilden nedan. Kom ihåg att ta bort proppen från slangen för uppblåsning (gäller inte nr 0A).

Lossa eller ta bort maskdynan från kåpan.



*Exempel på mask
som tagits isär*



*Exempel på mask som tagits isär med
uppbłasningssläng utan propp*

Alla delar för en och samma enhet ska hanteras tillsammans under reprocessing så att delar med olika hållbarhet inte kombineras.

Rekommenderade rutiner för reprocessing

En fullständig reprocessing av enheten innebär att en av rutinerna i tabellen nedan ska utföras.

Rekommenderade rutiner för reprocessing	Tillämpbarhet gällande Ambu silikonansiktsmask	
	Storlek 0, 2, 3/4, 5 och 6	Storlek 0A
Manuell rengöring och där efter kemisk desinfektion	Ja	Ja
Manuell rengöring och där efter ångsterilisering	Ja	Nej
Automatisk rengöring, inklusive termisk desinfektion, där efter ångsterilisering	Ja	Nej
Automatisk rengöring, inklusive termisk desinfektion, där efter kemisk desinfektion	Ja	Ja

Tabell 1: Rekommenderade rutiner för reprocessing.

Produktprovning har visat att Ambu silikonansiktsmask är fullt fungerande efter 30 fullständiga reprocessingcykler enligt vad som framgår ovan.

Användaren ansvarar för att motivera och verifiera eventuella avvikelser från de rekommenderade rutinerna och metoderna och för att säkerställa att rekommenderat antal reprocessingcykler inte överskrids.

Rutiner för reprocessing

MANUELL RENGÖRING

1. Avlägsna kraftig smuts genom att skölja delarna under rinnande kallvatten från kranen.
2. Förbered en rengöringsvätska för att avlägsna kvarstående rester av torkat blod och andra kroppsvätskor. Använd lämplig rengöringslösning som t.ex. Neodisher® MediClean Forte eller motsvarande och blanda till vätskan i de proportioner som tillverkaren rekommenderar.
3. Sänk ned delarna fullständigt i rengöringsvätskan och låt dem ligga i blötlösningen enligt instruktionerna för rengöringsmedlet. Rengör delarna omsorgsfullt med en mjuk borste medan de ligger i blötlösningen till dess alla synliga orenheter har avlägsnats.
4. Skölj delarna under rinnande kranvattnet i en minut.
5. Torka delarna med en ren luddfri duk och tryckluft.

AUTOMATISK RENGÖRING MED TERMISK DESINFEKTION

1. Avlägsna kraftig smuts genom att skölja delarna under rinnande kallvatten från kranen.
2. Placera delarna på ett passande rack eller i en trådkorg i diskmaskinen.
3. Välj lämplig cykel enligt nedan:

Etapp	Cirkulationstid (minuter)	Temperatur	Typ av rengöringsmedel och koncentration (om relevant)
Förrengöring	02:00	Kallt kranvatten	N/A
Disk	01:00	43 °C kranvatten	Neodisher® MediClean Forte eller motsvarande rengöringsmedel i den koncentration som tillver- karen rekommenderar
Sköljning	01:00	43 °C kranvatten	N/A
Termisk desinfektion	05:00	90 °C	N/A
Torktid	07:00	90 °C	N/A

Tabell 2: Automatisk rengöring med termisk desinfektion.

KEMISK DESINFEKTON

1. Bringa ett bad med Cidex OPA eller ett motsvarande OPA-desinfektionsmedel (o-ftalaldehyd) till jämvikt vid den temperatur som anges i instruktionerna från tillverkaren av medlet.
2. Verifiera att minsta effektiva koncentration för valt OPA-desinfektionsmedel har uppnåtts med de OPA-testremser som specificerats i instruktionerna från tillverkaren av medlet.
3. Sänk ned enheten fullständigt i OPA-badet och säkerställ att alla bubblor försvinner från enhetens yta genom att sätta den i rörelse.
4. Låt enheten ligga i blöt under den tid som anges i instruktionerna från tillverkaren av OPA-medlet.
5. Skölj enheten noga genom att sänka ned den fullständigt i renat vatten. Sätt enheten i rörelse och låt vila i vattnet i minst en minut.
6. Upprepa steg 5 två gånger för totalt tre sköljningar. Använd nytt renat vatten varje gång.
7. Torka produkten med en steril, luddfri duk.

ÅNGSTERILISERING

Sterilisera produkten i en ångautoklav av standardtyp. Kör en fullständig cykel vid 134 – 135 °C med en exponeringstid på 10 minuter och en torkningstid på 45 minuter. Låt delarna torka och svalna fullständigt.

Inspektera delarna

Efter avslutad reprocessing, kontrollera samtliga delar noga avseende skador, rester av smuts eller överdrivet slitage. Byt ut vid behov. Vissa metoder kan medföra missfärgning av gummidelar utan att deras livslängd påverkas. Om materialen försämrar, t.ex. genom sprickbildning, bör Ambu silikonansiktsmask bytas ut.

Ihopsättning

Sätt ihop masken manuellt och se till att kåpa och dyna sitter ihop ordentligt. Kom ihåg att sätta in proppen (gäller inte nr 0A). Se avsnitt 4.1 Inspektion och förberedelse.

4.4. Kassering

Använda produkter måste kasseras i enlighet med vedertagna rutiner.

5. Tekniska produktspecifikationer

5.1. Specifikationer

Varianter av Ambu silikonansiktsmask	0A, 0 (med lufthål), 0, 2, 3/4, 5 och 6.
Kopplingsstorlek	Anslutning med 15 mm ytterdiameter för stl. 0A enligt SS-EN ISO 5356-1. Anslutning med 22 mm innerdiameter för stl. 0, 2, 3/4, 5 och 6 enligt SS-EN ISO 5356-1.
Intervall för användningstemperatur	-20 till 50 °C enligt SS-EN 1789 och SS-EN ISO 10651-4.
Intervall för förvaringstemperatur	-40 till 70 °C enligt SS-EN 1789 och SS-EN ISO 10651-4.
Vid längre tids förvaring bör enheten förvaras öppnad i sin förpackning i rumstemperatur och ej i direkt solljus.	



5.2. MR-säkerhet

Ambu silikonansiktsmask är MR-säker.

1. Önemli bilgiler – Kullanmadan önce okuyun

Ambu® Silikon Yüz Maskesini kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun. Kullanım talimatları, önceden haber verilmeksiz güncellenebilir. Güncel versiyonun kopyaları talep üzerine temin edilebilir. Bu talimatların, klinik prosedürlerine yönelik bir açıklama niteliğinde olmadığını veya bunları ele almadığını unutmayın. Burada sadece Ambu Silikon Yüz Maskesinin çalışmasıyla ilgili temel işlemler ve önlemler açıklanmaktadır.

Ambu Silikon Yüz Maskesinin ilk kullanımından önce, operatörlerin ürünü kullanma konusunda yeterli eğitimi almış olmaları ve bu talimatlarda belirtilen kullanım amacı, uyarılar, dikkat edilecek noktalar ve endikasyonlar hakkında bilgi sahibi olmaları gereklidir.

Ambu Silikon Yüz Maskesi garanti kapsamında değildir.

1.1. Kullanım amacı

Ambu Silikon Yüz Maskesi, solunum yoluna oksijen vermeye ve solunum yolunu havalandırmaya ya da üst solunum yoluna anestetik gazlar uygulamaya yönelik, yeniden kullanılabilen bir yüz maskesidir.

1.2. Kullanım endikasyonları

Ambu Silikon Yüz Maskesi solunum bakımı ve desteği için kullanılır. Ambu Silikon Yüz Maskesi ayrıca anestezik gazların sağlandığı işlemler sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1.3. Hedef hasta popülasyonu

Ambu Silikon Yüz Maskesi ürünü her yaştan hastada kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve kubenin iç şeşinin ağız ve burun için yeterince geniş olmasını sağlamak için 7 varyantta ve 6 boyda mevcuttur.

- Ambu Silikon Yüz Maskesi, #0A
- Ambu Silikon Yüz Maskesi, #0
- Ambu Silikon Yüz Maskesi, #0 delikli
- Ambu Silikon Yüz Maskesi, #2
- Ambu Silikon Yüz Maskesi, #3/4
- Ambu Silikon Yüz Maskesi, #5
- Ambu Silikon Yüz Maskesi, #6

1.4. Hedef kullanıcı

Ambu Silikon Yüz Maskesi, solunum yolları yönetimi konusunda eğitimli tıp uzmanları, kurtarma ve acil durum personeli tarafından kullanılmalıdır.

1.5. Hedeflenen kullanım ortamı

Ambu Silikon Yüz Maskesi, hastane öncesi (EMS) ve MR sistem odaları dahil hastane ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1.6. Kontrendikasyonlar

Bilinen yok.

1.7. Klinik faydaları

Ambu Tek Kullanımlık Yüz Maskesi hastaya hava ve anestetik gaz geçişi ile kubbe içinden vizualizasyon sağlar.

1.8. Uyarı ve ikazlar

Bu uyarılara uyulmaması, hastaya yetersiz ventilasyon yapılması, çapraz enfeksiyon veya ekipmanın hasar görmesiyile sonuçlanabilir.

UYARILAR !

1. Yanlış kullanım hastaya zarar verebileceğinden, yalnızca bu kılavuzun içeriğine aşina olan hedef kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır.
2. Yanlış kullanım hastaya zarar verebileceğinden, prosedürü uygulayan profesyoneller, yüz maskesi boyutu ve uyumlu cihazların (örn. resüsitatör vb.) seçimini hastanın özel durumuna/durumlarına göre değerlendirmelidir.
3. Poşet hastanın solunum yollarını tıkayabileceği ve ventilasyonu engelleylebileceği için, kullanmadan önce Ambu Silikon Yüz Maskesinin ambalajını tamamen çıkardığınızdan daima emin olun.
4. Ürünü ambalajından çıkardıktan, monte ettikten ve kullanmadan önce her zaman görsel olarak inceleyin, aksi halde kusurlar ve yabancı maddeler hastanın ventilasyonunun olmamasına veya azalmasına veya anestezik gazların iletiminin azalmasına neden olabilir.
5. Ventilasyonun olmamasına veya azalmasına ya da anestezik gazların iletiminin azalmasına neden olabileceğinden, incelemenizin sonucu başarısız olursa ürünü kullanmayın.
6. Enfeksiyona neden olabileceğinden, harici kaynaklarla kontamine olmuşsa ürünü kullanmayın.

7. Her iki elle de kavrama stratejisine uygun bir çene itme işlemi gerçekleştirerek yüz maskesinin hastaya doğru şekilde takıldığından emin olun. Yüz maskesinin düzgün şekilde kapatılmaması, hastanın yetersiz ventilasyonuna veya anestezik gazların iletiminin azalmasına yol açabileceğinden, mümkünse yeniden konumlandırılabilir.
8. Kullanmadan önce Ambu Silikon Yüz Maske tamponunun doğru şişirildiğini her zaman kontrol edin, çünkü düzgün kapanmaması hastanın yetersiz ventilasyonuna yol açabilir.
9. Hasta üzerinde kullanım sırasında yüz maskesi yastığının şişirme ve sızdırırmazlık özelliklerini her zaman görsel olarak kontrol edin, çünkü düzgün kapanmaması sızıntıya ve hastanın ventilasyonunun azalmasına veya hiç olmasına ya da anestezik gazların iletiminin azalmasına neden olabilir.
10. Ambu Silikon Yüz Maskesinin her zaman doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kapatıldığından emin olun, çünkü düzgün kapanmaması hava yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıkların kullanıcıya yayılmasına neden olabilir.
11. Delikli boyut #0'u kullanırken, deliğin tıkanmadığından daima emin olun, çünkü delik açma işlemi, yüksek ventilasyon basınçları barotravmayla neden olabileceğiinden, çocuğa uygulanan basıncın azaltılması amaçlanan işlevini engelleylebilir.
12. Ambu Silikon Yüz Maskesini olması gereken pozisyonda tutarken üzerine aşırı güç uygulamayın, çünkü bu, hastanın yüzünde basınç izlerine neden olabilir.
13. Enfeksiyon riskinden kaçınmak için her kullanımdan sonra Ambu Silikon Yüz Maskesini mutlaka tekrar işlemenden geçirin.
14. Çapraz enfeksiyon riski nedeniyle tekrar işlemden geçirmeden Ambu Silikon Yüz Maskesini başka bir hasta üzerinde yeniden kullanmayın.
15. Enfeksiyon veya arıza riskini önlemek için, cihazın içinde görünür kalıntılar kalmışsa Ambu Silikon Yüz Maskesini tekrar kullanmayın.
16. Enfeksiyon veya cihazın arızalanma riskini önlemek için, Ambu Silikon Yüz Maskesini en fazla 30 kez yeniden işlendikten sonra kullanmayın.
17. Ek oksijen kullanırken, yangın ve/veya patlama riski nedeniyle, sigara içilmesine veya cihazı açık alev, yağı, gres yağı, diğer yanıcı kimyasallar veya kivilcimlara neden olan ekipman ve aletlerin yakınında kullanmayın.
18. Tıbbi bir değerlendirme sonucunda gereklilik göstermediği sürece, uygun olmayan kapatma ve yaralanmanın ağırlaşması riskinden dolayı ciddi yüz travması ve/veya göz yaralanması olan hastaları ventile ederken ürünü kullanmayın. Varsa, hastaya hava vermek için alternatif bir yöntemle geçirin.

UYARILAR

1. Ambu Silikon Yüz Maskesini asla deform olmuş bir durumda saklamayın, aksi takdirde maskede kalıcı bozulma meydana gelebilir ve bu da ventilasyon verimliliğini veya anestetik gazların gelişini azaltabilir.
2. Süresi dolmuş bir cihazın kullanımı, performansının düşmesine veya ürünün arızalanmasına yol açabileceğinden son kullanma tarihiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen ambalaja bakın.
3. Ambu Silikon Yüz Maskesini bu KT'da açıklanandan farklı bir şekilde temizlemeyin. Diğer prosedürler cihazın deform olmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
4. Ürün arızası riskine yol açan farklı dayanıklılığa sahip bileşenlerin tekrar birleştirilmesini önlemek için yeniden işleme sırasında her zaman aynı cihaza ait bileşenleri bir arada tutun.
5. Ürünü temizlemek için fenol içeren maddeler kullanmayın. Fenoller, malzemelerin erken aşınmasına ve bozulmasına neden olarak ürün ömrünün kısalmasına yol açar.
6. Uyumlu olmayan bağlantıları veya adaptörleri Ambu Silikon Yüz Maskesinin konektörüne zorlamak cihaza zarar vererek kullanılamaz hale getirebileceğinden, yalnızca uyumlu bağlantıları veya adaptörleri kullanın.
7. Amerika Birleşik Devletleri federal yasaları uyarınca bu cihaz, sadece lisanslı bir hekim tarafından ya da onun talimatı üzerine satılabilir.

1.9. Potansiyel advers etkiler

Yüz maskelerinin kullanımıyla ilgili potansiyel advers etkiler (hepsini kapsamaz):
Baskı izleri, hipoksi ve mevcut yüz ve göz yaralanmalarının kötüleşmesi.

1.10. Genel notlar

Bu cihaz kullanılırken veya cihazın kullanımına bağlı olarak herhangi bir ciddi hasar meydana gelirse lütfen durumu üreticiye ve yetkili ulusal makama bildirin.

2. Cihazın tanımı

Ambu Silikon Yüz Maskesi steril olmayan, iletken olmayan, tekrar kullanılabilir bir yüz maskesidir. Solunum cihazı veya anestezi devresi ile hastanın üst solunum yolları arasında bağlantı aracı olarak işlev görür ve hastaya hava ve tıbbi gazların yönlendirilmesini sağlar.


15mm konektörlü 0A boyutu

Maske kubbesi şeffaftır. 0A modelinin tamponu köpükle doldurulmuştur ve iç hacmi şişirilemez.



22 mm konektörülü 0, 2, 3/4, 5 ve 6 boyutları

Maske kubbesi şeffaftır. Tamponda, kendi kendine şişmesi için, kapakla kapatılan bir valf bulunur.



Delikli beden 0

Maske kubbesi şeffaftır. Delikli 0 modeli, ventilasyon basıncını $40 \text{ cmH}_2\text{O}$ (4 kPa) değerinin altına sınırlamak üzere tasarlanmıştır.



3. Kullanılan sembollerin açıklaması

Sembol gösterimi	Açıklama	Sembol gösterimi	Açıklama
	Menşe Ülke		30 defadan fazla kullanılamaz
	Tıbbi Cihaz		MR açısından güvenli
Rx only	Yalnızca reçeteyle kullanım		

Sembol açıklamalarının eksiksiz bir listesi
ambu.com/symbol-explanation adresinde bulunabilir.

4. Ürünün kullanımı

4.1. Kontrol ve Hazırlık

1. Ambu Silikon Yüz Maskesini ambalajından çıkarın ve tamponun uygun şekilde şişip şişmediğini kontrol edin.
2. Tamponda hasar veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

4.2. Çalıştırma

1. Maskeyi hastanın yüzünü sıkı kapatacak şekilde takın.
2. Bir çene hareketiyle solunum yolunu açık tutarken maskeyi de yüze sıkıca tutun.



4.3. Yeniden işleme: temizleme, dezenfeksiyon, sterilizasyon

Çapraz kontaminasyon riskini azaltmak için her kullanımdan sonra bu yeniden işleme talimatlarını uygulayın.


Demonte etme

Ambu Silikon Yüz Maskesini yeniden işlemeden önce, yüz maskesini aşağıdaki şekilde göre manuel olarak demonte edin. Tıpayı şişirme tüpünden çıkardığınızdan emin olun (#0A için geçerli değildir).

Düğmeyi açın veya kubbeden maske tamponunu çıkarın.



Demonte edilmiş
maske örneği



Tıpa şişirme borusundan çıkarılmış,
demonte edilmiş maske örneği

Farklı dayanıklılığa sahip bileşenlerin tekrar birleştirilmesini önlemek için yeniden işleme sırasında aynı cihaza ait bileşenleri bir arada tutun.

Önerilen yeniden işleme döngüleri

Cihazın eksiksiz bir yeniden işleme döngüsü için, aşağıdaki tabloda listelenen döngülerden birini kullanın.

Önerilen yeniden işleme döngüleri	Ambu Silikon Yüz Maskesi için Uygulanabilirlik	
	Boyut 0, 2, 3/4, 5 ve 6	Boyut 0A
Manuel temizlik ve ardından kimyasal dezenfeksiyon	Evet	Evet
Manuel temizlik ve ardından buharla sterilizasyon	Evet	Hayır
Termal dezenfeksiyon aşaması dahil olmak üzere otomatik temizleme ve ardından buharla sterilizasyon	Evet	Hayır
Termal dezenfeksiyon aşaması dahil olmak üzere otomatik temizleme ve ardından kimyasal dezenfeksiyon	Evet	Evet

Tablo 1: Önerilen yeniden işleme prosedürleri.

Ürün testleri, Ambu Silikon Yüz Maskesinin yukarıda listelendiği gibi 30 tam yeniden işleme döngüsünden sonra tamamen işlevsel olduğunu göstermiştir.

Önerilen döngülerden ve işleme yöntemlerinden herhangi bir sapmayı nitelendirmek ve önerilen yeniden işleme döngüsü sayısının aşılmışlığını izlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Yeniden işleme prosedürleri

ELDE TEMİZLİK

1. Yoğun kiri çıkarmak için bileşenleri akan soğuk kullanım (musluk) suyu altında durulayın.
2. Kurumuş kan kalıntılarını ve diğer vücut sıvılarını deterjan üreticisinin tavsiye ettiği konsantrasyonda temizlemek için, örn. Neodisher® MediClean Forte veya eşdeğeri bir temizleme deterjanı çözeltisi kullanarak bir deterjan banyosu hazırlayın.

- Deterjanın talimat etiketine göre bileşenleri çözeltiye batıracak şekilde tamamen daldırın. Islatma süresi boyunca, tüm görünür kirler temizlenene kadar bileşenleri yumuşak bir fırça ile iyice temizleyin.
- Bileşenleri bir dakika boyunca akan kullanım (musluk) suyuyla durulayın.
- Parçaları temiz, lif bırakmayan bir bez ve basınçlı hava ile kurulayın.

TERMAL DEZENFEKSİYON İLE OTOMATİK TEMİZLEME

- Yoğun kiri çıkarmak için bileşenleri akan soğuk kullanım (musluk) suyu altında durulayın.
- Bileşenleri bir manifolt rafına veya yıkayıcının içindeki bir tel sepete yerleştirin.
- Uygun döngüyü aşağıda listeden seçin:

Aşama	Resirkülasyon süresi (dakika)	Sıcaklık	Deterjan türü ve konsantrasyonu (uygun durumlarda)
Ön yıkama	02:00	Soğuk musluk suyu	Yok
Yıkama	01:00	43 °C musluk suyu	Neodisher® MediClean Forte ya da onun muadili olan, üreticinin tavsiye ettiği konsantrasyonda deterjan
Durulama	01:00	43 °C musluk suyu	Yok
Termal dezenfeksiyon	05:00	90 °C	Yok
Kurutma süresi	07:00	90 °C	Yok

Tablo 2: Termal dezenfeksiyon döngüleriyle otomatik temizlik.

KİMYASAL YOLLA DEZENFEKTE ETME

- Cidex OPA banyosunu veya eşdeğer bir OPA (ortho-ftalaldehit) dezenfektanını, OPA dezenfektan üreticisinin talimatlarında belirtilen sıcaklıkta dengeleyin.
- OPA dezenfektan üreticisinin talimatlarında belirtilen OPA test şeritlerini kullanarak OPA dezenfektanının minimum etkin konsantrasyonunu (MEC) sağlayın.

3. Cihazı tamamen OPA'ya daldırın ve cihazı çalkalayarak tüm hava kabarcıklarının cihaz yüzeyinden çıktılarından emin olun.
4. Cihazın, OPA dezenfektanı için üretici talimatlarında belirtilen süre boyunca ıslanmasına izin verin.
5. Cihazı saf suya tamamen daldırarak, çalkalayarak ve minimum 1 dakika sertleşmesini sağlayarak iyice durulayın.
6. Her seferinde yeni bir parti saf su kullanarak toplam 3 durulama için 5. adımı iki kez daha tekrarlayın.
7. Cihazı steril, lif bırakmayan bir bezle kurulayın.

BUHARLI STERİLİZASYON

Ürünü 134 – 135 °C sıcaklığındaki tam döngülü bir basınçlı buhar otoklav ile 10 dakikalık maruz kalma süresi ve 45 dakikalık kurutma süresiyle sterilize edin. Parçaları tamamen kurumaya ve/veya soğumaya bırakın.

Bileşenlerin Kontrolü

Yeniden işledikten sonra, tüm bileşenleri hasar, kalıntı veya aşırı aşınma açısından dikkatlice inceleyin ve gerekirse değiştirin. Bazı yöntemler, kullanım ömrüne etki etmeksızın kauçuk parçalarda renk değişimine neden olabilir. Örneğin çatlama gibi malzeme bozulması durumunda, Ambu Silikon Yüz Maskesi bertaraf edilmelidir.

Yeniden montaj

Maskeyi manuel olarak yeniden monte edin ve kubbe ile tampon arasında sıkı montaj sağlayın. Fişi taktığınızdan emin olun (#0A için geçerli değildir). 4.1 İnceleme ve hazırlama bölümüne bakın.

4.4. Bertaraf

Kullanılmış ürünler yerel prosedürlere göre bertaraf edilmelidir.

5. Ürünün teknik özellikler

5.1. Özellikler

Ambu Silikon Yüz Maske varyantları	0A, 0 (delikli), 0, 2, 3/4, 5 ve 6.
Konektör boyutu	ISO 5356-1 uyarınca 0A boyutu için 15 mm OD konektörü. ISO 5356-1 ile uyumlu 0, 2, 3/4, 5 ve 6 boyutu için 22 mm ID konektörü.
Çalıştırma sıcaklığı sınırları	EN 1789 ve ISO 10651-4 uyarınca, -20 °C ila 50 °C.
Saklama sıcaklık sınırları	EN 1789 ve ISO 10651-4'e göre, -40 °C ila 70 °C.
Uzun süreli saklamanın oda sıcaklığında kapalı ambalajda, güneş ışığından uzakta yapılması önerilir.	



5.2. MRG Güvenlik bilgileri

Ambu Silikon Yüz Maskesi MR Güvenlidir.

1. 重要信息 – 使用前请阅读

在使用 Ambu® 硅胶面罩之前, 请认真阅读这些安全说明。本使用说明可能会更新, 恕不另行通知。可以按需提供最新版本副本。请注意, 这些使用说明不对临床程序进行解释或讨论。它们只介绍 Ambu 硅胶面罩的基本操作以及与操作相关的注意事项。

初次使用 Ambu 硅胶面罩前, 操作人员应当接受过产品使用方面的充分培训, 并且熟悉使用说明中所述的预期用途、警告、注意事项和适用范围。

对 Ambu 硅胶面罩不提供保修。

1.1. 预期用途

Ambu 硅胶面罩是可重复使用的面罩, 用于为呼吸道供氧和通气, 或引导麻醉气体进入上呼吸道。

1.2. 适用范围

Ambu 硅胶面罩用于呼吸道护理和呼吸支持。Ambu 硅胶面罩还适合在提供麻醉气体的手术期间使用。

1.3. 目标患者人群

Ambu 硅胶面罩适合所有年龄段的患者使用, 共有 6 种尺寸、7 种型号, 确保面罩的半球罩空间宽敞, 患者不会感到口鼻憋闷。

- Ambu 硅胶面罩, #0A
- Ambu 硅胶面罩, #0
- Ambu 硅胶面罩, #0, 带孔
- Ambu 硅胶面罩, #2
- Ambu 硅胶面罩, #3/4
- Ambu 硅胶面罩, #5
- Ambu 硅胶面罩, #6

1.4. 预期用户

Ambu 硅胶面罩仅供经过呼吸管理培训的医疗专业人员、救援和急救人员使用。

1.5. 预期使用环境

Ambu 硅胶面罩适合在院前 (EMS) 和医院环境 (包括 MR 系统室) 中使用。

1.6. 禁忌症

未知。

1.7. 临床优势

Ambu 硅胶面罩可让空气和麻醉气体进入患者体内，并可通过半球罩进行观察。

1.8. 警告和注意事项

不遵守这些注意事项会影响患者的通气效率，导致交叉感染，还可能造成设备损坏。

警告

1. 只能由熟悉本手册内容的预期用户使用，因为不正确的使用可能会对患者造成伤害。
2. 执行手术的专业人员应根据患者的具体情况评估应选用何种尺寸的面罩以及什么样的兼容器械（如人工呼吸器等），因为使用不当可能会对患者造成伤害。
3. 使用前务必从 Ambu 硅胶面罩上取下所有包装材料，因为包装袋可能会阻塞患者的呼吸道并妨碍通气。
4. 在拆开包装、组装和使用前，一定要目视检查产品，因为缺陷和异物可能导致患者无法通气或通气不畅，或者减少麻醉气体的输送。
5. 如果检查发现问题，请勿使用产品，否则可能导致患者无法通气或通气不畅，或者减少麻醉气体的输送。
6. 如果产品被外部污染源污染，请勿使用，否则可能会导致感染。
7. 必须用手通过相应的手柄施加下颌推力，确保 Ambu 硅胶面罩与患者面部完全贴合。需要时进行调整，因为面罩密封不当会导致患者通气不畅，或减少麻醉气体的输送。
8. 使用前务必检查 Ambu 硅胶面罩的气垫是否适当充气，因为密封不严可能导致患者通气不畅。
9. 对患者使用硅胶面罩时，务必目视检查面罩气垫的充气和贴合性能，因为贴合不严可能会造成泄漏，导致患者无法通气或通气不畅，或者减少麻醉气体的输送。
10. 务必确保正确放置 Ambu 硅胶面罩并确保贴合，因为贴合不严可能导致用户染上通过空气传染的疾病。
11. 使用带孔的规格 #0 时，务必确保孔没有堵塞，因为孔受阻可能妨碍降低输送给儿童的压力的预期功能，因为高通气压力可能会导致气压伤。
12. 佩戴 Ambu 硅胶面罩时，请勿过度用力，否则可能在患者脸部造成压痕。
13. 每次使用后，务必对 Ambu 硅胶面罩进行再处理，以避免感染风险。
14. 不得在未经再处理的情况下将 Ambu 硅胶面罩用于其他患者，否则存在交叉感染风险。
15. 如果 Ambu 硅胶面罩内有可见残留物，请勿重复使用，以避免感染风险或出现故障。

16. 再处理后使用 Ambu 硅胶面罩的次数不得超过 30 次, 以免发生感染或器械发生故障。
17. 使用补充氧气时, 请勿在明火、油、油脂、其他易燃化学品或设备及工具附近吸烟或使用本器械, 否则会引起火花, 存在火灾和/或爆炸风险。
18. 由于存在贴合不严和加重现有伤情的风险, 对于面部严重创伤和/或眼伤的患者, 除非医学评估绝对有必要, 否则不得使用本产品。改用其他可行方法为患者供气。

注意事项

1. Ambu 硅胶面罩在存放时不能变形, 否则面罩可能永久变形, 降低通气效率或麻醉气体的输送。
2. 具体过期日期详见包装, 使用过期器械可能导致产品性能下降或发生故障。
3. 只能按照本使用说明 (IFU) 所述的方法对 Ambu 硅胶面罩进行再处理。否则可能导致器械变形或损坏。
4. 在再处理过程中, 务必将同一器械的组件放在一起, 以避免将具有不同耐用性的组件重新组装在一起, 导致产品故障风险。
5. 请勿使用含苯酚的物质清洁产品。苯酚会导致材料提前磨损和退化, 或缩短产品的使用寿命。
6. 只能使用兼容的连接件或适配器, 如果将不兼容的连接件或适配器强行插入 Ambu 硅胶面罩的接头, 可能会损坏器械, 导致无法使用。
7. 美国联邦法律限定, 本器械只能由有执业资格的医疗从业人员销售, 或者按照其医嘱购买。

1.9. 潜在不良事件

与使用面罩相关的潜在不良事件 (未完全列出): 压痕、缺氧、加重面部和眼部伤情。

1.10. 一般性说明

如果在本器械使用过程中出现严重事故, 或者因使用本器械而导致严重事故, 请向制造商及主管当局报告。

2. 器械说明

Ambu 硅胶面罩为非灭菌、不导电、可重复使用的面罩。它用作呼吸装置或麻醉回路与患者上气道之间的连接装置, 并将空气和医用气体导入患者体内。


带有 15mm 连接器的 0A 尺寸

面罩的半球罩为透明型。 0A 型号的气垫填充有泡沫，但内部容积无法充气。



带有 22 mm 连接器的 0、2、3/4、5 与 6 尺寸

面罩的半球罩为透明型。 气垫带有一个用塞子封闭的自充气阀。



带孔的 0 尺寸

面罩的半球罩为透明型。 带孔的型号 0 可将通气压力限制在 $40 \text{ cmH}_2\text{O}$ (4 kPa) 以下。



3. 所用符号的说明

符号指示	说明	符号指示	说明
	制造商所属国家/地区		使用次数不得超过 30 次
	医疗器械		MR 安全
Rx only	只能按处方使用		

ambu.com/symbol-explanation 备有全套符号释义表。

4. 产品使用

4.1. 检查和准备

1. 从包装中取出 Ambu 硅胶面罩，并检查气垫是否已适当充气。
2. 检查气垫有无任何损坏或泄漏。

4.2. 操作

1. 将面罩紧贴到患者脸部，确保严密贴合。
2. 将面罩紧贴面部，同时通过下颌推力将呼吸道打开。



4.3. 再处理：清洁、消毒、灭菌

每次使用后，请遵循这些再处理说明进行操作，以降低交叉污染的风险。


拆卸

对 Ambu 硅胶面罩进行再处理之前，按照下图所示手动拆卸面罩。确保从充气管上取下塞子（不适用于 #0A）。

解开扣子或从半球罩上取下面罩气垫。



已拆开面罩示例



充气管上的塞子已取下的已拆开面罩示例

在再处理过程中，将同一器械的组件放在一起，避免将具有不同耐用性的组件重新组装在一起。

建议的再处理循环

有关本器械的完整再处理循环, 请使用下表中列出的循环之一。

建议的再处理循环	Ambu 硅胶面罩的适用性	
	规格 0、2、3/4、5 和 6	规格 0A
手动清洁后进行化学消毒	是	是
手动清洁后进行蒸汽灭菌	是	否
自动清洁, 包括热消毒阶段, 然后进行蒸汽灭菌	是	否
自动清洁, 包括热消毒阶段, 然后进行化学消毒	是	是

表 1: 建议的再处理过程。

产品测试表明, Ambu 硅胶面罩在经过 30 个完整的再处理循环后仍可正常使用 (如上表所示)。

用户应负责确认与推荐的循环和处理方法之间的任何偏差, 并监控是否超过建议的再处理循环次数。

再处理程序

手动清洁

1. 在流动冷水 (自来水) 下冲洗组件, 去除大面积污垢。
2. 使用 Neodisher® MediClean Forte 或同等清洁剂溶液, 按照清洁剂制造商建议的浓度, 在浴槽中准备清洁剂溶液, 用于去除干燥血液和其他体液的残留物。
3. 根据清洁剂的说明标签, 将组件完全浸没在溶液中。在浸泡期间, 用软刷彻底清洁组件, 直到清除所有可见的污渍。
4. 用流动的市政供水 (自来水) 冲洗组件一分钟。
5. 使用干净的无绒布和压缩空气烘干组件。

使用热消毒自动清洁

1. 在流动冷水 (自来水) 下冲洗组件, 去除大面积污垢。
2. 将组件放在歧管支架上或垫圈内的钢丝篮中。
3. 选择合适的循环, 如下所示:

阶段	循环时间 (分钟)	温度	清洁剂类型和浓度 (如适用)
预洗	02:00	凉自来水	N/A
清洗	01:00	43 °C (110 °F) 自来水	Neodisher® MediClean Forte 或同等清洁剂, 使用 制造商建议的浓度
冲洗	01:00	43 °C (110 °F) 自来水	N/A
热消毒	05:00	90 °C (194 °F)	N/A
干燥时间	07:00	90 °C (194 °F)	N/A

表 2：通过热消毒循环自动清洁。

化学消毒

1. 在 OPA 消毒剂制造商说明中规定的温度下平衡浴槽中的 Cidex OPA 或同等 OPA (邻苯二甲醛) 消毒剂溶液。
2. 使用 OPA 消毒剂制造商说明中指定的 OPA 测试条, 确保 OPA 消毒剂的最低有效浓度 (MEC)。
3. 将本器械完全浸入 OPA 中, 并通过晃动, 确保去除器械表面的所有气泡。
4. 器械浸泡时间应遵循 OPA 消毒剂制造商的说明书中规定的时间。
5. 将本器械完全浸入纯净水中, 搅拌以进行彻底冲洗, 然后保持稳定至少 1 分钟。
6. 再重复步骤 5 两次, 每次都使用新鲜的纯净水冲洗 3 次。
7. 使用无菌无绒布擦干本器械。

蒸汽灭菌

使用重力蒸汽高压灭菌器在 134 – 135 °C (274 – 275 °F) 下运行完整循环对产品进行灭菌, 接触时间为 10 分钟, 干燥时间为 45 分钟。让组件完全干燥和/或冷却。

检查组件

进行再处理后, 仔细检查所有组件有无损坏、残留物或过度磨损, 必要时予以更换。有些清洁方法可能会使橡胶组件褪色, 但不会影响使用寿命。当材料性能下降时, 例如出现裂缝, 应丢弃 Ambu 硅胶面罩。

重新装配

手动重新装配面罩, 并确保将半球罩和气垫紧密组装在一起。确保插入插头 (不适用于 #0A)。请参阅第 4.1 节“检查和准备”。

4.4. 处置

用过的产品必须按当地规程进行处理。

5. 产品技术规格

5.1. 技术规格

Ambu 硅胶面罩规格	0A、0（带孔）、0、2、3/4、5 和 6。
接头尺寸	符合 ISO 5356-1 的外径为 15 mm 的接头，适用于规格 0A。 兼容 ISO 5356-1 的内径为 22 mm 的接头，适用于规格 0、2、3/4、5 和 6。
工作温度限制	-20 °C 至 50 °C (-4 °F 至 122 °F)，符合 EN 1789 和 ISO 10651-4 标准。
存储温度限制	-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F)，符合 EN 1789 和 ISO 10651-4 标准。

如需长期存放，建议在室温下包装内密封保存，避免阳光直射。



5.2. MRI 安全信息

Ambu 硅胶面罩可在 MR 中安全使用。

Ambu



Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Ambu® is a registered trademark of Ambu A/S, Denmark.
Ambu A/S is certified according to ISO 13485.



2797